

OMNIS Titration Module



2.1002.0X10

Manuel d'utilisation

8.1002.8002FR / 2022-01-12



Metrohm AG
Ionenstrasse
CH-9100 Herisau
Suisse
+41 71 353 85 85
info@metrohm.com
www.metrohm.com

OMNIS Titration Module

Manuel d'utilisation

8.1002.8002FR /
2022-01-12

La présente documentation est protégée par les droits d'auteur. Tous droits réservés.

La présente documentation a été élaborée avec le plus grand soin. Cependant, des erreurs ne peuvent être totalement exclues. Veuillez communiquer vos remarques à ce sujet directement à l'adresse citée ci-dessus.

Exclusion de la responsabilité

Les défauts résultant de circonstances dont Metrohm n'est pas responsable, p. ex. stockage inapproprié, utilisation non conforme etc., sont expressément exclus de la garantie. Les modifications non autorisées du produit (par exemple, transformations ou ajouts) excluent toute responsabilité du fabricant pour les dommages qui en résultent et leurs conséquences. La documentation du produit Metrohm fournit des instructions et remarques à respecter strictement. Dans le cas contraire, la responsabilité de Metrohm est exclue.

Table des matières

1	Aperçu	1
1.1	OMNIS Titration Module – Description du produit	1
1.2	OMNIS Titration Module – Modèles du produit	1
1.3	Conventions de représentation	2
1.4	Informations complémentaires	2
1.5	Accessoires	2
2	Sécurité	4
2.1	Utilisation conforme	4
2.2	Responsabilité de l'exploitant	4
2.3	Exigences concernant le personnel d'exploitation	5
2.4	Consignes de sécurité	5
2.4.1	Dangers liés au potentiel électrique	5
2.4.2	Risques associés aux substances biologiques et chimiques dangereuses	6
2.4.3	Risques associés aux substances facilement inflammables	6
2.4.4	Risques associés à l'écoulement de liquides	7
2.4.5	Risques lors du transport du produit	7
2.5	Présentation des avertissements	8
2.6	Signification des symboles d'avertissement	9
3	Description fonctionnelle	10
3.1	OMNIS Titration Module – Aperçu	10
3.1.1	Agitateur magnétique – Aperçu	12
3.1.2	Agitateur magnétique avec accessoires – Aperçu	13
3.1.3	Unité de dosage – Aperçu	14
3.1.4	Système bouteille réactif – Aperçu	18
3.1.5	Measuring Module Analog – Aperçu	21
3.1.6	Measuring Module Digital – Aperçu	22
3.1.7	Measuring Module Conductivity – Aperçu	23
3.1.8	Cellule de titrage KF volumétrique – Aperçu	24
3.2	OMNIS Titration Module – Fonction	25
3.2.1	Agitateur magnétique – Description fonctionnelle	25
3.2.2	Unité de dosage – Fonction	25
3.2.3	Système bouteille réactif – Fonction	26
3.2.4	Measuring Module Analog – Description fonctionnelle	27
3.2.5	Measuring Module Digital – Description de la fonction	28
3.2.6	Cellule de titrage volumétrique Karl-Fischer – Fonction	28
3.3	OMNIS Titration Module – Éléments d'affichage	28

3.4	Système - Signaux	29
3.5	OMNIS Titration Module – Interfaces	30
3.6	Measuring Module Analog – Interfaces	30
3.7	Measuring Module Digital – Interfaces	32
4	Livraison et emballage	33
4.1	Livraison	33
4.2	Emballage	33
5	Mise en service	34
5.1	Mise en service par Metrohm	34
6	Fonctionnement et contrôle	35
6.1	Maniement	35
6.2	Unité de cylindre OMNIS – Maniement	35
6.2.1	Mise en place de l'unité de cylindre OMNIS	36
6.2.2	Déposer l'unité de cylindre OMNIS	38
6.3	Agitateur magnétique – Maniement	40
6.3.1	Mettre l'agitateur magnétique sous et hors tension	41
6.3.2	Régler l'agitateur magnétique	41
7	Maintenance	43
7.1	Maintenance	43
7.2	Nettoyer la surface du produit	43
7.3	Entreposage de l'unité de cylindre OMNIS	44
7.4	Nettoyage de l'unité de cylindre OMNIS	45
7.5	Nettoyage de l'OMNIS Liquid Adapter	47
8	Traitement des problèmes	50
9	Élimination	51
10	Spécifications techniques	52
10.1	Conditions ambiantes	52
10.2	OMNIS Titration Module – Alimentation en énergie	52
10.3	Agitateur magnétique – Source de courant	52
10.4	Module de mesure – Source de courant	52
10.5	OMNIS Titration Module – Caractéristiques	52
10.6	Agitateur magnétique – Caractéristiques	53
10.7	Module de mesure – Caractéristiques	53

10.8	Boîtier	53
10.9	Agitateur magnétique – Boîtier	54
10.10	Module de mesure – Boîtier	54
10.11	OMNIS Titration Module – Spécifications relatives aux connecteurs	54
10.12	Measuring Module Analog – Spécifications des connecteurs	55
10.13	Measuring Module Digital – Spécifications du connecteur	56
10.14	Measuring Module Conductivity – Spécifications du connecteur	56
10.15	Spécifications relatives à l'affichage	56
10.16	Measuring Module Analog – Spécifications de l'affichage	57
10.17	Measuring Module Digital – Spécifications de l'affichage	57
10.18	Measuring Module Conductivity – Spécifications de l'écran d'affichage	57
10.19	Measuring Module Analog – Spécifications de mesure ..	57
10.20	Measuring Module Conductivity – Spécifications de mesure	59
10.21	OMNIS Titration Module – Spécifications LQH	60
10.22	Agitateur magnétique – Spécifications	60

1 Aperçu

1.1 OMNIS Titration Module – Description du produit

L'OMNIS Titration Module est un module de titrage contrôlé par un OMNIS Titrator. L'OMNIS Titration Module est équipé des groupes fonctionnels suivants :

- Deux emplacements pour la connexion de deux modules de mesure au maximum.
- Une unité de dosage avec une unité de cylindre amovible.
- Un agitateur magnétique intégré selon le modèle du produit.


1.2 OMNIS Titration Module – Modèles du produit

Le produit est disponible dans les modèles ci-après :

Tableau 1 Modèles du produit

Référence article	Désignation	Attribut du modèle
2.1002.0010	OMNIS Titration Module	sans agitateur magnétique
2.1002.0110	OMNIS Titration Module	avec agitateur magnétique intégré

Sur la plaque signalétique figurent la référence article et le numéro de série pour l'identification du produit :



1 (01) = référence article conforme au standard GS1

2 (21) = numéro de série

3 (240) = référence article Metrohm

4 Certification

5 Certification

6 Caractéristiques techniques

1.3 Conventions de représentation

Les formatages suivants peuvent être utilisés dans la présente documentation :

(5-12)	Renvoi aux légendes des figures Le premier chiffre correspond au numéro de la figure. Le deuxième fait référence à l'élément du produit sur la figure.
1	Étape d'instruction Les numéros identifient l'ordre des étapes d'instruction.
Méthode	Noms de paramètres, lignes de menu, onglets et dialogues
Fichier ► Nouveau	Chemin de menu
[Suivant]	Bouton ou touche

1.4 Informations complémentaires

La Metrohm Knowledge Base <https://guide.metrohm.com> met la version la plus récente de ce document à votre disposition. D'autres instructions, feuilles de renseignement, notes de publication, etc. sont disponibles selon le produit. La recherche plein texte et les filtres assurent un accès direct à l'information souhaitée ou au document PDF associé.

1.5 Accessoires

Vous pouvez consulter des informations actuelles relatives au contenu de la livraison et aux accessoires optionnels sur le site internet Metrohm. Télécharger ces informations comme suit :

Télécharger la liste d'accessoires

- 1 Afficher le site <https://www.metrohm.com>.
- 2 Saisir la référence article du produit (par ex. **2.1001.0010**) dans le champ de recherche.
Le résultat de la recherche s'affiche.

-

2 Sécurité

2.1 Utilisation conforme

Les produits Metrohm sont utilisés à des fins d'analyse et de manipulation de produits chimiques.

L'utilisation exige donc de l'utilisateur des connaissances fondamentales et de l'expérience dans la manipulation des produits chimiques. De plus, il est nécessaire d'avoir des connaissances dans l'application des mesures de protection contre les incendies prescrites en laboratoire.

Le respect de la présente documentation technique et des instructions d'entretien constitue un élément important de la notion d'utilisation conforme.

Toute utilisation s'écartant ou divergeant de l'utilisation conforme est considérée comme non conforme.

Les informations relatives aux valeurs de fonctionnement et aux valeurs limites des différents produits sont indiquées, le cas échéant, dans la section « Caractéristiques techniques ».

Le dépassement et/ou le non-respect pendant le fonctionnement des valeurs limites indiquées constituent un danger pour les personnes et les composants. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant du non-respect de ces valeurs limites.

La déclaration de conformité de l'UE perd sa validité dès lors que des modifications sont opérées sur les produits et/ou les composants.

2.2 Responsabilité de l'exploitant

L'exploitant doit veiller au respect des règles fondamentales en matière de sécurité du travail et de prévention des accidents dans les laboratoires de chimie. L'exploitant a les responsabilités suivantes :

- Former le personnel à la manipulation sûre du produit.
- Former le personnel à l'utilisation du produit conformément à la documentation utilisateur (par ex. installation, utilisation, nettoyage, correction des défauts).
- Former le personnel aux règles de base de la sécurité au travail et de la prévention des accidents.
- Fournir un équipement de protection individuelle (par ex. lunettes de protection, gants).
- Fournir les outils et équipements appropriés pour effectuer le travail en toute sécurité.

Le produit ne peut être utilisé que s'il est en parfait état. Pour garantir un fonctionnement sûr du produit, les mesures suivantes sont nécessaires :

- Vérifier l'état du produit avant de l'utiliser.
- Remédier immédiatement aux carences et dysfonctionnements.
- Entretien et nettoyer le produit régulièrement.

2.3 Exigences concernant le personnel d'exploitation

Seul un personnel qualifié peut utiliser le produit. Le personnel qualifié est constitué de personnes répondant aux exigences ci-dessous.

- Connaissance et respect des règles fondamentales en matière de sécurité au travail et de prévention des accidents pour les laboratoires chimiques.
- Connaissances de la manipulation de produits chimiques dangereux. Personnel capable de détecter et d'éviter les risques potentiels.
- Personnel formé à l'application des mesures de protection contre l'incendie pour les laboratoires.
- Les informations relatives à la sécurité ont été communiquées au personnel qui les a assimilées. Le personnel a la capacité d'utiliser le produit en toute sécurité.
- La documentation de l'utilisateur a été lue et assimilée. Le personnel fait fonctionner le produit conformément aux instructions de la documentation utilisateur.

2.4 Consignes de sécurité

2.4.1 Dangers liés au potentiel électrique

Le contact avec une tension électrique peut provoquer des blessures graves voire la mort. Pour écarter les risques liés au potentiel électrique, respecter les points ci-dessous.

- N'utiliser le produit que lorsqu'il est en parfait état. Le boîtier doit également être intact.
- N'utiliser le produit que si les capots sont en place. Si les capots sont endommagés ou manquants, déconnecter le produit de la source de courant et contacter le technicien service Metrohm local.
- Protégez les composants sous tension (par ex. le bloc d'alimentation, le câble secteur, les prises de connexion) de l'humidité.
- Toujours faire effectuer les travaux de maintenance et les réparations sur les composants électriques par un technicien service Metrohm local.

- Déconnecter immédiatement le produit de la source de courant si l'un au moins des cas suivants se produit :
 - Le boîtier est endommagé ou ouvert.
 - Des parties sous tension sont endommagées.
 - De l'humidité pénètre.

2.4.2 Risques associés aux substances biologiques et chimiques dangereuses

Le contact avec des substances biologiques dangereuses peut causer des intoxications dues à des toxines ou bien des infections dues à des micro-organismes. Le contact avec des substances chimiques agressives peut causer des intoxications ou des brûlures corrosives. Afin d'éviter les risques associés aux substances biologiques et chimiques dangereuses, tenir compte des points suivants :

- Identifier le produit conformément aux prescriptions s'il est utilisé pour des substances présentant un risque chimique potentiel et généralement soumises à l'ordonnance allemande sur les substances dangereuses.
- Porter un équipement de protection individuelle (par ex. lunettes de protection, gants).
- Utiliser les substances dangereuses volatiles sous une hotte aspirante.
- Éliminer les substances dangereuses conformément aux prescriptions.
- Nettoyer et désinfecter les surfaces contaminées.
- N'utiliser que des produits de nettoyage qui ne déclenchent pas de réactions secondaires indésirables au contact des matériaux à nettoyer.
- Éliminer les matériaux contaminés par des substances chimiques (par ex. produits de nettoyage) conformément aux prescriptions.
- En cas d'un retour à la société Metrohm AG ou à un représentant Metrohm local, procéder comme suit :
 - Décontaminer le produit ou le composant du produit.
 - Enlever l'identification de substances dangereuses.
 - Rédiger une déclaration de décontamination et la joindre au produit.

2.4.3 Risques associés aux substances facilement inflammables

L'utilisation de substances ou gaz facilement inflammables peut provoquer des incendies ou des explosions. Afin d'éviter les risques associés aux substances facilement inflammables, tenir compte des points suivants :

- Éviter les sources d'ignition.
- Utiliser une mise à la terre.
- Utiliser une hotte aspirante.

2.4.4 Risques associés à l'écoulement de liquides

Un écoulement de liquides peut causer des blessures et endommager le produit. Afin d'éviter les risques associés à l'écoulement de liquides, tenir compte des points suivants :

- Vérifier régulièrement que le produit et les accessoires ne fuient pas et que leurs raccords ne sont pas desserrés.
- Remplacer sans tarder les composants et les raccords non étanches.
- Serrer les raccords desserrés.
- Ne pas desserrer les connexions tubulaires sous pression.
- Ne pas déconnecter les tuyaux sous pression.
- Sortir les extrémités des tuyaux des récipients avec précaution.
- Laisser s'écouler les liquides avec précaution hors des tuyaux vers des récipients appropriés.
- Introduire complètement les pointes de burette dans les récipients.
- Enlever les liquides qui se sont écoulés et les éliminer conformément aux prescriptions.
- En cas de suspicion d'infiltration de liquide dans l'appareil, le déconnecter de sa source de courant. Faire ensuite vérifier l'appareil par un technicien service Metrohm local.

2.4.5 Risques lors du transport du produit

Des substances chimiques ou biologiques peuvent être renversées pendant le transport du produit. Des parties du produit peuvent tomber et être endommagées. Des substances chimiques ou biologiques et des pièces en verre cassées peuvent entraîner un risque de blessure. Afin de garantir un transport sécurisé, tenir compte des points suivants :

- Retirer les pièces non fixées (par ex. racks d'échantillons, récipients d'échantillons, flacons) avant le transport.
- Retirer les liquides.
- Soulever le produit avec les deux mains par la plaque de base et le transporter.
- Soulever et transporter les produits lourds en conformité stricte avec les instructions.

2.5 Présentation des avertissements

Il existe 4 niveaux de risque liés aux avertissements. Les mots-clés suivants sont utilisés dans les avertissements pour classer les niveaux de risque :

- **DANGER** identifie une situation dangereuse qui entraîne selon toute probabilité une blessure grave ou la mort si elle n'est pas évitée.
- **AVERTISSEMENT** identifie une situation dangereuse qui peut entraîner une blessure grave ou la mort si elle n'est pas évitée.
- **ATTENTION** identifie une situation dangereuse qui peut entraîner une blessure bénigne voire de gravité moyenne si elle n'est pas évitée.
- **AVIS** identifie une situation dangereuse qui peut entraîner un dommage matériel si elle n'est pas évitée.

Les avertissements sont représentés de façon différente (couleur et symbole d'avertissement) en fonction du niveau de risque :

 DANGER

Type et source du danger

Conséquences en cas de non-observation de l'avis : une blessure irréversible pouvant entraîner la mort est très probable.

- Mesures permettant d'éviter les dangers

 AVERTISSEMENT

Type ou source du danger

Conséquences en cas de non-observation de l'avis : une blessure grave pouvant entraîner la mort est possible.

- Mesures permettant d'éviter les dangers

 ATTENTION

Type ou source du danger

Conséquences en cas de non-observation de l'avis : une blessure de gravité bénigne à moyenne est possible.

- Mesures permettant d'éviter les dangers

2.6 Signification des symboles d'avertissement

Cette documentation utilise les symboles d'avertissement suivants :

Tableau 2 Symbole d'avertissement conforme à la norme ISO 7010

Symbole d'avertissement	Signification
	Symbole d'avertissement général
	Avertissement concernant la tension électrique
	Avertissement concernant les blessures aux mains
	Avertissement concernant les objets pointus
	Avertissement concernant les surfaces brûlantes
	Avertissement concernant le risque biologique
	Avertissement concernant les substances toxiques
	Avertissement concernant les substances inflammables
	Avertissement concernant les substances caustiques
	Avertissement concernant le rayonnement optique
	Avertissement concernant les faisceaux laser

En fonction de la destination du produit, les étiquettes d'avertissement correspondantes doivent être apposées sur le produit.

3 Description fonctionnelle

3.1 OMNIS Titration Module – Aperçu




Figure 1 OMNIS Titration Module – Face avant

1	Couvercle	2	Emplacement pour les modules de mesure
3	Moteur de burette	4	Agitateur magnétique En option, rétrofitable.
5	Platenformer Pour bouteille pour produits chimiques.		




Figure 2 OMNIS Titration Module – Face arrière

1 Support de bouteille	2 Protection de câble Sur le côté droit. Pour câble Liquid-Adapter.
3 Connecteur MSI MSI = Metrohm Solution Identification. Prise de connexion pour câble Liquid-Adapter.	4 Connecteur MDL MDL = Metrohm Device Link. Prise de connexion pour le câble de connexion à l'appareil de base.
5 Protection de câble En bas à droite.	6 Protection de câble En bas à gauche.
7 Protection de câble Sur le côté gauche. Pour câble d'agitateur à hélice ou câble d'électrode.	

3.1.2 Agitateur magnétique avec accessoires – Aperçu




Figure 4 Agitateur magnétique avec accessoires – Aperçu

1 Tige de potence

2 Support d'électrode

3 Bague d'arrêt

4 Barre de commande

i La tige de potence est mise à la terre. L'OMNIS Titrator et l'OMNIS Titration Module sont dotés d'un orifice dans la tige de potence servant de contact à la terre pour une fiche banane (4 mm).




Figure 6 Moteur de burette – Aperçu

1 Voyant d'état
LED. Multicolore

3 Tenon de verrouillage
Pour le verrouillage de l'unité de cylindre

5 Accouplement du robinet

2 Pointes de contact
Pour la communication avec l'unité de cylindre

4 Tige de poussée
Pour déplacer le piston de burette

3.1.3.1 Unité de cylindre OMNIS – Aperçu




Figure 7 Unité de cylindre – Aperçu

1	Distributeur muni de 4 ports	2	Partie supérieure de cylindre
3	Boîtier de cylindre	4	Tube de centrage
5	Cylindre	6	Puce électronique de données
7	Tenon de piston	8	Piston de dosage
9	Bride de fixation	10	Touche de déverrouillage



Port	Utilisation	Connexion ou fermeture avec
1	Doser	Pointe de dosage
2	Remplissage du cylindre	Bouteille pour produits chimiques
3	Non utilisé	Bouchon
4	Non utilisé	Bouchon

3.1.4 Système bouteille réactif – Aperçu




Figure 9 Système bouteille réactif

1	OMNIS Liquid Adapter	2	Adaptateur pour bouteille multi-usage
3	Bouteille pour produits chimiques		

3.1.4.1 OMNIS Liquid Adapter – Aperçu




Figure 10 OMNIS Liquid Adapter – Composants

1	Câble	2	Affichage de l'état
3	Lecteur RFID	4	Tuyau d'aspiration Composant de 6.01600.xxx
5	Adaptateur de tuyau Composant de 6.01600.xxx		

3.1.4.2 Adaptateur pour bouteille multi-usage – Aperçu




Figure 11 Adaptateur pour bouteille multi-usage, complet (6.01601.000)

1	Couvercle à clipser	2	Tuyau d'aspiration Tuyau d'aspiration (6.1819.020)
3	Étiquette RFID Puce RFID pour le transfert de données sans contact.	4	Bague d'étanchéité PTFE Bague d'étanchéité PTFE (6.02701.010)
5	Insert de cartouche d'absorption (2 pièces)	6	Boîtier de cartouche d'absorption
7	Couvercle de cartouche d'absorption	5 à 7	Cartouche d'absorption, complète Cartouche d'absorption, ensemble complet (6.02701.000)

3.1.5 Measuring Module Analog – Aperçu




Figure 12 Measuring Module Analog – Aperçu

1 INPUT 1

Prise de connexion pour capteurs potentiométriques (codage vert), capteurs de température (codage rouge) et capteurs polarisables (codage bleu)

2 INPUT 2

Prise de connexion pour capteurs potentiométriques (codage vert) et capteurs de température (codage rouge)

3 REF

Prise de connexion pour électrodes de référence

4 Vis de fixation

Vis de fixation à gauche et à droite. Elles servent à fixer le module de mesure dans le boîtier et à la mise à la terre du système électronique.

3.1.7 Measuring Module Conductivity – Aperçu




Figure 14 Measuring Module Conductivity – Aperçu

1 Vis de fixation

2 Entrée de mesure

Pour la cellule de mesure de conductivité
(voir [Measuring Module Conductivity – Spécifications du connecteur](#), page 56)

3 Voyant d'état

LED (vert-rouge)

Il est possible de connecter différentes cellules de mesure de conductivité avec capteur de température intégré à l'entrée de mesure du Measuring Module Conductivity, voir [Moteur de recherche d'électrodes](#). Des cellules de mesure de conductivité à fiche banane peuvent être raccordées par le biais du boîtier adaptateur (6.2103.160).

- **Montée et descente du piston de burette :**

Si le piston de burette est abaissé, la solution est aspirée. Le cylindre se remplit.

Si le piston de burette est remonté, la solution est dosée. Le cylindre se vide.

- **Rotation du cylindre :**

Parmi les 4 ports, la rotation du cylindre commande celui à travers lequel la solution s'écoule.

Au centre de la base de cylindre se trouve le disque de robinet muni d'un orifice.

En bas de la partie supérieure de cylindre se trouve le disque de distribution avec 4 orifices correspondant aux 4 ports du distributeur.

Le moteur de burette fait tourner le cylindre de 90° de sorte que l'orifice du disque de robinet s'aligne sur un orifice du disque de distribution. Il en résulte ainsi un passage pour la solution vers le port correspondant du distributeur.

3.2.2.1 Unité de cylindre OMNIS – Fonction

L'unité de cylindre est un jeu d'accessoires de l'unité de dosage dans les appareils OMNIS dotés d'une fonction de dosage. L'unité de cylindre fournit le volume de liquide requis pour l'analyse et peut être équipée pour différents volumes. Un distributeur muni de 4 ports permet de remplir et de vider le cylindre.

Les unités de cylindre de 2 mL à 20 mL servent aussi bien pour le dosage que pour le titrage. L'unité de cylindre de 50 mL convient particulièrement au dosage (transfert de liquides).

voir aussi

Unité de cylindre OMNIS – Aperçu (Chapitre 3.1.3.1, page 16)

3.2.3 Système bouteille réactif – Fonction

Le système bouteille réactif livre les produits chimiques nécessaires à l'analyse. Le système bouteille réactif dans un système OMNIS est composé des éléments ci-après :

- Bouteille pour produits chimiques

- Adaptateur pour bouteille OMNIS
L'adaptateur pour bouteille OMNIS est adapté à une bouteille pour produits chimiques avec un filetage GL-45 . Nous proposons les adaptateurs appropriés pour les bouteilles pour produits chimiques avec un filetage différent.
L'adaptateur pour bouteille multi-usage vert comporte une étiquette RFID inscriptible. Il est possible d'inscrire des informations relatives à la solution sur l'étiquette RFID.
L'adaptateur pour bouteille à usage unique rouge comporte une étiquette RFID inscriptible. L'étiquette RFID comporte des informations du fabricant sur la composition et la concentration de la solution.
- OMNIS Liquid Adapter
L'OMNIS Liquid Adapter est muni d'un lecteur d'étiquette RFID qui transmet les données entre l'étiquette RFID de l'adaptateur pour bouteille et le logiciel OMNIS.

3.2.3.1 OMNIS Liquid Adapter – Fonctions

Le principe de base

Il n'existe aucune liaison fixe entre l'OMNIS Liquid Adapter et la bouteille pour produits chimiques que vous devez desserrer pour remplacer la bouteille. Vous pouvez permuter l'OMNIS Liquid Adapter sans problème d'une bouteille à l'autre.

Transfert de liquide

Le transfert de liquide est assuré par le tuyau d'aspiration intégré dans l'OMNIS Liquid Adapter. Lorsque vous connectez l'OMNIS Liquid Adapter sur la bouteille, le tuyau d'aspiration exerce une pression sur le tuyau d'aspiration dans la bouteille pour produits chimiques. Il se crée une liaison étanche.

Transfert de données sans contact

Les informations relatives au contenu de la bouteille pour produits chimiques sont mémorisées sur une étiquette RFID collée sur l'adaptateur pour bouteille. L'OMNIS Liquid Adapter est équipé d'un lecteur d'étiquette RFID pour la lecture de ces données.

Le câble de données fixé sur l'OMNIS Liquid Adapter transmet les informations à l'appareil d'analyse et au logiciel.

3.2.4 Measuring Module Analog – Description fonctionnelle

Le Measuring Module Analog est doté du système électronique nécessaire à l'utilisation de capteurs analogiques. Les prises de connexion permettent de raccorder des électrodes analogiques et des électrodes analogiques de référence.

3.2.5 Measuring Module Digital – Description de la fonction

Le Measuring Module Digital sert d'interface aux électrodes numériques sur un OMNIS Titrator ou un OMNIS Titration Module.

Il est possible d'insérer des électrodes numériques, appelées dTodes, dans sa prise de connexion.

3.2.6 Cellule de titrage volumétrique Karl-Fischer – Fonction

La cellule de titrage volumétrique Karl-Fischer (cellule de titrage KF) est un récipient fermé conçu pour la détermination de la teneur en eau selon Karl-Fischer. Il est fixé sur la tige de potence de l'agitateur magnétique.

La cellule de titrage KF comporte :

- Un récipient de titrage (différents modèles possibles)
- Un couvercle de récipient de titrage (différents modèles possibles, avec ou sans broyeur (Polytron PT 1300 D))

Des joints et un tube d'adsorption contenant un tamis moléculaire sont utilisés pour empêcher l'humidité de pénétrer dans la cellule de titrage KF.

3.3 OMNIS Titration Module – Éléments d'affichage




Figure 16 OMNIS Titration Module – Éléments d'affichage

1 Voyant d'état

Multicolore

L'état de l'appareil est affiché par le voyant d'état (16-1) en plusieurs couleurs (voir "Système - Signaux", Chapitre 3.4, page 29).

voir aussi

3.4 Système - Signaux

Des composants du système dotés d'indicateurs d'état affichent leur état de service par des couleurs et/ou des séquences de clignotement. La signification des couleurs et séquences de clignotement est présentée dans le tableau suivant.

Signal visuel		Signification
	La LED s'allume en jaune.	Démarrage du système ou initialisation
	La LED clignote en jaune (lente-ment).	Prêt pour l'établissement de la connexion ou pour l'accouplement
	La LED clignote en jaune (rapidement).	L'établissement de la connexion a commencé ou l'accouplement est en cours
	La LED s'allume en vert.	Opérationnel
	La LED clignote en vert (lente-ment).	En service
	La LED clignote en rouge (rapidement).	Dérangement ou erreur

Certains composants du système n'utilisent qu'une partie des séquences de clignotement représentées.




Figure 18 Measuring Module Analog – Entrées de mesure

1 INPUT 1

2 INPUT 2

3 REF

Entrées de mesure INPUT 1 et INPUT 2

Les entrées de mesure **INPUT 1** et **INPUT 2** sont entourées de segments de cercle de différentes couleurs. Les couleurs indiquent que seuls certains types de câbles d'électrodes peuvent être branchés dans les prises de connexion correspondantes :

Tableau 3 Signification des couleurs

Rouge	Le connecteur est compatible avec les capteurs de température.
Bleu	Le connecteur est compatible avec les capteurs polarisés.
Vert	Le connecteur est compatible avec les capteurs potentiométriques.

Entrée de mesure REF

L'entrée de mesure **REF** est destinée aux électrodes de référence.

5.1 Mise en service par Metrohm

technicien service Metrohm local.

6 Fonctionnement et contrôle

6.1 Maniement

Le produit peut être commandé par le logiciel OMNIS. Pour en savoir plus sur le logiciel OMNIS, voir [OMNIS Help](#).

6.2 Unité de cylindre OMNIS – Maniement

 Le maniement du produit est possible à l'aide du logiciel OMNIS. Pour de plus amples informations, voir l'[assistant du logiciel](#).

Avis sur la manipulation



ATTENTION

Usure du piston

Les solutions de matières solides (par ex. sels et hydroxydes) provoquent une plus forte usure du piston de burette ce qui peut entraîner une perte d'étanchéité.

- Après chaque titrage/dosage, remplir le cylindre de solution et aller à la position d'échange.

Si le débit d'échantillons ne peut pas être assuré en continu, remplir le cylindre de solution et l'amener à la position d'échange en particulier lors de l'utilisation de :

- solutions concentrées ayant tendance à cristalliser
- solutions d'EDTA, solvants de haute pureté et eau ultrapure
- solvants organiques
- réactifs alcalins (par ex. KOH ou alcool isopropylique), corrosifs ou fortement concentrés

L'unité de cylindre ne rejoint pas automatiquement la position d'échange. Pour aller automatiquement en position d'échange après chaque titrage/dosage, insérer dans la méthode les fonctions **FILL** et **VALVE POS**, voir l'[assistant du logiciel](#).

Pour conserver (stocker) l'unité de cylindre pendant une période prolongée (voir "[Entreposage de l'unité de cylindre OMNIS](#)", Chapitre 7.3, page 44).

Utilisation du tuyau de dosage avec vanne anti-diffusion


Pour l'utilisation avec vanne anti-diffusion, respecter un débit de dosage max. de 150 mL/min.

- Clé (6.2739.000)
- 2 tuyaux FEP (6.1805.100)
- Pointe de burette (6.1543.200)

1 Orientation de l'unité de cylindre


Tourner l'unité de cylindre jusqu'à ce que la ligne avec l'inscription **UNLOCK** coïncide avec le repère situé sur le moteur de burette.

2



Connecter l'unité de cylindre en position droite d'en haut sur les deux tenons de verrouillage.

3 Verrouillage de l'unité de cylindre



Tourner l'unité de cylindre vers la gauche jusqu'à la butée.
La ligne avec l'inscription **LOCK** sert de repère d'orientation.


- Moteur de burette : l'accouplement du robinet et la tige de poussée sont en position d'échange (le port 2 est paramétré).
- Unité de cylindre : le tenon de piston affleure au niveau de la face inférieure du boîtier de cylindre. Le tube de centrage est dans la position correcte.

1 Déconnecter les tuyaux



Dévisser les tuyaux de dosage et de remplissage.

2 Déverrouillage de l'unité de cylindre



Tourner l'unité de cylindre vers la droite jusqu'à la position **UNLOCK**.

Autres fonctions offertes par le logiciel

Les fonctions suivantes ne peuvent être exécutées qu'avec le logiciel OMNIS (voir [OMNIS Help](#)) :

- **Désactiver les touches**
L'utilisation de l'agitateur magnétique n'est plus possible que via le logiciel.
- **Changer les touches de l'agitateur à hélice**
Les touches de l'agitateur magnétique commandent l'agitateur à hélice.
- **Régler la direction d'agitation**

6.3.1 Mettre l'agitateur magnétique sous et hors tension

1 Mettre l'agitateur magnétique sous tension

Appuyer sur la touche .

L'agitateur magnétique tourne à la vitesse d'agitation utilisée en dernier lieu.

2 Mettre l'agitateur magnétique hors tension

Appuyer à nouveau sur la touche .

L'agitateur magnétique s'arrête.

 Si l'agitateur magnétique tourne à une vitesse d'agitation élevée, réduire cette dernière avant de le mettre hors tension.

Il est également possible de mettre l'agitateur magnétique sous et hors tension dans la fenêtre [Contrôle manuel](#) du logiciel OMNIS.

6.3.2 Régler l'agitateur magnétique

15 niveaux de réglage de la vitesse d'agitation sont disponibles.

Condition préalable :

L'agitateur magnétique est sous tension.

1 Augmenter progressivement la vitesse d'agitation

Appuyer sur la touche .

Chaque pression de touche permet d'augmenter la vitesse d'agitation d'un niveau. La vitesse d'agitation actuelle s'affiche dans la fenêtre [Contrôle manuel](#) du logiciel OMNIS.

7 Maintenance

7.1 Maintenance

Assurer la maintenance régulière du produit afin d'éviter les dysfonctionnements et de garantir une longue durée de vie.

- Metrohm recommande de faire appel à un personnel qualifié de la société Metrohm AG pour effectuer la maintenance des produits dans le cadre d'un entretien annuel. En cas de travail fréquent avec des produits chimiques caustiques et corrosifs, des intervalles de maintenance plus courts sont nécessaires.
- N'exécuter que les travaux de maintenance décrits dans les présentes instructions. Veuillez contacter votre technicien service Metrohm local pour effectuer d'autres travaux de maintenance et réparations. Il vous donnera à tout moment des conseils spécialisés liés à la maintenance et l'entretien de tous les produits Metrohm.
- N'utiliser que des pièces de rechange conformes aux exigences techniques du fabricant. Les pièces de rechange d'origine y répondent en toutes circonstances.

7.2 Nettoyer la surface du produit

Nettoyer régulièrement le produit afin d'éviter les dysfonctionnements et de garantir une longue durée de vie.

- Éliminer immédiatement les produits chimiques renversés.
- Protéger les connexions du connecteur de la contamination.



AVERTISSEMENT

Substances chimiques dangereuses

Le contact avec des substances chimiques agressives peut causer des intoxications ou des brûlures corrosives.

- Porter un équipement de protection individuelle (par ex. lunettes de protection, gants).
- Utiliser les substances dangereuses volatiles sous une hotte aspirante.
- Nettoyer les surfaces encrassées.
- N'utiliser que des produits de nettoyage qui ne déclenchent pas de réactions secondaires indésirables au contact des matériaux à nettoyer.
- Éliminer les matériaux contaminés par des substances chimiques (par ex. produits de nettoyage) conformément aux prescriptions.



AVERTISSEMENT

Risques pour la santé liés à la tension électrique.

Blessures graves pouvant entraîner la mort.

- N'utiliser le produit que lorsqu'il est en parfait état. Le boîtier doit également être intact.
- N'utiliser le produit que si les capots sont en place.
- Protéger les composants sous tension (par ex. le bloc d'alimentation, le câble secteur, les prises de connexion) de l'humidité.
- Toujours faire effectuer les travaux de maintenance et les réparations sur les composants électriques par un technicien de service Metrohbm local.

Condition préalable :

- Le produit est hors tension et la source de courant est débranchée.

Accessoires nécessaires :

- Chiffon de nettoyage (doux et non pelucheux)
- Eau ou éthanol

- 1 Nettoyer la surface avec un chiffon humide. Éliminer les encrassements les plus grossiers à l'éthanol.
- 2 Essuyer la surface avec un chiffon sec.
- 3 Nettoyer les connecteurs avec un chiffon sec.

7.3 Entreposage de l'unité de cylindre OMNIS



Si l'unité de cylindre n'est pas utilisée pendant un grand laps de temps, nettoyer le cylindre à l'eau déionisée et l'en remplir pour prévenir le collage du disque de robinet et du disque de distribution, en particulier en cas d'utilisation de :

- solutions concentrées ayant tendance à cristalliser
- solutions d'EDTA, solvants de haute pureté et eau ultrapure
- solvants organiques
- réactifs alcalins (par ex. KOH dans l'isopropanol), corrosifs ou fortement concentrés



En cas d'utilisation de réactifs sensibles à l'eau, rincer le cylindre au solvant puis l'entreposer vide.

- 1** Mettre le tuyau de remplissage dans un flacon avec un liquide nettoyant.

- 2 Dans le logiciel OMNIS, ouvrir le **Contrôle manuel** de l'unité de dosage, voir l'*assistant du logiciel*.
- 3 Exécuter la fonction **Préparer** 2 à 3 fois avec le liquide nettoyant.
- 4 Si l'unité de cylindre doit être entreposée vide,
 - retirer le tuyau de remplissage du flacon avec le liquide nettoyant et
 - démarrer la fonction **Vider**.
- 5 Démarrer la fonction **Position d'échange**.
- 6 Entreposer l'unité de cylindre à température ambiante et à l'abri du rayonnement solaire direct.

Rinçage automatique de l'unité de cylindre

Afin que l'unité de cylindre soit rincée automatiquement, télécharger la méthode correspondante sous forme de modèle ou la créer soi-même .

7.4 Nettoyage de l'unité de cylindre OMNIS



AVERTISSEMENT

Substances chimiques dangereuses


Le contact avec des substances chimiques agressives peut causer des intoxications ou des brûlures corrosives.

- Porter un équipement de protection individuelle (par ex. lunettes de protection, gants).
- Utiliser les substances dangereuses volatiles sous une hotte aspirante.
- Nettoyer les surfaces encrassées.
- N'utiliser que des produits de nettoyage qui ne déclenchent pas de réactions secondaires indésirables au contact des matériaux à nettoyer.
- Éliminer les matériaux contaminés par des substances chimiques (par ex. produits de nettoyage) conformément aux prescriptions.

 L'unité de cylindre exige un entretien approprié. Un encrassement excessif de l'unité de cylindre peut provoquer des dysfonctionnements et réduire sa durée de vie.

Condition préalable :


5 Nettoyage des contacts électriques du moteur de burette



- Si les contacts électriques ne sont que légèrement encrassés, humidifier un chiffon avec de l'eau et nettoyer les contacts électriques.
- Si les contacts électriques sont fortement encrassés, imbiber de produit vaisselle ou d'éthanol le chiffon humidifié et nettoyer les contacts électriques.


7.5 Nettoyage de l'OMNIS Liquid Adapter

Nettoyage du tuyau d'aspiration



1. Rincer abondamment le tuyau d'aspiration à l'eau courante.
Sécher à l'aide d'un chiffon humide non pelucheux.
2. Vérifier si la lèvre d'étanchéité (1) et la surface d'étanchéité (2) sont propres et intactes.

S'il n'est plus possible de nettoyer la lèvre d'étanchéité ou la surface d'étanchéité du tuyau d'aspiration, monter un nouveau tuyau d'aspiration.




1. Pour que la partie encastrée soit mieux accessible, poser l'OMNIS Liquid Adapter sur le bord d'une table. Appuyer l'OMNIS Liquid Adapter vers le bas et maintenez-le ainsi.
La partie encastrée se soulève.
2. Nettoyer minutieusement la surface et la cavité prévue pour le tuyau d'aspiration à l'aide d'un chiffon humide.
3. Si l'intérieur de la cavité est encrassé, le nettoyer avec un coton tige humidifié.
4. Relâcher le boîtier de l'OMNIS Liquid Adapter.

Encrassement par des substances organiques

En cas d'encrassement de l'OMNIS Liquid Adapter par des substances organiques, nettoyez-le avec de l'éthanol, du méthanol et/ou de l'isopropanol.

- i** Ne pas utiliser de solvants à l'acétone pour le nettoyage de l'OMNIS Liquid Adapter. L'acétone attaque l'inscription de l'OMNIS Liquid Adapter.

9 Élimination



Éliminer les produits chimiques et le produit de façon réglementaire afin d'atténuer les effets négatifs sur l'environnement et la santé. Les autorités locales, les services d'élimination des déchets ou encore les revendeurs fournissent des informations plus détaillées concernant l'élimination. Pour éliminer les appareils électriques usagés dans les règles de l'art au sein de l'Union européenne, observer la directive UE relative aux DEEE (DEEE = déchets d'équipements électriques et électroniques).

Type

Sans agitateur magnétique	4,0 kg
Avec agitateur magnétique	4,7 kg

10.6 Agitateur magnétique – Caractéristiques

Dimensions

Largeur	142 mm
Hauteur	70 mm
Profondeur	116 mm

Poids	700 g
--------------	-------

10.7 Module de mesure – Caractéristiques

Dimensions

Largeur	105 mm
Hauteur	31 mm
Profondeur	72 mm

Poids	env. 420 g
--------------	------------

10.8 Boîtier

Matériaux

Couvercle	PET	Polytéréphtalate
Panneau arrière	AW-5754 H12 / H22	Aluminium, laqué
Fond	1,4301	Acier inoxydable
Enveloppe	PBT	Polytéréphtalate de butylène
Films avant	PET	Polytéréphtalate d'éthylène, mat

Indice de protection IP	IP 40
--------------------------------	-------

10.9 Agitateur magnétique – Boîtier

Matériaux

<i>Couvercle</i>	PBT	Polytéréphtalate de butylène
<i>Fond</i>		Acier chromé
<i>Enveloppe</i>	PBT	Polytéréphtalate de butylène
<i>Films avant</i>	PET	Polytéréphtalate de butylène, mat

Degré de protection IP IP 40

10.10 Module de mesure – Boîtier

Matériaux

<i>Couvercle</i>	AW-5754 H12 / H22	Aluminium, laqué
<i>Panneau arrière</i>	PBT	Polytéréphtalate de butylène
<i>Enveloppe</i>	GD-ZnAl4Cu1	Zinc coulé sous pression, nickelé

Indice de protection IP IP 40

10.11 OMNIS Titration Module – Spécifications relatives aux connecteurs

Alimentation en énergie via MDL
Prise Connecteur rond

MDL Metrohm Device Link

Module de mesure 2 emplacements
Puissance de sortie 0,6 W max.
Transmission d'énergie par module de mesure
couplage inductif

optique

Contacts

4

Surfaces de contact
pour l'unité de cylindre

10.12 Measuring Module Analog – Spécifications des connecteurs

Entrées de mesure

INPUT 1

Prise

Connecteur rond 7 pôles
, taille 0, 45°

Potentiométrie

pH, EIS, Redox

Entrée de mesure pour les électrodes potentiométriques

Température

Temp.

Entrée de mesure pour les capteurs de température de type Pt1000 ou NTC pour la compensation automatique de la température

Polariseur

Pol.

Entrée de mesure pour électrodes polarisables

INPUT 2

Prise

Connecteur rond 7 pôles
, taille 0, 45°

Potentiométrie

pH, EIS, Redox

Entrée de mesure pour les électrodes potentiométriques

Température

Temp.

Entrée de mesure pour les capteurs de température de type Pt1000 ou NTC pour la compensation automatique de la température

REF

Type

2 mm

Potentiel de référence

(INPUT 1 - INPUT 2)

pH, EIS, Redox

Mesure différentielle
potentiométrique, en
référence à REE

10.13 Measuring Module Digital – Spécifications du connecteur

Prise de connexion destinée à une électrode numérique

Type

Connecteur rond 6 pôles
, taille 0, 60°

10.14 Measuring Module Conductivity – Spécifications du connecteur

Prise de conductivité

Prise

Connecteur rond 7 pôles,
taille 0, 0°

Conductivité

Cond.

Entrée de mesure de la
cellule de mesure de
conductivité

Température

Temp.

Entrée de mesure du capteur de température du type Pt1000 permettant la compensation automatique de la température

10.15 Spécifications relatives à l'affichage

Voyant d'état

LED

multicolore

10.16 Measuring Module Analog – Spécifications de l'affichage

Voyant d'état LED vert-rouge

10.17 Measuring Module Digital – Spécifications de l'affichage

Voyant d'état LED vert

10.18 Measuring Module Conductivity – Spécifications de l'écran d'affichage

Voyant d'état LED vert-rouge

10.19 Measuring Module Analog – Spécifications de mesure

Potentiométrie

<i>Gamme de mesure</i>	–2 400 à +2 400 mV	
<i>Résolution</i>	1,56 μ V	
<i>Exactitude de la mesure</i>	$\pm 0,5$ mV	dans la gamme de mesure –2 000 à +2 000 mV
<i>Résistance d'entrée</i>	$\geq 1 \cdot 10^{12} \Omega$	
<i>Courant de décalage</i>	$\leq \pm 1 \cdot 10^{-12}$ A	

Température

<i>Pt1000</i>		
Gamme de mesure	–150 à +250 °C	
Résolution	env. 0,002 °C	
Exactitude de la mesure	$\pm 0,4$ °C	dans la gamme de mesure de –20,0 à +150,0 °C

Polariseur

Ipol CC

Courant de polarisation	−200,0 à +200,0 µA	réglable par pas de 0,5 µA
Gamme de mesure	−2 400 à +2 400 mV	
Résolution de mesure	0,1 mV	

Mesure différentielle potentiométrique

<i>Gamme de mesure</i>	−2 400 à +2 400 mV	
<i>Résolution de mesure</i>	1,56 µV	
<i>Exactitude de la mesure</i>	±1,0 mV	dans la gamme de mesure −2 000 à +2 000 mV

Conditions de référence

Humidité relative de l'air	≤ 60 %	
Température ambiante	+25 °C (±3 °C)	
État de l'appareil		en fonctionnement depuis min. 30 minutes

Exactitude de la mesure

s'applique à toutes les gammes de mesure en l'absence d'erreur du capteur, dans les conditions de référence, intervalle de mesure 100 ms

10.20 Measuring Module Conductivity – Spécifications de mesure

Conductivité

<i>Gamme de mesure</i>	0,1 μ S à 1 000 mS	
<i>Résolution</i>	4	Positions significatives
<i>Exactitude de la mesure ¹⁾</i>	$\pm 0,5$ % ± 1 chiffre	dans la gamme de mesure de 0,1 μ S à 16 μ S
	$\pm 0,5$ % ± 1 chiffre	dans la gamme de mesure de 16 μ S à 1 000 μ S
	± 1 % ± 1 chiffre	dans la gamme de mesure de 1 000 μ S à 1 000 mS

Température

<i>Pt1000</i>		
<i>Gamme de mesure</i>	-150 à +250 °C	
<i>Résolution</i>	0,002 °C	
<i>Exactitude de la mesure ¹⁾</i>	$\pm 0,2$ °C	dans la gamme de mesure de -20,0 à +150,0 °C

Conditions de référence

<i>Humidité relative de l'air</i>	≤ 60 %	
<i>Température ambiante</i>	+25 °C (± 3 °C)	
<i>État de l'appareil</i>		en fonctionnement depuis min. 30 minutes

¹⁾ ± 1 chiffre, s'applique à toutes les gammes de mesure, sans erreur du capteur, dans les conditions de référence, intervalle de mesure 100 ms

10.21 OMNIS Titration Module – Spécifications LQH

Moteur de burette

Résolution de dosage	100 000	pas par volume du cylindre
Exactitude de dosage	0,01 %	typique, du volume dosé en référence au volume du cylindre

10.22 Agitateur magnétique – Spécifications

Variante de produit OMNIS		avec agitateur magnétique monté
Gamme de réglage de la vitesse de rotation	+1 à +15	Direction de rotation dans le sens antihoraire (vue de dessus)
	–1 à –15	Direction de rotation dans le sens horaire (vue de dessus)
Changement de la vitesse de rotation par niveau	120 tr/min	
Vitesse de rotation maximale	1 800 tr/min	
Longueurs de barreau d'agitation	8, 12, 16, 25, 30 mm	