


OMNIS Dosing Module



2.1003.0X10

Manuel d'utilisation

8.1003.8002FR / 2021-07-23



Metrohm AG
Ionenstrasse
CH-9100 Herisau
Suisse
+41 71 353 85 85
info@metrohm.com
www.metrohm.com

OMNIS Dosing Module

2.1003.0X10

Manuel d'utilisation

8.1003.8002FR /
2021-07-23

La présente documentation est protégée par les droits d'auteur. Tous droits réservés.

La présente documentation a été élaborée avec le plus grand soin. Cependant, des erreurs ne peuvent être totalement exclues. Veuillez communiquer vos remarques à ce sujet directement à l'adresse citée ci-dessus.

Exclusion de la responsabilité

Les défauts résultant de circonstances dont Metrohm n'est pas responsable, p. ex. stockage inapproprié, utilisation non conforme etc., sont expressément exclus de la garantie. Les modifications non autorisées du produit (par exemple, transformations ou ajouts) excluent toute responsabilité du fabricant pour les dommages qui en résultent et leurs conséquences. La documentation du produit Metrohm fournit des instructions et remarques à respecter strictement. Dans le cas contraire, la responsabilité de Metrohm est exclue.

Table des matières

1	Aperçu	1
1.1	OMNIS Dosing Module – Description du produit	1
1.2	OMNIS Dosing Module – Modèles du produit	1
1.3	Conventions de représentation	2
1.4	Informations complémentaires	2
1.5	Accessoires	2
2	Sécurité	4
2.1	Utilisation conforme	4
2.2	Responsabilité de l'exploitant	4
2.3	Exigences concernant le personnel d'exploitation	5
2.4	Consignes de sécurité	5
2.4.1	Dangers liés au potentiel électrique	5
2.4.2	Risques associés aux substances biologiques et chimiques dangereuses	6
2.4.3	Risques associés aux substances facilement inflammables	6
2.4.4	Risques associés à l'écoulement de liquides	7
2.4.5	Risques lors du transport du produit	7
2.5	Présentation des avertissements	8
2.6	Signification des symboles d'avertissement	9
3	Description fonctionnelle	10
3.1	OMNIS Dosing Module – Aperçu	10
3.1.1	Agitateur magnétique – Aperçu	12
3.1.2	Agitateur magnétique avec accessoires – Aperçu	13
3.1.3	Unité de dosage – Aperçu	14
3.1.4	Système bouteille réactif – Aperçu	18
3.1.5	Cellule de titrage KF volumétrique – Aperçu	21
3.2	OMNIS Dosing Module – Fonctionnement	22
3.2.1	Agitateur magnétique – Description fonctionnelle	22
3.2.2	Unité de dosage – Fonction	22
3.2.3	Système bouteille réactif – Fonction	23
3.2.4	Cellule de titrage volumétrique Karl-Fischer – Fonction	24
3.3	OMNIS Dosing Module – Éléments d'affichage	25
3.4	Système - Signaux	25
3.5	OMNIS Dosing Module – Interfaces	26

4	Livraison et emballage	27
4.1	Livraison	27
4.2	Emballage	27
5	Installation	28
5.1	Installation par Metrohm	28
5.2	Lieu d'installation	28
5.3	Montage de l'emplacement de rangement pour électrodes	28
5.4	Mise en place de l'unité de cylindre OMNIS	30
5.5	Agitateur magnétique – Montage des accessoires	32
5.6	Produits OMNIS KF – Remplacement du matériau d'adsorption	36
5.7	OMNIS Dosing Module – Montage de la cellule de titrage KF volumétrique	38
5.8	Système de titrage OMNIS – Montage du système bouteille réactif	50
6	Mise en service	51
6.1	Mise en service par Metrohm	51
7	Fonctionnement et contrôle	52
7.1	Maniement	52
7.2	Unité de cylindre OMNIS – Maniement	52
7.2.1	Mise en place de l'unité de cylindre OMNIS	53
7.2.2	Déposer l'unité de cylindre OMNIS	55
7.3	Agitateur magnétique – Maniement	57
7.3.1	Mettre l'agitateur magnétique sous et hors tension	58
7.3.2	Régler l'agitateur magnétique	58
8	Maintenance	60
8.1	Maintenance	60
8.2	Nettoyer la surface du produit	60
8.3	Entreposage de l'unité de cylindre OMNIS	61
8.4	Nettoyage de l'unité de cylindre OMNIS	62
8.5	Nettoyage de l'OMNIS Liquid Adapter	65
9	Traitement des problèmes	67
10	Élimination	68

11	Spécifications techniques	69
11.1	Conditions ambiantes	69
11.2	OMNIS Dosing Module – Alimentation en énergie	69
11.3	Agitateur magnétique – Source de courant	69
11.4	OMNIS Dosing Module – Caractéristiques	69
11.5	Agitateur magnétique – Caractéristiques	70
11.6	OMNIS Dosing Module – Boîtier	70
11.7	Agitateur magnétique – Boîtier	70
11.8	OMNIS Dosing Module – Spécifications relatives aux connecteurs	71
11.9	Spécifications relatives à l'affichage	71
11.10	OMNIS Dosing Module – Spécifications LQH	71
11.11	Agitateur magnétique – Spécifications	71

1 Aperçu

1.1 OMNIS Dosing Module – Description du produit

L'OMNIS Dosing Module est un module de dosage contrôlé par un OMNIS Titrator. L'OMNIS Dosing Module est équipé des groupes fonctionnels suivants :

- Une unité de dosage avec une unité de cylindre amovible.
- Un agitateur magnétique intégré selon le modèle du produit.


1.2 OMNIS Dosing Module – Modèles du produit

Le produit est disponible dans les modèles ci-après :

Tableau 1 Modèles du produit

Référence article	Désignation	Attribut du modèle
2.1003.0010	OMNIS Dosing Module	sans agitateur magnétique
2.1003.0110	OMNIS Dosing Module	avec agitateur magnétique

La plaque signalétique comporte la référence article et le numéro de série permettant d'identifier le produit :



1 (01) = référence article conforme au standard GS1

2 (21) = numéro de série

3 (240) = référence article Metrohm

4 Certification

5 Certification

6 Caractéristiques techniques

-

2 Sécurité

2.1 Utilisation conforme

Les produits Metrohm sont utilisés à des fins d'analyse et de manipulation de produits chimiques.

L'utilisation exige donc de l'utilisateur des connaissances fondamentales et de l'expérience dans la manipulation des produits chimiques. De plus, il est nécessaire d'avoir des connaissances dans l'application des mesures de protection contre les incendies prescrites en laboratoire.

Le respect de la présente documentation technique et des instructions d'entretien constitue un élément important de la notion d'utilisation conforme.

Toute utilisation s'écartant ou divergeant de l'utilisation conforme est considérée comme non conforme.

Les informations relatives aux valeurs de fonctionnement et aux valeurs limites des différents produits sont indiquées, le cas échéant, dans la section « Caractéristiques techniques ».

Le dépassement et/ou le non-respect pendant le fonctionnement des valeurs limites indiquées constituent un danger pour les personnes et les composants. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant du non-respect de ces valeurs limites.

La déclaration de conformité de l'UE perd sa validité dès lors que des modifications sont opérées sur les produits et/ou les composants.

2.2 Responsabilité de l'exploitant

L'exploitant doit veiller au respect des règles fondamentales en matière de sécurité du travail et de prévention des accidents dans les laboratoires de chimie. L'exploitant a les responsabilités suivantes :

- Former le personnel à la manipulation sûre du produit.
- Former le personnel à l'utilisation du produit conformément à la documentation utilisateur (par ex. installation, utilisation, nettoyage, correction des défauts).
- Former le personnel aux règles de base de la sécurité au travail et de la prévention des accidents.
- Fournir un équipement de protection individuelle (par ex. lunettes de protection, gants).
- Fournir les outils et équipements appropriés pour effectuer le travail en toute sécurité.

Le produit ne peut être utilisé que s'il est en parfait état. Pour garantir un fonctionnement sûr du produit, les mesures suivantes sont nécessaires :

- Vérifier l'état du produit avant de l'utiliser.
- Remédier immédiatement aux carences et dysfonctionnements.
- Entretenir et nettoyer le produit régulièrement.

2.3 Exigences concernant le personnel d'exploitation

Seul un personnel qualifié peut utiliser le produit. Le personnel qualifié est constitué de personnes répondant aux exigences ci-dessous.

- Connaissance et respect des règles fondamentales en matière de sécurité au travail et de prévention des accidents pour les laboratoires chimiques.
- Connaissances de la manipulation de produits chimiques dangereux. Personnel capable de détecter et d'éviter les risques potentiels.
- Personnel formé à l'application des mesures de protection contre l'incendie pour les laboratoires.
- Les informations relatives à la sécurité ont été communiquées au personnel qui les a assimilées. Le personnel a la capacité d'utiliser le produit en toute sécurité.
- La documentation de l'utilisateur a été lue et assimilée. Le personnel fait fonctionner le produit conformément aux instructions de la documentation utilisateur.

2.4 Consignes de sécurité

2.4.1 Dangers liés au potentiel électrique

Le contact avec une tension électrique peut provoquer des blessures graves voire la mort. Pour écarter les risques liés au potentiel électrique, respecter les points ci-dessous.

- N'utiliser le produit que lorsqu'il est en parfait état. Le boîtier doit également être intact.
- N'utiliser le produit que si les capots sont en place. Si les capots sont endommagés ou manquants, déconnecter le produit de la source de courant et contacter le technicien service Metrohm local.
- Protégez les composants sous tension (par ex. le bloc d'alimentation, le câble secteur, les prises de connexion) de l'humidité.
- Toujours faire effectuer les travaux de maintenance et les réparations sur les composants électriques par un technicien service Metrohm local.

2.4.4 Risques associés à l'écoulement de liquides

Un écoulement de liquides peut causer des blessures et endommager le produit. Afin d'éviter les risques associés à l'écoulement de liquides, tenir compte des points suivants :

- Vérifier régulièrement que le produit et les accessoires ne fuient pas et que leurs raccords ne sont pas desserrés.
- Remplacer sans tarder les composants et les raccords non étanches.
- Serrer les raccords desserrés.
- Ne pas desserrer les connexions tubulaires sous pression.
- Ne pas déconnecter les tuyaux sous pression.
- Sortir les extrémités des tuyaux des récipients avec précaution.
- Laisser s'écouler les liquides avec précaution hors des tuyaux vers des récipients appropriés.
- Introduire complètement les pointes de burette dans les récipients.
- Enlever les liquides qui se sont écoulés et les éliminer conformément aux prescriptions.
- En cas de suspicion d'infiltration de liquide dans l'appareil, le déconnecter de sa source de courant. Faire ensuite vérifier l'appareil par un technicien service Metrohm local.

2.4.5 Risques lors du transport du produit

Des substances chimiques ou biologiques peuvent être renversées pendant le transport du produit. Des parties du produit peuvent tomber et être endommagées. Des substances chimiques ou biologiques et des pièces en verre cassées peuvent entraîner un risque de blessure. Afin de garantir un transport sécurisé, tenir compte des points suivants :

- Retirer les pièces non fixées (par ex. racks d'échantillons, récipients d'échantillons, flacons) avant le transport.
- Retirer les liquides.
- Soulever le produit avec les deux mains par la plaque de base et le transporter.
- Soulever et transporter les produits lourds en conformité stricte avec les instructions.

2.6 Signification des symboles d'avertissement

Cette documentation utilise les symboles d'avertissement suivants :

Tableau 2 Symbole d'avertissement conforme à la norme ISO 7010

Symbole d'avertissement	Signification
	Symbole d'avertissement général
	Avertissement concernant la tension électrique
	Avertissement concernant les blessures aux mains
	Avertissement concernant les objets pointus
	Avertissement concernant les surfaces brûlantes
	Avertissement concernant le risque biologique
	Avertissement concernant les substances toxiques
	Avertissement concernant les substances inflammables
	Avertissement concernant les substances caustiques
	Avertissement concernant le rayonnement optique
	Avertissement concernant les faisceaux laser

En fonction de la destination du produit, les étiquettes d'avertissement correspondantes doivent être apposées sur le produit.

3.1.2 Agitateur magnétique avec accessoires – Aperçu




Figure 4 Agitateur magnétique avec accessoires – Aperçu

1 Tige de potence

2 Support d'électrode

3 Bague d'arrêt

4 Barre de commande

i La tige de potence est mise à la terre. L'OMNIS Titrator et l'OMNIS Titration Module sont dotés d'un orifice dans la tige de potence servant de contact à la terre pour une fiche banane (4 mm).




Figure 6 Moteur de burette – Aperçu

- | | |
|---|---|
| <p>1 Voyant d'état
LED. Multicolore</p> | <p>2 Pointes de contact
Pour la communication avec l'unité de cylindre</p> |
| <p>3 Tenon de verrouillage
Pour le verrouillage de l'unité de cylindre</p> | <p>4 Tige de poussée
Pour déplacer le piston de burette</p> |
| <p>5 Accouplement du robinet</p> | |

3.1.3.1 Unité de cylindre OMNIS – Aperçu




Figure 7 Unité de cylindre – Aperçu

1	Distributeur muni de 4 ports	2	Partie supérieure de cylindre
3	Boîtier de cylindre	4	Tube de centrage
5	Cylindre	6	Puce électronique de données
7	Tenon de piston	8	Piston de dosage
9	Bride de fixation	10	Touche de déverrouillage

3.1.4.1 OMNIS Liquid Adapter – Aperçu




Figure 10 OMNIS Liquid Adapter – Composants

1	Câble	2	Affichage de l'état
3	Lecteur RFID	4	Tuyau d'aspiration Composant de 6.01600.xxx
5	Adaptateur de tuyau Composant de 6.01600.xxx		

3.1.4.2 Adaptateur pour bouteille multi-usage – Aperçu




Figure 11 Adaptateur pour bouteille multi-usage, complet (6.01601.000)

1 Couverture à clipser

2 Tuyau d'aspiration

Tuyau d'aspiration (6.1819.020)

3 Étiquette RFID

Puce RFID pour le transfert de données sans contact.

4 Bague d'étanchéité PTFE

Bague d'étanchéité PTFE (6.02701.010)

5 Insert de cartouche d'absorption (2 pièces)

6 Boîtier de cartouche d'absorption

5 à 7 Cartouche d'absorption, complète

Cartouche d'absorption, ensemble complet (6.02701.000)

3.1.5 Cellule de titrage KF volumétrique – Aperçu




Figure 12 Cellule de titrage KF volumétrique montée – Aperçu

1	Tige de potence	2	Levier de blocage
3	Couvercle de récipient de titrage	4	Bague d'arrêt
5	Récipient de titrage	6	Barre de commande d'agitateur magnétique

- **Rotation du cylindre :**

Parmi les 4 ports, la rotation du cylindre commande celui à travers lequel la solution s'écoule.

Au centre de la base de cylindre se trouve le disque de robinet muni d'un orifice.

En bas de la partie supérieure de cylindre se trouve le disque de distribution avec 4 orifices correspondant aux 4 ports du distributeur.

Le moteur de burette fait tourner le cylindre de 90° de sorte que l'orifice du disque de robinet s'aligne sur un orifice du disque de distribution. Il en résulte ainsi un passage pour la solution vers le port correspondant du distributeur.

3.2.2.1 Unité de cylindre OMNIS – Fonction

L'unité de cylindre est un jeu d'accessoires de l'unité de dosage dans les appareils OMNIS dotés d'une fonction de dosage. L'unité de cylindre fournit le volume de liquide requis pour l'analyse et peut être équipée pour différents volumes. Un distributeur muni de 4 ports permet de remplir et de vider le cylindre.

Les unités de cylindre de 2 mL à 20 mL servent aussi bien pour le dosage que pour le titrage. L'unité de cylindre de 50 mL convient particulièrement au dosage (transfert de liquides).

voir aussi

Unité de cylindre OMNIS – Aperçu (Chapitre 3.1.3.1, page 16)

3.2.3 Système bouteille réactif – Fonction

Le système bouteille réactif livre les produits chimiques nécessaires à l'analyse. Le système bouteille réactif dans un système OMNIS est composé des éléments ci-après :

- Bouteille pour produits chimiques
- Adaptateur pour bouteille OMNIS
L'adaptateur pour bouteille OMNIS est adapté à une bouteille pour produits chimiques avec un filetage GL-45 . Nous proposons les adaptateurs appropriés pour les bouteilles pour produits chimiques avec un filetage différent.
L'adaptateur pour bouteille multi-usage vert comporte une étiquette RFID inscriptible. Il est possible d'inscrire des informations relatives à la solution sur l'étiquette RFID.
L'adaptateur pour bouteille à usage unique rouge comporte une étiquette RFID inscriptible. L'étiquette RFID comporte des informations du fabricant sur la composition et la concentration de la solution.
- OMNIS Liquid Adapter
L'OMNIS Liquid Adapter est muni d'un lecteur d'étiquette RFID qui transmet les données entre l'étiquette RFID de l'adaptateur pour bouteille et le logiciel OMNIS.

3.3 OMNIS Dosing Module – Éléments d'affichage




Figure 13 OMNIS Dosing Module – Éléments d'affichage

1 Voyant d'état Multicolore

L'état de l'appareil est affiché par le voyant d'état (13-1) en plusieurs couleurs (voir "Système - Signaux", Chapitre 3.4, page 25).

voir aussi

Système - Signaux (Chapitre 3.4, page 25)


3.4 Système - Signaux

Des composants du système dotés d'indicateurs d'état affichent leur état de service par des couleurs et/ou des séquences de clignotement. La signification des couleurs et séquences de clignotement est présentée dans le tableau suivant.

Signal visuel		Signification
	La LED s'allume en jaune.	Démarrage du système ou initialisation
	La LED clignote en jaune (lentement).	Prêt pour l'établissement de la connexion ou pour l'accouplement


Emplacement de rangement pour électrodes (6.02005.010)

1



Incliner le produit OMNIS sur le côté. Insérer le pied de l'emplacement de rangement pour électrodes dans le flasque latéral.


2



Poser le produit OMNIS à la verticale. Pousser l'emplacement de rangement pour électrodes vers le panneau arrière de l'appareil jusqu'en butée.


Veiller à ce que rien ne bloque et que les coins de l'emplacement de rangement pour électrodes ne dépassent pas du flasque latéral.

2




Connecter l'unité de cylindre en position droite d'en haut sur les deux tenons de verrouillage.

3 Verrouillage de l'unité de cylindre




Tourner l'unité de cylindre vers la gauche jusqu'à la butée.
La ligne avec l'inscription **LOCK** sert de repère d'orientation.



Montage de la tige de potence

Visser la tige de potence à l'embout support de potence .




Montage de la bague d'arrêt


Glisser la bague d'arrêt par-dessus la tige de potence avec l'encoche vers le haut.

Préparation de l'agitateur magnétique pour le fonctionnement

Positionner le bécher et le barreau d'agitation



1. Placer un barreau d'agitation PTFE de 16 mm (6.1903.020) ou de 25 mm (6.1903.030) dans le bécher d'échantillon.
2. Poser le bécher d'échantillon sur la surface d'agitation de l'agitateur magnétique.




2. Retrait du matériau d'adsorption

Enlever complètement le contenu.

Si le boîtier est vide, cette étape n'est pas nécessaire.

i Le tamis moléculaire peut être régénéré à 300 °C dans l'armoire de séchage, voir <https://www.metrohm.com/fr-fr/support-et-service/faq-kft/>.




3. Remplissage du boîtier de matériau d'adsorption

1. Poser, de manière relâchée, un bouchon d'ouate recouvrant tout le fond dans le boîtier. Ne pas trop tasser l'ouate afin de permettre un débit de gaz suffisant.
2. Remplir le boîtier jusqu'à env. 1 cm sous le bord du boîtier de tamis moléculaire.
3. **Tube d'adsorption** : poser un petit bouchon d'ouate sur le tamis moléculaire. Ne pas trop tasser l'ouate afin de permettre un débit de gaz suffisant.

4. Fermeture du boîtier avec le couvercle

i S'assurer que la surface d'étanchéité entre le boîtier et le couvercle est propre, sèche et exempte de résidus de matériau d'appoint !



Cartouche d'adsorption : accrocher le couvercle, joint incl. côté boîtier et encliqueter pour fermer.

Tube d'adsorption : fermer le boîtier avec le couvercle.

Assemblage par vis de la cellule de titrage KF volumétrique

- 1** Choisir le récipient de titrage (16-2) dans la taille souhaitée et placer un barreau d'agitation (16-3) adapté.
- 2** Assembler par vis le récipient de titrage KF avec le couvercle de récipient de titrage KF (16-1) correspondant.

i Lors du positionnement en vue de l'assemblage, veiller à ce que le repère couleur sur le récipient de titrage KF affleure avec le tenon du couvercle de récipient de titrage.

Il est ainsi possible de lire la graduation de la cellule de titrage KF volumétrique de l'avant.




Figure 17 Cellule de titrage KF volumétrique (6.01405.010) – Cellule de titrage KF volumétrique pour une utilisation avec le broyeur (6.01405.040)

1 Embout fileté M10
(6.02709.010)

2 Embout fileté M12
(6.02709.030)

3 Pointe d'aspiration
(6.01543.000) avec tuyau M8 (6.1805.200)

4 Tube d'adsorption
(6.01406.010)

5 Bouchon à septum
avec septum intégré (6.02709.020),
bouchon de fermeture (6.02709.010) ou
cuillère à pâte OMNIS (6.02711.000)

6 Électrode de platine double
(6.0338.100) avec câble (6.02104.040)

Conditions préalables :

- La cellule de titrage KF volumétrique est ajustée (*voir « Ajustage de la cellule de titrage KF volumétrique », page 38*).
- Le tube d'adsorption avec couvercle (18-4) est rempli avec le nouveau tamis moléculaire, voir (*voir "Produits OMNIS KF – Remplacement du matériau d'adsorption", Chapitre 5.6, page 36*).

1 Insérer puis serrer la pointe de dosage (18-1) dans l'embout fileté M10 gauche (17-1).

La pointe de dosage doit se trouver juste au-dessus du barreau d'agitation mais ne doit cependant pas gêner la rotation ce dernier.

2 Insérer puis serrer le tuyau M8 dans le connecteur M8 de la pointe de dosage (18-1).

3 Insérer puis serrer la pointe de burette (18-2) de l'unité de cylindre dans l'embout fileté M10 moyen (17-1).

La vanne antidiffusion de la pointe de burette doit se trouver juste au-dessus du barreau d'agitation mais ne doit cependant pas gêner la rotation ce dernier.

4 Insérer puis serrer le tuyau M6 dans le connecteur M6 de la pointe de burette (18-2).

5 Insérer puis serrer la pointe d'aspiration (18-3) dans l'embout fileté M10 droit (17-1).

Quand du solvant est aspiré, l'extrémité de la pointe d'aspiration doit toucher le fond du récipient mais ne doit cependant pas gêner le barreau d'agitation.

Il est possible de retirer la pointe d'aspiration du solvant si nécessaire.

6 Insérer puis serrer le tuyau M8 dans le connecteur M8 de la pointe d'aspiration (18-3).

Montage de la cellule de titrage KF volumétrique sur le produit OMNIS (par ex. OMNIS Titrator)




Figure 19 Montage de la cellule de titrage KF volumétrique sur le produit OMNIS – Aperçu

- | | |
|--|--|
| 1 Tige de potence | 2 Levier de blocage sur le couvercle de récipient de titrage KF |
| 3 Couvercle de récipient de titrage KF
(6.01405.010) | 4 Bague d'arrêt |
| 5 Récipient de titrage KF
20 – 90 mL (6.01406.220) ou
50 – 150 mL (6.01406.250) | 6 Agitateur magnétique |

i S'il est nécessaire de monter la cellule de titrage KF volumétrique sur le produit OMNIS pour une utilisation avec broyeur, des informations complémentaires à ce sujet sont disponibles sous (*voir « Facultatif : monter la cellule de titrage KF volumétrique sur le produit OMNIS (par ex. OMNIS Titrator) en vue d'une utilisation avec le broyeur », page 48*).

Conditions préalables :

Montage des connexions pour la cellule de titrage KF volumétrique sur le produit OMNIS (par ex. OMNIS Titrator) et l'OMNIS Solvent Module




Figure 20 Connexion de la cellule de titrage KF au produit OMNIS et à l'OMNIS Solvent Module

- 1** Tuyau PTFE M6 entre le port de remplissage de l'unité de cylindre et la bouteille de titrant (6.1805.100)

- 2** Tuyau PTFE M8 entre la pointe d'aspiration et la bouteille de déchets (Waste)
Pointe d'aspiration (6.01543.000) avec tuyau PTFE M8 (6.1805.200) vers la bouteille de déchets (Waste)

Raccordement de l'électrode de platine double au module de mesure analogique




Figure 21 Measuring Module Analog – Interfaces

1 Prise de connexion INPUT 1

2 Prise de connexion INPUT 2

3 Prise de connexion REF

Conditions préalables :

Un câble d'électrode avec codage bleu est vissé sur l'électrode de platine double.

1 Monter un module de mesure analogique dans le produit OMNIS à l'endroit prévu, voir .

2 Raccorder le câble d'électrode avec codage bleu (20-1) à la prise **INPUT 1** , voir .

i Noter que seule la prise **INPUT 1** peut être utilisée pour le titrage KF, voir le repère bleu !

i S'assurer qu'aucun barreau d'agitation n'est utilisé !

Conditions préalables :

- La cellule de titrage KF volumétrique avec couvercle de récipient de titrage KF pour une utilisation avec un broyeur est préparée, voir les étapes de travail (voir « *Préparation de la cellule de titrage KF volumétrique* », page 40) et entièrement équipée, y compris la douille de guidage (pas vissée) pour le broyeur, voir les étapes de travail (voir « *Équipement de la cellule de titrage KF volumétrique* », page 40).
- La cellule de titrage KF avec couvercle de récipient de titrage KF pour une utilisation avec le broyeur est montée sur le produit OMNIS, voir les étapes de travail (voir « *Montage de la cellule de titrage KF volumétrique sur le produit OMNIS (par ex. OMNIS Titrator)* », page 43).

1 Glisser l'entretoise 65 cm (22-4) avec l'encoche vers le bas par-dessus la tige de potence.

Veiller à ce que la clavette du couvercle de récipient de titrage KF s'engage dans l'encoche de l'entretoise.

2 Au cas où il serait nécessaire d'utiliser l'agrégat de dispersion 157 mm (22-9), glisser l'entretoise 35 cm (22-2) par-dessus la tige de potence.

3 Glisser le support pour broyeur (22-1) par-dessus la tige de potence.

4 Glisser le broyeur (Polytron PT 1300 D) (22-3) avec agrégat de dispersion monté (22-9) dans le support et l'enfoncer simultanément dans la douille de guidage (17-5) pour broyeur dans le couvercle de récipient de titrage KF (22-6).

En cas de coincement lors de l'insertion de l'agrégat de dispersion dans la douille de guidage, desserrer à nouveau la douille de guidage.

5 Serrer la douille de guidage (17-5) pour broyeur pour la rendre étanche.

6 Raccorder la pièce manuelle du broyeur (22-3) à l'appareil de contrôle du broyeur (Polytron PT 1300 D).

7 Raccorder le broyeur (Polytron PT 1300 D) (22-3) au PC à l'aide d'un câble RS232.

Conseils et astuces :

Nous recommandons d'utiliser les agrégats de dispersion comme suit :

6 Mise en service

6.1 Mise en service par Metrohm

En règle générale, la mise en service du système est prise en charge par le technicien service Metrohm local.

Le débit de dosage peut être enregistré sur la puce de mémoire de l'unité de cylindre : dans le logiciel OMNIS, entrer le débit de dosage dans **Propriétés ► Données spécifiques**.

Utilisation du tuyau de dosage sans vanne anti-diffusion

En cas d'utilisation sans vanne anti-diffusion, ne pas plonger le tuyau de dosage dans la solution d'échantillon.

Étant donné que les extrémités des tuyaux sont ouvertes, il existe un risque de rétrodiffusion de la solution d'échantillon du récipient dans le tuyau.

i L'unité de cylindre et ses composants ne sont pas autoclavables. La parfaite stérilité d'une solution dite stérile ne peut pas être garantie.

7.2.1 Mise en place de l'unité de cylindre OMNIS

i Paramétrage par défaut pour les ports 1 et 2

Par défaut sur la puce électronique de données de l'unité de cylindre, le port 1 est défini comme port de dosage et le port 2 comme port de remplissage. Les instructions ci-après décrivent la définition par défaut.

Si les ports utilisés sont différents des ports par défaut, il faut adapter la configuration des ports dans le logiciel OMNIS dans **Propriétés ► Données spécifiques**.

Préparation de la mise en place

- 1 Dans le logiciel OMNIS, ouvrir le **Contrôle manuel** de l'unité de dosage, voir l'*assistant du logiciel*.
- 2 Démarrer la fonction **Position d'échange**.

Connecter l'unité de cylindre


i Les présentes instructions décrivent l'installation par défaut telle qu'elle est définie dans le logiciel OMNIS.

Condition préalable :

- Moteur de burette : l'accouplement du robinet et la tige de poussée sont en position d'échange (le port 2 est paramétré).
- Unité de cylindre : le tenon de piston affleure au niveau de la face inférieure du boîtier de cylindre. Le tube de centrage est dans la position correcte.

Accessoires nécessaires :

4 Monter les tuyaux



Visser un tuyau FEP (6.1805.100) dans le port 1.

Ce tuyau FEP sert de tuyau de dosage. Visser l'autre extrémité sur la pointe de burette (6.1543.200).

5 Visser l'autre tuyau FEP (6.1805.100) dans le port 2.

Ce tuyau FEP sert de tuyau de remplissage. Fixer l'autre extrémité à l'OMNIS Liquid Adapter.

6 Serrer les tuyaux avec la clé (6.2739.000).

voir aussi

Unité de cylindre OMNIS – Aperçu (Chapitre 3.1.3.1, page 16)

7.2.2 Déposer l'unité de cylindre OMNIS


Préparation de la dépose

- 1 Dans le logiciel OMNIS, ouvrir le **Contrôle manuel** de l'unité de dosage, voir l'*assistant du logiciel*.
- 2 Démarrer la fonction **Vider**.
- 3 Démarrer la fonction **Position d'échange**.

Dépose de l'unité de cylindre

Condition préalable :

3 Sortir l'unité de cylindre par le haut



Soulever l'unité de cylindre bien droit vers le haut.

voir aussi

Unité de cylindre OMNIS – Aperçu (Chapitre 3.1.3.1, page 16)

7.3 Agitateur magnétique – Maniement




Figure 23 Agitateur magnétique – Barre de commande

1 Voyant d'état Multicolore	2 On/Off (voir "Mettre l'agitateur magnétique sous et hors tension", Chapitre 7.3.1, page 58)
3 Réduire la vitesse d'agitation (voir "Régler l'agitateur magnétique", Chapitre 7.3.2, page 58)	4 Augmenter la vitesse d'agitation (voir "Régler l'agitateur magnétique", Chapitre 7.3.2, page 58)

8 Maintenance

8.1 Maintenance

Assurer la maintenance régulière du produit afin d'éviter les dysfonctionnements et de garantir une longue durée de vie.

- Metrohm recommande de faire appel à un personnel qualifié de la société Metrohm AG pour effectuer la maintenance des produits dans le cadre d'un entretien annuel. En cas de travail fréquent avec des produits chimiques caustiques et corrosifs, des intervalles de maintenance plus courts sont nécessaires.
- N'exécuter que les travaux de maintenance décrits dans les présentes instructions. Veuillez contacter votre technicien service Metrohm local pour effectuer d'autres travaux de maintenance et réparations. Il vous donnera à tout moment des conseils spécialisés liés à la maintenance et l'entretien de tous les produits Metrohm.
- N'utiliser que des pièces de rechange conformes aux exigences techniques du fabricant. Les pièces de rechange d'origine y répondent en toutes circonstances.

8.2 Nettoyer la surface du produit

Nettoyer régulièrement le produit afin d'éviter les dysfonctionnements et de garantir une longue durée de vie.

- Éliminer immédiatement les produits chimiques renversés.
- Protéger les connexions du connecteur de la contamination.



AVERTISSEMENT

Substances chimiques dangereuses

Le contact avec des substances chimiques agressives peut causer des intoxications ou des brûlures corrosives.

- Porter un équipement de protection individuelle (par ex. lunettes de protection, gants).
- Utiliser les substances dangereuses volatiles sous une hotte aspirante.
- Nettoyer les surfaces encrassées.
- N'utiliser que des produits de nettoyage qui ne déclenchent pas de réactions secondaires indésirables au contact des matériaux à nettoyer.
- Éliminer les matériaux contaminés par des substances chimiques (par ex. produits de nettoyage) conformément aux prescriptions.



AVERTISSEMENT

Risques pour la santé liés à la tension électrique.

Blessures graves pouvant entraîner la mort.

- N'utiliser le produit que lorsqu'il est en parfait état. Le boîtier doit également être intact.
- N'utiliser le produit que si les capots sont en place.
- Protéger les composants sous tension (par ex. le bloc d'alimentation, le câble secteur, les prises de connexion) de l'humidité.
- Toujours faire effectuer les travaux de maintenance et les réparations sur les composants électriques par un technicien de service Metrohm local.

Condition préalable :

- Le produit est hors tension et la source de courant est débranchée.

Accessoires nécessaires :

- Chiffon de nettoyage (doux et non pelucheux)
- Eau ou éthanol

1 Nettoyer la surface avec un chiffon humide. Éliminer les encrassements les plus grossiers à l'éthanol.

2 Essuyer la surface avec un chiffon sec.

3 Nettoyer les connecteurs avec un chiffon sec.

8.3 Entreposage de l'unité de cylindre OMNIS

i Si l'unité de cylindre n'est pas utilisée pendant un grand laps de temps, nettoyer le cylindre à l'eau déionisée et l'en remplir pour prévenir le collage du disque de robinet et du disque de distribution, en particulier en cas d'utilisation de :

- solutions concentrées ayant tendance à cristalliser
- solutions d'EDTA, solvants de haute pureté et eau ultrapure
- solvants organiques
- réactifs alcalins (par ex. KOH dans l'isopropanol), corrosifs ou fortement concentrés

i En cas d'utilisation de réactifs sensibles à l'eau, rincer le cylindre au solvant puis l'entreposer vide.

1 Mettre le tuyau de remplissage dans un flacon avec un liquide nettoyant.



ATTENTION

Endommagement de l'appareil par des substances chimiques dangereuses et agressives

Endommagements de l'appareil ou dysfonctionnements à la suite d'un contact avec des substances chimiques agressives.

- Éliminer immédiatement les liquides et les matières solides renversés.
- Utiliser une mise à la terre lors de travaux avec des substances chimiques et des gaz facilement inflammables.
- En cas de soupçon de pénétration de substances chimiques dans l'appareil, il faut couper l'alimentation en énergie vers l'appareil. Une fois cela fait, informer le service après-vente Metrohm.



L'unité de cylindre exige un entretien approprié. Un encrassement excessif de l'unité de cylindre peut provoquer des dysfonctionnements et réduire sa durée de vie.

Condition préalable :

L'unité de cylindre est démontée du moteur de burette. (voir "[Déposer l'unité de cylindre OMNIS](#)", Chapitre 7.2.2, page 55)

1 Nettoyage du boîtier de cylindre



Le boîtier de cylindre ne peut pas être lavé en machine.

Nettoyer le boîtier de cylindre à la main, à l'eau tiède avec du liquide vaisselle.


2

Si la partie supérieure de cylindre est bloquée, placer l'unité de cylindre avec la partie supérieure de cylindre vers le bas pendant 30 minutes dans l'eau chaude (éventuellement avec un peu de détergent).

- Si les contacts électriques ne sont que légèrement encrassés, humidifier un chiffon avec de l'eau et nettoyer les contacts électriques.
- Si les contacts électriques sont fortement encrassés, imbiber de produit vaisselle ou d'éthanol le chiffon humidifié et nettoyer les contacts électriques.

8.5 Nettoyage de l'OMNIS Liquid Adapter

Nettoyage du tuyau d'aspiration



1. Rincer abondamment le tuyau d'aspiration à l'eau courante.
Sécher à l'aide d'un chiffon humide non pelucheux.
2. Vérifier si la lèvre d'étanchéité (1) et la surface d'étanchéité (2) sont propres et intactes.

S'il n'est plus possible de nettoyer la lèvre d'étanchéité ou la surface d'étanchéité du tuyau d'aspiration, monter un nouveau tuyau d'aspiration.

Nettoyage de l'OMNIS Liquid Adapter



ATTENTION

Endommagement de l'appareil dû à la pénétration de liquide

Dégâts matériels sur l'appareil ou dysfonctionnements en raison de la pénétration de liquide (p. ex. pendant le nettoyage).

L'appareil n'est pas étanche aux projections d'eau. Pendant le nettoyage, il y a risque de pénétration de liquide à l'intérieur de l'appareil et d'endommagement de celui-ci (p. ex. sur le système électrique).

- Ne pas nettoyer l'appareil à l'eau courante.
- Ne pas utiliser de pissette pour nettoyer l'appareil.
- Essuyer l'appareil uniquement avec un chiffon humide et minutieusement.

9 Traitement des problèmes

Les messages de dérangements et d'erreurs s'affichent dans le logiciel de contrôle ou dans le logiciel embarqué (par ex. sur l'écran d'affichage d'un appareil) et contiennent les informations suivantes :


- Descriptions des causes du dérangement (par ex. moteur bloqué)
- Descriptions des problèmes au niveau du contrôle (par ex. paramètre manquant ou non valide)
- Informations relatives à la résolution du problème

Les composants du système dotés d'indicateurs d'état signalent également les dérangements et erreurs avec une LED rouge clignotante.

La plupart du temps, le traitement des problèmes sur le produit n'est possible qu'à l'aide du logiciel de contrôle ou du logiciel embarqué (par ex. initialisation, déplacement vers une position définie).

voir aussi

Système - Signaux (Chapitre 3.4, page 25)



11.5 Agitateur magnétique – Caractéristiques

Dimensions

<i>Largeur</i>	142 mm
<i>Hauteur</i>	70 mm
<i>Profondeur</i>	116 mm

Poids	700 g
--------------	-------

11.6 OMNIS Dosing Module – Boîtier

Matériaux

<i>Couvercle</i>	PET	Polytéréphtalate
<i>Panneau arrière</i>	AW-5754 H12/H22	Aluminium, laqué
<i>Fond</i>	1,4301	Acier inoxydable
<i>Enveloppe</i>	PBT	Polytéréphtalate de butylène
<i>Films avant</i>	PET	Polytéréphtalate, mat

Degré de protection IP	IP 40
-------------------------------	-------

11.7 Agitateur magnétique – Boîtier

Matériaux

<i>Couvercle</i>	PBT	Polytéréphtalate de butylène
<i>Fond</i>		Acier chromé
<i>Enveloppe</i>	PBT	Polytéréphtalate de butylène
<i>Films avant</i>	PET	Polytéréphtalate de butylène, mat

Degré de protection IP	IP 40
-------------------------------	-------



Changement de la vitesse de rotation 120 tr/minute
par niveau

Vitesse de rotation maximale 1 800 tr/minute

Longueur du barreau d'agitation 8, 12, 16, 25, 30 mm