

OMNIS Titration Module



2.1002.0X10

Manual do produto

8.1002.8002PT / 2022-01-12



Metrohm AG
Ionenstrasse
CH-9100 Herisau
Suíça
+41 71 353 85 85
info@metrohm.com
www.metrohm.com

OMNIS Titration Module

Manual do produto

8.1002.8002PT /
2022-01-12

Todos os direitos autorais desta documentação são protegidos. Reservados todos os direitos patrimoniais e autorais.

Esta documentação foi cuidadosamente elaborada. No entanto, ainda pode conter erros. Nesse caso, solicita-se o envio de comunicação sobre eventuais erros ao endereço acima indicado.

Aviso de isenção de responsabilidade

Estão expressamente excluídas da garantia defeitos que não sejam da responsabilidade da Metrohm como armazenamento ou uso irregular, etc. As modificações não autorizadas do produto (por exemplo, conversões ou anexos) excluem qualquer responsabilidade por parte do fabricante pelos danos resultantes e suas consequências. As instruções e notas na documentação do produto da Metrohm devem ser rigorosamente seguidas. Caso contrário, a responsabilidade de Metrohm está excluída.

Índice

1	Visão geral	1
1.1	OMNIS Titration Module – Descrição do produto	1
1.2	OMNIS Titration Module – Variantes do produto	1
1.3	Convenções de apresentação	2
1.4	Informações adicionais	2
1.5	Acessórios	2
2	Segurança	4
2.1	Aplicação devida	4
2.2	Responsabilidade do operador	4
2.3	Requisitos ao pessoal de operação	5
2.4	Notas de segurança	5
2.4.1	Perigo de tensão elétrica	5
2.4.2	Perigos causados por substâncias perigosas biológicas e químicas	6
2.4.3	Perigos causados por substâncias altamente inflamáveis	6
2.4.4	Perigos causados por vazamentos de líquidos	6
2.4.5	Perigos no transporte do produto	7
2.5	Concepção de avisos de advertência	7
2.6	Significado dos símbolos de advertência	8
3	Descrição do funcionamento	10
3.1	OMNIS Titration Module – Visão geral	10
3.1.1	Aagitador magnético – Visão geral	12
3.1.2	Aagitador magnético com acessórios – Visão geral	13
3.1.3	Unidade de dosagem – Visão geral	14
3.1.4	Unidade de recipientes – Visão geral	18
3.1.5	Measuring Module Analog – Visão geral	21
3.1.6	Measuring Module Digital – Visão geral	22
3.1.7	Measuring Module Conductivity – Visão geral	23
3.1.8	Célula de titulação volumétrica Karl Fischer – Visão geral	24
3.2	OMNIS Titration Module – Funcionamento	25
3.2.1	Aagitador magnético – Descrição do funcionamento	25
3.2.2	Unidade de dosagem – Função	25
3.2.3	Unidade de recipientes – Função	26
3.2.4	Measuring Module Analog – descrição da função	27
3.2.5	Measuring Module Digital – Descrição da função	27
3.2.6	Célula de titulação volumétrica Karl Fischer – Funções	27
3.3	OMNIS Titration Module – Elementos indicadores	28

3.4	Sistema – Sinais	29
3.5	OMNIS Titration Module – Interfaces	30
3.6	Measuring Module Analog – interfaces	30
3.7	Measuring Module Digital – Interfaces	32
4	Entrega e embalagem	33
4.1	Entrega	33
4.2	Embalagem	33
5	Colocação em funcionamento	34
5.1	Primeira colocação em funcionamento pela Metrohm ...	34
6	Operação e funcionamento	35
6.1	Operação	35
6.2	Unidade de cilindro OMNIS – Operação	35
6.2.1	Colocar a unidade de cilindro OMNIS	36
6.2.2	Remover a unidade de cilindro OMNIS	38
6.3	Agitador magnético – operação	40
6.3.1	Ligar e desligar o agitador magnético	41
6.3.2	Ajustar o agitador magnético	41
7	Manutenção	43
7.1	Manutenção	43
7.2	Limpar a superfície do produto	43
7.3	Armazenar a unidade de cilindro OMNIS	44
7.4	Limpar a unidade de cilindro OMNIS	45
7.5	Limpeza do OMNIS Liquid Adapter	47
8	Solução de problemas	50
9	Eliminação	51
10	Dados técnicos	52
10.1	Condições ambientais	52
10.2	OMNIS Titration Module – Alimentação de energia	52
10.3	Agitador magnético – Alimentação de energia	52
10.4	Módulo de medição – alimentação de energia	52
10.5	OMNIS Titration Module – Dimensões	52
10.6	Agitador magnético – Dimensões	53
10.7	Módulo de medição – dimensões	53

10.8	Carcaça	53
10.9	Agitador magnético – Carcaça	54
10.10	Módulo de medição – carcaça	54
10.11	OMNIS Titration Module – Especificações das conexões	54
10.12	Measuring Module Analog – especificações das conexões	55
10.13	Measuring Module Digital – Especificações conexão	56
10.14	Measuring Module Conductivity – Especificações da conexão	56
10.15	Especificações de exibição	56
10.16	Measuring Module Analog – especificações de exibição	57
10.17	Measuring Module Digital – especificações de exibição	57
10.18	Measuring Module Conductivity – Especificações da tela	57
10.19	Measuring Module Analog – especificações de medição	57
10.20	Measuring Module Conductivity – Especificações medição	58
10.21	OMNIS Titration Module – Especificações de Liquid Handling	59
10.22	Agitador magnético – Especificações	59

1 Visão geral

1.1 OMNIS Titration Module – Descrição do produto

O OMNIS Titration Module é um módulo titulador comandado por um OMNIS Titrator. O OMNIS Titration Module é equipado com os seguintes dispositivos:

- Dois slots nos quais podem ser instalados no máximo dois módulos de medição.
- Uma unidade de dosagem com uma unidade de cilindro substituível.
- Dependendo da variante de produto, com um agitador magnético integrado.


1.2 OMNIS Titration Module – Variantes do produto

O produto está disponível nas seguintes variantes:

Tabela 1 Variantes do produto

Número de artigo	Designação	Característica da variante
2.1002.0010	OMNIS Titration Module	sem agitador magnético
2.1002.0110	OMNIS Titration Module	com agitador magnético integrado

A plaqueta de identificação contém o número de artigo e o número de série para identificação do produto:



1 (01) = Número de artigo de acordo com o padrão GS1

2 (21) = Número de série

3 (240) = Número de artigo Metrohm

4 Certificação

5 Certificação

6 Dados técnicos

O produto só pode ser usado em perfeitas condições. As seguintes medidas são necessárias para garantir o funcionamento seguro do produto:

- Verificar o estado do produto antes do uso.
- Solucionar falhas e defeitos imediatamente.
- Fazer a manutenção do produto e limpá-lo regularmente.

2.3 Requisitos ao pessoal de operação

Somente pessoal qualificado pode operar o produto. Pessoal qualificado são pessoas que cumprem os seguintes requisitos:

- As normas básicas sobre segurança no trabalho e prevenção de acidentes para laboratórios químicos são conhecidas e cumpridas.
- Ter conhecimentos sobre o manuseio de produtos químicos perigosos. O pessoal tem a capacidade de detectar e evitar possíveis perigos.
- Ter conhecimentos sobre a utilização das medidas de proteção contra incêndio para laboratórios.
- As informações relevantes para a segurança são transmitidas e compreendidas. O pessoal sabe operar o produto com segurança.
- A documentação do usuário foi lida e compreendida. O pessoal opera o produto de acordo com as especificações contidas na documentação do usuário.

2.4 Notas de segurança

2.4.1 Perigo de tensão elétrica

O contato com a tensão elétrica pode causar ferimentos graves ou levar à morte. Para evitar um perigo de tensão elétrica, observar o seguinte:

- Só operar o produto quando este estiver em perfeitas condições. A carcaça também deve estar intacta.
- Utilizar o produto somente com as coberturas instaladas. Se as coberturas estiverem danificadas ou faltando, desconectar o produto da alimentação de energia e entrar em contato com o representante técnico da Metrohm local.
- Proteger os componentes condutores de corrente (p. ex., fonte de alimentação, cabo de energia, tomadas de conexão) contra a umidade.
- Os trabalhos de manutenção e reparos em componentes elétricos devem ser realizados sempre por um representante técnico da Metrohm local.
- Desconectar o produto da alimentação de energia imediatamente se ocorrer pelo menos um dos seguintes casos:
 - A carcaça está danificada ou aberta.
 - As peças condutoras de tensão estão danificadas.
 - Há infiltração de umidade.

- Puxar as extremidades das mangueiras com cuidado para fora dos recipientes.
- Deixar os líquidos das mangueiras escoarem para os recipientes adequados.
- Inserir as pontas das buretas completamente nos recipientes.
- Remover os líquidos vazados e eliminá-los de acordo com os regulamentos.
- Se houver suspeita de que tenha líquido tenha infiltrado no equipamento, desconectar o equipamento da alimentação de energia. Em seguida, mandar verificar o equipamento por um representante técnico da Metrohm local.

2.4.5 Perigos no transporte do produto

Substâncias químicas ou biológicas podem ser derramadas ao transportar o produto. Peças do produto podem cair e ser danificadas. Há risco de ferimento por substâncias químicas ou biológicas e cacos de vidro quebrados. Para garantir um transporte seguro, observar o seguinte:

- Remover peças soltas (p. ex., racks de amostras, recipientes de amostras, frascos) antes do transporte.
- Remover os líquidos.
- Elevar e transportar o produto segurando com as duas mãos na placa base.
- Elevar e transportar produtos pesados apenas de acordo com as instruções.

2.5 Concepção de avisos de advertência

Há 4 níveis de perigo para avisos de advertência. As seguintes palavras de sinalização são usadas para classificar os níveis de perigo em avisos de advertência:

- **PERIGO** indica uma situação perigosa, que muito provavelmente resulta em ferimentos graves ou morte se não for evitada.
- **ATENÇÃO** indica uma situação perigosa, que pode resultar em ferimentos graves ou morte se não for evitada.
- **CUIDADO** indica uma situação perigosa, que pode resultar em ferimentos leves ou médios se não for evitada.
- **AVISO** indica uma situação perigosa, que pode resultar em danos materiais se não for evitada.

As advertências diferem em sua apresentação (cor e sinal de advertência) dependendo do nível de perigo:

Símbolo de advertência	Significado
	Alerta de substâncias venenosas
	Alerta de substâncias inflamáveis
	Alerta de substâncias ácidas
	Alerta de radiação óptica
	Alerta de raios laser

Dependendo do uso pretendido do produto, devem ser fixados adesivos de advertência apropriados ao produto.

3 Descrição do funcionamento

3.1 OMNIS Titration Module – Visão geral




Figura 1 OMNIS Titration Module – Parte frontal

1 Tampa	2 Local para módulos de medição
3 Dispositivo de dosagem	4 Agitador magnético Opcional, reequipável.
5 Pedestal Para recipiente de produtos químicos.	




Figura 2 OMNIS Titration Module – Parte traseira

1 Fixador de garrafas 3 Conexão MSI MSI = Metrohm Solution Identification. Tomada de conexão para o cabo do Liquid Adapter. 5 Cobertura para cabos Embaixo à direita. 7 Cobertura para cabos Lateral à esquerda. Para o cabo do agitador mecânico e cabo do eletrodo.	2 Cobertura para cabos Lateral à direita. Para o cabo do Liquid Adapter. 4 Conexão MDL MDL = Metrohm Device Link. Tomada de conexão para o cabo de conexão para o equipamento básico. 6 Cobertura para cabos Embaixo à esquerda.
---	--

3.1.2 Agitador magnético com acessórios – Visão geral




Figura 4 Agitador magnético com acessórios – Visão geral

1	Vara de apoio	2	Suporte de eletrodos
3	Anel de regulagem	4	Botões de controle

i A vara de apoio é ligada à terra. No OMNIS Titrator e no OMNIS Titration Module, um furo na vara de apoio serve como contato com o solo para um plugue de banana (4 mm).




Figura 6 Dispositivo de dosagem – Visão geral

1 **Indicação de status**
LED de várias cores

3 **Munhão de travamento**
Para travar a unidade de cilindro

5 **Acoplamento da válvula**

2 **Pinos de contato**
Para a comunicação com a unidade de cilindro

4 **Biela**
Para mover o pistão dosador

3.1.3.1 Unidade de cilindro OMNIS – Visão geral




Figura 7 Unidade de cilindro – Visão geral

1	Distribuidor com 4 portas	2	Distribuidor do cilindro
3	Carcaça do cilindro	4	Centralizador
5	Cilindro	6	Chip de dados
7	Pino do pistão	8	Pistão dosador
9	Estribo de fixação	10	Tecla de destravamento



Porta	Aplicação	Ligar ou conectar a
1	Dosar	Ponta dosadora
2	Enchimento do cilindro	Recipiente de produtos químicos
3	Não utilizada	Tampa
4	Não utilizada	Tampa

3.1.4.1 OMNIS Liquid Adapter – Visão geral




Figura 10 OMNIS Liquid Adapter – Componentes

1	Cabo	2	Indicação de status
3	Leitor de RFID	4	Tubo de aspiração Componente de 6.01600.xxx
5	Adaptador de mangueira Componente de 6.01600.xxx		

3.1.4.2 Tampa para recipientes multiuso – Visão geral




Figura 11 Tampa para recipientes multiuso, completa (6.01601.000)

1 Tampa de encaixe	2 Mangueira de aspiração Mangueira de aspiração (6.1819.020)
3 Tag de RFID Chip de RFID para transmissão de dados sem contato.	4 Anel de vedação PTFE Anel de vedação PTFE (6.02701.010)
5 Adaptador do cartucho de absorção (2 peças)	6 Carcaça do cartucho de absorção
7 Tampa do cartucho de absorção	5 a 7 cartucho de absorção, completo Cartucho de absorção, completo (6.02701.000)

3.1.5 Measuring Module Analog – Visão geral




Figura 12 Measuring Module Analog – Visão geral

1 INPUT 1

Tomada de conexão para sensores potenciométricos (codificação verde), sensores de temperatura (codificação vermelha) e sensores polarizáveis (codificação azul)

2 INPUT 2

Tomada de conexão para sensores potenciométricos (codificação verde) e sensores de temperatura (codificação vermelha)

3 REF

Tomada de conexão para eletrodos de referência

4 Parafusos de fixação

Parafusos de fixação à esquerda e à direita. Esses parafusos fixam o módulo de medição à carcaça e fazem o aterramento do sistema eletrônico.

3.1.7 Measuring Module Conductivity – Visão geral




Figura 14 Measuring Module Conductivity – Visão geral

1 Parafusos de fixação

2 Entrada de medição

Para célula de medição de condutividade
(ver [Measuring Module Conductivity – Especificações da conexão](#), página 56)

3 Indicação de status

LED (verde-vermelho)

Como entrada de medição do Measuring Module Conductivity, podem ser conectadas diferentes células de medição de condutividade com sensor de temperatura integrado, ver [Localizador de eletrodos](#). Células de condutividade com plugues banana podem ser conectadas através da caixa adaptadora (6.2103.160).

3.1.8 Célula de titulação volumétrica Karl Fischer – Visão geral




Figura 15 Célula de titulação volumétrica Karl Fischer montada – Visão geral

1	Vara de apoio	2	Alavanca de bloqueio
3	Parte superior do recipiente de titulação	4	Anel de regulação
5	Recipiente de titulação	6	Botões de controle para agitador magnético

3.2 OMNIS Titration Module – Funcionamento

O OMNIS Titration Module é um módulo destinado à execução de titulações. Ele funciona apenas se estiver combinado a um equipamento com conexão elétrica e conexão de rede.

O OMNIS Titration Module é equipado com os seguintes dispositivos:

- Slots para dois módulos de medição, no máximo.
O Measuring Module Digital serve para a conexão de eletrodos digitais, chamados dTodes.
O Measuring Module Analog serve para a conexão de eletrodos analógicos.
- Unidade de dosagem com uma unidade de cilindro substituível.
- Dependendo da variante de produto, um agitador magnético.
- Unidade de recipientes com reconhecimento de reagente.
- Coberturas para cabos

Na parte traseira e na base do OMNIS Titration Module existem coberturas para cabos em ambos os lados. A cobertura para cabos no lado direito serve para acomodar o cabo do OMNIS Liquid Adapter que vai até a tomada de conexão. As coberturas para cabos laterais e inferiores do lado esquerdo servem para acomodar o cabo de um agitador mecânico que vai até a tomada de conexão situada na parte traseira do equipamento.

3.2.1 Agitador magnético – Descrição do funcionamento

O agitador magnético garante que a amostra seja misturada de modo apropriado. Dependendo da quantidade e da viscosidade da amostra, a velocidade de agitação pode ser adaptada. O agitador magnético é ser operado através dos botões de controle no equipamento ou através do OMNIS Software.

3.2.2 Unidade de dosagem – Função

A unidade de dosagem permite dosar com precisão os volumes de líquidos por meio de software.

A unidade de dosagem é composta pelas seguintes unidades:

- Dispositivo de dosagem
- Unidade de cilindro

O dispositivo de dosagem é montado de modo fixo na carcaça do equipamento. O dispositivo de dosagem é comandado pelo OMNIS Software e é responsável pela dosagem precisa da solução.

Se a unidade de cilindro for instalada no dispositivo de dosagem, esse dispositivo assume as seguintes funções:

3.4 Sistema – Sinais

Os componentes do sistema com elementos indicadores do estado mostram seu estado operacional com cores e/ou padrões intermitentes. O significado das cores e dos padrões intermitentes consta na seguinte tabela.

Sinal visual		Significado
	O LED acende em amarelo.	Início do sistema ou inicialização
	O LED pisca em amarelo (devagar).	Pronto para estabelecimento de conexão ou acoplamento
	O LED pisca em amarelo (rápido).	Estabelecimento de conexão iniciado ou acoplamento em andamento
	O LED acende em verde.	Operacional
	O LED pisca em verde (devagar).	Em funcionamento
	O LED pisca em vermelho (rápido).	Falha ou erro

Alguns componentes do sistema utilizam apenas parte dos padrões intermitentes mostrados.




Figura 18 Mediating Module Analog – entradas de medição

1 INPUT 1

2 INPUT 2

3 REF

Entradas de medição INPUT 1 e INPUT 2

As entradas de medição **INPUT 1** e **INPUT 2** são marcadas por segmentos coloridos circulares. As marcações indicam que em cada tomada de conexão podem ser inseridos apenas determinados tipos de cabos do eletrodo:

Tabela 3 Significado das cores

Vermelho	A conexão aceita sensores de temperatura.
Azul	A conexão aceita sensores polarizados.
Verde	A conexão aceita sensores potenciométricos.

Entrada de medição REF

Na entrada de medição **REF** podem ser inseridos eletrodos de referência.

5 Colocação em funcionamento

5.1 Primeira colocação em funcionamento pela Metrohm

A colocação em funcionamento do sistema é sempre realizada pelo representante da Metrohm local.

6 Operação e funcionamento

6.1 Operação

O produto pode ser operado por meio do OMNIS Software. Outras informações sobre o OMNIS Software em [OMNIS Help](#).

6.2 Unidade de cilindro OMNIS – Operação

 O produto pode ser operado por meio do OMNIS Software. Outras informações podem ser encontradas na [ajuda do software](#).

Notas sobre o manuseio



CUIDADO

Desgaste do pistão

Soluções de sólidos (por exemplo, sais ou hidróxidos) causam maior desgaste do pistão dosador, o que pode levar a vazamentos.

- Após cada titulação/dosagem, encher o cilindro com solução e movê-lo para a posição de troca.

Se uma produção contínua de amostras não for garantida, encher o cilindro com a solução e movê-lo para a posição de troca, especialmente quando se usa:

- soluções concentradas que tendem à cristalização
- soluções EDTA, solventes de alta pureza e água ultrapura
- solventes orgânicos
- reagentes alcalinos (por exemplo, KOH ou álcool isopropílico), corrosivos ou altamente concentrados

A unidade de cilindro não se move automaticamente para a posição de troca. Para mudar automaticamente para a posição de troca após cada titulação/dosagem, inserir os comandos **FILL** e **VALVE POS** no método, ver [Ajuda do software](#).

Para guardar a unidade de cilindro por um período de tempo maior (armazenamento) (ver "[Armazenar a unidade de cilindro OMNIS](#)", página 44).

Uso da mangueira de dosagem com válvula antidifusão

Em caso de uso com uma válvula antidifusão, aplica-se uma taxa de dosagem máxima de 150 mL/min.

A taxa de dosagem pode ser salva no chip de memória da unidade de cilindro: no OMNIS Software, inserir a taxa de dosagem em **Propriedades ► Dados específicos**.

Uso da mangueira de dosagem sem válvula antidifusão

Durante o uso sem uma válvula antidifusão, não mergulhar a mangueira de dosagem na solução da amostra.

Há risco de difusão de retorno da solução da amostra saindo do recipiente para dentro da mangueira, devido às extremidades abertas da mangueira.

 A unidade de cilindro e seus componentes não são autoclaváveis. A esterilidade de uma solução sem germes não pode ser garantida.

6.2.1 Colocar a unidade de cilindro OMNIS

Configurações padrão para as portas 1 e 2

Como padrão, está definida no chip de dados da unidade de cilindro a porta 1 como porta de dosagem e a porta 2 como porta de enchimento. As informações a seguir descrevem o padrão.

Se as portas tiverem que ser utilizadas de forma diferente do padrão, adaptar as portas no OMNIS Software em **Propriedades ► Dados específicos**.

Preparar a colocação

- 1 No OMNIS Software, abrir a **Controle manual** da unidade de dosagem, ver *Ajuda do software*.
- 2 Iniciar a função **Posição de troca**.

Colocar a unidade de cilindro

 Essas instruções descrevem a instalação, como está prevista no OMNIS Software como padrão.

Pré-requisito:

- Dispositivo de dosagem: o acoplamento da válvula e a biela estão na posição de troca (a porta 2 está ajustada).
- Unidade de cilindro: o pino do pistão está alinhado com a parte inferior da carcaça do cilindro. O centralizador está na posição correta.

Acessórios necessários:


- Chave (6.2739.000)
- 2 manqueiras FEP (6.1805.100)

- Ponta de titulação (6.1543.200)

1 Alinhar a unidade de cilindro


Girar a unidade de cilindro de modo que a linha com a inscrição **UNLOCK** corresponda à marcação no dispositivo de dosagem.

2



Posicionar a unidade de cilindro por cima e em pé sobre os dois munhões de travamento.


3 Trava da unidade de cilindro



Girar a unidade de cilindro para a esquerda até o engate.

A linha com a inscrição **LOCK** serve como orientação.

4 Montar as mangueiras



Parafusar uma mangueira FEP (6.1805.100) na porta 1.

Essa mangueira FEP serve como mangueira dosadora. Parafusar bem a outra extremidade na ponta de titulação (6.1543.200) para fixá-la.

5 Parafusar a outra mangueira FEP (6.1805.100) na porta 2.

Essa mangueira FEP serve como mangueira de enchimento. Parafusar bem a outra extremidade no OMNIS Liquid Adapter para fixá-la.

6 Apertar com firmeza as mangueiras com a chave (6.2739.000).

Ver também

Página 16

6.2.2 Remover a unidade de cilindro OMNIS

Preparar a remoção

- 1 No OMNIS Software, abrir a **Controle manual** da unidade de dosagem, ver *Ajuda do software*.
- 2 Iniciar a função **Esvaziar**.
- 3 Iniciar a função **Posição de troca**.

Remover a unidade de cilindro

Pré-requisito:

- Dispositivo de dosagem: o acoplamento da válvula e a biela estão na posição de troca (a porta 2 está ajustada).
- Unidade de cilindro: o pino do pistão está alinhado com a parte inferior da carcaça do cilindro. O centralizador está na posição correta.

1 Remoção das mangueiras




Desrosquear a mangueira de dosagem e a mangueira de enchimento.

2 Destravar da unidade de cilindro



Girar a unidade de cilindro para a direita até a posição **UNLOCK**.

3 Elevar a unidade de cilindro



Mover a unidade de cilindro para cima, em linha reta.

Ver também

Página 16

6.3 Agitador magnético – operação




Figura 20 Agitador magnético – Botões de controle

1 Indicação de status Multicolorido	2 On/Off <i>(ver "Ligar e desligar o agitador magnético", página 41)</i>
3 Reduzir a velocidade de agitação <i>(ver "Ajustar o agitador magnético", página 41)</i>	4 Aumentar a velocidade de agitação <i>(ver "Ajustar o agitador magnético", página 41)</i>

Outras funções no software

As seguintes funções apenas podem ser executadas por meio do OMNIS Software (ver [OMNIS Help](#)):

- **Desativar teclas**
O agitador magnético pode ser operado apenas por meio do software.
- **Alterar as teclas para o agitador mecânico**
As teclas do agitador magnético operam o agitador mecânico.
- **Ajustar a direção de agitação**

6.3.1 Ligar e desligar o agitador magnético

1 Ligar o agitador magnético

Pressionar a tecla .

O agitador magnético agita com a velocidade de agitação utilizada mais recentemente.

2 Desligar o agitador magnético

Pressionar o botão  novamente.

O agitador magnético para.

 Se o agitador magnético estiver funcionando com uma velocidade de agitação mais alta, reduzir a velocidade de agitação antes de desligar.

Como alternativa, ligar e desligar o agitador magnético no OMNIS Software sob [controle manual](#).

6.3.2 Ajustar o agitador magnético

A velocidade de agitação pode ser ajustada em 15 níveis.

Pré-requisito:

O agitador magnético está ligado.

1 Aumentar a velocidade de agitação por níveis

Pressionar a tecla .

Cada vez que a tecla é pressionada, a velocidade de agitação aumenta 1 nível. A velocidade de agitação atual aparece no OMNIS Software em [Controle manual](#).

7 Manutenção

7.1 Manutenção

Para evitar falhas de funcionamento e garantir uma longa vida útil, fazer a manutenção do produto regularmente.

- A Metrohm recomenda que a manutenção dos produtos seja feita por pessoal qualificado da Metrohm AG como parte de um serviço anual. Caso se trabalhe frequentemente com produtos químicos cáusticos e corrosivos, poderão ser necessários intervalos menores de manutenção.
- Executar apenas os trabalhos de manutenção que estão descritos nestas instruções. Para manutenção e reparos adicionais, entre em contato com o representante técnico da Metrohm local. O representante técnico da Metrohm local disponibiliza, a qualquer momento, consultoria especializada sobre a manutenção e conservação de todos os produtos Metrohm.
- Usar apenas peças de reposição que atendem aos requisitos técnicos especificados pelo fabricante. As peças de reposição originais sempre atendem a esses requisitos.

7.2 Limpar a superfície do produto

Para evitar falhas de funcionamento e garantir uma longa vida útil, limpar o produto regularmente.

- Remover imediatamente os produtos químicos derramados.
- Proteger os contatos dos plugues contra contaminação.



ATENÇÃO

Substâncias químicas perigosas

O contato com substâncias químicas agressivas pode causar envenenamentos ou queimaduras químicas.

- Usar equipamento de proteção individual (p. ex., óculos de proteção, luvas).
- Usar um sistema de exaustão ao trabalhar com substâncias perigosas voláteis.
- Limpar as superfícies sujas.
- Utilizar apenas produtos de limpeza que não provoquem reações secundárias indesejadas aos materiais que devem ser limpos.
- Eliminar os materiais quimicamente contaminados (p. ex., por materiais de limpeza) de acordo com os regulamentos.



ATENÇÃO

Tensão elétrica

O contato com a tensão elétrica pode causar ferimentos graves ou levar à morte.

- Operar o produto somente quando este estiver em estado perfeito. A carcaça também deve estar intacta.
- Utilizar o produto somente com as coberturas instaladas.
- Proteger os componentes condutores de tensão (p. ex., fonte de alimentação, cabo de energia, tomadas de conexão) contra a umidade.
- Os trabalhos de manutenção e reparos em componentes elétricos devem ser realizados sempre por um representante técnico da Metrohm local.

Pré-requisito:

- O produto é desligado e desconectado da alimentação de energia.

Acessórios necessários:

- Pano de limpeza (macio, sem fiapos)
- Água ou etanol

- 1 Limpar a superfície com um pano umedecido. Remover as contaminações mais grossas com etanol.
- 2 Limpar a superfície com um pano seco.
- 3 Limpar as conexões com um pano seco.

7.3 Armazenar a unidade de cilindro OMNIS



Se a unidade de cilindro não estiver em uso por um longo período de tempo, enxaguar e encher o cilindro com água deionizada para evitar que o disco da válvula e o disco distribuidor se colem, especialmente ao usar:

- soluções concentradas que tendem à cristalização
- soluções EDTA, solventes de alta pureza e água ultrapura
- solventes orgânicos
- reagentes alcalinos (por exemplo KPH em isopropanol), corrosivos ou altamente concentrados



Ao utilizar reagentes sensíveis à água, enxaguar o cilindro com solvente e depois o armazená-lo vazio.

- 1 Colocar a mangueira de enchimento em um recipiente com líquido de lavagem.
- 2 No OMNIS Software, abrir a **Controle manual** da unidade de dosagem, ver [Ajuda do software](#).
- 3 Executar a função **Preparar** de 2 a 3 vezes com líquido de lavagem.
- 4 Se a unidade de cilindro tiver que ser armazenada vazia,
 - retirar a mangueira de enchimento do recipiente com o líquido de lavagem e
 - iniciar a função **Esvaziar**.
- 5 Iniciar a função **Posição de troca**.
- 6 Armazenar a unidade de cilindro à temperatura ambiente e protegê-la da luz solar direta.



Enxaguar automaticamente a unidade de cilindro

Para enxaguar automaticamente a unidade de cilindro, criar ou baixar o método para descarregar automaticamente a unidade de cilindro como um modelo .

7.4 Limpar a unidade de cilindro OMNIS



ATENÇÃO

Substâncias químicas perigosas


O contato com substâncias químicas agressivas pode causar envenenamentos ou queimaduras químicas.

- Usar equipamento de proteção individual (p. ex., óculos de proteção, luvas).
- Usar um sistema de exaustão ao trabalhar com substâncias perigosas voláteis.
- Limpar as superfícies sujas.
- Utilizar apenas produtos de limpeza que não provoquem reações secundárias indesejadas aos materiais que devem ser limpos.
- Eliminar os materiais quimicamente contaminados (p. ex., por materiais de limpeza) de acordo com os regulamentos.



A unidade de cilindro necessita de conservação adequada. Um acúmulo de contaminação na unidade de cilindro leva a falhas no funcionamento e redução da vida útil.


5 Limpar os contatos elétricos do dispositivo de dosagem



- Se os contatos elétricos estiverem apenas levemente sujos, umedecer um pano com água e limpar os contatos elétricos.
- Se os contatos elétricos estiverem muito sujos, aplicar detergente ou etanol no pano umedecido e limpar os contatos elétricos.

7.5 Limpeza do OMNIS Liquid Adapter

Limpeza do tubo de aspiração



1. Lavar o tubo de aspiração cuidadosamente com água corrente. Passar nele um pano umedecido que não solte fiapos.
2. Verificar se os lábios de vedação (1) e a superfície de vedação (2) estão limpas e intactas.

Se não for mais possível limpar os lábios de vedação ou a superfície de vedação do tubo de aspiração, monte um novo tubo de aspiração.

Limpeza do OMNIS Liquid Adapter

 CUIDADO

Danos ao equipamento pela entrada de líquidos


Danos ao equipamento ou falhas de funcionamento causados pela entrada de líquidos (por exemplo, durante a limpeza).

O equipamento é resistente a borrifos de água. Durante a lavagem, o líquido pode penetrar no interior e provocar danos (por exemplo, à eletrônica).

- Não limpar o equipamento sob água corrente.
- Não utilizar sprays para a limpeza do equipamento.
- Limpar cuidadosamente o equipamento apenas com um pano umedecido.



Limpar cuidadosamente o OMNIS Liquid Adapter por fora com um pano umedecido.




1. Para facilitar o acesso à parte rebaixada, colocar o OMNIS Liquid Adapter sobre o canto de uma mesa. Pressionar o OMNIS Liquid Adapter para baixo e mantê-lo pressionado.
A parte rebaixada se levanta.
2. Limpar cuidadosamente a superfície e o compartimento do tubo de aspiração com um pano umedecido.
3. Se o interior do compartimento estiver sujo, limpá-lo com um bastonete de algodão umedecido.
4. Soltar a carcaça do OMNIS Liquid Adapter.

Sujeira composta de substâncias orgânicas

Se o OMNIS Liquid Adapter estiver sujo com substâncias orgânicas, limpá-lo com etanol, metanol e/ou isopropanol.

- i** Para a limpeza do OMNIS Liquid Adapter não utilize solventes com teor de acetona. A acetona agride a inscrição do OMNIS Liquid Adapter.

9 Eliminação



Eliminar os produtos químicos e os produtos de forma adequada para reduzir os impactos negativos sobre o meio ambiente e a saúde. As autoridades locais, serviços de eliminação ou revendedores fornecem informações mais detalhadas sobre a eliminação. Para a eliminação adequada de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos dentro da União Europeia, observar a Diretiva WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

10 Dados técnicos

10.1 Condições ambientais

Intervalo nominal de funcionamento de +5 até +45 °C com umidade relativa do ar máxima de 80%, sem condensação

Armazenamento de +5 até +45 °C

10.2 OMNIS Titration Module – Alimentação de energia

Tensão nominal 24 VDC

10.3 Agitador magnético – Alimentação de energia

Tensão nominal	24 VCC	interno
-----------------------	--------	---------

10.4 Módulo de medição – alimentação de energia

Consumo de potência máx. 0,6 W

Transmissão de energia Acoplamento indutivo

10.5 OMNIS Titration Module – Dimensões

Medidas

Largura 142 mm

Altura 358 mm

Profundidade

Sem agitador magnético	284 mm
------------------------	--------

Com agitador magnético 400 mm

Peso

Tipo

Sem agitador magnético	4,0 kg
Com agitador magnético	4,7 kg

10.6 Agitador magnético – Dimensões

Medidas

<i>Largura</i>	142 mm
<i>Altura</i>	70 mm
<i>Profundidade</i>	116 mm

Peso	700 g
-------------	-------

10.7 Módulo de medição – dimensões

Medidas

<i>Largura</i>	105 mm
<i>Altura</i>	31 mm
<i>Profundidade</i>	72 mm

Peso	aprox. 420 g
-------------	--------------

10.8 Carcaça

Materiais

<i>Tampa</i>	PET	Politereftalato de etileno
<i>Painel traseiro</i>	AW-5754 H12 / H22	Alumínio, pintado
<i>Base</i>	1,4301	Aço inoxidável
<i>Carcaça</i>	PBT	Politereftalato de butileno
<i>Folhas frontais</i>	PET	Politereftalato de etileno, fosco

Nível de proteção IP	IP 40
-----------------------------	-------

10.9 Agitador magnético – Carcaça

Materials

<i>Tampa</i>	PBT	Politereftalato de butileno
<i>Base</i>		Aço-cromo
<i>Carcaça</i>	PBT	Politereftalato de butileno
<i>Folhas frontais</i>	PET	Politereftalato de butileno, fosco

Nível de proteção IP IP 40

10.10 Módulo de medição – carcaça

Materials

<i>Tampa</i>	AW-5754 H12 / H22	Alumínio, pintado
<i>Painel traseiro</i>	PBT	Politereftalato de butileno
<i>Carcaça</i>	GD-ZnAl4Cu1	Zinco fundido, niquelado

Nível de proteção IP IP 40

10.11 OMNIS Titration Module – Especificações das conexões

Alimentação de energia	via MDL
<i>Tomada</i>	Pluque redondo

MDL Metrohm Device Link

Módulo de medição	2 slots
<i>Saída de potência</i>	máx. 0,6 W por módulo de medição

Acoplamento indutivo

ótica

Superfícies de contato
da unidade de cilindros

Tipo	2 mm	
(INPUT 1 - INPUT 2)	pH, ISE, Redox	Medição diferencial potenciométrica, rela- tiva a REF

10.13 Measuring Module Digital – Especificações conexão

Tomada de conexão para um eletrodo digital

<i>Tipo</i>	Plugue redondo de 6 polos , tamanho 0, 60°
-------------	---

10.14 Measuring Module Conductivity – Especificações da conexão

Tomada de condutividade

Tomada	Plugue redondo de 7 polos, tamanho 0, 0°	
Condutividade	Cond.	Entrada de medição para a célula de medição de condutividade
Temperatura	Temp.	Entrada de medição para sensores de temperatura do tipo Pt1000 para compensação de temperatura automática

10.15 Especificações de exibição

Indicação de status LED multicolorido

Corrente de polarização	de -200,0 até +200,0 μA	ajustável em passos de 0,5 μA
Faixa de medição	de -2.400 até +2.400 mV	
Resolução de medição	0,1 mV	

Medição diferencial potenciométrica

Faixa de medição	de -2.400 até +2.400 mV	
Resolução de medição	1,56 µV	
Precisão de medição	±1,0 mV	na faixa de medição de -2.000 até +2.000 mV

Condições de referência

Umidade relativa do ar	≤ 60 %	
Temperatura ambiente	+25 °C (±3 °C)	
Status do equipamento		mín. 30 minutos em funcionamento

Precisão de medição

vale para todas as faixas de medição sem erro do sensor, sob condições de referência, intervalo de medição 100 ms

10.20 Measuring Module Conductivity – Especificações medição

Condutividade

<i>Faixa de medição</i>	0,1 μ S ... 1.000 mS	
<i>Resolução</i>	4	algarismos significativos
<i>Precisão de medição ¹⁾</i>	$\pm 0,5 \% \pm 1$ Digit	na faixa de medição 0,1 μ S ... 16 μ S
	$\pm 0,5 \% \pm 1$ Digit	na faixa de medição 16 μ S ... 1.000 μ S
	$\pm 1 \% \pm 1$ Digit	na faixa de medição 1.000 μ S ... 1.000 mS

Pt1000

Condições de referência

Dispositivo de dosagem

Varianze de produto OMNIS

