


Säulenhandbuch



Metrosep C Supp 1 (6.1052.4X0)

Handbuch

8.107.8043DE / 2015-08-06



Metrohm AG
CH-9100 Herisau
Schweiz
Telefon +41 71 353 85 85
Fax +41 71 353 89 01
info@metrohm.com
www.metrohm.com

Säulenhandbuch

Metrosep C Supp 1 (6.1052.4X0)

Handbuch

Technische Dokumentation
Metrohm AG
CH-9100 Herisau
techdoc@metrohm.com

Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Diese Dokumentation wurde mit grösster Sorgfalt erstellt. Dennoch sind Fehler nicht vollständig auszuschliessen. Bitte richten Sie diesbezügliche Hinweise an die obenstehende Adresse.

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Informationen	1
1.1	Bestellinformationen	1
1.2	Technische Spezifikationen	1
2	Allgemeines ABC des Arbeitens mit Trennsäulen	3
3	Eluentherstellung	7
3.1	Chemikalien	7
3.2	Herstellung des Standardeluenten	7
4	Inbetriebnahme	9
4.1	Vorsäule anschliessen und spülen	9
4.2	Trennsäule anschliessen	11
4.3	Konditionierung	15
5	Applikationen	17
5.1	Standardchromatogramm	17
5.2	Einfluss der Temperatur	18
5.3	Einfluss der Guard: RP 2 Guard vs C Supp 1 Guard	22
5.4	Variation des Eluenten	24
5.5	Bestimmung von Spurenmetallgehalten in einem Magnesium-Sportgetränk	32
5.6	Ultrapurenalyse von Lithium und Natrium in Kernkraftwerksproben mit Monoethanolamin-Matrix	33
5.7	Spurenanalyse der Standardkationen und Mangan, Zink und Monoethanolamin	34
5.8	Bestimmung von aliphatischen Aminen	35
5.9	Analyse von Leitungswasser	36
5.10	Bestimmung der biogenen Amine neben den Standardkationen	37
5.11	Bestimmung von Choline in Babynahrung	38
6	Problembehandlung	40
6.1	Regeneration	40
6.2	Abnehmende Auflösung / Peakformen	41
6.3	Instabile Retentionszeiten	42

6.4	Unbekannte Peaks	42
6.5	Steigender Rückdruck	42
7	Literatur	44
	Index	45

1 Allgemeine Informationen

Diese Kationen-Trennsäule eignet sich speziell für die Bestimmung von Kationen, Übergangsmetallen und Aminen mit sequenzieller Suppression. Durch das tiefe Basislinienrauschen nach der sequenziellen Suppression werden Nachweisgrenzen im tiefsten µg/L-Bereich erreicht.

1.1 Bestellinformationen

Tabelle 1 Säulen

Bestellnummer	Bezeichnung
6.1052.410	Metrosep C Supp 1 - 100/4.0
6.1052.420	Metrosep C Supp 1 - 150/4.0
6.1052.430	Metrosep C Supp 1 - 250/4.0

Tabelle 2 Vorsäulen

Bestellnummer	Bezeichnung
6.1052.500	Metrosep C Supp 1 Guard/4.0
6.1052.510	Metrosep C Supp 1 S-Guard/4.0

1.2 Technische Spezifikationen

Säulenmaterial Polyvinylalkohol mit Carboxylgruppen

Partikelgrösse 5 µm

Abmessungen

Bestellnummer	Abmessungen
6.1052.410	100 x 4.0 mm
6.1052.420	150 x 4.0 mm
6.1052.430	250 x 4.0 mm

pH-Bereich 1 bis 12

Temperaturbereich 20 bis 40 °C

Empfohlene Standardtemperatur 40 °C

Maximaler Druck 15 MPa (150 bar)

Flussrate	Bestellnummer	empfohlene Flussrate	maximale Flussrate
	6.1052.410	1.0 mL/min	1.5 mL/min
	6.1052.420	1.0 mL/min	1.5 mL/min
	6.1052.430	1.0 mL/min	1.5 mL/min
Standardeluent	5.0 mmol/L Salpetersäure, 50 µg/L Rubidium (aus RbNO ₃ -Salz)		
Erlaubte organische Zusätze			
Im Eluenten	0 bis 30 % Aceton, 0 bis 50 % Acetonitril, kein Methanol		
In der Probenmatrix	0 bis 30 % Aceton, 0 bis 50 % Acetonitril, kein Methanol		
Vorbereitung	1. Die Säule während 2 h mit Eluent spülen. Zur Vermeidung von hohem Gegendruck empfehlen wir, die Säule beim Einbau bei niedriger Flussrate (0.4 mL/min) etwa 20 min zu spülen.		
Typischer Druck	Für Säulen mit Vorsäule unter Standardbedingungen mit sequenzieller Suppression (MSM-HC C und MCS)		
	Bestellnummer	Typischer Druck	
	6.1052.410	5.6 ± 2 MPa	
	6.1052.420	6.7 ± 2 MPa	
	6.1052.430	10.5 ± 2 MPa	
Säulengehäuse	Intelligente Säule mit Chip, sogenannte iColumn aus PEEK		
Anwendung	Einsatz bei Trennungen von Standard- und Übergangsmetallkationen sowie Aminen im tiefen Konzentrationsbereich. Die Leitfähigkeitsdetektion nach sequenzieller Suppression ermöglicht tiefe Nachweisgrenzen dank tiefem Basislinienrauschen.		

2 Allgemeines ABC des Arbeitens mit Trennsäulen

<i>Aufbewahrung</i>	Spülen Sie die Säule mit Reinstwasser. Wenn sich der Rückdruck in Ihrem Ionenchromatographen abgebaut hat, bauen Sie die Säule bei Raumtemperatur aus. Verschiessen Sie die Säule beidseitig mit den originalen Stopfen (6.2744.060). Bewahren Sie sie gekühlt bei 4 bis 8 °C auf.
<i>Bakterienwachstum</i>	Bakterienwachstum verschlechtert die Chromatographie signifikant und zerstört Trennsäulen. Sehr viele chromatographische Probleme sind auf den Bewuchs mit Algen, Bakterien und Pilzen zurückzuführen. Um Bakterienwachstum zu verhindern, setzen Sie Eluenten, Spüllösungen und Regenerierlösungen immer frisch an. Verwenden Sie keine Lösungen, die Sie länger nicht gebraucht haben. Wir empfehlen, alle Gefässe vor dem erneuten Befüllen wie folgt zu reinigen: 1. Gründlich mit hochreinem und UV-behandeltem Wasser ($> 18.2 \text{ M}\Omega$) spülen. 2. Mit einem Aceton-Wasser-Gemisch ausschwenken. 3. Nochmals mit Reinstwasser spülen. Wenn sich trotz dieser Vorsichtsmassnahmen Bakterien oder Algen bilden, dürfen Sie dem Eluenten 5 % Acetonitril oder Aceton zusetzen. Aber nur wenn Sie <i>keine Membransuppressoren</i> verwenden. Membransuppressoren können durch organische Lösungsmittel zerstört werden. Das Metrohm Suppressor Module ist 100 % lösungsmittelbeständig.
<i>Chemikalienqualität</i>	Sämtliche Chemikalien müssen mindestens die Qualität p.a. oder puriss. aufweisen. Standardlösungen müssen speziell für die Ionenchromatographie geeignet sein.
<i>Chemischer Stress</i>	Obwohl viele Trennphasen von der Spezifikation her einen grossen pH-Bereich abdecken, bedeutet das nicht, dass sie chemisch inert sind. Trennsäulen erreichen die längste Lebensdauer unter konstanten chemischen Bedingungen. Eine Säule darf niemals austrocknen und muss immer gut verschlossen sein.
<i>Eluentenflaschen</i>	Die Eluenten werden in speziellen Eluentenflaschen meist direkt auf dem IC-System platziert. Damit keine Feuchtigkeit und kein Kohlendioxid in den Eluenten gelangt, sind die Flaschen mit einem Adsorberrohr versehen. Im Normalfall ist das Adsorberrohr mit Molekularsieb und für Natriumhydroxid-Eluenten und Carbonateluenten mit Natronkalk – als schwacher CO_2 -Adsorber – befüllt.

Mechanischer Stress

Regenerieren von Trennsäulen

Stilllegen des Ionenchromatographen

Wenn Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen, spülen Sie den Ionenchromatographen mit frischem Eluenten. Bringen Sie Trennsäule wieder auf Raumtemperatur, bevor Sie sie einbauen. Anschliessend ggf. die Temperatur erhöhen.

Spass

Ionenchromatographie soll Spass machen und nicht Ihre Nerven strapazieren. Metrohm setzt alles daran, dass Ihre IC-Systeme mit einem Minimum an Unterhalt, Wartung und Kosten zuverlässig arbeiten. Metrosep-Trennsäulen stehen für Qualität, lange Lebensdauer und ausgezeichnete Ergebnisse.

Umweltschutz

Ein grosser Vorteil der Ionenchromatographie ist, dass meistens mit wässrigen Medien gearbeitet wird. Die in der Ionenchromatographie verwendeten Chemikalien sind deshalb weitestgehend ungiftig und belasten die Umwelt nicht. Sofern Sie jedoch mit Säuren, Basen, organischen Lösungs-

3 Eluentherstellung

Wir empfehlen, sowohl für die Standardherstellung als auch für die Eluentherstellung Chemikalien von hohem Reinheitsgrad zu wählen.

3.1 Chemikalien

Empfohlene Chemikalien

- Salpetersäure, HNO_3 , 2 mol/L
Sigma Aldrich Bestellnummer: 35278
- Rubidiumnitrat, RbNO_3 , 99.7 %
Sigma Aldrich Bestellnummer: 289299
- Reinstwasser vom Typ I (siehe ASTM D1193)
Widerstand $>18.2 \text{ M}\Omega\cdot\text{cm}$ (25 °C)
TOC $< 10 \text{ }\mu\text{g/L}$

3.2 Herstellung des Standardeluenten

Um 2 L des Standardeluenten mit 5.0 mmol/L Salpetersäure und 50 $\mu\text{g/L}$ Rubidium herzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

2 L Standardeluent herstellen

- 1
 - Die Eluentenflasche mehrmals mit Reinstwasser vorspülen.
 - 1.9 L Reinstwasser vorlegen.
- 2 Falls der Eluent nicht mit einem Eluent-Degasser entgast wird:
 - Das Reinstwasser für den Eluenten mit einer Vakuumpumpe entgasen. Dadurch werden Probleme mit Luftblasen in der Hochdruckpumpe vermieden.
- 3 Eine Stocklösung von 1g/L Rubidium (=1000 ppm) herstellen:
 - 86.27 mg des Rubidiumnitrat Salz abwägen
 - in 50 mL Reinstwasser lösen
- 4 Eluenten herstellen:
 - 100 μL der Rubidiumstocklösung in die Eluentenflasche pipettieren.
 - 5 mL der 2 mol/L Salpetersäure in die Eluentenflasche pipettieren.
 - Die Eluentenflasche mit Reinstwasser auf 2 L auffüllen.

- Kurz rühren.

Mit diesem Eluenten (5.0 mmol/L Salpetersäure und 50 µg/L Rubidium) und sequenzieller Suppression kann eine Hintergrundleitfähigkeit von $< 0.3 \mu\text{S/cm}$ erreicht werden. Typischerweise beträgt das Rauschen weniger als 0.1 nS/cm .

4 Inbetriebnahme

4.1 Vorsäule anschliessen und spülen

Vorsäulen schonen die Trennsäulen und erhöhen deren Lebensdauer beträchtlich. Die bei Metrohm erhältlichen Vorsäulen sind entweder eigentliche Vorsäulen oder Vorsäulenkartuschen, welche zusammen mit einem Kartuschenhalter verwendet werden. Die Installation einer Vorsäulenkartusche in den zugehörigen Halter ist im Merkblatt der Vorsäule beschrieben.



HINWEIS

Metrohm empfiehlt, immer mit Vorsäulen zu arbeiten. Diese schützen die Trennsäulen und können bei Bedarf regelmässig ersetzt werden.



HINWEIS

Welche Vorsäule für Ihre Trennsäule geeignet ist, entnehmen Sie bitte dem **Metrohm IC-Säulenprogramm** (das über Ihre Metrohm-Vertretung erhältlich ist), dem mitgelieferten Merkblatt Ihrer Trennsäule, den Produktinformationen zur Trennsäule auf <http://www.metrohm.com> (Produktbereich Ionenchromatographie) oder lassen Sie sich direkt von Ihrer Vertretung beraten.



VORSICHT

Neue Vorsäulen sind mit Lösung gefüllt und beidseitig mit Stopfen oder Kappen verschlossen.

Stellen Sie vor dem Einsetzen der Vorsäule sicher, dass diese Lösung mit dem verwendeten Eluenten mischbar ist (Angaben des Herstellers beachten).



HINWEIS


Die Vorsäule darf erst angeschlossen werden, nachdem das Gerät bereits einmal in Betrieb genommen wurde. Bis dahin müssen die Vorsäule und die Trennsäule durch eine Kupplung (6.2744.040) ersetzt werden.

Zubehör

Für diesen Arbeitsschritt brauchen Sie das folgende Zubehör:

- Vorsäule (passend zur Trennsäule)

Vorsäule anschliessen



1 Kupplung entfernen

Die Kupplung, die für die erste Inbetriebnahme zwischen der Säulen-Einlasskapillare und der Säulen-Auslasskapillare montiert wurde, entfernen.

2 Vorsäule vorbereiten

- Den Stopfen und die Verschlusskappe von der Vorsäule abnehmen.

3 Vorsäule anschliessen



VORSICHT

Achten Sie beim Einsetzen der Vorsäule immer darauf, dass diese gemäss der eingezeichneten Flussrichtung (wenn angegeben) richtig eingesetzt wird.

- Den Eingang der Vorsäule mit einer kurzen Druckschraube (6.2744.070) an der Säulen-Einlasskapillare befestigen.
- Falls die Vorsäule mit einer Verbindungskapillare an der Trennsäule angeschlossen wird, diese Verbindungskapillare mit einer Druckschraube am Ausgang der Vorsäule befestigen.

Vorsäule spülen

1 Vorsäule spülen

- Ein Becherglas unter den Ausgang der Vorsäule stellen.
- In MagIC Net die manuelle Bedienung starten und die Hochdruckpumpe auswählen: **Manuell ► Manuelle Bedienung ► Pumpe**
 - **Fluss: gemäss Säulenmerkblatt**
 - **Ein**
- Die Vorsäule ca. 5 Minuten mit Eluent spülen.
- In der manuellen Bedienung von MagIC Net die Hochdruckpumpe wieder stoppen: **Aus**.

4.2 Trennsäule anschliessen

Die intelligente Trennsäule (iColumn) ist das Herz der ionenchromatographischen Analyse. Sie trennt die unterschiedlichen Komponenten entsprechend ihrer Wechselwirkungen mit der Säule auf. Die Metrohm-Trennsäulen sind mit einem Chip ausgestattet, auf dem ihre technischen Spezifikationen und ihre Geschichte (Inbetriebnahme, Betriebsstunden, Injektionen usw.) abgespeichert sind.



HINWEIS

Welche Trennsäule für Ihre Applikation geeignet ist, entnehmen Sie bitte dem **Metrohm Säulenprogramm**, den Produktinformationen zur Trennsäule oder lassen Sie sich von Ihrer Vertretung beraten.

Die Produktinformationen zur Trennsäule finden Sie auf <http://www.metrohm.com> im Produktbereich Ionenchromatographie.

Die von Metrohm erhältlichen Trennsäulen und Vorsäulen finden Sie im Metrohm Säulenprogramm, oder im Internet unter <http://www.metrohm.com> im Produktbereich Ionenchromatographie. Jeder Säule liegt ein Testchromatogramm und ein Merkblatt bei. Detaillierte Informationen zu speziellen IC-Applikationen finden Sie in den entsprechenden "**Application Bulletins**" oder "**Application Notes**". Diese sind im Internet unter <http://www.metrohm.com> im Bereich Applikationen zu finden oder können bei der zuständigen Metrohm-Vertretung kostenlos angefordert werden.



VORSICHT


Neue Trennsäulen sind mit Lösung gefüllt und beidseitig mit Stopfen verschlossen. Stellen Sie vor dem Einsetzen der Säule sicher, dass diese Lösung mit dem verwendeten Eluenten mischbar ist (Angaben des Herstellers beachten).



HINWEIS

Schliessen Sie die Trennsäule erst während der ersten Inbetriebnahme des Gerätes an. Setzen Sie bis dahin anstelle der Vorsäule und der Trennsäule eine Kupplung (6.2744.040) ein.





Die Trennsäule wie folgt spülen.

Trennsäule anschliessen

1 Stopfen entfernen

- Die Stopfen von der Trennsäule abnehmen.

2 Eingang der Trennsäule montieren



VORSICHT

Achten Sie beim Einsetzen der Säule immer darauf, dass diese gemäss der eingezeichneten Flussrichtung richtig eingesetzt wird.

Es gibt drei Möglichkeiten:

- Das untere Ende der Trennsäule direkt auf die Vorsäule aufschrauben.
oder
- Falls die Vorsäule mit einer Verbindungskapillare an der Trennsäule angeschlossen wird: Das untere Ende der Trennsäule mit der PEEK-Druckschraube (6.2744.070) an der Auslasskapillare der Vorsäule anschliessen.
oder
- Falls keine Vorsäule verwendet wird (nicht empfohlen): Die Säulen-Einlasskapillare mit einer kurzen Druckschraube (6.2744.070) am Eingang der Trennsäule befestigen.

3 Trennsäule spülen

- Ein Becherglas unter den Ausgang der Trennsäule stellen.
- In MagIC Net die manuelle Bedienung starten und die Hochdruckpumpe auswählen: **Manuell ► Manuelle Bedienung ► Pumpe**
 - **Fluss:** **gemäss Säulenmerkblatt**
 - **Ein**
- Die Trennsäule ca. zehn Minuten mit Eluent spülen.
- In der manuellen Bedienung von MagIC Net die Hochdruckpumpe wieder stoppen: **Aus**.

4 Kupplung entfernen

- Die Kupplung (6.2744.040) von der Säulen-Auslasskapillare entfernen.

5 Ausgang der Trennsäule montieren

- Die Säulen-Auslasskapillare mit einer kurzen PEEK-Druckschraube (6.2744.070) am oberen Ende der Trennsäule befestigen.

6 Trennsäule einsetzen

- Die Trennsäule mit dem Chip im Säulenhalter einsetzen, bis sie hörbar einrastet.

Die Trennsäule wird jetzt von MagIC Net erkannt.

4.3 Konditionierung

In den folgenden Fällen muss das System so lange mit Eluent konditioniert werden, bis eine stabile Basislinie erreicht ist:

- nach der Installation
- nach jedem Einschalten des Gerätes
- nach jedem Eluentenwechsel



HINWEIS

Nach einem Eluentenwechsel kann sich die Konditionierzeit deutlich verlängern.

System konditionieren

1 Software vorbereiten



VORSICHT

Achten Sie darauf, dass die eingestellte Flussrate nicht höher ist als die für die entsprechende Säule zulässige Flussrate (siehe Säulenmerkblatt und Chip-Datensatz).

- Das PC-Programm **MagIC Net** starten.
- In MagIC Net die Registerkarte **Equilibrierung** öffnen: **Arbeitsplatz ► Ablauf ► Equilibrierung**.
- Eine geeignete Methode auswählen (oder erstellen).
Siehe auch: *MagIC Net Bedienungslehrgang* und Online-Hilfe.

2 Gerät vorbereiten

- Sicherstellen, dass die Säule gemäss der auf dem Aufkleber eingezeichneten Flussrichtung richtig eingesetzt ist (Pfeil muss in Flussrichtung zeigen).
- Sicherstellen, dass der Eluent-Ansaugschlauch in den Eluenten eingetaucht ist und genügend Eluent in der Eluentenflasche vorhanden ist.

3 Equilibrierung starten

- In MagIC Net die Equilibrierung starten: **Arbeitsplatz ► Ablauf ► Equilibrierung ► Start HW**.

- Visuell kontrollieren, ob alle Kapillaren und deren Anschlüsse von der Hochdruckpumpe bis zum Detektor dicht sind. Wenn irgendwo Eluent austritt, dann die entsprechende Druckschraube stärker anziehen oder die Druckschraube lösen, das Kapillarende prüfen und ggf. mit dem Kapillarschneider kürzen und die Druckschraube wieder anziehen.

4 System konditionieren

Das System so lange mit Eluent spülen, bis die gewünschte Stabilität der Basislinie erreicht ist.

Das Gerät ist nun bereit für Messungen von Proben.

5 Applikationen

5.1 Standardchromatogramm

Probenvorbereitung: -

Detektion: Leitfähigkeit


Suppression: Sequenzielle Suppression mit MSM-HC C und MCS

Temperatur: 40 °C

Loop: 20 µL

Flussrate: 1.0 mL/min

Eluent: 5.0 mmol/L Salpetersäure und 50 µg/L Rubidium



C Supp 1 - XX0/4.0

1 1 mg/L Lithium


2 5 mg/L Natrium

C Supp 1 - XX0/4.0


3	5 mg/L Ammonium
4	10 mg/L Kalium
5	10 mg/L Magnesium
6	10 mg/L Calcium

5.2 Einfluss der Temperatur


<i>Säule</i>	Metrosep C Supp 1 - 250/4.0
<i>Probenvorbereitung:</i>	-
<i>Detektion:</i>	Leitfähigkeit
<i>Suppression:</i>	Sequenzielle Suppression mit MSM-HC C und MCS
<i>Temperatur:</i>	20 bis 40 °C
<i>Loop:</i>	20 µL
<i>Flussrate:</i>	1.0 mL/min
<i>Eluent:</i>	5.0 mmol/L Salpetersäure und 50 µg/L Rubidium




Monovalente Ionen haben mit höherer Temperatur kürzere Retentionszeiten, insbesondere Kalium.



Diethyl- und Triethylamin tendieren bei höheren Temperaturen zu leicht längeren Retentionszeiten, während das Ethylamin zu leicht kürzeren neigt.




Mit höherer Temperatur ist eine leichte Verkürzung der Retentionszeiten der Methylamine zu beobachten.



Mit höherer Temperatur ist eine Verkürzung der Retentionszeiten der Ethanolamine zu beobachten.

5.3 Einfluss der Guard: RP 2 Guard vs C Supp 1 Guard

Säule	Metrosep C Supp 1 - 250/4.0
Probenvorbereitung:	-
Detektion:	Leitfähigkeit
Suppression:	Sequenzielle Suppression mit MSM-HC C und MCS
Temperatur:	40 °C
Loop:	20 µL
Flussrate:	1.0 mL/min
Eluent:	5.0 mmol/L Salpetersäure und 50 µg/L Rubidium



Die Metrosep C Supp 1 Guard/4.0 erhöht die Kapazität leicht und hat somit etwas längere Retentionszeiten. Die Metrosep RP 2 Guard/3.5 hat keinen Einfluss auf die Trennung und zeigt gleiche Retentionszeiten wie eine Säule ohne Guard.

Die Metrosep RP 2 Guard/3.5 kann als alternative Guard eingesetzt werden, da kein Einfluss auf die Chromatographie zu beobachten ist.

5.4 Variation des Eluenten

Variation der HNO_3 Konzentration

Säule

Metrosep C Supp 1 - 250/4.0

Probenvorbereitung:

—

Detektion:

Leitfähigkeit

Suppression:

Sequenzielle Suppression mit MSM-HC C und MCS

Temperatur:

40 °C

Loop:

20 μ L

Flussrate:

1.0 mL/min

Eluent:

3.0, 5.0, 7.0 und 9.0 mmol/L Salpetersäure und 50 µg/L Rubidium




Abbildung 1 Salpetersäure-Variationen – Standardkationen

Mit stärkeren Eluenten werden mehrwertige Kationen wie Magnesium und Calcium überproportional zu den einwertigen beschleunigt.




Abbildung 2 Salpetersäure-Variationen – Übergangsmetalle

Auch die Übergangsmetalle werden durch Erhöhung der Eluentenkonzentration stark beschleunigt. Kupfer eluiert als extrem breiter Peak. Mit einem 5 mmol/L HNO₃ Eluenten ist ein 10-mg/L-Kupferpeak etwa 20 Minuten breit.




Abbildung 3 Salpetersäure-Variationen – Amine

Mit zunehmender Eluentenstärke nehmen die Retentionszeiten der Amine kontinuierlich ab.

Variation des organischen Modifiers Aceton

Säule

Metrosep C Supp 1 - 250/4.0

Probenvorbereitung:

—

Detektion: Leitfähigkeit

Sequenzielle Suppression mit MSM-HC C und MCS

Temperatur: 40 °C

Loop: 20 μ L

Flussrate: 1.0 mL/min

Eluent: Jeweils 0, 5, 10, 15, 20 Vol.-% Aceton, alle mit 5.0 mmol/L Salpetersäure und 50 µg/L Rubidium




Abbildung 4 Aceton-Variationen – Standardkationen

Mit zunehmendem Acetonanteil werden mehrwertige Kationen wie Magnesium und Calcium überproportional zu den einwertigen beschleunigt.




Abbildung 5 Aceton-Variationen – Übergangsmetalle

Auch die Übergangsmetalle werden durch Erhöhen des Acetonanteils überproportional stark beschleunigt.




Abbildung 6 Aceton-Variationen –
Amine

Mit zunehmender Acetonkonzentration nehmen die Retentionszeiten der Amine kontinuierlich ab. Triethanolamin und Dimethylamin als auch Monomethylamin und Diethanolamin beispielsweise tauschen die Retentionsreihenfolge.

Variation des organischen Modifiers Acetonitril

Säule

Metrosep C Supp 1 - 250/4.0

Probenvorbereitung:

-

Detektion:

Leitfähigkeit

Suppression:

Sequenzielle Suppression mit MSM-HC C und MCS

Temperatur:

40 °C

Loop:

20 µL

Flussrate:

1.0 mL/min

Eluent:

0, 5, 10, 15, 20 Vol.-% Acetonitril, alle mit 5.0 mmol/L Salpetersäure und 50 µg/L Rubidium




Abbildung 8 Acetonitril-Variationen – Übergangsmetalle

Mit zunehmendem Acetonitrilanteil werden auch die Übergangsmetalle überproportional beschleunigt. Zwischen 15 und 20 % ist kein grosser Unterschied mehr festzustellen.




Abbildung 9 Acetonitril-Variationen –
Amine

Mit zunehmender Acetonitrilkonzentration nehmen die Retentionszeiten der Amine ab. Wiederum sind es Triethanolamin und Dimethylamine als auch Monotheylamin und Diethanolamin welche die Retentionsreihenfolge tauschen.

5.5 Bestimmung von Spurenmetallgehalten in einem Magnesium-Sportgetränk

Säule Metrosep C Supp 1 - 250/4.0

Probenvorbereitung: 1 Sachet à 4.5 g in 1L Reinstwasser gelöst und für 5 Minuten bei 30 mbar entgast. Anschliessend manuell 1:50 verdünnt.

Detektion: Leitfähigkeit


Suppression: Sequenzielle Suppression mit MSM-HC C und MCS

Temperatur: 40 °C

Loop: 20 μ L

Flussrate: 1.0 mL/min

Eluent: 5.0 mmol/L Salpetersäure und 200 µg/L Rubidium



5.6 Ultrapurenanalyse von Lithium und Natrium in Kernkraftwerksproben mit Monoethanolamin-Matrix

Säule Metrosep C Supp 1 - 250/4.0

Probenvorbereitung: Inline-Matrixeliminierung und Inline-Anreicherung mit Metrosep C PCC 1 HC/4.0 (6.1010.310)

Detektion: Leitfähigkeit


Suppression: Sequenzielle Suppression mit MSM-HC C und MCS

Temperatur: 40 °C

Loop: 2000 µL

Flussrate: 1.0 mL/min

Eluent: 4.0 mmol/L Salpetersäure und 50 µg/L Rubidium



	Metrosep C Supp 1 - 250/4.0	Standardkationen (schwarz)	Kernkraftwerk (NPP) Matrix (rot)
1	Lithium	0.1 µg/L	1.0 µg/L
2	Natrium	0.1 µg/L	1.0 µg/L
3	Monoethanolamin (MEA)	0 mg/L	4 mg/L

5.7 Spurenanalyse der Standardkationen und Mangan, Zink und Monoethanolamin

Säule Metrosep C Supp 1 - 250/4.0

Probenvorbereitung: Inline-Matrixeliminierung und Inline-Anreicherung mit Metrosep C PCC 1 HC/4.0 (6.1010.310)

Detektion: Leitfähigkeit


Suppression: Sequenzielle Suppression mit MSM-HC C und MCS

Temperatur: 40 °C

Loop: 1000 μ L

Flussrate: 1.0 mL/min

Eluent: 4.0 mmol/L Salpetersäure und 50 µg/L Rubidium



5.8 Bestimmung von aliphatischen Aminen

Säule: Metrosep C Supp 1 - 250/4.0

Probenvorbereitung: -

Detektion: Leitfähigkeit


Suppression: Sequenzielle Suppression mit MSM-HC C und MCS

Temperatur: 40 °C

Loop: 20 µL

Flussrate: 0.4 mL/min

Eluent: 2.5 mmol/L Salpetersäure, 50 µg/L Rubidium, 7.5 % (v/v) Acetonitril



5.9 Analyse von Leitungswasser

Säule Metrosep C Supp 1 - 250/4.0

Probenvorbereitung: -

Detektion: Leitfähigkeit


Suppression: Sequenzielle Suppression mit MSM-HC C und MCS

Temperatur: 40 °C

Loop: 20 μ L

Flussrate: 1.0 mL/min

Eluent: 5.0 mmol/L Salpetersäure und 50 µg/L Rubidium



5.10 Bestimmung der biogenen Amine neben den Standardkationen

Säule Metrosep C Supp 1 - 250/4.0

Probenvorbereitung: -

Detektion: Leitfähigkeit

Suppression: Sequenzielle Suppression mit MSM-HC C und MCS

Temperatur: 40 °C


Loop: 20 µL

Flussrate: 1.0 mL/min

Eluent: Dose-in Gradient:

Eluent A: 5.0 mmol/L Salpetersäure und 50 µg/L Rubidium


Eluent B: 25.0 mmol/L Salpetersäure und 50 µg/L Rubidium



Durch den Dose-in Gradient kann die Retentionszeit der biogenen Amine stark verkürzt werden. Unter Standardbedingungen mit 5 mmol/L Salpetersäure und 50 $\mu\text{g}/\text{L}$ Rubidium eluiert Putrescin bei 45 Minuten, Cadaverin bei 51 Minuten und Histamine erst bei 71 Minuten.

5.11 Bestimmung von Choline in Babynahrung

<i>Säule</i>	Metrosep C Supp 1 - 250/4.0
<i>Probenvorbereitung:</i>	Analog zur Norm AOAC 2012.20
<i>Detektion:</i>	Leitfähigkeit
<i>Suppression:</i>	Sequenzielle Suppression mit MSM-HC C und MCS
<i>Temperatur:</i>	40 °C
<i>Loop:</i>	20 μL
<i>Flussrate:</i>	1.0 mL/min
<i>Eluent:</i>	4.0 mmol/L Salpetersäure und 50 $\mu\text{g}/\text{L}$ Rubidium



Berechnet auf die Probeneinwaage beträgt der Cholingehalt 82 mg/100 g Milchpulver.

	Spülen mit	Richtung	Dauer [min]	Flussrate [mL/min]
3	Reinstwasser	gegen Flussrichtung	60	1

Tabelle 4 Anorganische Verunreinigungen

	Spülen mit	Richtung	Dauer [min]	Flussrate [mL/min]
1	Standardeluent mit 30 % Acetonitril	gegen Flussrichtung	60	1

6.2 Abnehmende Auflösung / Peakformen

Problem

Die Auflösung der Peaks verschlechtert sich oder die Peakformen sind asymmetrisch.

Ursachen und Vermeidung

Ursachen	Vermeidung / Behebung
Die Trennsäule wurde überladen	Die Trennsäule kann z. B. durch hohe Salzgehalte in der Probenmatrix überladen werden. - Probe verdünnen. - Weniger Probe injizieren.
Im IC-System besteht Totvolumen	- Überprüfen, ob alle Kapillaren einen Durchmesser von ≤ 0.25 mm (6.1831.010) besitzen. Falls nicht, grössere Kapillaren ersetzen. - Überprüfen, ob alle Kapillaren korrekt installiert wurden. Im Multi Media Guide IC Maintenance wird die Installation Schritt für Schritt gezeigt.

6.3 Instabile Retentionszeiten

Problem

Die Retentionszeiten sind instabil.

Ursachen und Vermeidung

Ursachen	Vermeidung / Behebung
Luftblasen im Eluenten	Der Fluss des Eluenten wird durch Luftblasen instabil. Ein instabiler Fluss zeigt sich u. a. am Rückdruck. Der Rückdruck sollte innerhalb von ± 0.5 MPa stabil bleiben. ▪ Die Hochdruckpumpe entlüften. ▪ Den Eluent-Degasser einsetzen.

6.4 Unbekannte Peaks

Problem

Das Chromatogramm enthält breitere, unbekannte Peaks.

Ursachen und Vermeidung

Ursachen	Vermeidung / Behebung
Spät eluierende Analyten	Etwas breitere unbekannte Peaks können durch spät eluierende Probenkomponenten entstehen. Diese stammen in diesen Fällen aus der vorhergehenden Injektion. ▪ Chromatogrammdauer verlängern.

6.5 Steigender Rückdruck

Problem

Der Rückdruck steigt an.

Ursachen und Vermeidung

Ursachen	Vermeidung / Behebung
Partikel auf der Vorsäule	▪ Vorsäule ersetzen.
Partikel auf der Trennsäule	Die Trennsäule gegen die Flussrichtung spülen. ▪ Den Säulenauslass in ein Becherglas halten. ▪ Die Trennsäule während ca. 1 h spülen. ▪ Die Trennsäule in Flussrichtung wieder einbauen.

43

Index

B

Basislinie	
Konditionieren	16
Bestellnummer	1

E

Eluent	7
Equilibrierung	15

F

Flussrate	2
-----------------	---

I

IC-Säule	
siehe "Trennsäule"	11

Installation

Trennsäule	11
Vorsäule	9

K

Konditionieren	16
----------------------	----

S

Säule	
siehe "Trennsäule"	11
Spezifikation	1
Spülen	
Trennsäule	14
Vorsäule	11

T

Trennsäule	
Installation	11
Spülen	14

V

Vorsäule	
Installation	9
Spülen	11