

StabNet 2.0



Handbuch

8.0103.8007DE / v1 / 2023-02-21



Metrohm AG
CH-9100 Herisau
Schweiz
+41 71 353 85 85
info@metrohm.com
www.metrohm.com

StabNet 2.0

Handbuch

Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Diese Dokumentation wurde mit grösster Sorgfalt erstellt. Dennoch sind Fehler nicht vollständig auszuschliessen. Bitte richten Sie diesbezügliche Hinweise an die obenstehende Adresse.

Haftungsausschluss

Von der Gewährleistung ausdrücklich ausgeschlossen sind Mängel, die auf Umstände zurückgehen, die nicht von Metrohm zu verantworten sind, wie unsachgemässe Lagerung, unsachgemässer Gebrauch etc. Eigenmächtige Veränderungen am Produkt (z. B. Umbauten oder Anbauten) schliessen jegliche Haftung des Herstellers für daraus resultierende Schäden und deren Folgen aus. Anleitungen und Hinweise in der Produktdokumentation der Metrohm sind strikt zu befolgen. Andernfalls ist die Haftung von Metrohm ausgeschlossen.

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	1
1.1	Willkommen bei StabNet	1
1.2	Bedienung	2
1.3	Geräteeinbindung	2
1.4	Methodeneditor	3
1.5	Datenbank	3
1.6	Kommunikation	4
1.7	Konformität	5
1.8	Versionen	6
1.9	Online-Hilfe	6
2	Allgemeine Programmfunktionen	8
2.1	Programmteile	8
2.1.1	Programmteile	8
2.1.2	Arbeitsplatz - Oberfläche	9
2.1.3	Datenbank - Oberfläche	9
2.1.4	Methode - Oberfläche	10
2.1.5	Konfiguration - Oberfläche	10
2.2	Anmeldung/Passwortschutz	11
2.2.1	Allgemeines zu Anmeldung/Passwortschutz	11
2.2.2	Anmelden	12
2.2.3	Manuell abmelden	13
2.2.4	Automatisch abmelden	13
2.2.5	Passwort ändern	13
2.3	Elektronische Unterschriften	14
2.3.1	Regeln für elektronische Unterschriften	14
2.3.2	Ablauf für elektronische Unterschriften	15
2.3.3	Unterschrift Stufe 1	16
2.3.4	Unterschrift Stufe 2	17
2.3.5	Unterschriften Stufe 2 löschen	19
2.4	Formeleditor	20
2.4.1	Eingabefeld	20
2.4.2	Rechenalgorithmen	21
2.4.3	Variablen	23
2.4.4	Operatoren/Funktionen	26
2.5	Editieren	60
2.5.1	Datum wählen	60
2.5.2	Texteditor	60
2.5.3	Hyperlink	61

2.5.4	Farbe auswählen	62
2.6	E-Mail	63
2.6.1	E-Mail senden	63
2.6.2	E-Mail-Vorlagen verwalten	63
2.6.3	E-Mail-Vorlage bearbeiten	64
3	Arbeitsplatz	66
3.1	Arbeitsplatz - Allgemeines	66
3.1.1	Arbeitsplatz - Definition	66
3.1.2	Arbeitsplatz - Oberfläche	66
3.1.3	Arbeitsplatz - Menüleiste	67
3.1.4	Arbeitsplatz - Symbolleiste	68
3.1.5	Arbeitsplatz - Funktionen	68
3.2	Arbeitsplatzverwaltung	69
3.2.1	Neuen Arbeitsplatz öffnen	69
3.2.2	Arbeitsplatz auswählen	69
3.2.3	Arbeitsplatz schliessen	70
3.3	Messpositionsanzeige	70
3.3.1	Messpositionsanzeige - Allgemeines	70
3.3.2	Symbolleiste	71
3.3.3	Aktionen am Bestimmungsende	71
3.3.4	Methode auswählen	72
3.3.5	Heizung einschalten/ausschalten	72
3.3.6	Gasfluss einschalten/ausschalten	73
3.3.7	Probendaten	75
3.3.8	Sensor auswählen	76
3.3.9	Bestimmung durchführen	76
3.3.10	Live-Kurve	77
3.3.11	Probendaten live ändern	79
3.3.12	Änderungskommentar Probendaten	80
3.3.13	Stoppkriterien ändern	80
3.3.14	Applikationsnotiz anzeigen	81
3.4	Temperaturkorrektur bestimmen	82
3.4.1	Temperaturkorrektur bestimmen - Allgemeines	82
3.4.2	Schritt 1 - Externen Temperatursensor auswählen	82
3.4.3	Schritt 2 - Temperatursensor anschliessen	83
3.4.4	Schritt 3 - Messung starten	83
3.4.5	Schritt 4 - Messung	84
3.4.6	Schritt 5 - Temperaturkorrektur speichern	85
3.5	Zellkonstante bestimmen	86
3.5.1	Zellkonstante bestimmen - Allgemeines	86
3.5.2	Schritt 1 - Bestimmung vorbereiten	86
3.5.3	Schritt 2 - Bestimmung ausführen	87
3.5.4	Schritt 3 - Zellkonstanten speichern	88
3.5.5	Tabelle - Werte des Leitfähigkeitsstandards	88
3.6	Timer	89
3.6.1	Timer-Aufgaben	89

3.6.2	Einmalige Aufgabe bearbeiten	90
3.6.3	Wiederkehrende Aufgabe bearbeiten	91
3.7	Textvorlagen	92
3.7.1	Liste der Textvorlagen	92
3.7.2	Textvorlage bearbeiten	93
4	Datenbank	94
4.1	Datenbank - Allgemeines	94
4.1.1	Datenbank - Definition	94
4.1.2	Datenbank - Oberfläche	94
4.1.3	Datenbank - Menüleiste	95
4.1.4	Datenbank - Symbolleiste	99
4.1.5	Datenbank - Unterfenster	101
4.1.6	Datenbank - Funktionen	101
4.1.7	Ansichten	102
4.2	Datenbankanzeige	105
4.2.1	Datenbank öffnen	105
4.2.2	Datenbank auswählen	107
4.2.3	Einzelne Datenbank anzeigen	108
4.2.4	Datenbanken nebeneinander anzeigen	108
4.2.5	Datenbanken untereinander anzeigen	108
4.2.6	Datenbank schliessen	108
4.3	Datenbanken verwalten	108
4.3.1	Datenbanken verwalten	108
4.3.2	Datenbank neu erstellen	110
4.3.3	Datenbank umbenennen	111
4.3.4	Datenbank löschen	111
4.3.5	Datenbankeigenschaften	112
4.3.6	Datenbank manuell sichern	116
4.3.7	Datenbank wiederherstellen	117
4.4	Vorlagen	118
4.4.1	Reportvorlagen	118
4.4.2	Vorlagen für Kontrollkarte	153
4.4.3	Exportvorlagen	158
4.5	Unterfenster Bestimmungsübersicht	165
4.5.1	Bestimmungsübersicht - Allgemeines	165
4.5.2	Bestimmungsübersicht - Funktionen	171
4.6	Unterfenster Informationen	232
4.6.1	Informationen - Übersicht	232
4.6.2	Informationen - Bestimmung	233
4.6.3	Informationen - Methode	236
4.6.4	Informationen - Probe	237
4.6.5	Informationen - Konfiguration	238
4.6.6	Informationen - Meldungen	240
4.6.7	Informationen - Bestimmungskommentar	240

4.7	Unterfenster Resultate	241
4.7.1	Resultate - Allgemeines	241
4.7.2	Resultate - Resultate	241
4.7.3	Resultate - Statistik	242
4.7.4	Resultate - Überwachung	243
4.8	Unterfenster Kurven	244
4.8.1	Kurvenfenster - Allgemeines	244
4.8.2	Kurvenfenster - Darstellung	245
4.8.3	Kurvenfenster - Ansicht	245
4.8.4	Beschriftung der Achsen	246
4.8.5	Zoomen	246
4.8.6	Kurve verschieben	248
4.8.7	Kurvenfenster - Eigenschaften	249
4.8.8	Kurvenfenster - Darstellung der Kurven	249
5	Methode	251
5.1	Methode - Allgemeines	251
5.1.1	Methode - Definition	251
5.1.2	Methode - Oberfläche	251
5.1.3	Methode - Menüleiste	252
5.1.4	Methode - Symbolleiste	253
5.1.5	Methode - Funktionen	253
5.2	Methodeneditor	254
5.2.1	Methode neu erstellen	254
5.2.2	Methode öffnen	254
5.2.3	Methode auswählen	256
5.2.4	Methode bearbeiten	257
5.2.5	Methode testen	257
5.2.6	Methode speichern	258
5.2.7	Änderungskommentar für Methode	260
5.2.8	Methodenreports drucken (PDF)	260
5.2.9	Methode schliessen	261
5.3	Methoden verwalten	261
5.3.1	Methoden verwalten	261
5.3.2	Methode umbenennen	264
5.3.3	Methode kopieren	264
5.3.4	Methode verschieben	264
5.3.5	Methode löschen	265
5.3.6	Methode senden an	265
5.3.7	Methode exportieren	266
5.3.8	Methode importieren	266
5.3.9	Importierte Methode umbenennen	266
5.3.10	Methoden unterschreiben	267
5.3.11	Methoden-History anzeigen	272
5.4	Methodengruppen	273
5.4.1	Methodengruppen verwalten	273
5.4.2	Methodengruppen bearbeiten	274

StabNet 2.0

6.7	Unterfenster Temperaturkoeffizienten	375
6.7.1	Temperaturkoeffizienten - Allgemeines	375
6.7.2	Tabelle der Temperaturkoeffizienten	375
6.7.3	Temperaturkoeffizienten - Eigenschaften	378
6.8	Unterfenster Zubehör	383
6.8.1	Konfiguration - Zubehör	383
6.8.2	Zubehörtabelle	384
6.8.3	Zubehöreigenschaften	386
7	Geräte	389
7.1	892 Professional Rancimat	389
7.1.1	Geräteeigenschaften	389
7.1.2	Geräteanzeige	395
7.2	893 Professional Biodiesel Rancimat	397
7.2.1	Geräteeigenschaften	397
7.2.2	Geräteanzeige	403
7.3	895 Professional PVC Thermomat	405
7.3.1	Geräteeigenschaften	405
7.3.2	Geräteanzeige	409
8	Wie gehe ich vor?	411
8.1	Audit Trail	411
8.1.1	Audit Trail öffnen	411
8.1.2	Audit Trail filtern	411
8.1.3	Audit Trail exportieren	413
8.1.4	Audit Trail archivieren	414
8.1.5	Audit Trail löschen	415
8.2	Backup	416
8.2.1	Datenbank sichern	416
8.2.2	Datenbank wiederherstellen	418
8.2.3	Konfigurationsdaten sichern	419
8.2.4	Konfigurationsdaten wiederherstellen	420
8.2.5	Methoden sichern	421
8.3	Bestimmungen	423
8.3.1	Bestimmung starten	423
8.3.2	Bestimmungen suchen	423
8.3.3	Bestimmungen filtern	424
8.3.4	Bestimmungen eines Batchs anzeigen	426
8.3.5	Bestimmung unterschreiben	427
8.3.6	Bestimmungen exportieren	429
8.3.7	Bestimmungen importieren	430
8.3.8	Bestimmungen löschen	431
8.3.9	Bestimmungsversion aktuell machen	432
8.3.10	Bestimmungen nachbearbeiten	433
8.3.11	Bestimmungsreport drucken	436
8.3.12	Bestimmungsübersicht drucken	437

8.4	Datenbanken	438
8.4.1	Datenbank öffnen	438
8.4.2	Datenbank schliessen	438
8.4.3	Datenbank erstellen	439
8.4.4	Datenbank sichern	440
8.4.5	Datenbank wiederherstellen	442
8.4.6	Datenbank löschen	442
8.5	Konfigurationsdaten	443
8.5.1	Konfigurationsdaten exportieren	443
8.5.2	Konfigurationsdaten importieren	444
8.5.3	Konfigurationsdaten sichern	444
8.5.4	Konfigurationsdaten wiederherstellen	446
8.6	Methoden	446
8.6.1	Methode öffnen	446
8.6.2	Methode schliessen	447
8.6.3	Methode erstellen	447
8.6.4	Methode speichern	448
8.6.5	Methode löschen	449
8.6.6	Methode exportieren	449
8.6.7	Methode importieren	450
8.6.8	Methode unterschreiben	451
8.6.9	Methodenversion aktuell machen	453
8.6.10	Methodenreport drucken	453
8.6.11	Methoden sichern	454
8.7	Methodengruppen	456
8.7.1	Methodengruppe erstellen	456
8.7.2	Methodengruppe löschen	457
8.8	Reports	458
8.8.1	Reportvorlage erstellen	458
8.8.2	Reportvorlage bearbeiten	459
8.8.3	Bestimmungsreport drucken	461
8.8.4	Bestimmungsübersicht drucken	462
8.9	Keine Hilfe vorhanden	463
Glossar		464
Index		468

1 Einführung

1.1 Willkommen bei StabNet

Einführung



StabNet

StabNet ist eine Steuer- und Datenbanksoftware für Stabilitätsmessgeräte.


Übersicht über die wichtigsten Programm-Merkmale

- *Leicht zu bedienende und konfigurierbare Programmoberfläche*
- *Einfache Einbindung von Geräten*
- *Komfortabler Methodeneditor*
- *Datenbank-basiertes Programm*
- *Vielfältige Import- und Exportmöglichkeiten*
- *FDA-Kompatibilität nach 21 CFR Part 11*
- *Umfangreiche Online-Hilfe*
- *Programmversionen*

1.2 Bedienung

Einführung

Die moderne **Benutzeroberfläche** macht es dem Benutzer einfach, sich in **StabNet** rasch zurechtzufinden. Alle Befehle und Steuerelemente sind dort angebracht, wo man sie erwartet. Die Leiste am linken Bildschirmrand ermöglicht den Zugang zu den vier Grundelementen von **StabNet**:



Je nach Zugriffsberechtigung sind diese Schaltflächen sichtbar oder verborgen. Im oberen Bereich des Bildschirms befindet sich die Menüleiste. Auch hier kann, je nach Zugriffsberechtigung, jeder einzelne Befehl verborgen werden.

Im Zentrum des Bildschirms stehen die **Informationsfenster** mit den Einstellungen, Probeneingabemasken, Live-Kurven oder Resultaten. Diese Ansicht ist mit Hilfe des Layout-Managers für jeden Benutzer individuell einstellbar. Das bedeutet, dass der Benutzer nur die Fenster oder Schaltflächen sieht, die er für seine Arbeit benötigt. Damit verkürzt sich die Einarbeitungszeit für Routinebenutzer auf ein Minimum; ebenso gehören durch Bildschirmüberladung bedingte Fehlbedienungen der Vergangenheit an.

Eine Vielzahl von erprobten Methoden ermöglichen es jedem Benutzer, schnell und einfach neue Methoden zu erstellen und sofort einzusetzen.

1.3 Geräteeinbindung

Einführung

Mit **StabNet** können die folgenden Geräte betrieben werden:

- 892 Professional Rancimat
- 893 Professional Biodiesel Rancimat
- 895 Professional PVC Thermomat

1.4 Methodeneditor

Einführung

Eine Methode umfasst Messparameter, Auswerteparameter und Eigenschaften der Probanden, Grafik und Kommentare. Mit Hilfe der drei Vorlagen können Methoden einfach und schnell erstellt werden. Für die meisten Routine- und Automationsaufgaben sind bereits praxiserprobte Methoden vorhanden. Mit ein paar Klicks sind sie angepasst und einsatzbereit.

Funktionsübersicht

- Methodeneditor (*siehe Kapitel 5.2, Seite 254*)
- Methodenverwaltung (*siehe Kapitel 5.3.1, Seite 261*)
- Separate Verwaltung der Zugriffsrechte für jede Methodengruppe (*siehe Kapitel 5.4.2.3, Seite 275*)
- Vorlagen für Methodenentwicklung und Berechnungen (*siehe Kapitel 5.2.1, Seite 254*)
- Plausibilitätstest für Methoden (*siehe Kapitel 5.2.5, Seite 257*)

1.5 Datenbank

Einführung

StabNet basiert auf einer **objektorientierten Datenbank**, die sich in der Praxis bewährt hat. In der **Konfigurationsdatenbank** werden alle Programmeinstellungen, die Benutzerverwaltung, Methoden und Vorlagen gespeichert, in den vom Benutzer definierten **Bestimmungsdatenbanken** die Bestimmungsdaten. Diese Datenbanken können lokal auf dem Messrechner installiert sein und stellen ein einfaches Messsystem dar. **StabNet** ist jedoch skalierbar und wächst mit den betrieblichen Anforderungen.

Die neue Datenbank bietet alle wichtigen Werkzeuge für die Verwaltung, das Suchen und Gruppieren von Ergebnissen. Schnellfilter lassen den Benutzer in Sekunden Tausende von Bestimmungen durchsuchen und das Gesuchte übersichtlich darstellen. Chart-Plots geben eine schnelle Übersicht über die zeitliche Abfolge der Ergebnisse.

Alle Möglichkeiten der **Nachbearbeitung** stehen dem Benutzer zur Verfügung.

Funktionsübersicht

- Objektorientierte Datenbank (*siehe Kapitel 6.2.3.1, Seite 333*).
- Layout-Manager für Datenbank-Ansicht (*siehe Kapitel 4.1.7, Seite 102*).
- Schnellfilter (*siehe Kapitel 4.5.2.5.3, Seite 176*).

- Effiziente Suchfunktionen (*siehe Kapitel 4.5.2.4, Seite 172*).
- Kontrolle über Zugriffsrechte für jede Datenbank (*siehe Kapitel 4.3.5.3, Seite 113*).
- Automatische Datenbank-Sicherung (*siehe Kapitel 4.3.5.4, Seite 113*).
- Schnelle Resultatübersicht oder speziell definierte Kontrollkarten (*siehe Kapitel 4.5.2.15, Seite 192*).
- Kurvenüberlagerung (*siehe Kapitel 4.5.2.16, Seite 201*).
- Bestimmungen nachbearbeiten (*siehe Kapitel 4.5.2.17, Seite 207*).

1.6 Kommunikation

Einführung

StabNet ist kommunikativ. In **StabNet** erzeugte Daten können im XML- und CSV-Format exportiert werden. So ist eine einfache Anbindung an alle marktgängigen LIMS-Systeme möglich. Auch wird der Export an Langzeitarchivierungssysteme unterstützt.

Analysenreports können mit dem **Report-Generator** einfach und flexibel erstellt werden. Der Report-Generator ermöglicht das freie Definieren von Reportvorlagen. Somit ist es jederzeit möglich, eine oder mehrere Bestimmungen mit einem wählbaren Layout im PDF-Format oder als Papierausdruck darzustellen.

Als Besonderheit kann **StabNet** Mitteilungen, Fehlermeldungen oder Resultate aus dem Methodenablauf heraus per **E-Mail** an den Benutzer senden.

Funktionsübersicht

- Verschiedene Exportformate, z. B. XML, CSV, TXT (*siehe Kapitel 4.4.3.2.1, Seite 159*).
- Reportvorlagen (*siehe Kapitel 4.4.1.4.1.1, Seite 121*).
- E-Mail-Funktionen für Statusmeldungen, Fehlermeldungen oder Resultate (*siehe Kapitel 2.6, Seite 63*).

1.7 Konformität

Einführung

Im Hinblick auf die Erfüllung von **GMP-, GLP- und FDA-Anforderungen** setzt **StabNet** neue Standards. Schon bei der Entwicklung und Programmierung der Software wurden die neuesten Qualitätsstandards und Validierungsprozeduren angewendet. **StabNet** ist konsequent auf die Erfüllung der FDA-Vorschrift 21 CFR Part 11 und ihrer kundenspezifischen Interpretationen ausgerichtet. Ein Konformitätszertifikat bestätigt dies. Eine zentrale Benutzeradministration bestimmt die Zugriffsberechtigungen auf Programmfunktionen und Bestimmungen, wobei beliebig viele Benutzer mit frei definierbaren Zugriffsprofilen möglich sind. Der Systemadministrator hat Zugriff auf die Benutzerverwaltung. Der Zugriff auf die Software ist passwortgeschützt und es stehen das **StabNet-** oder Windows-Login zur Auswahl.

Die Verwendung von **digitalen Unterschriften** gestattet es, Methoden und Resultate zu signieren. Zwei Unterschriften mit unterschiedlichen Eigenschaften sind verfügbar. Mit der ersten Unterschrift (Level 1, Review) bestätigt der Benutzer, dass er die Methode korrekt programmiert oder die Analyse korrekt durchgeführt hat. Mit der zweiten Unterschrift (Level 2, Release) wird die Methode oder das Resultat freigegeben und vor weiteren Veränderungen geschützt. Somit ist es möglich, betriebseigene Workflows in **StabNet** abzubilden.

Sämtliche Daten sind **versionskontrolliert** verwaltet und gegen unberechtigten Zugriff, Veränderung oder Löschen in der Datenbank gesichert. Die Datenbank selber regelt den Zugriff auf die Daten im Netzwerkbetrieb und bietet Archivier- und Wiederherstellfunktionen.

Im **Audit Trail** werden sämtliche Aktionen der Benutzer sowie wichtige Systemvorgänge protokolliert.

Konformitätsrelevante Eigenschaften von StabNet

- Voll auf Konformität ausgerichtete Entwicklung und Validierung.
- Zentrale Benutzerverwaltung (*siehe Kapitel 6.2.1.1, Seite 313*).
- Detaillierte Zugriffsrechte (*siehe Kapitel 6.2.1.2.2, Seite 316*).
- Passwortschutz unter StabNet oder Windows (*siehe Kapitel 6.2.2.2, Seite 324*).
- Digitale Unterschrift auf zwei Ebenen (*siehe Kapitel 2.3, Seite 14*).
- Je eine Unterschrift für Methoden und Resultate.
- Dokumentation aller Methoden- und Resultatänderungen (*siehe Kapitel 4.5.2.13, Seite 190*).
- Rückverfolgbarkeit dank detailliertem Audit Trail (*siehe Kapitel 6.4.1.1, Seite 346*).

1.8 Versionen

Einführung

StabNet ist in **einer Verkaufsversion** erhältlich.

StabNet 2.0 Full	
Produkt	6.6068.202
Maximale Anzahl Geräte pro PC	4
Konformitätsfunktionen	•
Benutzerverwaltung	•
Sicherheitseinstellungen	•
Rückverfolgbarkeit ("Audit Trail")	•
Client-Server-Support	
Anzahl Lizenzen	1
Zusätzliche Lizenzen als Option	
XML-Datenexport nach LIMS	•
Upgrade möglich	

1.9 Online-Hilfe

Einführung

Hilfe aufrufen

StabNet verfügt über eine sehr umfangreiche und detaillierte Online-Hilfe, die auf zwei verschiedene Arten aufgerufen werden kann:

- **Allgemeiner Aufruf** Mit dem Menüpunkt **Hilfe ► StabNet Hilfe** oder dem Symbol  wird die Online-Hilfe mit dem Thema *Willkommen bei StabNet* geöffnet. Von dort kann via **Inhalt**, **Index**, **Suchen** oder persönlichen **Favoriten** zum gewünschten Thema gesprungen werden.
- **Kontextsensitiver Aufruf** Mit der Funktionstaste **[F1]** auf der Tastatur wird direkt zum Thema gesprungen, welches Informationen zu dem in **StabNet** aktivierten Element (Dialogfenster, Registerkarte) anzeigt.

Darstellungskonventionen

In der vorliegenden Dokumentation werden folgende Symbole und Formattierungen verwendet:

6.5.2Gerätetabelle	Link zu anderem Hilfethema, in dem Informationen zum markierten Begriff angezeigt werden.
Methode	Dialogtext Bezeichnung für Namen von Parametern, Menüpunkten, Registerkarten und Dialogfenstern in der Software.
100	Bezeichnung für Parameterwerte in Eingabefeldern.
Datei ► Neu.. .	Menü oder Menüpunkt; Pfad, um zu einer bestimmten Stelle im Programm zu kommen.
[Weiter]	Schaltfläche
Σ	Formeleditor In Felder mit diesem Symbol können Formeln eingegeben werden, der Formeleditor wird durch Klicken auf dieses Symbol geöffnet (<i>siehe Kapitel 2.4, Seite 20</i>).
1	Anweisungsschritt Führen Sie diese Schritte nacheinander aus.
	Achtung Dieses Zeichen weist auf eine mögliche Beschädigung von Geräten oder Geräteteilen hin.
	Hinweis Dieses Zeichen markiert zusätzliche Informationen und Ratschläge.

2 Allgemeine Programmfunktionen

2.1 Programmteile

2.1.1 Programmtteile

Allgemeine Programmfunktionen

StabNet besitzt vier verschiedene Programmteile, die durch Klicken auf das entsprechende Symbol in der vertikalen Leiste am linken Rand geöffnet werden können. Das Symbol für den geöffneten Programmteil wird farbig dargestellt, die Symbole für die anderen Programmteile schwarz-weiß. Die Menüs, die Symbolleisten und der Inhalt des Hauptfensters sind vom jeweils geöffneten Programmteil abhängig.

Programmteil Arbeitsplatz



- Öffnen/Schliessen von Arbeitsplätzen
- Start von Einzel- und Mehrfachbestimmungen
- Bestimmung von Temperaturkorrektur und Zellkonstante

Programmteil Datenbank



- Öffnen/Schliessen von Datenbanken
- Verwalten von Datenbanken
- Nachbearbeiten
- Erstellen von Reportvorlagen

Programmteil Methode



- Öffnen/Schliessen von bestehenden Methoden
- Erstellen von neuen Methoden
- Verwalten von Methoden

Programmteil Konfiguration



- Konfiguration von Geräten, Sensoren, Temperaturkoeffizienten und Zubehör
- Sicherheitseinstellungen
- Anwenderverwaltung
- Programmadministration
- Audit Trail


**HINWEIS**

Der Zugang zu einzelnen Programmteilen kann in der Anwenderverwaltung ausgeschaltet werden. In diesem Fall werden die entsprechenden Symbole ausgeblendet.

2.1.2 Arbeitsplatz - Oberfläche

Programmteil: **Arbeitsplatz**

Arbeitsplatz-Symbol



Durch Klicken auf das Arbeitsplatz-Symbol in der vertikalen Leiste am linken Rand wird der Programmteil **Arbeitsplatz** geöffnet, gleichzeitig wird das Arbeitsplatz-Symbol farbig dargestellt. In der linken oberen Ecke des Symbols befindet sich ein schwarzes Feld, in dem die Anzahl der aktuell geöffneten Arbeitsplätze angezeigt wird (*siehe Kapitel 3.2.2, Seite 69*).

Elemente

Die Oberfläche des Programmteils **Arbeitsplatz** umfasst die folgenden Elemente:

- Hauptfenster
- Arbeitsplatzspezifische Menüleiste
- Arbeitsplatzspezifische Symbolleiste
- Statusleiste

Statusleiste

Für jeden geöffneten Arbeitsplatz erscheint unten rechts in der Statusleiste ein Punkt in der Farbe des Arbeitsplatzes. Laufende Bestimmungen werden durch einen rotierenden Flügel symbolisiert.

2.1.3 Datenbank - Oberfläche

Programmteil: **Datenbank**

Datenbanksymbol



Durch Klicken auf das Datenbanksymbol in der vertikalen Leiste am linken Rand wird der Programmteil **Datenbank** geöffnet, gleichzeitig wird das Datenbanksymbol farbig dargestellt. In der linken oberen Ecke des Symbols befindet sich ein schwarzes Feld, in dem die Anzahl der aktuell geöffneten Datenbanken angezeigt wird (*siehe Kapitel 4.2.2, Seite 107*).

Elemente


Die Oberfläche des Programmtteils **Datenbank** umfasst die folgenden Elemente:

- Datenbankspezifische Menüleiste.
- Datenbankspezifische Symbolleiste.
- Hauptfenster, in dem bis zu 4 Unterfenster angezeigt werden können.

2.1.4 Methode - Oberfläche

Programmteil: **Methode**

Methoden-Symbol



Durch Klicken auf das Methodensymbol in der vertikalen Leiste am linken Rand wird der Programmteil **Methode** geöffnet, gleichzeitig wird das Methodensymbol farbig dargestellt. In der linken oberen Ecke des Symbols befindet sich ein schwarzes Feld, in dem die Anzahl der aktuell geöffneten Methoden angezeigt wird (*siehe Kapitel 5.2.3, Seite 256*).

Elemente

Die Oberfläche des Programnteils **Methode** umfasst die folgenden Elemente:

- Methodenspezifische Menüleiste.
- Methodenspezifische Symbolleiste.
- Hauptfenster, in dem eine Methode geöffnet und angezeigt werden kann.

2.1.5 Konfiguration - Oberfläche

Programmteil: **Konfiguration**

Konfigurationssymbol



Elemente

- Konfigurationsspezifische Menüleiste.
- Konfigurationsspezifische Symbolleiste.
- Hauptfenster, in dem bis zu 3 Unterfenster angezeigt werden können.

2.2.1 Allgemeines zu Anmeldung/Passwortschutz

Anmeldung in StabNet

FDA-konforme Einstellungen

- Bei jedem Programmstart ist eine **Anmeldung mit Benutzername und Passwort** erforderlich.
- **Benutzernamen** müssen **eindeutig** sein. Einmal eingetragene Benutzer können nicht gelöscht werden.
- Die **Passwortverwaltung** erfolgt in **StabNet**.
- **Benutzernamen** müssen **eindeutig** sein. Einmal eingegebene Benutzer können nicht gelöscht werden.
- **Passwörter** müssen pro Benutzer **eindeutig** sein. Keines der vom Benutzer schon einmal verwendeten und abgelaufenen Passwörter darf wieder verwendet werden.
- Passwörter müssen eine **minimale Anzahl Zeichen** umfassen.
- Passwörter müssen nach einer definierten **Gültigkeitsdauer** geändert werden.

- Die **Anzahl Anmeldeversuche** bei der Eingabe des Passwortes ist limitiert. Wird diese Anzahl überschritten, so wird der Benutzer automatisch in den Status **inaktiv** gesetzt. Gleichzeitig kann automatisch eine E-Mail an den Administrator gesendet werden.

Aktionen

Ist die Anmeldung eingeschaltet, können die folgenden Aktionen ausgeführt werden:

- Anmelden beim Programmstart
- Manuell abmelden
- Automatisch abmelden
- Passwort ändern

2.2.2 Anmelden

Programmteile: **Arbeitsplatz** / **Datenbank** / **Methode** / **Konfiguration**

Sind die beiden Optionen **Anwendername erforderlich** und **Passwort erforderlich** in den **Sicherheitseinstellungen** eingeschaltet, erscheint bei jedem Programmstart und nach jedem Abmelden eines Benutzers das Dialogfenster **Anmelden**.

Anwender

Eingabe des Kurznamens des Benutzers.

Eingabe **24 Zeichen**

Passwort

Eingabe des Passwortes.

Eingabe **24 Zeichen**



HINWEIS

Benutzer, die sich zum ersten Mal anmelden oder solche, deren Status von **inaktiv** oder **entfernt** wieder auf **aktiv** gesetzt wurde, müssen sich mit dem vom Administrator vergebenen **Startpasswort** (siehe Kapitel 6.2.1.3.1, Seite 320) anmelden. Danach wird automatisch das Fenster **Passwort ändern** geöffnet, in dem ein neues Passwort eingegeben werden muss.

[Passwort ändern]

Öffnet das Fenster **Passwort ändern**, in dem das neue Passwort eingegeben und bestätigt werden muss.

[Abbrechen]

Die Anmeldung wird abgebrochen, das Programm wird geschlossen.

2.2.3 Manuell abmelden

Programmteile: **Arbeitsplatz / Datenbank / Methode / Konfiguration ► Datei ► Abmelden...**

Ein angemeldeter Benutzer kann sich jederzeit mit dem Menüpunkt **Datei ► Abmelden...** abmelden. Dabei gelten die in den **Sicherheitseinstellungen** definierten Optionen für das Abmelden. Anschliessend an das Abmelden öffnet sich das Fenster **Anmelden**, in dem sich ein neuer Benutzer anmelden kann.

2.2.4 Automatisch abmelden

Programmteil: **Konfiguration**

Ist die automatische Abmeldung in den **Sicherheitseinstellungen** eingeschaltet, so wird der Benutzer beim Ausbleiben von Bedienungsfunktionen via Tastatur oder Maus nach der definierten Wartezeit automatisch abgemeldet. Danach öffnet sich das Fenster **Anmelden**, in dem sich aber nur der gleiche Benutzer wieder anmelden kann.

2.2.5 Passwort ändern

Dialogfenster: **Anmelden ► [Passwort ändern] ► Passwort ändern**



HINWEIS

Das Passwort kann in **StabNet** nur dann geändert werden, wenn in den Sicherheitseinstellungen die Option **Passwortüberwachung durch StabNet** eingestellt ist.

[Passwort ändern]

Diese Schaltfläche im Dialogfenster **Anmelden** öffnet das Fenster **Passwort ändern**, in dem das neue Passwort eingegeben und bestätigt werden muss.



HINWEIS

Das Passwort muss zwingend geändert werden, bevor die **Gültigkeitsdauer** des Passwortes abläuft. Für Benutzer, die sich zum ersten Mal anmelden oder solche, deren Status von **inaktiv** oder **entfernt** wieder auf **aktiv** gesetzt wurde, wird dieses Fenster nach der Anmeldung mit dem **Startpasswort** automatisch geöffnet. Sie müssen hier für **Altes Passwort** ebenfalls das vom Administrator vergebene **Startpasswort** eingeben.

Altes Passwort

Eingabe des bisherigen Passwortes.

Eingabe **24 Zeichen**

Neues Passwort

Eingabe des neuen Passwortes. Die Passwortoptionen sind in den **Sicherheitseinstellungen** auf der Registerkarte **Anmeldung/Passwortschutz** definiert.

Eingabe **24 Zeichen**

Passwort bestätigen

Bestätigung des neuen Passwortes.

Eingabe **24 Zeichen**

2.3 Elektronische Unterschriften

2.3.1 Regeln für elektronische Unterschriften

Programmteile: **Methode / Datenbank**

Methoden und Bestimmungen können in StabNet in zwei Stufen **elektronisch unterschrieben** werden. Dabei gelten folgende Regeln:

- **Unterschriftsstufen**
Methoden und Bestimmungen können durch Eingabe des Anwendernamens und des Passwortes in zwei Stufen (Unterschrift Stufe 1 und Unterschrift Stufe 2) unterschrieben werden.
- **Mehrmaliges Unterschreiben**
Methoden und Bestimmungen können auf jeder Stufe mehrmals unterschrieben werden. Alle Unterschriften werden gespeichert und im Audit Trail dokumentiert.
- **Unterschreiben auf Stufe 1**
Ist auf Stufe 2 unterschrieben worden, kann nicht mehr auf Stufe 1 unterschrieben werden.
- **Unterschreiben auf Stufe 2**
Auf Stufe 2 kann erst unterschrieben werden, wenn bereits auf Stufe 1 unterschrieben wurde.
- **Unterschiedliche Anwender**
Der gleiche Anwender darf nur entweder auf Stufe 1 oder auf Stufe 2 unterschreiben.
- **Begründung und Kommentar**
Zu jeder Unterschrift gehört eine Begründung, die aus vordefinierten Standardbegründungen ausgewählt werden muss. Zusätzlich kann ein weiterer Kommentar eingegeben werden.


- **Gespeicherte Daten**
Zu jeder Unterschrift werden Unterschriftsdatum, Anwendername, Voller Name, Begründung und Kommentar gespeichert.
- **Löschen von Unterschriften 1**
Unterschriften auf Stufe 1 werden beim Erstellen einer neuen Version automatisch wieder gelöscht.
- **Löschen von Unterschriften 2**
Unterschriften auf Stufe 2 können durch den dazu berechtigten Anwender wieder gelöscht werden.
- **Methoden unterschreiben**
Methoden können immer nur einzeln unterschrieben werden.
- **Unterschriftsoptionen**
Die Optionen für Elektronische Unterschriften werden auf der Registerkarte **Unterschriften** im Dialogfenster **Sicherheitseinstellungen** eingestellt.

2.3.2 Ablauf für elektronische Unterschriften

Programmteile: **Datenbank / Methode**

Methoden und Bestimmungen weisen in Bezug auf Unterschriften einen der drei folgenden Zustände auf (siehe Flussdiagramm):

- **Nicht unterschrieben**
Methoden und Bestimmungen, die nicht unterschrieben sind, können gelöscht und geändert werden, wobei bei jeder Änderung eine neue Version erstellt wird.
- **Unterschrieben (1)**
Beim Unterschreiben von Methoden und Bestimmungen auf Stufe 1 werden keine neuen Versionen generiert. Werden auf Stufe 1 unterschriebene Methoden und Bestimmungen geändert, wird eine neue Version generiert, die keine Unterschriften mehr enthält. Auf Stufe 1 unterschriebene Methoden und Bestimmungen können gelöscht werden.
- **Unterschrieben (2)**
Beim Unterschreiben von Methoden und Bestimmungen auf Stufe 2 werden keine neuen Versionen generiert. Auf Stufe 2 unterschriebene Methoden und Bestimmungen können weder geändert noch gelöscht werden. Es ist aber möglich, die Unterschriften (2) zu löschen, wobei die Unterschriften (1) erhalten bleiben.



2.3.3 Unterschrift Stufe 1

Dialogfenster: **Datenbank ► Bestimmungen ► Unterschreiben ► Unterschrift**
1... ► Unterschrift Stufe 1

Dialogfenster: **Methode ▶ Datei ▶ Methoden verwalten... ▶ Methoden verwalten ▶ [Unterschreiben] ▶ Unterschrift 1... ▶ Unterschrift Stufe 1**

Im Fenster **Unterschrift Stufe 1** können Methoden oder Bestimmungen auf Stufe 1 unterschrieben werden.



HINWEIS

Methoden oder Bestimmungen, die auf Stufe 1 unterschrieben wurden können geändert und gelöscht werden. Wird die geänderte Methode oder Bestimmung als neue Version gespeichert, werden aber alle Unterschriften automatisch gelöscht, d. h. die Methode oder Bestimmung muss wieder neu unterschrieben werden.

Info

Anzeige von Informationen zum Unterschreiben und Löschen von Unterschriften. Möglich sind die folgenden Meldungen:

Auswahl

Unterschrift möglich | Unterschrift 1 nicht möglich (Unterschrift 2 vorhanden)

Unterschrift möglich

Die ausgewählte Methode oder Bestimmung kann unterschrieben werden.



HINWEIS

Methoden oder Bestimmungen, die auf Stufe 2 unterschrieben wurden, sind **gesperrt**, d. h. sie können weder geändert noch gelöscht werden. Um solche Methoden oder Bestimmungen wieder bearbeiten zu können, müssen zuerst die Unterschriften auf Stufe 2 gelöscht werden.

Info

In diesem Feld werden Informationen zum Unterschreiben und Löschen von Unterschriften angezeigt. Möglich sind die folgenden Meldungen:

Auswahl **Unterschrift möglich | Unterschrift 2 nicht möglich (Unterschrift 1 fehlt)**

Unterschrift möglich

Die ausgewählte Methode oder Bestimmung kann unterschrieben werden.

Unterschrift 2 nicht möglich (Unterschrift 1 fehlt)

Die ausgewählte Methode oder Bestimmung kann nicht auf Stufe 2 unterschrieben werden, da sie auf Stufe 1 noch nicht unterschrieben wurde.

Anwender

Eingabe des Anwendernamens (Kurzname).

Eingabe **24 Zeichen**

Passwort

Eingabe des Passwortes.

Eingabe **24 Zeichen**

Begründung

Auswahl aus den im Dialogfenster **Sicherheitseinstellungen** definierten **Standardbegründungen** für die Kategorie **Unterschrift Stufe 2**.

Auswahl	'Auswahl aus Standardbegründungen'
---------	------------------------------------

Kommentar

Eingabe eines Kommentars zur Unterschrift.

Eingabe **1000 Zeichen**

[Unterschreiben]

Methode oder Bestimmung unterschreiben. Das Fenster bleibt geöffnet.



HINWEIS

Methoden oder Bestimmungen können nur auf Stufe 2 unterschrieben werden, wenn der Anwender einer Anwendergruppe angehört, welche die entsprechende Berechtigung dazu hat.

2.3.5 Unterschriften Stufe 2 löschen

Dialogfenster: **Datenbank ► Bestimmungen ► Unterschreiben ► Unterschriften 2 löschen... ► Unterschriften Stufe 2 löschen**

Dialogfenster: **Methode ▶ Datei ▶ Methoden verwalten... ▶ Methoden verwalten ▶ [Unterschreiben] ▶ Unterschriften 2 löschen... ▶ Unterschriften Stufe 2 löschen**

Im Fenster **Unterschriften Stufe 2 löschen** können alle Unterschriften auf Stufe 2 für die ausgewählte Methode oder Bestimmung gelöscht werden.

Anwender

Eingabe des Anwendernamens (Kurzname).

Eingabe **24 Zeichen**

Passwort

Eingabe des Passwortes.

Eingabe **24 Zeichen**

Begründung

Auswahl aus den im Dialogfenster **Sicherheitseinstellungen** definierten **Standardbegründungen** für die Kategorie **Unterschrift Stufe 2**.

Auswahl 'Auswahl aus Standardbegründungen'

Kommentar

Eingabe eines Kommentars zur Unterschrift.

Eingabe **1000 Zeichen**

[Löschen]

Unterschriften 2 löschen.



HINWEIS

Unterschriften 2 können nur gelöscht werden, wenn der Anwender einer Anwendergruppe angehört, welche die entsprechende Berechtigung dazu hat.

2.4 Formeleditor

Der Formeleditor dient zur Unterstützung bei der Eingabe von Formeln zur Resultatberechnung. Er verfügt über einen automatischen **Syntaxcheck**, der beim Übernehmen der Formel ausgelöst wird. Für die Rechenoperationen gelten die allgemeinen Prioritätsregeln.

Das Dialogfenster **Formeleditor** enthält die folgenden Elemente:

- **Eingabefeld**
Eingabe der Berechnungsformel (*siehe Kapitel 2.4.1, Seite 20*).
- **Schaltflächen**
Schaltflächen für die schnelle Eingabe von Operatoren und Klammern (*siehe Kapitel 2.4.2, Seite 21*).
- **Variablen**
Auswahl der für die Berechnungsformel verfügbaren Variablen (*siehe Kapitel 2.4.3, Seite 23*).
- **Operatoren/Funktionen**
Auswahl der für die Berechnungsformel verfügbaren Operatoren und Funktionen (*siehe Kapitel 2.4.4, Seite 26*).
- **Beschreibung**
Beschreibung der ausgewählten Variablen, Operatoren oder Funktionen.

2.4.1 Eingabefeld

Dialogfenster: **Formeleditor**

Im Eingabefeld des Formeleditors wird die Berechnungsformel eingegeben. Für die Eingabe bestehen die folgenden Möglichkeiten:

Eingabe via Tastatur

- **Zahlen**
Zahlen sowie mathematische Funktionen können direkt via Tastatur eingegeben werden.
- **Text**
Text muss mit einem Anführungszeichen " eingeleitet und abgeschlossen werden (z. B. "**meinText**").

▪ Variablen

Variablen müssen mit einem Hochkomma ' eingegeben und abgeschlossen werden (z. B. **'RS.IND'**).

▪ Zeit

Zeitangaben müssen immer mit Hilfe der Funktion **Time()** gemacht werden.

Eingabe mit Hilfe der Schaltflächen

Mathematische Operatoren und Klammern können einfach mit den entsprechenden Schaltflächen in die Formel eingefügt werden. Automatisch wird vor und hinter dem Zeichen ein Leerzeichen eingefügt.

	Addition		Gleich		AND
	Subtraktion		Grösser als		OR
	Multiplikation		Kleiner als		Runde Klammern
	Division		Ungleich		Geschweifte Klammern: Werte von Variablen mit Index abfragen, der Index steht in geschweiften Klammern
	Potenzierung		Kleiner gleich		Letzte Aktion rückgängig machen
			Grösser gleich		Letzte Aktion wiederherstellen

Eingabe via Auswahl

Das in den Feldern **Variablen** oder **Operatoren** ausgewählte Element kann mit Doppelklick oder **[Einfügen]** in die Formel eingefügt werden.

2.4.2 Rechenalgorithmen

Dialogfenster: **Formeleditor**

Zahlenformat

In der Software ist die Norm IEEE 754 (1985) für binäre Fließkomma-Arithmetik in "double precision" (64 Bit) implementiert.

Rundungsverfahren

Messwerte und Resultate werden symmetrisch gerundet (kaufmännisches Runden). Dabei werden **1, 2, 3, 4** immer abgerundet und **5, 6, 7, 8, 9** immer aufgerundet.

Beispiele

aus **2.33** wird **2.3**

aus **2.35** wird **2.4**

aus **2.47** wird **2.5**

aus **-2.38** wird **-2.4**

aus **-2.45** wird **-2.5**

Statistik

Die Berechnung von Mittelwert, absoluter und relativer Standardabweichung von Resultaten R erfolgt mittels folgender Formeln:

Mittelwert

$$\bar{x}_k = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n R_{k,i}$$

Absolute Standardabweichung

$$Sabs_k = +\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (R_{k,i} - \bar{x}_k)^2}{n-1}}$$

Relative Standardabweichung (in %)

$$Srel_k = 100 \cdot \frac{Sabs_k}{\bar{x}_k}$$

Die Statistikberechnungen der Software wurden so implementiert, dass sie für den Benutzer möglichst überprüfbar sind. In die Statistik gehen daher die Einzelwerte mit voller Genauigkeit ein.

Entscheidend für die Genauigkeit der Berechnungen ist nicht die Anzahl der Dezimalstellen, sondern die Anzahl der signifikanten Stellen der dargestellten dezimalen Zahlen. Bedingt durch das auf der Basis der Norm IEEE 754 implementierte binäre 64-Bit-Zahlenformat besitzen die daraus dargestellten dezimalen Zahlen 15 sichere signifikante dezimale Stellen.

Die Anzahl der signifikanten Stellen beeinflussen Sie durch die Wahl der Einheit und der Dezimalstellen. Da die einzustellende Resultateinheit z. T. sowohl den Präfix "Milli" als auch die eigentliche physikalische Einheit enthält, ändert sich die Zahl der signifikanten Stellen bei einer solchen Umstellung dementsprechend um drei Stellen.

Beispiel

Das angezeigte Resultat **1234.56789158763 mg/L** hat 15 sichere Stellen. Es soll gemäss obigem Rundungsverfahren auf drei Dezimalstellen gerundet werden:

1234.568 mg/L (7 signifikante Stellen, davon 3 Dezimalstellen)

Mit der Einheit "**g/L**" wird das gleiche Resultat **1.23456789158763 g/L** ebenfalls auf drei Dezimalstellen gerundet:

1.235 g/L (4 signifikante Stellen, davon 3 Dezimalstellen)

Die Anzahl der signifikanten Stellen wurde nun durch Wegfallen des Präfixes "Milli" um drei auf vier Stellen reduziert.



HINWEIS

Die beschriebenen Genauigkeitsverluste durch Runden im Bereich der maximalen sicheren Stellen haben nur eine theoretische Relevanz. Sie liegen meist um Größenordnungen niedriger als beispielsweise die aus dem Probeneinmass resultierenden Unsicherheiten.

2.4.3 Variablen

2.4.3.1 Variablen - Übersicht

Dialogfenster: **Formeleditor**

Variablen werden vom Programm während oder am Ende der Bestimmung automatisch angelegt. Im Formeleditor können Sie darauf zugreifen und die Werte entweder für weitere Berechnungen verwenden oder in Reports als Resultat ausgeben.

Variablentypen

Folgende Arten von Variablen werden unterschieden:

Name	Syntax	Beschreibung
<i>Probenda- tenvariablen</i>	'SD.Variablen- name'	Probendatenvariablen enthalten sämtliche Probendaten der Bestimmung.
<i>Resultatvari- ablen</i>	'RS.Resultat- name'	Resultatvariablen werden während der Auswertung einerseits vom Programm automatisch angelegt oder aus den vom Anwender definierten Resultaten erzeugt.
<i>Bestim- mungsvari- ablen</i>	'DV.Variablen- name'	Bestimmungsvariablen sind allgemeine Variablen, die während der Bestimmung erzeugt werden.
<i>Systemvari- ablen</i>	'SV.Variablen- name'	Systemvariablen sind allgemeine Variablen, die beim Bestimmungsstart in die Bestimmung übernommen werden.

Eingabe von Variablen

Variablen müssen immer mit einem Hochkomma ' eingegeben und abgeschlossen werden (z. B. **'SD.IDENT'**).



HINWEIS

Beachten Sie bei der Verwendung von Variablen unbedingt auch deren Datentyp (**Zahl**, **Text** oder **Datum/Zeit**).

2.4.3.2 Probendatenvariablen

Dialogfenster: **Formeleditor** ► **Variablen**

Probendatenvariablen sind Variablen, welche die Probanden der Bestimmung enthalten. Im Feld **Variablen** des Formeleditors werden sämtliche **Probendatenvariablen** aufgelistet, welche für die aktuelle Methode zur Verfügung stehen.

Syntax

'SD.Variablelename'

Beispiele: **'SD.IDENT'**, **'SD.INFO3'**

Um Syntaxfehler zu vermeiden, können die Methodenvariablen im Formel-
editor unter **Variablen ► Probendatenvariablen** direkt ausgewählt
werden.

Probendatenvariablen

Variablen-name	Beschreibung
METHOD	Methode für die Probenbestimmung (Text).
IDENT	Identifikation der Probe (Text , Zahl , Datum).
INFO1	Probenidentifikation 1 (Text , Zahl , Datum).
INFO2	Probenidentifikation 2 (Text , Zahl , Datum).
INFO3	Probenidentifikation 3 (Text , Zahl , Datum).

2.4.3.3 Resultatvariablen

Dialogfenster: **Formeleditor** ► **Variablen**

Einige Resultatvariablen werden vom Programm automatisch angelegt. Zudem kann auch der Benutzer Resultatvariablen definieren (Benutzerdefinierte Resultate), welche dann ebenfalls im Formeleditor für weitere Berechnungen verwendet werden können.

Syntax**'RS.Resultatname'**Beispiele: **'RS.IND'**, **'RS.RS07'**

Um Syntaxfehler zu vermeiden, können die Methodenvariablen im Formel-editor unter **Variablen ► Resultate** direkt ausgewählt werden.

Resultatvariablen

Resultat-name	Beschreibung
IND	Induktionszeit
STAB	Stabilitätszeit
STD	Normzeit
RS01	Resultat 1 (benutzerdefiniert).
RS02	Resultat 2 (benutzerdefiniert).
RS03	Resultat 3 (benutzerdefiniert).
...	
RS25	Resultat 25 (benutzerdefiniert).

2.4.3.4 BestimmungsvariablenDialogfenster: **Formeleditor ► Variablen**

Bestimmungsvariablen sind allgemeine Variablen, die im Methodenablauf erzeugt werden. Im Feld **Variablen** des Formeleditors werden die **Bestimmungsvariablen** aufgelistet, welche für die aktuelle Methode zur Verfügung stehen, nach Name sortiert.

Syntax**'DV.Variablenname'**Beispiele: **'DV.DUR'**, **'DV.STT'**

Um Syntaxfehler zu vermeiden, können die Bestimmungsvariablen im Formeleditor unter **Variablen ► Bestimmungsvariablen** direkt ausgewählt werden.

Verfügbare Bestimmungsvariablen

Variablenname	Beschreibung
DUR	Dauer der Bestimmung in s (Zahl).
STT	Zeitpunkt, an dem die Bestimmung gestartet wurde (Datum).
CONDSTART	Leitfähigkeit in $\mu\text{S/cm}$ beim Start der Bestimmung (Zahl).

Variablenname	Beschreibung
CONDEND	Leitfähigkeit in $\mu\text{S}/\text{cm}$ beim Ende der Bestimmung (Zahl).

2.4.3.5 Systemvariablen

Dialogfenster: **Formeleditor** ► **Variablen**

Systemvariablen sind allgemeine Variablen, die beim Bestimmungsstart in die Bestimmung übernommen werden. Im Feld **Variablen** des Formeleditors werden sämtliche **Systemvariablen** aufgelistet, welche für die aktuelle Methode zur Verfügung stehen.

Syntax

'SV.Variablenname'

Beispiele: 'SV.USN', 'SV.FUN'

Um Syntaxfehler zu vermeiden, können die Systemvariablen im Formeleditor unter **Variablen ► Systemvariablen** direkt ausgewählt werden.

Verfügbare Systemvariablen

Variablenname	Beschreibung
USN	Kurzname des angemeldeten Anwenders (Text).
FUN	Voller Name des angemeldeten Anwenders (Text).

2.4.4 Operatoren/Funktionen

2.4.4.1 Operatoren/Funktionen - Übersicht

Dialogfenster: **Formeleditor** ► **Operatoren/Funktionen**

Übersicht der Operatoren und Funktionen

Operatoren	Funktionen
Arithmetik: - Addition (+) - Subtraktion (-) - Multiplikation (*) - Division (/) - Potenzierung (^)	Arithmetik: - Exponentialfunktion (Exp) - Natürlicher Logarithmus (Ln) - Dekadischer Logarithmus (Log) - Quadratwurzel (Sqrt) - Absolutwert (Abs) - Nachkommateil (Frac) - Vorkommateil (Int) - Vorkommateil runden (Round) - Vorzeichen (Sign) - Quantile der Student'schen t-Verteilung (Tinv)
Logik: - AND - OR	Datum/Zeit: - Time() - Time(Datum) - Time(Datum+Zeit)

Operatoren	Funktionen
Vergleich: - Gleich (=) - Grösser als (>) - Grösser gleich (>=) - Kleiner als (<) - Kleiner gleich (<=) - Ungleich (<>)	Typumwandlung: - NumberToText - NumberToTime - TextToNumber - TextToTime - TimeToNumber - TimeToText
	Text: - TextPosition - SubText - Trim
	Diverses: - Case - Error

Prioritätsregeln der Operatoren

Die Operatoren werden in der Reihenfolge, in der sie in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet sind, ausgewertet. Um die gewünschte Reihenfolge zu erreichen, kann es dabei nötig werden, Operanden in Klammern zu setzen.

	Operatoren
Arithmetik	$\wedge$
	$*, /$
	$+, -$
Vergleich	$<, <=, >, >=$
Logik	AND, OR

2.4.4.2 Arithmetische Operatoren

2.4.4.2.1 Addition

Dialogfenster: **Formeleditor** ► **Operatoren/Funktionen**

Syntax

Operand1 + Operand2

Die Operanden können entweder direkt oder als Variable eingegeben werden und können vom Typ **Text**, **Zahl** oder **Datum/Zeit** sein.

Beispiele

Operand1	Operand2	Ergebnis	Beispiel	Bemerkung
beide Operanden vom gleichen Typ:				

Operand1	Operand2	Ergebnis	Beispiel	Bemerkung
Zahl	Zahl	Zahl	1.2 + 3 = 4.2	–
Text	Text	Text	"Metrohm" + "AG" = "Metrohm AG"	Wird die maximal erlaubte Länge (65536 Zeichen) der Zeichenkette durch die Addition der Operanden überschritten, so werden die überzähligen Zeichen vom 2. Operanden abgeschnitten.
Zeit	Zeit	Zahl	Time(1998;04;06) + Time(1964;02;03) = 59300.875 (bei UTC+1)	Ergebnis: Anzahl Tage gerechnet ab Dezember 1899, abhängig von der Systemzeit
Operanden von unterschiedlichem Typ: Der Operand, welcher nicht dem Ergebnistyp entspricht, wird vor der Operation in den jeweiligen Ergebnistyp umgewandelt.				
Zahl	Text	Text	1.2 + "Metrohm" = "1.2Metrohm"	–
Text	Zahl	Text	"Metrohm" + 1.2 = "Metrohm1.2"	–
Zahl	Zeit	Zahl	2.0 + Time(1999;11;7) = 36472.96 (bei UTC+1)	Ergebnis: Anzahl Tage gerechnet ab Dezember 1899, abhängig von der Systemzeit
Zeit	Zahl	Zahl	Time(1999;10;7) + 2.0 = 36441.92 (bei UTC+2)	Ergebnis: Anzahl Tage gerechnet ab Dezember 1899, abhängig von der Systemzeit
Text	Zeit	Text	"Metrohm" + Time(1999;10;7) = "Metrohm1999-10-07 00:00:00 UTC+2"	Vor der Operation wird der Operand vom Typ Datum/Zeit in Text umgewandelt.
Zeit	Text	Text	Time(1999;01;7) + "Metrohm" = "1999-01-07 00:00:00 UTC +1Metrohm"	Hier gelten dieselben Regeln wie bei der vorherigen Operation.

2.4.4.2.2 Subtraktion

Dialogfenster: **Formeleditor** ► **Operatoren/Funktionen**

Syntax

Operand1 – Operand2

Die Operanden können entweder direkt oder als Variable eingegeben werden und können vom Typ **Text**, **Zahl** oder **Datum/Zeit** sein.

Beispiele

Operand1	Operand2	Ergebnis	Beispiel	Bemerkung
beide Operanden vom gleichen Typ:				
Zahl	Zahl	Zahl	1.2 - 3 = -1.8	–
Text	Text	Text	"Metrohm" - "AG" = ungültig	Diese Operation ist nicht erlaubt.

Operanden von unterschiedlichem Typ: Der Operand, welcher nicht dem Ergebnistyp entspricht, wird vor der Operation in den jeweiligen Ergebnistyp umgewandelt.

Dialogfenster: **Formeleditor** ► **Operatoren/Funktionen**

Operand1 * Operand2

Beispiele

Operanden vom gleichen Typ:

Operand1	Operand2	Ergebnis	Beispiel	Bemerkung
Text	Zahl	Text	"Metrohm" * 2 = "MetrohmMetrohm"	–
Zahl	Zeit	Zahl	2.0 * Time(1999;10;7) = 72879.833 (bei UTC+2)	Ergebnis: Anzahl Tage gerechnet ab Dezember 1899, abhängig von der Systemzeit
Zeit	Zahl	Zahl	Time(1999;10;7) * 2.0 = 72879.833 (bei UTC+2)	Ergebnis: Anzahl Tage gerechnet ab Dezember 1899, abhängig von der Systemzeit
Text	Zeit	Text	"Metrohm" * Time(1999;10;7) = ungültig	Diese Operation ist nicht erlaubt.
Zeit	Text	Text	Time(1999;10;7) * "Metrohm" = ungültig	Diese Operation ist nicht erlaubt.

2.4.4.2.4 Division

Dialogfenster: **Formeleditor** ► **Operatoren/Funktionen**

Syntax

Operand1 / Operand2

Die Operanden können entweder direkt oder als Variable eingegeben werden und können vom Typ **Text**, **Zahl** oder **Datum/Zeit** sein.

Beispiele

Operand1	Operand2	Ergebnis	Beispiel	Bemerkung
Operanden vom gleichen Typ:				
Zahl	Zahl	Zahl	1.2 / 3 = 0.4	Operand2 darf nicht null sein!
Text	Text	Text	"Metrohm" / "AG" = ungültig	Diese Operation ist nicht erlaubt.
Zeit	Zeit	Zahl	Time(1998;04;06) / Time(1964;02;03) = 1.533 (bei UTC +1 oder +2 bei Sommerzeit)	Ergebnis: Anzahl Tage gerechnet ab Dezember 1899, abhängig von der Systemzeit
Operanden von unterschiedlichem Typ: Der Operand, welcher nicht dem Ergebnistyp entspricht, wird vor der Operation in den jeweiligen Ergebnistyp umgewandelt.				
Zahl	Text	Text	1.2 / "Metrohm" = ungültig	Diese Operation ist nicht erlaubt.
Text	Zahl	Text	"Metrohm" / 1.2 = ungültig	Diese Operation ist nicht erlaubt.
Zahl	Zeit	Zahl	10000 / Time(1999;10;7) = 0.274 (bei UTC+2)	Ergebnis: Anzahl Tage gerechnet ab Dezember 1899, abhängig von der Systemzeit

Operand1	Operand2	Ergebnis	Beispiel	Bemerkung
Zeit	Zahl	Zahl	Time(1999;02;17) / 10000 = 3.621 (bei UTC+1)	Ergebnis: Anzahl Tage gerechnet ab Dezember 1899, abhängig von der Systemzeit
Text	Zeit	Text	"Metrohm" / Time(1999;10;7) = ungültig	Diese Operation ist nicht erlaubt.
Zeit	Text	Text	Time(1999;10;7) / "Metrohm" = ungültig	Diese Operation ist nicht erlaubt.

2.4.4.2.5 Potenzierung

Dialogfenster: **Formeleditor ► Operatoren/Funktionen**

Syntax

Operand1 ^ Operand2

Die Operanden können entweder direkt oder als Variable eingegeben werden und können vom Typ **Text**, **Zahl** oder **Datum/Zeit** sein.

Beispiele

Operand1	Operand2	Ergebnis	Beispiel	Bemerkung
Operanden vom gleichen Typ:				
Zahl	Zahl	Zahl	1.2 ^ 3 = 1.728	Komplexe Ergebnisse (der +bi, also einem reellen und einem imaginären Bestandteil zusammengesetzt) werden als Fehler angezeigt.
Text	Text	Text	"Metrohm" ^ "AG" = ungültig	Diese Operation ist nicht erlaubt.
Zeit	Zeit	Zahl	Time(1900;01;05) ^ Time(1900;01;02) = 196.371 (bei UTC+1)	Ergebnis: Anzahl Tage gerechnet ab Dezember 1899, abhängig von der Systemzeit
Operanden von unterschiedlichem Typ: Der Operand, welcher nicht dem Ergebnistyp entspricht, wird vor der Operation in den jeweiligen Ergebnistyp umgewandelt.				
Zahl	Text	Text	1.2 ^ "Metrohm" = ungültig	Diese Operation ist nicht erlaubt.
Text	Zahl	Text	"Metrohm" ^ 1.2 = ungültig	Diese Operation ist nicht erlaubt.
Zahl	Zeit	Zahl	1.2 ^ Time(1900;02;03) = 586.198 (bei UTC+1)	–
Zeit	Zahl	Zahl	Time(1999;10;7) ^ 2.5 = 253479847878.04 (bei UTC+2)	–
Text	Zeit	Text	"Metrohm" ^ Time(1999;10;7) = ungültig	Diese Operation ist nicht erlaubt.

Operand1	Operand2	Ergebnis	Beispiel	Bemerkung
Zeit	Text	Text	Time(1999;10;7) ^ "Metrohm" = ungültig	Diese Operation ist nicht erlaubt.

2.4.4.3 Logische Operatoren

2.4.4.3.1 AND

Dialogfenster: **Formeleditor** ► **Operatoren/Funktionen**

Syntax

Operand1 AND Operand2

Die Operanden können entweder direkt oder als Variable eingegeben werden und können vom Typ **Text**, **Zahl** oder **Datum/Zeit** sein. Der Ergebnistyp ist immer eine Zahl (**1** = wahr, **0** = falsch). Folgende Fälle sind möglich:

Operand1	Operand2	Ergebnis
1	1	1
0	1	0
1	0	0
0	0	0

Beispiele

Ope- rand1	Ope- rand2	Ergebnis	Beispiel	Bemerkung
Operanden vom gleichen Typ:				
Zahl	Zahl	Zahl	5 AND 4 --> 1 4 AND 0 --> 0	Zahlen grösser als 0 werden als 1 (wahr) interpretiert.
Text	Text	Zahl	"Metrohm" AND "AG" --> 1 "" AND "AG" --> 0	Eine leere Zeichenkette ("") wird als 0 (falsch) interpretiert, alles andere als 1 (wahr). Die erste Operation entspricht also 1 AND 1 --> 1 .
Zeit	Zeit	Zahl	Time(1999;10;07) AND Time(1999;10;07) --> 1	Time() : <i>Time(Datum)</i>
Operanden von unterschiedlichem Typ:				
Zahl	Text	Zahl	1.2 AND "1.2" --> 1 0 AND "1" --> 1 0 AND "0" --> 1 0 AND "" --> 0	Vor der Operation wird der Operand vom Typ Zahl in den Typ Text umgewandelt, da eine Umwandlung von Text in Zahl nicht sinnvoll ist. Bei der zweiten Operation wird also die 0 in "0" umgewandelt, was dem logischen Wert 1 (wahr) entspricht, da jede nicht leere Zeichenkette als 1 interpretiert wird.

Ope- rand1	Ope- rand2	Ergebnis	Beispiel	Bemerkung
Text	Zahl	Zahl	"Metrohm" AND 1.2 --> 1	Hier gelten dieselben Regeln wie bei der vorherigen Operation.
Zahl	Zeit	Zahl	2.0 AND Time(1999;10;7) --> 1 0 AND Time(1999;10;07) --> 0	Vor der Operation wird der Operand vom Typ Datum/Zeit in Zahl umgewandelt und sämtliche Daten ab dem 30. Dezember 1899 werden als 1 (wahr) interpretiert.
Zeit	Zahl	Zahl	Time(1999;10;7) AND 2.5 --> 1	Hier gelten dieselben Regeln wie bei der vorherigen Operation.
Text	Zeit	Zahl	"Metrohm" AND Time(1999;10;7) --> 1 "" AND Time(1999;10;07) --> 0	Vor dem Ausführen der Operation wird der Operand vom Typ Datum/Zeit in den Typ Text umgewandelt und jede nicht leere Zeichenkette wird als 1 (wahr) interpretiert.
Zeit	Text	Zahl	Time(1999;10;7) AND "Metrohm" --> 1	Hier gelten dieselben Regeln wie bei der vorherigen Operation.

2.4.4.3.2 OR

Dialogfenster: **Formeleditor** ► **Operatoren/Funktionen**

Syntax

Operand1 OR Operand2

Die Operanden können entweder direkt oder als Variable eingegeben werden und können vom Typ **Text**, **Zahl** oder **Datum/Zeit** sein. Der Ergebnistyp ist immer eine Zahl (**1** = wahr, **0** = falsch). Folgende Fälle sind möglich:

Operand1	Operand2	Ergebnis
1	1	1
0	1	1
1	0	1
0	0	0

Beispiele

Operand1	Operand2	Ergebnis	Beispiel	Bemerkung
Operanden vom gleichen Typ:				
Zahl	Zahl	Zahl	5 OR 4 --> 1 4 OR 0 --> 1	Zahlen grösser als 1 werden automatisch als 1 (true) interpretiert

Operand1	Operand2	Ergebnis	Beispiel	Bemerkung
Text	Text	Zahl	"Metrohm" OR "AG" --> 1 "" OR "Metrohm" --> 1 "" OR "" --> 0	Eine leere Zeichenkette ("") wird als 0 (falsch) interpretiert, alles andere als 1 (wahr). Die erste Operation entspricht also 1 OR 1 --> 1
Zeit	Zeit	Zahl	Time(1999;10;07) OR Time(1964;02;03) --> 1	Time(): siehe Time(Datum)
Operanden von unterschiedlichem Typ: Der Operand, welcher nicht dem Ergebnistyp entspricht, wird vor der Operation in den jeweiligen Ergebnistyp umgewandelt.				
Zahl	Text	Zahl	1.2 OR "1.2" --> 1 0 OR "" --> 1	Vor der Operation wird der Operand vom Typ Zahl in den Typ Text umgewandelt, da eine Umwandlung von Text in Zahl nicht sinnvoll ist. Bei der zweiten Operation wird also die 0 in "0" umgewandelt, was dem logischen Wert 1 (wahr) entspricht, da jede nicht leere Zeichenkette als 1 interpretiert wird.
Text	Zahl	Zahl	"Metrohm" OR 1.2 --> 1	Hier gelten dieselben Regeln wie bei der vorherigen Operation.
Zahl	Zeit	Zahl	2.0 OR Time(1999;10;7) --> 1 0 OR Time(1964;02;03) --> 1	Vor der Operation wird der Operand vom Typ Datum/Zeit in Zahl umgewandelt und sämtliche Daten ab dem 30. Dezember 1899 werden als 1 (wahr) interpretiert.
Zeit	Zahl	Zahl	Time(1999;10;7) OR 2.5 --> 1	Hier gelten dieselben Regeln wie bei der vorherigen Operation.
Text	Zeit	Zahl	"Metrohm" OR Time(1999;10;7) --> 1	Vor dem Ausführen der Operation wird der Operand vom Typ Datum/Zeit in den Typ Text umgewandelt und jede nicht leere Zeichenkette wird als 1 (wahr) interpretiert.
Zeit	Text	Zahl	Time(1999;10;7) OR "Metrohm" --> 1	Hier gelten dieselben Regeln wie bei der vorherigen Operation.

2.4.4.4 Vergleichsoperatoren

2.4.4.4.1 Gleich

Dialogfenster: **Formeleditor** ► **Operatoren/Funktionen**

Syntax

Operand1 = Operand2

Die Operanden können entweder direkt oder als Variable eingegeben werden und können vom Typ **Text**, **Zahl** oder **Datum/Zeit** sein. Der Ergebnistyp ist immer eine Zahl (**1** = wahr, **0** = falsch).

Beispiele

Ope- rand1	Ope- rand2	Ergebnis	Beispiel	Bemerkung
Operanden vom gleichen Typ:				
Zahl	Zahl	Zahl	5 = 5 --> 1 4 = 5 --> 0	–
Text	Text	Zahl	"Metrohm" = "AG" --> 0 "aG" = "AG" --> 0	Bei einem Vergleich zwischen zwei Texten wird der ASCII-Wert der Zeichenkette verglichen (siehe Kapitel 2.4.4.10, Seite 59). Achtung: Gross- und Kleinbuchstaben haben unterschiedliche Werte!
Zeit	Zeit	Zahl	Time(1998;04;06) = Time(1964;02;03) --> 0	(siehe Kapitel 2.4.4.6.2, Seite 47)
Operanden von unterschiedlichem Typ:				
Zahl	Text	Zahl	1.2 = "1.2" --> 1 1.2 = "Metrohm" --> 0	Vor der Vergleichsoperation wird die Zahl in Text umgewandelt, danach werden die Texte nach ASCII-Wert verglichen (siehe Kapitel 2.4.4.10, Seite 59).
Text	Zahl	Zahl	"Metrohm" = 1.2 --> 0	Hier gelten dieselben Regeln wie bei der vorherigen Operation.
Zahl	Zeit	Zahl	2.0 = Time(1999;10;07) --> 0	Vor der Vergleichsoperation wird der Operand vom Typ Datum/Zeit in Zahl umgewandelt. Bei der Durchführung der Operation wird dabei stets der exakte Wert nach dieser Umwandlung verwendet, auch wenn maximal 5 Stellen nach dem Komma angezeigt werden können (siehe Kapitel 2.4.4.7.5, Seite 52).
Zeit	Zahl	Zahl	Time(1999;10;7) = 2.0 --> 0	Hier gelten dieselben Regeln wie bei der vorherigen Operation.
Text	Zeit	Zahl	"Metrohm" = Time(1999;10;07) --> 0	Vor der Operation wird der Operand vom Typ Datum/Zeit in Text umgewandelt (hier also: "1999-10-07 00:00:00 UTC+2"), danach werden die Texte nach ASCII-Wert verglichen (siehe Kapitel 2.4.4.10, Seite 59).
Zeit	Text	Zahl	Time(1999;10;07) = "Metrohm" --> 0	Hier gelten dieselben Regeln wie bei der vorherigen Operation.

2.4.4.4.3 Grösser gleich

Dialogfenster: **Formeditor** ► Operatoren/Funktionen

Syntax

Operand1 >= Operand2

Die Operanden können entweder direkt oder als Variable eingegeben werden und können vom Typ **Text**, **Zahl** oder **Datum/Zeit** sein. Der Ergebnistyp ist immer eine Zahl (**1** = wahr, **0** = falsch).

Beispiele

Ope- rand1	Ope- rand2	Ergebnis	Beispiel	Bemerkung
Operanden vom gleichen Typ:				
Zahl	Zahl	Zahl	5 >= 4 --> 1 4 >= 5 --> 0	–
Text	Text	Zahl	"Metrohm" >= "AG" --> 1	Bei einem Vergleich zwischen zwei Texten wird der ASCII-Wert der Zeichenkette verglichen (siehe Kapitel 2.4.4.10, Seite 59). Achtung: Gross- und Kleinbuchstaben haben unterschiedliche Werte!
Zeit	Zeit	Zahl	Time(1998;04;06) >= Time(1964;02;03) --> 1	(siehe Kapitel 2.4.4.6.2, Seite 47)
Operanden von unterschiedlichem Typ:				
Zahl	Text	Zahl	1.2 >= "1.2" --> 1 1.2 >= "Metrohm" --> 0	Vor der Vergleichsoperation wird die Zahl in Text umgewandelt, danach werden die Texte nach ASCII-Wert verglichen (siehe Kapitel 2.4.4.10, Seite 59).
Text	Zahl	Zahl	"Metrohm" >= 1.2 --> 1	Hier gelten dieselben Regeln wie bei der vorherigen Operation.
Zahl	Zeit	Zahl	2.0 >= Time(1999;10;07) --> 0	Vor dem Vergleich wird der Operand vom Typ Datum/Zeit in eine Zahl umgewandelt.
Zeit	Zahl	Zahl	Time(1999;10;07) >= 2.0 --> 1	Hier gelten dieselben Regeln wie bei der vorherigen Operation.
Text	Zeit	Zahl	"Metrohm" >= Time(1999;10;07) --> 1	Vor der Operation wird der Operand vom Typ Datum/Zeit in Text umgewandelt (hier also: "1999-10-07 00:00:00 UTC +2"), danach werden die Texte nach ASCII-Wert verglichen (siehe Kapitel 2.4.4.10, Seite 59).
Zeit	Text	Zahl	Time(1999;10;7) >= "Metrohm" --> 0	Hier gelten dieselben Regeln wie bei der vorherigen Operation.

2.4.4.4.5 Kleiner gleich

Dialogfenster: **Formeditor** ► Operatoren/Funktionen

Syntax

Operand1 <= Operand2

Die Operanden können entweder direkt oder als Variablen eingegeben werden und können vom Typ **Text**, **Zahl** oder **Datum/Zeit** sein. Der Ergebnistyp ist immer eine Zahl (**1** = wahr, **0** = falsch).

Beispiele

Ope- rand1	Ope- rand2	Ergebnis	Beispiel	Bemerkung
Operanden vom gleichen Typ:				
Zahl	Zahl	Zahl	5 <= 4 --> 0 4 <= 5 --> 1	–
Text	Text	Zahl	"Metrohm" <= "AG" --> 0	Bei einem Vergleich zwischen zwei Texten wird der ASCII-Wert der Zeichenkette verglichen (siehe Kapitel 2.4.4.10, Seite 59). Achtung: Gross- und Kleinbuchstaben haben unterschiedliche Werte!
Zeit	Zeit	Zahl	Time(1998;04;06) <= Time(1964;02;03) --> 0	(siehe Kapitel 2.4.4.6.2, Seite 47)
Operanden von unterschiedlichem Typ:				
Zahl	Text	Zahl	2 <= "1.2" --> 0 1.2 <= "Metrohm" --> 1	Vor der Vergleichsoperation wird die Zahl in Text umgewandelt, danach werden die Texte nach ASCII-Wert verglichen (siehe Kapitel 2.4.4.10, Seite 59).
Text	Zahl	Zahl	"Metrohm" <= 1.2 --> 0	Hier gelten dieselben Regeln wie bei der vorherigen Operation.
Zahl	Zeit	Zahl	2.0 <= Time(1999;10;07) --> 0 > 1	Vor dem Vergleich wird der Operand vom Typ Datum/Zeit in eine Zahl umgewandelt.
Zeit	Zahl	Zahl	Time(1999;10;07) <= 2.0 --> 0 > 0	Hier gelten dieselben Regeln wie bei der vorherigen Operation.
Text	Zeit	Zahl	"Metrohm" <= Time(1999;10;07) --> 0	Vor der Operation wird der Operand vom Typ Datum/Zeit in Text umgewandelt (hier also: "1999.10.07"), danach werden die Texte nach ASCII-Wert verglichen (siehe Kapitel 2.4.4.10, Seite 59).
Zeit	Text	Zahl	Time(1999;10;7) <= "Metrohm" --> 1	Hier gelten dieselben Regeln wie bei der vorherigen Operation.

2.4.4.5 Arithmetische Funktionen

2.4.4.5.1 Exponentialfunktion

Dialogfenster: **Formeleditor** ► Operatoren/Funktionen

Syntax

y = Exp(Zahl)

Berechnet e^{Zahl} . Andere Schreibweise für $y = e^{(\text{Zahl})}$, wobei e die Eulersche Zahl ($e = 2.71828\dots$) ist.

Parameter

Zahl Exponent

Der Parameter kann entweder direkt als Zahl oder als Variable vom Typ **Zahl** angegeben werden. Entspricht der Parameter nicht dem erwarteten Typ, wird er automatisch in diesen umgewandelt. Falls dies nicht möglich ist, wird als Resultat dieser Operation **ungültig** zurückgegeben.

Beispiele

Exp(1.5) = 4.48169

Exp('CV.DurchschnTemp') = Potenz des Exponenten (Common Variable **CV.DurchschnTemp**) zur Basis e

2.4.4.5.2 Natürlicher Logarithmus

Dialogfenster: **Formeleditor** ► Operatoren/Funktionen

Syntax

y = Ln(Zahl)

Gibt den Logarithmus der eingegebenen Zahl zur Basis e zurück. Andere Schreibweise für $y = \log_e(\text{Zahl})$, wobei e die Eulersche Zahl ($e = 2.71828\dots$) ist.

Parameter

Zahl > 0

Der Parameter kann entweder direkt als Zahl oder als Variable vom Typ **Zahl** angegeben werden. Entspricht der Parameter nicht dem erwarteten Typ, wird er automatisch in diesen umgewandelt. Falls dies nicht möglich ist, wird als Resultat dieser Operation **ungültig** zurückgegeben.

Beispiele

Ln(3) = 1.09861

Ln('CV.DurchschnTemp') = Natürlicher Logarithmus des Wertes der Common Variable **CV.DurchschnTemp** zur Basis e

2.4.4.5.3 Dekadischer Logarithmus

Dialogfenster: **Formeleditor** ► **Operatoren/Funktionen**

Syntax

$$y = \text{Log}(\text{Zahl})$$

Gibt den Logarithmus der eingegebenen Zahl zur Basis 10 zurück. Andere Schreibweise für $y = \log_{10}(\text{Zahl})$.

Parameter

Zahl > 0

Der Parameter kann entweder direkt als Zahl oder als Variable vom Typ **Zahl** angegeben werden. Entspricht der Parameter nicht dem erwarteten Typ, wird er automatisch in diesen umgewandelt. Falls dies nicht möglich ist, wird als Resultat dieser Operation **ungültig** zurückgegeben.

Beispiele

$$\text{Log}(10) = 1$$

Log('CV.DurchschnTemp') = Dekadischer Logarithmus des Wertes der Common Variable **CV.DurchschnTemp**

2.4.4.5.4 Quadratwurzel

Dialogfenster: **Formeleditor** ► **Operatoren/Funktionen**

Syntax

y = Sqrt(Zahl)

Gibt die Quadratwurzel der eingegebenen Zahl zurück. Andere Schreibweise für $y = \sqrt{\text{Zahl}}$ oder $y = {}^2\sqrt{\text{Zahl}}$.

Parameter

Zahl ≥ 0

Der Parameter kann entweder direkt als Zahl oder als Variable vom Typ **Zahl** angegeben werden. Entspricht der Parameter nicht dem erwarteten Typ, wird er automatisch in diesen umgewandelt. Falls dies nicht möglich ist, wird als Resultat dieser Operation **ungültig** zurückgegeben.

Beispiele

$$\text{Sqrt}(33) = 5.745$$

Sqrt('CV.DurchschnTemp') = Quadratwurzel des Wertes der Common Variable **CV.DurchschnTemp**

2.4.4.5.5 Absolutwert

Dialogfenster: **Formeleditor** ► Operatoren/Funktionen

Syntax

y = Abs(Zahl)

Gibt den Absolutwert der eingegebenen Zahl zurück, also den Wert der Zahl unabhängig von ihrem Vorzeichen.

Parameter

Zahl

Der Parameter kann entweder direkt als Zahl oder als Variable vom Typ **Zahl** angegeben werden. Entspricht der Parameter nicht dem erwarteten Typ, wird er automatisch in diesen umgewandelt. Falls dies nicht möglich ist, wird als Resultat dieser Operation **ungültig** zurückgegeben.

Beispiele

Abs(-55.3) = 55.3

Abs('CV.DurchschnTemp') = Wert der Common Variablen **CV.DurchschnTemp** ohne Vorzeichen

2.4.4.5.6 Nachkommateil

Dialogfenster: **Formeleditor** ► Operatoren/Funktionen

Syntax

y = Frac(Zahl)

Gibt den Nachkommateil der eingegebenen Zahl zurück.



HINWEIS

In den Resultateigenschaften muss unbedingt die Anzahl **Dezimalstellen** des Resultates angegeben werden, da sonst der Nachkommateil nicht angezeigt werden kann.

Parameter

Zahl

Der Parameter kann entweder direkt als Zahl oder als Variable vom Typ **Zahl** angegeben werden. Entspricht der Parameter nicht dem erwarteten Typ, wird er automatisch in diesen umgewandelt. Falls dies nicht möglich ist, wird als Resultat dieser Operation **ungültig** zurückgegeben.

Beispiele

Frac(-55.325) = 0.325

Frac('CV.DurchschnTemp') = Wert der Common Variable **CV.DurchschnTemp** ohne Vorzeichen

2.4.4.5.7 Vorkommanteil

Dialogfenster: **Formeleditor** ► **Operatoren/Funktionen**

Syntax

y = Int(Zahl)

Gibt den Vorkommanteil der eingegebenen Zahl zurück.

Parameter

Zahl

Der Parameter kann entweder direkt als Zahl oder als Variable vom Typ **Zahl** angegeben werden. Entspricht der Parameter nicht dem erwarteten Typ, wird er automatisch in diesen umgewandelt. Falls dies nicht möglich ist, wird als Resultat dieser Operation **ungültig** zurückgegeben.

Beispiele

$$\text{Int}(-55.325) = -55$$

Int('CV.DurchschnTemp') = Vorkommateil des Wertes der Common Variable **CV.DurchschnTemp**

2.4.4.5.8 Vorkommanteil runden

Dialogfenster: **Formeleditor** ► **Operatoren/Funktionen**

Syntax

y = Round(Zahl)

Gibt den gerundeten Wert der eingegebenen Zahl als ganze Zahl zurück.



HINWEIS

Falls die erste Dezimalstelle 5 oder grösser ist, wird auf die nächste ganze Zahl aufgerundet (Kaufmännisches Runden).

Parameter

Zahl

Der Parameter kann entweder direkt als Zahl oder als Variable vom Typ **Zahl** angegeben werden. Entspricht der Parameter nicht dem erwarteten Typ, wird er automatisch in diesen umgewandelt. Falls dies nicht möglich ist, wird als Resultat dieser Operation **ungültig** zurückgegeben.

Beispiele

Round(-55.5259) = -56

Round('CV.DurchschnTemp') = Gerundeter Wert der Common Variable **CV.DurchschnTemp**

2.4.4.5.9 Vorzeichen

Dialogfenster: **Formeleditor** ► **Operatoren/Funktionen**

Syntax

y = Sign(Zahl)

Gibt das Vorzeichen der eingegebenen Zahl zurück: **1** für eine positive Zahl, **-1** für eine negative Zahl.

Parameter

Zahl

Der Parameter kann entweder direkt als Zahl oder als Variable vom Typ **Zahl** angegeben werden. Entspricht der Parameter nicht dem erwarteten Typ, wird er automatisch in diesen umgewandelt. Falls dies nicht möglich ist, wird als Resultat dieser Operation **ungültig** zurückgegeben.

Beispiele

Sign(-55.3) = -1

Sign(26.115) = 1

Sign('CV.DurchschnTemp') = Vorzeichen des Wertes der Common Variable **CV.DurchschnTemp**

2.4.4.5.10 Quantile der Student'schen t-Verteilung

Dialogfenster: **Formeleditor** ► **Operatoren/Funktionen**

Syntax

$t_s = \text{Tinv}(\text{Wahrscheinlichkeit}; \text{Freiheitsgrade})$

Berechnet die Quantile der Student'schen t-Verteilung für zweiseitige Intervalle.

Das Ergebnis beschreibt die halbe Intervall-Länge, als Vielfaches der Standardabweichung einer Stichproben-Gesamtheit mit gegebenen **Freiheitsgraden**, innerhalb der mit der angegebenen **Wahrscheinlichkeit** der Mittelwert der Verteilung liegt, wenn das Intervall auf den Mittelwert der Stichproben-Gesamtheit zentriert ist.

Parameter

Wahrscheinlichkeit

Typ Zahl, Wertebereich: 0 ... 1. Direkteingabe als Zahl oder als Formel, die eine Zahl liefert. Bei unzulässigem Typ oder Wert wird das Resultat **ungültig**. Damit wird die Wahrscheinlichkeit angegeben, mit der der unbekannte Mittelwert des t-verteilten Resultats innerhalb des zweiseitigen Intervalls liegen soll.

Freiheitsgrade

Typ Zahl, Wertebereich: 1 ... n. Direkteingabe als Zahl oder als Formel, die eine Zahl liefert. Bei unzulässigem Typ oder Wert wird das Resultat **ungültig**. Als Freiheitsgrade muss die Anzahl unabhängiger Stichproben zur Ermittlung der Standardabweichung angegeben werden, vermindert um die Anzahl der angepassten Parameter für das Modell, auf das sich die Standardabweichung bezieht (Freiheitsgrade = Anzahl Stichproben – Anzahl Parameter).

Beispiele

Tinv(0.95; 9) = 2.26: Bei einer 10-fach Bestimmung (z. B. eines Titors) entspricht die halbe Intervall-Länge der 2.26-fachen Standardabweichung.

Ermittlung des Vertrauensbereichs für einen Stichproben-Mittelwert: Eine varianzenhomogene Stichprobe mit Umfang n für eine normalverteilte Grösse mit Erwartungswert μ hat den Mittelwert x_m , die Standardabweichung s und die Freiheitsgrade $\nu = n - 1$. Die halbe Intervall-Länge $t_s \cdot s/\sqrt{n}$ gibt dann an, wie gross die absolute Differenz zwischen dem Mittelwert x_m und dem Erwartungswert μ unter der gegebenen Wahrscheinlichkeit höchstens ist. Der **Vertrauensbereich** ist dabei die volle Intervall-Länge, zentriert um den Mittelwert: $\mu = x_m \pm t_s \cdot s/\sqrt{n}$.

Titerbestimmung: 0.991, 1.021, 0.995, 1.003, 1.007, 0.993, 0.998,
1.015, 1.003, 0.985

Mittelwert = 1.001

Standardabweichung = 0.0111

Student-t-Quantile für 95 % Wahrscheinlichkeit = 2.26

Vertrauensbereich des Titers = 1.001 ± 0.008

2.4.4.6 Datum/Zeit-Funktionen

2.4.4.6.1 Time()

Dialogfenster: **Formeleditor** ► **Operatoren/Funktionen**

Syntax

y = Time()

Gibt das aktuelle Datum und die aktuelle Zeit zurück.

Parameter

keine

Rückgabewert

Aktuelles Datum und aktuelle Zeit im Format **yyyy-mm-dd hh:mm:ss**
UTC ±xx

**HINWEIS**

UTC = Coordinated Universal Time, von der die Zeiten in den verschiedenen Zeitzonen der Erde abgeleitet werden. MEZ (Mittleuropäische Zeit) ist gleich UTC plus 1 Stunde, in der Sommerzeit UTC plus 2 Stunden.

2.4.4.6.2 Time(Datum)

Dialogfenster: **Formeditor** ► **Operatoren/Funktionen**

Syntax

y = Time(year; month; day)

Gibt die eingegebenen Zahlen im Format **Datum/Zeit** zurück.

Parameter

year **00...99** oder **1000...9999**

month **1...12**

day **1...31**

Ein Parameter kann entweder direkt als Zahl oder als Variable vom Typ **Zahl** angegeben werden. Entspricht der Parameter nicht dem erwarteten Typ, wird er automatisch in diesen umgewandelt. Falls dies nicht möglich ist, wird als Resultat dieser Operation **ungültig** zurückgegeben.

**HINWEIS**

Bei allen Parametern wird nur der ganzzahlige Anteil verwendet.

Eine Variable vom Typ **Datum/Zeit** kann hier nicht als Parameter übergeben werden.

Sowohl bei der automatischen als auch bei der expliziten Umwandlung von einer **Zeit** in den Typ **Zahl** werden die Anzahl Tage seit dem **30. Dezember 1899** um **01 Uhr** gezählt.

Achtung: 30. Dezember 1899 01 Uhr = 0.00000 Tage, diese Zahl ist auf 5 Stellen nach dem Komma **gerundet**, eine Vergleichsoperation beispielsweise wird aber mit dem exakten Wert durchgeführt!

Rückgabewert

Datum/Zeit im Format **yyyy-mm-dd hh:mm:ss UTC ±xx**



HINWEIS

UTC = Coordinated Universal Time, von der die Zeiten in den verschiedenen Zeitzonen der Erde abgeleitet werden. MEZ (Mittleuropäische Zeit) ist gleich UTC plus 1 Stunde, in der Sommerzeit UTC plus 2 Stunden.

Beispiele

Time(2004;02;02) = 2004-02-02 00:00:00 UTC +1 (abhängig von der Systemzeit)

Time('CV.Testjahr';'CV.Testmonat';'CV.Testtag') = Datum zusammengesetzt aus den Common Variablen

2.4.4.6.3 Time(Datum + Zeit)

Dialogfenster: **Formeleditor** ► **Operatoren/Funktionen**

Syntax

y = Time(year; month; day; hour; minute; second)

Gibt die eingegebenen Zahlen im Format **Datum/Zeit** zurück.

Parameter

year **00...99** oder **1000...9999**

month 1...12

day **1...31**

hour 0...23

minute 0...59

second 0...59

Ein Parameter kann entweder direkt als Zahl oder als Variable vom Typ **Zahl** angegeben werden. Entspricht der Parameter nicht dem erwarteten Typ, wird er automatisch in diesen umgewandelt. Falls dies nicht möglich ist, wird als Resultat dieser Operation **ungültig** zurückgegeben.



HINWEIS

Bei allen Parametern wird nur der ganzzahlige Anteil verwendet.

Eine Variable vom Typ **Datum/Zeit** kann hier nicht als Parameter übergeben werden.

Sowohl bei der automatischen als auch bei der expliziten Umwandlung von einer **Zeit** in den Typ **Zahl** werden die Anzahl Tage seit dem **30. Dezember 1899** um **01 Uhr** gezählt.

Achtung: 30. Dezember 1899 01 Uhr = 0.00000 Tage, diese Zahl ist auf 5 Stellen nach dem Komma **gerundet**, eine Vergleichsoperation beispielsweise wird aber mit dem exakten Wert durchgeführt!

Rückgabewert

Datum/Zeit im Format **yyyy-mm-dd hh:mm:ss UTC ±xx**



HINWEIS

UTC = Coordinated Universal Time, von der die Zeiten in den verschiedenen Zeitzonen der Erde abgeleitet werden. MEZ (Mittleeuropäische Zeit) ist gleich UTC plus 1 Stunde, in der Sommerzeit UTC plus 2 Stunden.

Beispiele

Time(2004;06;02;10;30;25) = 2004-06-02 10:30:25 UTC +2
(abhängig von der Systemzeit)

Time('CV.Testjahr';'CV.Testmonat';'CV.Testtag';'CV.TestStunde';'CV.TestMin';'CV.TestSek') = Datum zusammengesetzt aus den Common Variablen

2.4.4.7 Typumwandlungsfunktionen

2.4.4.7.1 NumberToText

Dialogfenster: **Formeleditor** ► **Operatoren/Funktionen**

Syntax

y = NumberToText(Zahl)

Gibt die eingegebene Zahl als **Text** zurück.

Parameter

Zahl

Der Parameter kann entweder direkt als Zahl oder als Variable vom Typ **Zahl** angegeben werden.

Beispiele

NumberToText(-55.3) = -55.3

NumberToText('CV.DurchschnTemp') = Wert der Common Variable (DurchschnTemp) als **Text**

2.4.4.7.2 NumberToTime

Dialogfenster: **Formeleditor** ► **Operatoren/Funktionen**

Syntax

y = NumberToTime(Zahl)

Gibt die eingegebene Zahl als **Datum/Zeit** zurück, wobei die Zahl als Anzahl Tage seit dem 30. Dezember 1899 um 01 Uhr interpretiert wird.

Parameter

Zahl

Der Parameter kann entweder direkt als Zahl oder als Variable vom Typ **Zahl** angegeben werden.

Beispiele

NumberToTime(35545.526) = 1997-05-25 14:37:26 UTC+2 (abhängig von der Systemzeit)

NumberToTime(35780.55) = 1997-12-16 14:12:00 UTC+1 (abhängig von der Systemzeit)

NumberToTime('CV.TestDatum') = Wert der Common Variable (TestDatum) als **Datum/Zeit**

2.4.4.7.3 TextToNumber

Dialogfenster: **Formeleditor** ► **Operatoren/Funktionen**

Syntax

y = TextToNumber(Text)

Gibt den eingegebenen Text als **Zahl** zurück.

Parameter

Text

Der Parameter darf ausschliesslich **numerische Zeichen** oder Variablen vom Typ **Text** enthalten, da sonst eine Typumwandlung nicht möglich ist. Das Resultat dieser Umwandlung oder der Berechnung wäre dann **ungültig**. Zudem muss Text durch **Anführungs- und Schlusszeichen** gekennzeichnet werden.



HINWEIS

Wenn Sie die Uhrzeit im Format **AM/PM** angeben, muss zusätzlich zum Formatierungszeichen **h** die AM/PM Markierung **a** verwendet werden (siehe erstes Beispiel unten).

Beispiele

TextToTime("2004-12-3 5:22:01 PM";"yMdHmsa") = 2004-12-03 17:22:01 UTC+1 (abhängig von der Systemzeit)

TextToTime("12-15-01 2001:3:5";"HmsyMd") = 2001-03-05 12:15:01 UTC+1 (abhängig von der Systemzeit)

TextToTime('CV.TestDatum';'CV.TestFormat') = Werte der Common Variablen im angegebenen Zeitformat

TextToTime('MV.ID1';'CV.TestFormat') = eingegebener Text von ID1
im angegebenen Zeitformat

2.4.4.7.5 TimeToNumber

Dialogfenster: **Formeleditor** ► **Operatoren/Funktionen**

Syntax

y = TimeToNumber(Zeit)

Gibt die eingegebene Zeit als **Zahl** zurück.



HINWEIS

Sowohl bei der automatischen als auch bei der expliziten Umwandlung von einer **Zeit** in den Typ **Zahl** werden die Anzahl Tage seit dem **30. Dezember 1899 um 01 Uhr** gezählt.

Achtung: 30. Dezember 1899 01 Uhr = 0.00000 Tage, diese Zahl ist auf 5 Stellen nach dem Komma **gerundet**, eine Vergleichsoperation beispielsweise wird aber mit dem exakten Wert durchgeführt.

Parameter

Zeit

Dieser Parameter kann entweder in Form einer Zeit-Funktion oder als Variable vom Typ **Zeit** angegeben werden.

Beispiele

TimeToNumber(Time()) = aktuelles Datum und aktuelle Zeit dargestellt als **Zahl** (in Tagen seit Dezember 1899)

TimeToNumber(Time(1999;12;31;23;59;59)) = 36525.95832

TimeToNumber(Time('TestJahr';'TestMonat';'TestTag')) = Wert der Common Variablen als Anzahl Tage als **Zahl**

2.4.4.7.6 TimeToText

Dialogfenster: **Formeeditor** ► **Operatoren/Funktionen**

Syntax

y = TimeToText(Zeit)

Gibt die eingegebene Zeit als **Text** zurück.

y = TimeToText(Zeit;Format)

Gibt die eingegebene Zeit als **Text** im gewünschten Format zurück.

Parameter

Zeit

Dieser Parameter kann entweder in Form einer Zeit-Funktion oder als Variable vom Typ **Datum/Zeit** angegeben werden.

Format

Gibt an, in welchem Format oder Reihenfolge die Zeit als Text ausgegeben werden soll. Dieser Parameter kann aus folgenden Codezeichen zusammengesetzt werden und muss mit **Anführungs- und Schlusszeichen** markiert werden:

Zeichen	Bedeutung	Beispiel
y	zweistellige Jahreszahl	03
yyyy	vierstellige Jahreszahl	1999
M	ein- oder zweistellige Monatszahl	4, 12
MM	zweistellige Monatszahl	04, 12
MMM	Monatsname kurz	Jul, Aug
MMMM	Monatsname	Juli, August
d	ein- oder zweistellige Tageszahl	2, 25
dd	zweistellige Tageszahl	02, 25
h	ein- oder zweistellige Stundenzahl (1...12 AM/PM)	5, 11
hh	zweistellige Stundenzahl (1...12 AM/PM)	05, 11
H	ein- oder zweistellige Stundenzahl (0...23)	8, 17
HH	zweistellige Stundenzahl (0...23)	08, 17
m	ein- oder zweistellige Minutenzahl	2, 25

Zeichen	Bedeutung	Beispiel
mm	zweistellige Minutenzahl	02, 25
s	ein- oder zweistellige Sekundenzahl	3, 55
ss	zweistellige Sekundenzahl	03, 55
E	Wochentag kurz	Mo, Di, Mi
EEEE	Wochentag	Montag, Dienstag
D	ein-, zwei- oder dreistellige Zahl des Tages im Jahr	2, 35, 142
DD	zwei- oder dreistellige Zahl des Tages im Jahr	02, 35, 142
DDD	dreistellige Zahl des Tages im Jahr	002, 035, 142
F	einstellige Zahl des Wochentags im Monat, z. B. der 2. Montag im Mai	2
w	ein- oder zweistellige Zahl der Woche im Jahr	5, 25
ww	zweistellige Zahl der Woche im Jahr	05, 25
W	einstellige Zahl der Woche im Monat	3
a	Format AM/PM	AM, PM
'	Einleitungs- und Abschlusszeichen für die Eingabe von beliebigem Text	
''	Eingabe von '	'



HINWEIS

Wenn Sie die Uhrzeit im Format **AM/PM** ausgeben wollen, muss zusätzlich zum Formatierungszeichen **h** die AM/PM Markierung **a** verwendet werden (siehe letztes Beispiel unten).

Beispiele

TimeToText(Time()) = aktuelles Datum und aktuelle Zeit (System) als Text

TimeToText(Time(2004;05;04)) = 2004-05-04 00:00:00 UTC+2
(abhängig von der Systemzeit)

TimeToText('CV.TestZeit') = Wert der Common Variable (Typ **Zeit**) als **Text**

```
TimeToText(Time(2000;12;31);"EEEE', den 'dd'.'MMMM' 'yyyy") =  
Sonntag, den 31.Dezember 2000
```

```
TimeToText(Time(1997;05;22);"M'/'d'/'yyyy', 'ha") = 5/22/1997,  
12PM
```

2.4.4.8 Text-Funktionen

2.4.4.8.1 TextPosition

Dialogfenster: **Formeleditor** ► **Operatoren/Funktionen**

Syntax

y = TextPosition(Text ; Mustertext)

Gibt den **Index** zurück, der angibt, an welcher Stelle der **Mustertext** im **Text** zum ersten Mal vorkommt. Die Nummerierung des Indexes beginnt bei **1**!

Parameter

Text

Der Parameter kann entweder direkt oder als Variable vom Typ **Text**, **Zahl** oder **Datum/Zeit** angegeben werden.

Mustertext

Der Parameter kann entweder direkt oder als Variable vom Typ **Text**, **Zahl** oder **Datum/Zeit** angegeben werden. Falls die Typen der beiden Parameter nicht übereinstimmen, wird jeweils der Typ von **Mustertext** in denjenigen von **Text** umgewandelt. Falls der **Mustertext** im **Text** nicht enthalten ist, wird **ungültig** zurückgegeben.



HINWEIS

Eingaben vom Typ **Zahl** werden immer mit einer Kommastelle versehen.

Beispiel: **TextPosition("12345";3) = ungültig**, da die 3 vor der Operation in 3.0 umgewandelt wird und dies im Text nicht enthalten ist.

Beispiele

TextPosition("Zitronensäure";"säure") = 9, ab der Indexnummer 9 kommt das Wort **"säure"** im Text vor

TextPosition("Zitronensäure";"Säure") = ungültig, das Wort "Säure" (gross geschrieben) kommt im Text nicht vor

TextPosition("Zitronensäure";"salz") = ungültig, das Wort "salz" kommt im Text nicht vor

TextPosition(Time(2004;05;05);"5") = 7

TextPosition(3362.14;"6") = 3

TextPosition('MV.ID2';"Carbonat") = Index, bei dem der Wortteil **"Carbonat"** in der ID2 das erste Mal beginnt

2.4.4.8.2 SubText

Dialogfenster: **Formeleditor** ► **Operatoren/Funktionen**

Syntax

y = SubText(Text ; Position ; Länge)

Gibt denjenigen Textteil aus **Text** zurück, der beim Index **Position** beginnt und die Länge **Länge** hat.

Parameter

Text

Der Parameter kann entweder direkt als Text oder als Variable vom Typ **Text** angegeben werden. Entspricht der Parameter nicht dem erwarteten Typ, wird er automatisch in diesen umgewandelt. Falls diese Typumwandlung nicht möglich ist, wird als Resultat dieser Operation **ungültig** zurückgegeben.

Position

Die Nummerierung der **Position** beginnt bei **1**. Der Parameter kann entweder **direkt als Zahl** oder als Variable vom Typ **Zahl** angegeben werden. Entspricht der Parameter nicht dem erwarteten Typ, wird er automatisch in diesen umgewandelt. Falls eine Typumwandlung nicht möglich ist oder die Position nicht existiert, wird als Resultat dieser Operation **ungültig** zurückgegeben.

Länge

Der Parameter kann entweder direkt als Zahl oder als Variable vom Typ **Zahl** angegeben werden. Entspricht der Parameter nicht dem erwarteten Typ, wird er automatisch in diesen umgewandelt. Falls eine Typumwandlung nicht möglich ist oder die hier angegebene Länge grösser als die Länge des Subtextes ist, wird **ungültig** zurückgegeben

Beispiele

SubText("Zitronensäure";9;5) = säure

SubText("Zitronensäure";9;6) = ungültig, ab der Position 9 sind nur noch fünf Zeichen vorhanden

SubText('MV.ID2';1;3) = die ersten drei Zeichen der Identifikation 2

2.4.4.8.3 Trim

Dialogfenster: **Formeleditor** ► **Operatoren/Funktionen**

Syntax

y = Trim(Text)

Gibt den **Text** ohne vor- und nachlaufende Leerzeichen zurück.

y = Trim(Text ; Mustertext)

Wenn die **Bedingung** $\neq 0$ ist, wird dieser Parameter als Resultat der Funktion abgespeichert. Dieser Parameter kann entweder direkt oder als Variable übergeben werden und kann vom Typ **Text**, **Zahl** oder **Datum/Zeit** sein. Auch ganze Operationen können hier übergeben werden.

Wert_falsch

Wenn die **Bedingung = 0** ist, wird dieser Parameter als Resultat der Funktion abgespeichert. Dieser Parameter kann entweder direkt oder als Variable übergeben werden und kann vom Typ **Text**, **Zahl** oder **Datum/Zeit** sein. Auch ganze Operationen können hier übergeben werden.

Wert_error

Wenn die **Bedingung = ungültig** ist, wird dieser Parameter als Resultat der Funktion abgespeichert. Dieser Parameter kann entweder direkt oder als Variable übergeben werden und kann vom Typ **Text**, **Zahl** oder **Datum/Zeit** sein. Auch ganze Operationen können hier übergeben werden.

Beispiele

Case('MV.ID1' = "";"ID1 leer";"ID1 nicht leer") = falls im Ablauffenster keine Eingabe für ID1 gemacht wurde, wird im Resultat der Text **ID1 leer**, ansonsten **ID1 nicht leer** gespeichert.

Case('RS.ZwischenRes' > 5.5;"Zwischenresultat zu hoch";'RS.ZwischenRes' * 26.5;"Fehler aufgetreten") = Wenn das Resultat "**ZwischenRes**" grösser als 5.5 ist, wird der Text "**Zwischenresultat zu hoch**" in das Resultat geschrieben, ansonsten wird das Zwischenresultat mit 26.5 multipliziert. Falls beim Vergleich (**'RS.ZwischenRes' > 5.5**) ein Fehler auftritt, wird "**Fehler aufgetreten**" als Resultat dieser Operation abgespeichert.

2.4.4.9.2 Error

Dialogfenster: **Formeleditor** ► **Operatoren/Funktionen**

Syntax

y = Error(Wert)

Gibt **+1** zurück, wenn der **Wert ungültig** (Fehler) ist oder **0** wenn der **Wert gültig** ist. Mit dieser Funktion können z. B. Variablen auf ihre Existenz oder Gültigkeit überprüft werden.

Parameter

Wert

Die zu testende Variable.

Beispiele

Error('RS.ZwischenRes') = 0: das Zwischenresultat konnte berechnet werden.

Error('RS.ZwischenRes') = 1: das Zwischenresultat ist ungültig.

2.4.4.10 ASCII-Tabelle

Dialogfenster: **Formeleditor**

In der folgenden Tabelle sind nur die druckbaren Zeichen aufgelistet:

ASCII-Wert (dec)	Zeichen	ASCII-Wert (dec)	Zeichen	ASCII-Wert (dec)	Zeichen
32	Leerzeichen	64	Klammeraffe (@)	96	Accent grave (`)
33	Ausrufezeichen (!)	65	A	97	a
34	Anführungszeichen (")	66	B	98	b
35	Doppelkreuz (#)	67	C	99	c
36	Dollar (\$)	68	D	100	d
37	Prozent (%)	69	E	101	e
38	kaufmänn. "und" (&)	70	F	102	f
39	Hochkomma (')	71	G	103	g
40	Klammer auf (()	72	H	104	h
41	Klammer zu ())	73	I	105	i
42	Multiplikationszeichen (*)	74	J	106	j
43	Additionszeichen (+)	75	K	107	k
44	Komma (,)	76	L	108	l
45	Subtraktionszeichen (-)	77	M	109	m
46	Punkt (.)	78	N	110	n
47	Schrägstrich (/)	79	O	111	o
48	0	80	P	112	p
49	1	81	Q	113	q
50	2	82	R	114	r
51	3	83	S	115	s
52	4	84	T	116	t
53	5	85	U	117	u
54	6	86	V	118	v
55	7	87	W	119	w

ASCII-Wert (dec)	Zeichen	ASCII-Wert (dec)	Zeichen	ASCII-Wert (dec)	Zeichen
56	8	88	X	120	x
57	9	89	Y	121	y
58	Doppelpunkt (:)	90	Z	122	z
59	Strichpunkt (;)	91	eckige Klammer (I)	123	geschweifte Klammer (I)
60	kleiner als (<)	92	Backslash (\)	124	senkrechter Strich ()
61	gleich (=)	93	eckige Klammer (I)	125	geschweifte Klammer (I)
62	größer als (>)	94	Zirkumflex (^)	126	Tilde (~)
63	Fragezeichen (?)	95	Unterstrich (_)		

2.5 Editieren

2.5.1 Datum wählen

Dialogfenster: **Datum wählen**

Das Dialogfenster **Datum wählen** dient zur Eingabe eines Datums in ein Feld und wird mit der Schaltfläche  geöffnet.

2.5.2 Texteditor

Dialogfenster: **Texteditor**

Der Texteditor dient zur Eingabe von formatiertem Text in Textfeldern und wird mit der Schaltfläche  geöffnet.

Die Symbolleiste des Texteditors enthält die folgenden Funktionen:



Ausgewählten Text ausschneiden und in Zwischenablage kopieren.



Ausgewählten Text in Zwischenablage kopieren.



Text aus Zwischenablage einfügen.



Editor für die Eingabe eines Hyperlinks öffnen (siehe Kapitel 2.5.3, Seite 61).

Σ

Formeleditor für die Eingabe von Berechnungsformeln öffnen (*siehe Kapitel 2.4, Seite 20*).



HINWEIS

Damit Resultate von Formeln vom Typ **Datum** korrekt ausgegeben werden, müssen sie für Textfenster mit der Funktion **TimeToText** (*siehe Kapitel 2.4.4.7.6, Seite 53*) in **Text** umgewandelt werden.

9 ▼

Schriftgröße in pt.



Auswahl der Schriftfarbe.

B

Fett.

I

Kursiv.

U

Unterstrichen.



Linksbündig.



Zentriert.



Rechtsbündig.

2.5.3 Hyperlink

Dialogfenster: **Hyperlink**

Das Dialogfenster **Hyperlink** dient zur Eingabe eines Hyperlinks in ein Feld und wird mit der Schaltfläche  geöffnet.

Angezeigter Text

Bezeichnung des Hyperlinks die angezeigt wird.

Linkziel

Adresse des Linkziels, auf das der Hyperlink verweist (Webseite, E-Mail-Adresse, Datei,...).



Die Schaltfläche öffnet einen Auswahldialog, um eine Datei als Linkziel zu verknüpfen.

2.5.4 Farbe auswählen

Dialogfenster: **Farbe auswählen**

Das Dialogfenster **Farbe auswählen** wird mit der Schaltfläche  im entsprechenden Auswahlfeld geöffnet. Es enthält Optionsschaltflächen um den Farbton, die Sättigung und die Helligkeit einzustellen.

Farbauswahl

Durch Klicken in das linke Farbfeld kann eine Farbe ausgewählt werden, die Einstellungen der Farbe werden dabei automatisch in die Felder der Farbeinstellung übertragen.

Schieberegler

Der Schieberegler in der Mitte des Dialogfensters ist mit dem aktivierten Feld der Farbeinstellung synchronisiert. So lassen sich **Farbton**, **Sättigung** und **Helligkeit** sehr schnell einstellen.

Farbeinstellung

Farbton, Sättigung und Helligkeit der Farbe lassen sich unabhängig voneinander einstellen.

Auswahl	Farbton Sättigung Helligkeit
Standardwert	Farbton

Farbton

Eingabe des Farbtons.

Eingabebereich	0 ... 359
----------------	------------------

Sättigung

Eingabe der Sättigung.

Eingabebereich	0 ... 100
----------------	------------------

Helligkeit

Eingabe der Helligkeit.

Eingabebereich	0 ... 100
----------------	------------------

jedoch durch einen Klick auf den Spaltentitel nach der selektierten Spalte in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortiert werden.

Name

Name der E-Mail-Vorlage.

Empfänger

E-Mail-Adresse des Empfängers.

Das Menü **[Bearbeiten]** unterhalb der Liste der E-Mail-Vorlagen oder ein Rechtsklick auf die Tabelle öffnet ein Menü mit den folgenden Menüpunkten:

Neu...	Neue Vorlage erstellen. Es öffnet sich das Fenster E-Mail-Vorlage bearbeiten , in dem eine neue Vorlage definiert werden kann (<i>siehe Kapitel 2.6.3, Seite 64</i>).
Eigenschaften...	Ausgewählte Vorlage bearbeiten. Es öffnet sich das Fenster E-Mail-Vorlage bearbeiten , in dem die Vorlage bearbeitet werden kann (<i>siehe Kapitel 2.6.3, Seite 64</i>).
Kopieren	Ausgewählte Vorlage kopieren und unter dem Namen Kopie von 'Vorlagen-name' speichern.
Löschen	Ausgewählte Vorlage löschen.
Test-E-Mail senden	Test-E-Mail mit der ausgewählten E-Mail-Vorlage versenden.

2.6.3 E-Mail-Vorlage bearbeiten

Dialogfenster: **Konfiguration ► Extras ► Vorlagen ► E-Mail-Vorlagen... ► E-Mail-Vorlagen ► Neu... / Eigenschaften... ► E-Mail-Vorlage bearbeiten**

E-Mail-Vorlage

Name der E-Mail-Vorlage.

Eingabe **16 Zeichen**

Empfänger

E-Mail-Adresse

E-Mail-Adresse des Empfängers.

Eingabe **200 Zeichen**

Absender

E-Mail-Adresse

E-Mail-Adresse des Absenders.

Eingabe **200 Zeichen**

3.1.3 Arbeitsplatz - Menüleiste

3.1.3.1 Arbeitsplatz - Menü Datei

Programmteil: **Arbeitsplatz**

Arbeitsplatz ►	
 Neu...	Neuen Arbeitsplatz öffnen (<i>siehe Kapitel 3.2.1, Seite 69</i>).
 Schliessen	Ausgewählten Arbeitsplatz schliessen (<i>siehe Kapitel 3.2.3, Seite 70</i>).
 Abmelden...	Anwender abmelden (<i>siehe Kapitel 2.2.3, Seite 13</i>).
Beenden	Programm beenden.

3.1.3.2 Arbeitsplatz - Menü Ansicht

Programmteil: **Arbeitsplatz**

 Symbolleiste	Anzeige der Symbolleiste ein-/ausschalten (<i>siehe Kapitel 3.3.2, Seite 71</i>).
---	---

3.1.3.3 Arbeitsplatz - Menü Extras

Programmteil: **Arbeitsplatz**

Aktionen am Bestimmungsende für ►	
Block A	Aktion (Heizung ausschalten und/oder Gasfluss reduzieren) am Bestimmungsende für Block A definieren (<i>siehe Kapitel 3.3.3, Seite 71</i>).
Block B	Aktion (Heizung ausschalten und/oder Gasfluss reduzieren) am Bestimmungsende für Block B definieren (<i>siehe Kapitel 3.3.3, Seite 71</i>).
 Stoppkriterien ändern ►	
Block A	Stopp Kriterien während der Messung für Block A ändern (<i>siehe Kapitel 3.3.13, Seite 80</i>).
Block B	Stopp Kriterien während der Messung für Block B ändern (<i>siehe Kapitel 3.3.13, Seite 80</i>).
 Temperaturkorrektur bestimmen... ►	
Block A	Bestimmung der Temperaturkorrektur mit dem Block A durchführen (<i>siehe Kapitel 3.4, Seite 82</i>).

Bestimmung

- Methode auswählen
- Heizung ein-/ausschalten
- Gasfluss ein-/ausschalten
- Bestimmung durchführen
- Probendaten live ändern

Extras

- *Aktionen am Bestimmungsende definieren*
- *Stoppkriterien ändern*
- *Temperaturkorrektur bestimmen*
- *Zellkonstante bestimmen*
- *Automatischen Heizungsstart definieren*
- *Textvorlagen definieren*

3.2 Arbeitsplatzverwaltung

3.2.1 Neuen Arbeitsplatz öffnen

Dialogfenster: **Arbeitsplatz** ► **Datei** ► **Arbeitsplatz** ► **Neu...** ► **Neuer Arbeitsplatz**

Gerätename

Auswahl eines Gerätes aus der Konfiguration. Dieses Gerät wird dem neu zu öffnenden Arbeitsplatz zugewiesen. Jedes Gerät kann nur einmal zugewiesen werden.

Auswahl	'Gerätename'
---------	--------------

Farbe

Auswahl der Farbe für die Titelfarben der Unterfenster und das Statussymbol des neu geöffneten Arbeitsplatzes in der Statusleiste.

Auswahl	grün ocker blau braun
Standardwert	grün

3.2.2 Arbeitsplatz auswählen

Programmteil: **Arbeitsplatz**

In der linken oberen Ecke des Arbeitsplatz-Symbols wird die Anzahl geöffneter Arbeitsplätze angezeigt. Sind 2 oder mehr Arbeitsplätze geöffnet, kann der Arbeitsplatz, der im Hauptfenster angezeigt werden soll, mit Hilfe des Arbeitsplatzsymbols ausgewählt werden.

- ### 3.3.2 Symbolleiste

	Applikationsnotiz der für Block A oder Block B geladenen Methode anzeigen (siehe Kapitel 3.3.14, Seite 81).
	Stoppkriterien während einer Bestimmung ändern (siehe Kapitel 3.3.13, Seite 80).
	Bestimmung der Temperaturkorrektur starten (siehe Kapitel 3.4, Seite 82).
	Bestimmung der Zellkonstante starten (siehe Kapitel 3.5, Seite 86)

Dialogfenster: **Arbeitsplatz ▶ Extras ▶ Aktionen am Bestimmungsende**
für ▶ Block A / Block B ▶ Aktionen am Bestimmungsende - Block #

Automatisches Reduzieren des Gasflusses am Ende der Bestimmung.


blocks grafisch (als Abweichung der aktuellen Temperatur des Heizblocks von der Zieltemperatur) und digital angezeigt.

Vor dem Einschalten der Heizung




Die aktuelle Heizblocktemperatur wird mit einem grauen Fortschrittsbalken angezeigt. Durch Drücken von  wird die Heizung für den Block eingeschaltet

Während der Aufheizphase



Nach dem Einschalten der Heizung wird die aktuelle Heizblocktemperatur mit einem roten Fortschrittsbalken angezeigt. Durch Drücken von  wird die Aufheizphase beendet und die Heizung abgeschaltet. Die aktuelle Heizblocktemperatur wird wieder mit einem grauen Fortschrittsbalken angezeigt.

Nach Erreichen der Temperatur



Ist die gewählte Heizblocktemperatur erreicht und stabil, so wird die Temperatur mit einem grünen Fortschrittsbalken angezeigt. Solange auf dem gewählten Block keine Bestimmung läuft, kann die Heizung durch Drücken von  wieder ausgeschaltet werden. Die aktuelle Heizblocktemperatur wird wieder mit einem grauen Fortschrittsbalken angezeigt.

3.3.6 Gasfluss einschalten/ausschalten


Hauptfenster: **Arbeitsplatz ▶ Block A/Block B**

892 Professional Rancimat / 893 Professional Biodiesel Rancimat


Bei diesen Geräten kann der Gasfluss für die beiden Blöcke A und B nicht einzeln pro Block ein- und ausgeschaltet werden, sondern immer nur gemeinsam. Sind auf den beiden Blöcken Methoden mit unterschiedlichem Gasfluss geladen, wird der Wert aus demjenigen Block verwendet, in dem der Gasfluss eingeschaltet wird. Geregelt wird auf den in der geladenen Methode definierten **Gasfluss**, der links neben der Start/Stop-Schaltfläche angezeigt wird. Rechts neben der Schaltfläche wird der aktuelle Gasfluss digital angezeigt. Folgende Anzeigen sind möglich:



Der Gasfluss ist nicht eingeschaltet. Durch Drücken von  wird der Gasfluss für beide Blöcke eingeschaltet.

Gasfluss 20.0 L/h  

Der Gasfluss ist eingeschaltet und entspricht dem Soll-Wert aus der für diesen Block geladenen Methode. Durch Drücken von  wird der Gasfluss für beide Blöcke abgeschaltet. Der Gasfluss kann nur dann ausgeschaltet werden, wenn weder auf **Block A** noch auf **Block B** eine Bestimmung läuft.

Gasfluss 20.0 L/h  

Der Gasfluss ist eingeschaltet, entspricht aber nicht dem Soll-Wert aus der für diesen Block geladenen Methode. Durch Drücken von  wird der Gasfluss für beide Blöcke abgeschaltet. Der Gasfluss kann nur dann ausgeschaltet werden, wenn weder auf **Block A** noch auf **Block B** eine Bestimmung läuft.




HINWEIS


Ist für ein Gerät in der Konfiguration die **Interne Pumpe** ausgeschaltet, so kann der Gasfluss nicht mehr ein- und ausgeschaltet werden und die Schaltflächen  und  bleiben inaktiv. Der über die externe Gaszufuhr geregelte Gasfluss wird aber ebenfalls im Anzeigefeld angezeigt.

895 Professional PVC Thermomat

Bei diesem Gerät kann der Gasfluss für die beiden Blöcke A und B einzeln pro Block ein- und ausgeschaltet werden. Geregelt wird auf den in der geladenen Methode definierten **Gasfluss**, der links neben der Start/Stop-Schaltfläche angezeigt wird. Rechts neben der Schaltfläche wird der aktuelle Gasfluss digital angezeigt. Folgende Anzeigen sind möglich:


Gasfluss 7.0 L/h  

Der Gasfluss ist nicht eingeschaltet. Durch Drücken von  wird der Gasfluss für den gewählten Block eingeschaltet

Gasfluss 7.0 L/h  

Der Gasfluss ist eingeschaltet und entspricht dem Soll-Wert aus der Methode. Durch Drücken von  wird der Gasfluss für den

Bestimmung stoppen



Bestimmung an der ausgewählten Messposition stoppen.

Messpositionsanzeige während der Bestimmung



Pulsierende Anzeige der Messpositionsnummer während der Bestimmung. Der Hintergrund der Live-Kurve wird mit der in der Methode eingestellten Farbe angezeigt (siehe Kapitel 5.7.3.2, Seite 300).

Einzelbestimmung durchführen

Eine Einzelbestimmung kann durchgeführt werden, wenn in der Methode für **Statistische Verknüpfung** die Einstellung **keine** ausgewählt ist (siehe Kapitel 5.5.1, Seite 275).

Doppelbestimmung durchführen

Eine Doppelbestimmung kann durchgeführt werden, wenn in der Methode für **Statistische Verknüpfung** die Einstellung **2 Positionen** ausgewählt ist (siehe Kapitel 5.5.1, Seite 275). Dies wird auf der Oberfläche mit einem farbigen Rahmen um die Positionen 1 und 2 oder 3 und 4 angezeigt. Bestimmungen, die auf den Positionen 1 und 2 oder 3 und 4 gestartet werden, werden statistisch miteinander verknüpft.

Vierfachbestimmung durchführen

Eine Vierfachbestimmung kann durchgeführt werden, wenn in der Methode für **Statistische Verknüpfung** die Einstellung **4 Positionen** ausgewählt ist (siehe Kapitel 5.5.1, Seite 275). Dies wird auf der Oberfläche mit einem farbigen Rahmen um die Positionen 1 bis 4 angezeigt. Bestimmungen, die auf den Positionen 1 bis 4 gestartet werden, werden statistisch miteinander verknüpft.

3.3.10 Live-Kurve

Hauptfenster: **Arbeitsplatz** ► **Block A/Block B**

Anzeige der Live-Kurve

Die Live-Kurve einer gestarteten Bestimmung wird im Hauptfenster des Programms **Arbeitsplatz** für jede Position neben der Start-Schaltfläche angezeigt. Vor dem Start einer Bestimmung wird die Live-Kurve mit



[Weiter]

[Abbrechen]

3.4.6 Schritt 5 - Temperaturkorrektur speichern

Resultate

Anzeige des ausgewählten externen Temperatursensors.

Anzeige der in der Methode definierten Probertemperatur.

Anzeige des in der Methode definierten Gasflusses.

Anzeige der gemessenen Heizblocktemperatur.

Anzeige der mit dem externen Temperatursensor gemessenen Temperatur in der Probe.

Anzeige der ermittelten Temperaturkorrektur.

Kommentar zur Bestimmung der Temperaturkorrektur.

Eingabe **0 ... 1000 Zeichen**

Auswahl des Leitfähigkeitssensors, dessen Zellkonstante bestimmt werden soll. Der Sensor muss in der Sensortabelle im Programmteil **Konfiguration** definiert sein.

Gemessene Temperatur des Leitfähigkeitsstandards. Die Temperatur hat auf die Berechnung der Zellkonstanten keinen Einfluss!

Eingabebereich	0 ... 100 °C (Inkrement: 0.1)
Standardwert	25 °C

Den Wert der Leitfähigkeit der Leitfähigkeitsstandardlösung bei der gemessenen Temperatur eintragen. Bei Verwendung des Leitfähigkeitsstandards (100 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 250 mL, 6.2324.010, können die entsprechenden Werte der Tabelle auf der Standardlösung oder der Wertetabelle (*siehe Kapitel 3.5.5, Seite 88*) entnommen werden.

Eingabebereich	10 ... 400 $\mu\text{S/cm}$ (Inkrement: 0.1)
Standardwert	100 $\mu\text{S/cm}$

Bestimmung der Zellkonstanten abbrechen.

Wurden Werte für die Temperatur und die Leitfähigkeit eingetragen, so wird die Schaltfläche **[Weiter]** aktiv. Nach dem Drücken der Schaltfläche **[Weiter]** öffnet sich das nächste Wizardfenster.

Wizard: **Arbeitsplatz** ► **Extras** ► **Zellkonstante bestimmen...** ► **Block A/Block B** ► **Bestimmung ausführen**

Bei diesem Schritt wird der Benutzer aufgefordert, das Messgefäß auf die ausgewählte Position zu stellen und die Messung zu starten.

Zellkonstantenbestimmung abbrechen.

Nachdem der Anwender das Messgefäß mit dem definierten Leitfähigkeitssensor in die angegebene Position gesetzt hat, wird mit **[Weiter]** die Leitfähigkeit des Sensors gemessen. Nach Ablauf der Messung öffnet sich das nächste Wizard-Fenster.

4.1.3.5 Datenbank - Menü Bestimmungen

Programmteil: **Datenbank**

 Kommentar...	Kommentar zur ausgewählten Bestimmung eingeben (<i>siehe Kapitel 4.5.2.3, Seite 172</i>).
 Suchen...	Dialogfenster Suchen - Datenbank 'Name' für die Suche nach Bestimmungen öffnen (<i>siehe Kapitel 4.5.2.4, Seite 172</i>).
Filter ►	
 Letzter Filter	Zuletzt verwendeten Schnell- oder Spezialfilter anwenden (<i>siehe Kapitel 4.5.2.5.2, Seite 175</i>).
 Schnellfilter	Schnellfilterung der Datenbank mit dem Inhalt des ausgewählten Tabellenfeldes (<i>siehe Kapitel 4.5.2.5.3, Seite 176</i>).
 Spezialfilter...	Fenster Spezialfilter - Datenbank 'Name' für die Definition von anwenderspezifischen Filtern öffnen (<i>siehe Kapitel 4.5.2.5.4, Seite 176</i>).
 Filter entfernen	Aktuellen Filter entfernen (<i>siehe Kapitel 4.5.2.5.5, Seite 177</i>).
Batch ►	
Neues Batch...	Neues Batch erstellen (<i>siehe Kapitel 4.5.2.6.2, Seite 181</i>).
Batch löschen...	Batch löschen (<i>siehe Kapitel 4.5.2.6.3, Seite 181</i>).
An Batch anhängen...	Ausgewählte Bestimmungen an Batch anhängen (<i>siehe Kapitel 4.5.2.6.4, Seite 182</i>).
Aus Batch entfernen...	Ausgewählte Bestimmungen aus dem aktiven Batch entfernen (<i>siehe Kapitel 4.5.2.6.5, Seite 182</i>).
Unterschreiben ►	
 Unterschrift 1...	Ausgewählte Bestimmungen auf Stufe 1 unterschreiben (<i>siehe Kapitel 2.3.3, Seite 16</i>).
 Unterschrift 2...	Ausgewählte Bestimmungen auf Stufe 2 unterschreiben (<i>siehe Kapitel 2.3.4, Seite 17</i>).
Unterschriften anzeigen...	Alle Unterschriften der fokussierten Bestimmung anzeigen (<i>siehe Kapitel 4.5.2.7.4, Seite 186</i>).
Unterschriften 2 löschen...	Alle Unterschriften der Stufe 2 der fokussierten Bestimmung löschen (<i>siehe Kapitel 2.3.5, Seite 19</i>).

Vorlagen ►	
Vorlagen für Kontrollkarte...	Vorlagen für Kontrollkarten verwalten (<i>siehe Kapitel 4.4.2, Seite 153</i>).
Exportvorlagen...	Exportvorlagen verwalten (<i>siehe Kapitel 4.4.3, Seite 158</i>).

4.1.3.7 Menü Hilfe

Programmteil: **Arbeitsplatz / Datenbank / Methode / Konfiguration**

 StabNet Hilfe	StabNet-Hilfe öffnen.
Info	Informationen zum Programm und zur Installation anzeigen.

4.1.4 Datenbank - Symbolleiste

Programmteil: **Datenbank**

	Datenbank öffnen (<i>siehe Kapitel 4.2.1, Seite 105</i>).
	Datenbank schliessen (<i>siehe Kapitel 4.2.6, Seite 108</i>).
	Verwaltung der Bestimmungsdatenbanken (<i>siehe Kapitel 4.3.1, Seite 108</i>).
	Anwender abmelden (<i>siehe Kapitel 2.2.3, Seite 13</i>).
	Ausgewählte Zeilen in der Bestimmungsübersicht in Zwischenablage kopieren.
	Bestimmungsübersicht aktualisieren.
	Layout der geladenen Datenbankansicht ändern (<i>siehe Kapitel 4.1.7.2, Seite 103</i>).
	Gespeicherte Datenbankansicht laden (<i>siehe Kapitel 4.1.7.3, Seite 104</i>).
	Aktuelle Datenbankansicht speichern (<i>siehe Kapitel 4.1.7.4, Seite 104</i>).
	Datenbankfenster horizontal teilen und zwei Datenbanken nebeneinander anzeigen (<i>siehe Kapitel 4.2.4, Seite 108</i>).
	Datenbankfenster vertikal teilen und zwei Datenbanken untereinander anzeigen (<i>siehe Kapitel 4.2.5, Seite 108</i>).
	Teilung des Datenbankfensters wieder aufheben (<i>siehe Kapitel 4.2.3, Seite 108</i>).



Hilfe zu StabNet öffnen.

4.1.5 Datenbank - Unterfenster

Programmteil: **Datenbank**

Auswahl

Im Hauptfenster können die folgenden Unterfenster angezeigt werden:

- *Bestimmungsübersicht*
Übersicht über die in der Datenbank gespeicherten Bestimmungen.
Dieses Unterfenster wird immer angezeigt.
- *Kurve*
Anzeige von Kurven zur fokussierten Bestimmung.
- *Informationen*
Anzeige der Informationen zur fokussierten Bestimmung.
- *Resultate*
Anzeige der Resultate zur fokussierten Bestimmung.

Darstellung

Die Unterfenster können durch Ziehen des Trennbalkens zwischen den Fenstern beliebig vergrößert oder verkleinert werden.

Durch Klick auf die Schaltfläche  oben rechts können die Unterfenster maximiert werden, so dass nur noch 1 Unterfenster im Hauptfenster angezeigt wird. Durch erneutes Drücken der Schaltfläche  im maximierten Unterfenster wird wieder zur ursprünglichen Ansicht aller Unterfenster gewechselt.

Wenn Sie die Ansicht der Unterfenster ändern, bleiben diese Änderungen nach dem Schliessen und Wiederöffnen der Datenbank erhalten.

4.1.6 Datenbank - Funktionen

Programmteil: **Datenbank**

Im Programmteil **Datenbank** können folgende Funktionen ausgeführt werden:

Ansichten

- *Layout der Datenbankansicht ändern*
- *Datenbankansicht laden*
- *Datenbankansicht speichern*
- *Datenbankansicht umbenennen*
- *Datenbankansicht löschen*

Datenbankverwaltung

- *Datenbank neu erstellen*
- *Datenbank umbenennen*

Nächste Sicherung, Kommentar) kann die Tabelle nach der ausgewählten Spalte in auf- oder absteigender Reihenfolge sortiert werden.

Name

Name der Datenbank.

Anzahl Datensätze

Anzeige der Anzahl Datensätze in der Datenbank.

Grösse

Anzeige der Grösse der Datenbank in KB.

Letzte Sicherung

Anzeige von Datum und Zeit der letzten Sicherung der Datenbank.

Nächste Sicherung

Anzeige von Datum und der Zeit, an dem der nächste Backup durchgeführt werden soll.

Kommentar

Anzeige der Bemerkungen zur Datenbank.

Markierungen in der Datenbanktabelle



HINWEIS

Orange Markierung = Status der Datenbanksicherung unbekannt. Den Status aktualisieren mit **[Aktualisieren]**.

Rote Markierung = Der Grenzwert des markierten Felds wurde überschritten.

Orange Markierung

Falls in der Datenbanktabelle der Zeilenkopf einer Datenbank und das Feld **Nächste Sicherung** orange markiert werden, ist unbekannt, ob eine fällige Sicherung erfolgreich durchgeführt wurde. Dieser Status wird beispielsweise während einer laufenden Sicherung verwendet.

Mit **[Aktualisieren]** wird der Status der Datenbanksicherung aktualisiert.

Falls die Sicherung erfolgreich durchgeführt wurde, wird die Markierung des Zeilenkopfs und des Felds **Nächste Sicherung** entfernt.

Falls die Sicherung nicht erfolgreich durchgeführt wurde, werden der Zeilenkopf und das Feld **Nächste Sicherung** rot markiert (*siehe Kapitel 4.3.5.4, Seite 113*).

Rote Markierung

Falls in der Datenbanktabelle der Zeilenkopf einer Datenbank und ein überwachtes Feld rot markiert werden, wurde der Grenzwert des markierten Felds überschritten. Folgende Grenzwerte können überwacht werden:

- Anzahl Datensätze (siehe "Anzahl Datensätze überwachen", Seite 115)
- Grösse der Datenbank (siehe "Grösse überwachen", Seite 115)
- Nächste Sicherung (siehe "Sicherung überwachen", Seite 113)

Fenstermenüs und Funktionen

Das Menü **[Bearbeiten]** unterhalb der Datenbanktabelle enthält die folgenden Menüpunkte:

Neu...	Neue Datenbank erstellen (<i>siehe Kapitel 4.3.2, Seite 110</i>).
Löschen	Ausgewählte Datenbank löschen (<i>siehe Kapitel 4.3.4, Seite 111</i>).
Umbenennen...	Ausgewählte Datenbank umbenennen (<i>siehe Kapitel 4.3.3, Seite 111</i>).

[Eigenschaften]

Öffnen des Fensters **Datenbankverwaltung** zum Bearbeiten der in der Tabelle ausgewählten Datenbank (siehe Kapitel 4.3.5.1, Seite 112).

[Aktualisieren]

Aktualisiert den Status der Datenbanksicherung (siehe "Datenbankta-
belle", Seite 108).

[Sichern]

Öffnen des Fensters **Sichern der Datenbank 'Name'** zum Sichern der in der Tabelle ausgewählten Datenbank (*siehe Kapitel 4.3.6, Seite 116*).

[Wiederherstellen]

Öffnen des Fensters **Wiederherstellen von Datenbanken** zum Wiederherstellen von gesicherten Datenbanken (*siehe Kapitel 4.3.7, Seite 117*).

[Schliessen]

Schliessen des Fensters **Datenbankverwaltung**.

4.3.2 Datenbank neu erstellen

Dialogfenster: **Datenbank ▶ Datei ▶ Datenbankverwaltung... ▶ Datenbankverwaltung ▶ [Bearbeiten] ▶ Neu... ▶ Neue Datenbank**

Mit dem Menüpunkt **[Bearbeiten] ► Neu...** wird das Dialogfenster **Neue Datenbank** geöffnet, in dem ein Name für die neue Datenbank eingegeben werden muss.

Name

Name der neuen Datenbank.

 **HINWEIS**

Der Datenbankname muss eindeutig sein.

Mit dem Menüpunkt **[Bearbeiten] ► Umbenennen...** wird das Fenster **Datenbank umbenennen** zum Umbenennen der ausgewählten Datenbank geöffnet.

 **HINWEIS**

Geöffnete Datenbanken können nicht gelöscht werden.

4.3.5 Datenbankeigenschaften

4.3.5.1 Datenbankeigenschaften - Übersicht

Dialogfenster: Datenbank ► Datei ► Datenbankverwaltung... ► Datenbankverwaltung ► [Eigenschaften] ► Eigenschaften - Datenbank - 'Datenbankname'

Die Eigenschaften für eine Datenbank werden auf den folgenden Registerkarten eingestellt:

- *Allgemein*
Allgemeine Informationen zur Datenbank.
- *Zugriffsrechte*
Zugriffsrechte für Anwendergruppen auf die Datenbank.
- *Sicherung*
Definition der Sicherungsüberwachung und automatischen Sicherung.
- *Überwachung*
Definition der Datenbanküberwachung.

4.3.5.2 Datenbankeigenschaften - Allgemein

Registerkarte: **Datenbank ► Datei ► Datenbankverwaltung... ► Datenbankverwaltung ► [Eigenschaften] ► Eigenschaften - Datenbank - 'Datenbankname' ► Allgemein**

Allgemeine Informationen zur Datenbank.

Kommentar

Frei definierbare Bemerkungen zur Datenbank.

Eingabe **250 Zeichen**

Anzahl Datensätze

Anzeige der Anzahl Datensätze in der Datenbank.

Grösse

Anzeige der Grösse der Datenbank in KB.

Erstellt

Anzeige von Datum und Zeit der Erstellung der Datenbank.

Erstellt durch

Anzeige des Anwenders (Kurzname), welcher die Datenbank erstellt hat.

Geändert

Anzeige von Datum und Zeit der letzten Änderung der Datenbankeigenschaften.

markiert. Der Status der Datenbanksicherung kann mit **[Aktualisieren]** aktualisiert werden.

Falls noch nicht bekannt ist, ob die Sicherung erfolgreich durchgeführt wurde, bleiben der Zeilenkopf und das Feld **Nächste Sicherung** orange markiert. Dieser Status wird z. B. während einer laufenden Sicherung verwendet.

Falls die Sicherung erfolgreich durchgeführt wurde, wird die Markierung des Zeilenkopfs und des Felds **Nächste Sicherung** entfernt.

Falls die Sicherung nicht erfolgreich durchgeführt wurde, werden der Zeilenkopf und das Feld **Nächste Sicherung** rot markiert.

Letzte Sicherung

Anzeige von Datum und Zeit der letzten Sicherung der Datenbank.

Nächste Sicherung

Datum, an dem die nächste Sicherung erfolgen muss. Dieses Datum kann nach Drücken auf  im Dialogfenster **Datum wählen** ausgewählt werden.

Eingabe	Datumsauswahl
Standardwert	Letzte Sicherung + 1 Monat

Intervall

Eingabe des Intervalls für die Sicherungsüberwachung. Bei jeder automatisch oder manuell ausgelösten Sicherung wird das hier eingegebene Intervall automatisch zu **Letzte Sicherung** addiert und das Feld **Nächste Sicherung** automatisch angepasst.

Eingabebereich	1 ... 999
Standardwert	1
Auswahl	Tag(e) Woche(n) Monat(e) Jahr(e)
Standardwert	Monat(e)

Sicherung automatisch starten

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Automatischer Start der Sicherung für die Datenbank in das definierte **Sicherungsverzeichnis**.

Sicherungsverzeichnis

Auswahl eines in der **Programmadministration** vordefinierten Verzeichnisses für die automatische Sicherung.

Auswahl	Auswahl der Sicherungsverzeichnisse Standardsicherungsverzeichnis
Standardwert	Standardsicherungsverzeichnis



HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass Sie Lese- und Schreibberechtigung für das ausgewählte Verzeichnis besitzen.

4.3.5.5 Datenbankeigenschaften - Überwachung

Registerkarte: **Datenbank ▶ Datei ▶ Datenbankverwaltung... ▶ Datenbankverwaltung ▶ [Eigenschaften] ▶ Eigenschaften - Datenbank - 'Datenbankname' ▶ Überwachung**

Definition der Datenbanküberwachung.

Grösse überwachen

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Aktivieren/Deaktivieren der Grössenüberwachung für die ausgewählte Datenbank. Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, so wird das Feld **Grösse** in der Datenbanktabelle beim Überschreiten des Grenzwertes **rot** markiert. Gleichzeitig erscheint beim Öffnen der Datenbank eine entsprechende Meldung.

Maximale Grösse

Maximal zulässige Grösse für die Datenbank in MB.

Eingabebereich	1 ... 2147483647 MB
Standardwert	500 MB

Anzahl Datensätze überwachen

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Aktivieren/Deaktivieren der Überwachung der Anzahl Datensätze für die ausgewählte Datenbank. Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, so wird das Feld **Anzahl Datensätze** in der Datenbanktabelle beim Überschreiten des Grenzwertes **rot** markiert. Gleichzeitig erscheint beim Öffnen der Datenbank eine entsprechende Meldung.

Grösse überwachen

Maximal zulässige Anzahl Datensätze für die Datenbank.

Eingabebereich	1 ... 2147483647
Standardwert	1000

4.3.6 Datenbank manuell sichern

Dialogfenster: **Datenbank ► Datei ► Datenbankverwaltung... ► Datenbankverwaltung ► [Sichern] ► Sichern der Datenbank**

Mit **[Sichern]** wird das Dialogfenster **Sichern der Datenbank** geöffnet:

Sicherungsziel

Sicherungsverzeichnis

Auswahl eines in der **Programmadministration** vordefinierten Verzeichnisses für die Sicherung.

Auswahl	Auswahl der Sicherungsverzeichnisse Standardsicherungsverzeichnis
Standardwert	Standardsicherungsverzeichnis



HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass Sie Lese- und Schreibberechtigung für das ausgewählte Verzeichnis besitzen.

Sicherungsname

Auswahl eines bereits vorhandenen oder Eingabe eines neuen Namens für die Sicherungsdatei. Wird eine bereits bestehende Sicherungsdatei ausgewählt, wird diese überschrieben.

Eingabe	50 Zeichen
Standardwert	Sicherung-##



HINWEIS

Falls sich das Sicherungsverzeichnis auf einem Netzlaufwerk befindet, sollte im **Sicherungsname** das Datum der Sicherung hinzugefügt werden, da beim Wiederherstellen die Information zum Sicherungsdatum nicht verfügbar ist.

[Starten]

Manuelle Sicherung der Datenbank starten. Nach dem Start erscheint ein Fortschrittsbalken im Fenster. Ist die Sicherung abgeschlossen, wird das Dialogfenster automatisch geschlossen.

4.4.1.4.1.3.2 Reportvorlage - Menü Datei

Dialogfenster: **Datenbank ► Extras ► Reportvorlagen ► Öffnen... ► Reportvorlage öffnen ► [Öffnen] ► Reportvorlage - 'Name' ► Datei**

 Speichern	Geöffnete Reportvorlage speichern (<i>siehe Kapitel 4.4.1.4.2.11, Seite 135</i>).
Speichern unter...	Geöffnete Reportvorlage unter einem neuen Namen speichern (<i>siehe Kapitel 4.4.1.4.2.11, Seite 135</i>).
Seite einrichten...	Seiteneinstellungen für Reportvorlage einrichten (<i>siehe Kapitel 4.4.1.4.2.2, Seite 127</i>).
 Seitenansicht	Seitenvorschau der Reportvorlage mit den Daten der ausgewählten Bestimmung (<i>siehe Kapitel 4.4.1.4.2.8, Seite 133</i>).
Schliessen	Programmfenster Reportvorlage - 'Name' schliessen.

4.4.1.4.1.3.3 Reportvorlage - Menü Bearbeiten

Dialogfenster: **Datenbank ► Extras ► Reportvorlagen ► Öffnen... ► Reportvorlage öffnen ► [Öffnen] ► Reportvorlage - 'Name' ► Bearbeiten**

 Rückgängig:	Letzte Aktion rückgängig machen.
 Wiederherstellen:	Rückgängig gemachte Aktion wieder herstellen.
 Ausschneiden	Markierte Elemente ausschneiden und in Zwischenablage kopieren (<i>siehe "Ausschneiden, Kopieren, Einfügen, Löschen von Bausteinen", Seite 132</i>).
 Kopieren	Ausgewählte Elemente in Zwischenablage kopieren (<i>siehe "Ausschneiden, Kopieren, Einfügen, Löschen von Bausteinen", Seite 132</i>).
 Einfügen	Markierte Elemente aus Zwischenablage einfügen (<i>siehe "Ausschneiden, Kopieren, Einfügen, Löschen von Bausteinen", Seite 132</i>).
 Löschen	Markierte Elemente löschen (<i>siehe "Ausschneiden, Kopieren, Einfügen, Löschen von Bausteinen", Seite 132</i>).
 Kommentar	Kommentar zu Reportvorlage eingeben (<i>siehe Kapitel 4.4.1.4.2.9, Seite 134</i>).

4.4.1.4.1.3.4 Reportvorlage - Menü Ansicht

Dialogfenster: **Datenbank ► Extras ► Reportvorlagen ► Öffnen... ► Reportvorlage öffnen ► [Öffnen] ► Reportvorlage - 'Name' ► Ansicht**

Aktualisieren	Ansicht aktualisieren.
----------------------	------------------------



Kurve

Ist diese Option eingeschaltet, können in der Reportvorlage **Kurven** eingefügt werden (siehe Kapitel 4.4.1.4.3.12, Seite 152).

4.4.1.4.2 Reportvorlage - Funktionen

4.4.1.4.2.1 Reportvorlage - Funktionsübersicht

Programmfenster: **Reportvorlage** - 'Name'

Im Programmfenster **Reportvorlage** - 'Name' können folgende Funktionen ausgeführt werden:

- Seite einrichten
- Bereiche im Hauptfenster definieren
- Reportseiten einfügen
- Baustein einfügen
- Baustein bearbeiten
- Zoomen
- Seitenansicht anzeigen
- Kommentar zu Reportvorlage eingeben
- Optionen für Reportvorlage definieren
- Reportvorlage speichern

4.4.1.4.2.2 Reportvorlage - Seite einrichten

Programmfenster: **Reportvorlage** - 'Name' ► Datei ► Seite einrichten... ► Seite einrichten

Mit dem Menüpunkt **Datei ► Seite einrichten...** im Fenster **Reportvorlage** - 'Name' öffnet sich das Dialogfenster **Seite einrichten**, in dem Einstellungen zum Reportformat gemacht werden können.

Allgemein

nur für Formularreport

Einstellungen

Auswahl	Anwenden auf aktuelle Seite Anwenden auf alle Seiten
Standardwert	Anwenden auf aktuelle Seite

Anwenden auf aktuelle Seite

Die Seiteneinstellungen werden nur auf die aktuell ausgewählte Reportseite angewendet.

Anwenden auf alle Seiten

Die Seiteneinstellungen werden auf alle Reportseite angewendet.

>

Sprung zur nächsten Seite.

>|

Sprung zur letzten Seite.



HINWEIS

Bei Vorlagen für tabellarische Reports können keine Seiten eingefügt werden.

4.4.1.4.2.5 Reportvorlage - Bausteine einfügen

Programmfenster: **Reportvorlage - 'Name'**

Um einen Baustein in eine Reportvorlage einzufügen, muss das entsprechende Symbol auf der Bausteinleiste ausgewählt und anschliessend durch Aufziehen eines Feldes mit der linken Maustaste auf der Reportvorlage platziert werden. Anschliessend öffnet sich automatisch das Eigenschaftfenster zum entsprechenden Baustein.

Formularreport

Folgende Bausteine können in Formularreports eingefügt werden:

- **Kopfzeile**
Text, Daten, Datum, Zeit, Seitenzahl, Anzahl Seiten, Bild, Linie, Rechteck
- **Reportbereich**
Text, Daten, Datum, Zeit, Fixreport, Bild, Linie, Rechteck, Kurve, Gruppe
- **Fusszeile**
Text, Daten, Datum, Zeit, Seitenzahl, Anzahl Seiten, Bild, Linie, Rechteck

Tabellarischer Report

Folgende Bausteine können in tabellarische Reports eingefügt werden:

- **Kopfzeile**
Text, Datum, Zeit, Seitenzahl, Anzahl Seiten, Bild, Linie, Rechteck
- **Reportbereich**
Text, Daten, Datum, Zeit, Bild, Linie, Rechteck, Kurve
- **Fusszeile**
Text, Datum, Zeit, Seitenzahl, Anzahl Seiten, Bild, Linie, Rechteck

Eigenschaften

X-Pos.

x-Position innerhalb des zulässigen Bereichs.

Eingabebereich	0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm
----------------	--

Y-Pos.

y-Position innerhalb des zulässigen Bereichs.

Eingabebereich	0.0000 ... (max. Seitenhöhe) mm
----------------	--

Breite

Breite des Textfeldes.

Eingabebereich	0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm
----------------	--

Höhe

Höhe des Textfeldes.

Eingabebereich	0.0000 ... (max. Seitenhöhe) mm
----------------	--

Arial ▾

Auswahl der verfügbaren Windows-Schriften.

9 ▾

Schriftgrösse in pt.

▀ ▾

Farbauswahl.

B

Fett.

I

Kursiv.

U

Unterstrichen.

≡

Linksbündig.

≡

Zentriert.

≡

Rechtsbündig.



Farbauswahl.

B

Fett.

I

Kursiv.

U

Unterstrichen.



Linksbündig.



Zentriert.



Rechtsbündig.



Ein-/Ausschalten des Zeilenumbruchs für mehrzeilige Datenfeldes.

A...

Füllen des Feldes mit Punkten.

Präfix

Text, der dem Inhalt des Datenfeldes vorangestellt wird.

Eingabe	50 Zeichen
---------	-------------------

Datenfeld

Anzeige von Pfad und Name des ausgewählten Datenfeldes (das Feld ist nicht direkt editierbar). Mit  öffnet sich ein Fenster zur Auswahl des Datenfeldes, in dem alle für die Bestimmungsübersicht verfügbaren Felder baumartig angezeigt werden. Mit einem Doppelklick auf das gewünschte Feld werden Pfad und Name des Datenfeldes eingetragen.

Suffix

Text, der dem Inhalt des Datenfeldes nachgestellt wird.

Eingabe	50 Zeichen
---------	-------------------

Vorschau

Anzeige eines formatierten Beispieltexes.



Unterstrichen.



Linksbündig.



Zentriert.



Rechtsbündig.



Füllen des Feldes mit Punkten.

Präfix

Text, der dem Inhalt des Datumsfeldes vorangestellt wird.

Eingabe	50 Zeichen
---------	-------------------

Suffix

Text, der dem Inhalt des Datumsfeldes nachgestellt wird.

Eingabe	50 Zeichen
---------	-------------------

Vorschau

Anzeige des formatierten Datums.

4.4.1.4.3.4 Reportvorlage - Zeitfeld

Dialogfenster: **Reportvorlage - 'Name' ► Eigenschaften - Aktuelle Zeit**

Zeitfelder dienen zur Ausgabe der aktuellen Zeit im Report.

Einfügen



Um ein Zeitfeld in eine Reportvorlage einzufügen, muss das entsprechende Symbol auf der Bausteinleiste ausgewählt und anschliessend durch Aufziehen eines Feldes mit der linken Maustaste auf der Reportvorlage platziert werden.

Eigenschaften

X-Pos.

x-Position innerhalb des zulässigen Bereichs.

Eingabebereich	0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm
----------------	--



Einfügen

Um ein Feld mit der Anzahl Seiten in eine Reportvorlage einzufügen, muss das entsprechende Symbol auf der Bausteinleiste ausgewählt und anschliessend durch Aufziehen eines Feldes mit der linken Maustaste in der Kopf- oder Fusszeile der Reportvorlage platziert werden.

Eigenschaften

X-Pos.

x-Position innerhalb des zulässigen Bereichs.

Eingabebereich	0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm
----------------	--

Y-Pos.

y-Position innerhalb des zulässigen Bereichs.

Eingabebereich	0.0000 ... (max. Seitenhöhe) mm
----------------	--

Breite

Breite des Feldes.

Eingabebereich	0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm
----------------	--

Höhe

Höhe des Feldes.

Eingabebereich	0.0000 ... (max. Seitenhöhe) mm
----------------	--

▼

Auswahl der verfügbaren Windows-Schriften.

▼

Schriftgrösse in pt.

▼

Farbauswahl.

B

Fett.

I

Kursiv.

U

Unterstrichen.

X-Pos.

Anzeige der vordefinierten x-Position für den Fixreport.

Y-Pos.

Anzeige der y-Position innerhalb des zulässigen Bereichs.

Eingabebereich	0.0000 ... (max. Seitenhöhe) mm
----------------	---------------------------------

Breite

Anzeige der vordefinierten Breite des Fixreports.

Höhe

Höhe des Fixreports.

Eingabebereich	0.0000 ... (max. Seitenhöhe) mm
----------------	---------------------------------

Fixreport

Auswahl eines vordefinierten Fixreports.

Auswahl	Auswertungseigenschaften Meldungen Messparameter Methodeneigenschaften Methodenparameter Probendaten Resultat- liste Statistikdaten (kurz) Statistikdaten (lang) Unterschriftenliste Bestimmung Unterschriftenliste Methode Verwendete Konfiguration Überwachungsreport
Standardwert	Auswertungseigenschaften

4.4.1.4.3.8 Reportvorlage - Gruppenfeld

Dialogfenster: **Reportvorlage - 'Name'** ► **Eigenschaften - Gruppenfeld**

Ein Gruppenfeld dient dazu, verschiedene Felder in der Reportvorlage zu gruppieren. Alle in einem Gruppenfeld zusammengefassten Felder können gemeinsam bewegt werden. Das Gruppenfeld verhindert einen Seitenumbruch innerhalb des Gruppenfeldes.

Das Gruppenfeld umfasst immer die gesamte Breite einer Seite, es lässt sich nur der obere Rand (Y-Wert) und die Höhe des Feldes konfigurieren.



HINWEIS

Gruppenfelder können nicht in tabellarische Reportvorlagen eingefügt werden.

X-Pos.

x-Position innerhalb des zulässigen Bereichs.

Eingabebereich	0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm
----------------	-----------------------------------

Y-Pos.

y-Position innerhalb des zulässigen Bereichs.

Eingabebereich	0.0000 ... (max. Seitenhöhe) mm
----------------	---------------------------------

Breite

Breite des Textfeldes.

Eingabebereich	0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm
----------------	-----------------------------------

Höhe

Höhe des Textfeldes.

Eingabebereich	0.0000 ... (max. Seitenhöhe) mm
----------------	---------------------------------

Grafikdatei

Anzeige von Pfad und Name der ausgewählten Grafikdatei (das Feld ist nicht direkt editierbar). Mit  öffnet sich ein Fenster zur Auswahl der Grafikdatei. Anschliessend werden Pfad und Name der Grafikdatei eingetragen.

Grösse

Angabe, wie die Grafik dargestellt werden soll.

Auswahl	original proportional nicht proportional
Standardwert	original

original

Originalgrösse.

proportional

Proportionale Vergrößerung oder Verkleinerung.

nicht proportional

Nicht proportionale Vergrößerung oder Verkleinerung.

4.4.1.4.3.10

Reportvorlage - Linie

Dialogfenster: **Reportvorlage** - 'Name' ► **Eigenschaften** - Linie

Auf der Reportvorlage können beliebige Linien eingefügt werden.

4.4.1.4.3.11

Dialogfenster: **Reportvorlage - 'Name' ► Eigenschaften - Rechteck**

Auf der Reportvorlage können beliebige Rechtecke eingefügt werden.

Einfügen



Um ein Rechteck in eine Reportvorlage einzufügen, muss das entsprechende Symbol auf der Bausteinleiste ausgewählt und anschliessend durch Aufziehen eines Feldes mit der linken Maustaste auf der Reportvorlage platziert werden.

Eigenschaften

X-Pos.

x-Position innerhalb des zulässigen Bereichs.

Eingabebereich	0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm
----------------	-----------------------------------

Y-Pos.

y-Position innerhalb des zulässigen Bereichs.

Eingabebereich	0.0000 ... (max. Seitenhöhe) mm
----------------	---------------------------------

Breite

Breite des Rechtecks.

Eingabebereich	0.0000 ... (max. Seitenbreite) mm
----------------	-----------------------------------

Höhe

Höhe des Rechtecks.

Eingabebereich	0.0000 ... (max. Seitenhöhe) mm
----------------	---------------------------------


Linienstärke

Stärke der Linie für das Rechteck.

Eingabebereich	0.1 ... 10.0 mm
Standardwert	0.5 mm



Auswahl der Linienfarbe.



Auswahl der Linienart für das Rechteck.



Füllfarbe ein-/ausschalten.

Kontrollkartenvorlage - Grenzwerte

Dialogfenster: **Datenbank ► Extras ► Vorlagen ► Vorlagen für Kontrollkarte... ► Vorlagen für Kontrollkarten ► [Bearbeiten] ► Eigenschaft...**
ten... ► Eigenschaften - Kontrollkartenvorlage - 'Name' ► [Bearbeiten] ► Eigen-
schaften... ► Kontrollkarte - Resultateigenschaften ► Grenzwerte

Definition von Warn- und Eingreifgrenzen, die auf der Kontrollkarte eingezeichnet werden.

Warngrenzen

Die Warngrenzen werden in der Kontrollkarte **orange** eingezeichnet.

Untere Grenze

Untere Warngrenze.

Eingabebereich	$-1.0 \cdot 10^{99} \dots 1.0 \cdot 10^{99}$
Standardwert	0

Obere Grenze

Oberer Warngrenze.

Eingabebereich	-1.0·10⁹⁹ ... 1.0·10⁹⁹
Standardwert	1

Eingreifgrenzen

Die Eingreifgrenzen werden in der Kontrollkarte **rot** eingezeichnet.

Untere Grenze

Untere Eingreifgrenze.

Eingabebereich	$-1.0 \cdot 10^{99} \dots 1.0 \cdot 10^{99}$
Standardwert	0

Obere Grenze

Obere Eingreifgrenze.

Eingabebereich	$-1.0 \cdot 10^{99} \dots 1.0 \cdot 10^{99}$
Standardwert	1

Bei der Eingreifgrenze und der Warngrenze wird *nicht* überwacht ob der untere Wert kleiner als der obere ist, resp. umgekehrt, ob der obere Wert grösser ist als der untere.

4.4.2.2.2.4 Kontrollkartenvorlage - Statistik

Dialogfenster: Datenbank ► Extras ► Vorlagen ► Vorlagen für Kontrollkarte... ► Vorlagen für Kontrollkarten ► [Bearbeiten] ► Eigenschaften... ► Eigenschaften - Kontrollkartenvorlage - 'Name' ► [Bearbeiten] ► Eigenschaften... ► Kontrollkarte - Resultateigenschaften ► Statistik

Definition der Anzeige von Statistikdaten für die Kontrollkarte.

Statistikdaten anzeigen

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, so werden unterhalb der grafischen Darstellung die Statistikdaten für **Mittelwert**, **Standardabweichung**, **Anzahl Messpunkte** sowie **Minimum- und Maximumwert** angezeigt.

Mittelwert einzeichnen

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, so wird der **Mittelwert** als ausgezogene Linie in der Farbe der Messwerte in der Kontrollkarte eingezeichnet.

Standardabweichung einzeichnen

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, so werden die beiden Werte **Mittelwert + absolute Standardabweichung** und **Mittelwert - absolute Standardabweichung** als gestrichelte Linie in der Farbe der Messwerte in der Kontrollkarte eingezeichnet.

4.4.3 Exportvorlagen

4.4.3.1 Exportvorlagen verwalten

Dialogfenster: **Datenbank ► Extras ► Vorlagen ► Exportvorlagen... ► Exportvorlagen**

Mit dem Menüpunkt **Extras ► Vorlagen ► Exportvorlagen...** wird das Dialogfenster **Exportvorlagen** geöffnet, in dem global verfügbare Vorlagen für den manuellen oder automatischen Export von Bestimmungsdaten verwalten werden können.

Vorlagentabelle

Die Tabelle mit den definierten Vorlagen ist nicht editierbar, sie kann jedoch durch einen Klick auf den Spaltentitel nach der selektierten Spalte in auf- oder absteigender Reihenfolge sortiert werden.

Name

Anzeige des Namens der Exportvorlage.

Dateityp

Wahl des Dateiformats für den Datenexport:

Auswahl	*.rdet (StabNet-Format) *.csv (Comma Separated) *.xml (XML-Format) *.txt (Messpunktliste)
Standardwert	*.rdet (StabNet-Format)

*.rdet (StabNet-Format)

Programm-spezifisches Datenaustauschformat, das nur in andere Stab-Net-Datenbanken importiert werden kann.

*.csv (Comma Separated)

Datenaustauschformat mit unformatiertem Text, das in andere PC-Programme (z. B. Excel, Access) importiert werden kann.

*.xml (XML-Format)

Datenaustauschformat mit XML-Code, das in entsprechende PC-Programme importiert werden kann.

*.txt (Messpunktliste)

Datenaustauschformat für die Messpunktliste mit unformatiertem Text, das in entsprechende PC-Programme importiert werden kann. Die Textdatei enthält einen Dokumentenkopf mit Datum/Zeit der Bestimmung und der Bestimmungs-ID. Anschliessend werden nacheinander die Messpunktlisten der einzelnen Befehle aufgeführt. Pro Messpunktliste wird der Befehlsname vorangestellt, es folgt eine Kopfzeile mit den Bezeichnungen und den Einheiten der Messwerte des Befehls. Anschliessend kommt die Liste der Messpunkte, jeder Messpunkt wird in einer separaten Zeile aufgeführt und besteht aus einer Zeitangabe und allen Messwerten die der Befehl erzeugt.

[Felder auswählen]

Öffnen des Dialogfensters **Felder auswählen**, in dem die gewünschten Felder für den Export ausgewählt, in der gewünschten Reihenfolge angeordnet und umbenannt werden können (*siehe Kapitel 4.4.3.2.2, Seite 162*).



HINWEIS

Die Feldauswahl ist nur für die Dateitypen ***.csv** möglich. Bei ***.rdet**, ***.xml** und ***.txt** werden immer sämtliche Felder exportiert.

[Optionen]

Öffnen des Dialogfensters **Optionen für CSV-Format** (siehe Kapitel 4.4.3.2.3, Seite 162) oder **Optionen für Messpunktliste** (siehe Kapitel 4.4.3.2.4, Seite 163), in dem Trennzeichen definiert werden können .



Dateiname

Auswahl	Bestimmungs-ID Probendaten Abfrage für jeden Export Fixer Dateiname (Daten anhängen)
Standardwert	Bestimmungs-ID

Ist diese Option ausgewählt, wird der Name der Exportdatei aus der eindeutigen **Bestimmungs-ID**, dem **Computer-Namen**, dem Datumsstempel **-JJJMMTT-HHMMSS** und dem Suffix für das Format gebildet.

Ist diese Option ausgewählt, wird der Name der Exportdatei aus den ausgewählten Probanden (**Ident** oder **Info 1...3**), dem **Computer-Namen**, dem Datumsstempel **-JJJMMTT-HHMMSS** und dem Suffix für das Format gebildet. Falls der erzeugte Namen im Verzeichnis bereits vorhanden ist, wird zusätzlich eine Versionsnummer an das Datum angehängt.

Ist diese Option ausgewählt, wird der Name der Exportdatei bei jedem Export abgefragt. Zusätzlich zum eingegebenen Namen wird automatisch der **Computer-Name** und der Datumsstempel **-JJJJMMTT-HHMMSS** hinzugefügt.

Ist diese Option ausgewählt, wird der Name der Exportdatei aus dem hier eingegebenen Namen und dem Suffix für das Format gebildet. Ist die Datei im Verzeichnis bereits vorhanden, werden die Daten an diese Datei angehängt.



■■■■■■■ 161

4.4.3.2.2 Exportvorlage - Felder auswählen

Dialogfenster: **Datenbank ► Extras ► Vorlagen ► Exportvorlagen... ► Exportvorlagen ► [Bearbeiten] ► Eigenschaften... ► Exportvorlage 'Name' ► [Felder auswählen] ► Felder auswählen**

Mit **[Felder auswählen]** im Eigenschaftenfenster für Exportvorlagen öffnet sich das Dialogfenster **Felder auswählen**, in dem für den Dateityp ***.csv** die Felder für den Datenexport ausgewählt werden können.

Verfügbare Felder

Anzeige aller Felder, die exportiert werden können.

Ausgewählte Felder

Anzeige aller Felder, die exportiert werden.

Standardname

Nicht editierbarer Name des Feldes, das exportiert wird.

Angezeigter Name

Vom Anwender editierbarer Feldname für das exportierte Feld. Standardmässig ist hier der **Standardname** eingetragen. Wird der Feldname gelöscht, erscheint wieder der **Standardname**.



Ausgewähltes Feld hinzufügen.



Ausgewähltes Feld entfernen.



Reihenfolge der exportierten Felder ändern durch Verschieben des ausgewählten Feldes nach oben.



Reihenfolge der exportierten Felder ändern durch Verschieben des ausgewählten Feldes nach unten.

4.4.3.2.3 Exportvorlage - Optionen für CSV-Format

Dialogfenster: Datenbank ► Extras ► Vorlagen ► Exportvorlagen... ► Exportvorlagen ► [Bearbeiten] ► Eigenschaften... ► Exportvorlage 'Name' ► [Optionen] ► Optionen für CSV-Format

Mit **[Optionen]** im Eigenschaftsfenster für Exportvorlagen öffnet sich das Dialogfenster **Optionen für CSV-Format**, in dem Trennzeichen definiert werden können.

4.5.1.6 Bestimmungsübersicht - Navigationsleiste

Unterfenster: **Datenbank ► Bestimmungsübersicht**

 201 - 400 von 2098 (gefiltert) 

Die unterhalb der Bestimmungstabelle angezeigte Navigationsleiste dient zum Navigieren bei umfangreichen Tabellen, bei denen nicht mehr alle Bestimmungen gleichzeitig angezeigt werden können. Sie enthält die folgenden Elemente:



Sprung zum ersten Satz an Bestimmungen in der Tabelle.



Zurückschalten zum vorhergehenden Satz an Bestimmungen in der Tabelle.

201 - 400 von 2098 (gefiltert)

Anzeige des ausgewählten Satzes **#### - ####** an Bestimmungen in der Tabelle. Falls die Tabelle nicht gefiltert wird, erscheint zusätzlich die Gesamtzahl aller Bestimmungen. Falls die Tabelle gefiltert wird, erscheint die Gesamtzahl der gefilterten Bestimmungen mit dem Zusatz **(gefiltert)**.



Weiterschalten zum nächsten Satz an Bestimmungen in der Tabelle.



Sprung zum letzten Satz an Bestimmungen in der Tabelle.

4.5.1.7 Bestimmungsübersicht - Tabellennavigation

Unterfenster: **Datenbank ► Bestimmungsübersicht**

In der Bestimmungstabelle kann mit der Maus mit Hilfe der vertikalen und horizontalen Rollbalken navigiert werden. Zusätzlich bestehen die folgenden Möglichkeiten über die Tastatur:

[↑]

Bewegen des Zeilen-Cursors um ein Feld nach oben.

[↓]

Bewegen des Zeilen-Cursors um ein Feld nach unten.

[Ctrl] [End]

Sprung zur letzten Bestimmung des aktuellen Satzes.

[Ctrl] [Home]

Sprung zur ersten Bestimmung des aktuellen Satzes.

[Weitere...]

Öffnet das Dialogfenster **Suchen - Feldauswahl**, in dem alle Felder baumartig aufgeführt sind, in denen gesucht werden kann. Ein Feld kann in die Suche übernommen werden, in dem man es markiert und den Dialog mit **[OK]** schliesst.

Suchoptionen**Typ**

Auswahl des Formattyps für Felder, bei denen mehrere Typen möglich sind. Bei Feldern mit fixem Typ wird dieser nur angezeigt.

Auswahl	Text Datum Zahl
Standardwert	Text

Operator

Auswahl des Vergleichsoperators für die Suchbedingung.

für Felder vom Typ = Text

Auswahl	= <> leer nicht leer
Standardwert	=

für Felder vom Typ = Datum

Auswahl	= <> < <= > >= leer nicht leer ungültig ausserhalb der Grenzen Heute
Standardwert	=

ungültig

Es wird nach Werten mit dem Eintrag **ungültig** gesucht.

ausserhalb der Grenzen

Es wird nach Werten gesucht, die ausserhalb der für die ausgewählten Felder definierten Grenzwerte liegen (rot dargestellte Werte).

Heute

Es wird nach dem aktuellen Datum gesucht. Im Feld **Suchbegriff** kann zusätzlich ein Bereich in Tagen definiert werden, nach dem ausgehend vom aktuellen Datum gesucht werden soll.

für Felder vom Typ = Zahl

Auswahl	= <> < <= > >= leer nicht leer ungültig ausserhalb der Grenzen
Standardwert	=

ungültig

Es wird nach Werten mit dem Eintrag **ungültig** gesucht.

ausserhalb der Grenzen

Es wird nach Werten gesucht, die ausserhalb der für die ausgewählten Felder definierten Grenzwerte liegen (rot dargestellte Werte).

Begründung zur Unterschrift.

Kommentar zur Unterschrift.

Im Fenster **Unterschriften Stufe 2 löschen** können alle Unterschriften auf Stufe 2 für die ausgewählte Methode oder Bestimmung gelöscht werden.

Unterschriften 2 löschen.

Unterschriften 2 können nur gelöscht werden, wenn der Anwender einer Anwendergruppe angehört, welche die entsprechende Berechtigung dazu hat.

Alle ausgewählten Datensätze

Alle gefilterten Datensätze

Exportvorlage

Auswahl	'Exportvorlage'
---------	-----------------

Mit dem Menüpunkt **Bestimmungen ► Importieren...** öffnet sich das Dialogfenster **Bestimmungen importieren**, in dem die zu importierenden Bestimmungen ausgewählt werden müssen. Diese Bestimmungen werden anschliessend in die geöffnete Datenbank importiert.



Mit dem Symbol  oder dem Menüpunkt **Bestimmungen ► Löschen** werden die ausgewählten Bestimmungen nach der Bestätigungsabfrage gelöscht.



189

4.5.2.12 Bestimmungen - Methode anzeigen

Menüpunkt: **Datenbank ► Bestimmungen ► Methode anzeigen...**

Mit dem Menüpunkt **Bestimmungen ► Methode anzeigen...** oder dem Symbol  öffnet sich das Dialogfenster **Bestimmungsmethode 'Methodenname'**, in dem die für die ausgewählte Bestimmung verwendete Methode mit den drei Unterfenstern **Messparameter**, **Auswertung** und **Eigenschaften** angezeigt wird. Im Unterschied zum Programmteil **Methode** sind hier aber keine Parameter editierbar.

Methode speichern

[Speichern unter...]

Mit dieser Schaltfläche kann die Bestimmungsmethode in einer Methodengruppe gespeichert werden. Dabei wird das Fenster **Methode speichern** geöffnet, in dem die Methodengruppe ausgewählt und ein Methodenname eingegeben oder ausgewählt werden kann.

4.5.2.13 Bestimmungen - History anzeigen

Menüpunkt: **Datenbank ► Bestimmungen ► History anzeigen**

Menüpunkt: **Datenbank ► Bestimmungen ► Aktuell machen**

History-Ansicht ein-/ausschalten

Mit dem Menüpunkt **Bestimmungen ► History anzeigen** oder dem Symbol  werden in der Bestimmungstabelle nur noch die aktuell fokussierte Bestimmung sowie sämtliche zu dieser Bestimmung gehörenden früheren Bestimmungsversionen angezeigt.

Wird die History-Ansicht mit dem Menüpunkt **Bestimmungen ► History anzeigen** oder dem Symbol  wieder ausgeschaltet, erscheint wieder die ursprüngliche Auswahl der Bestimmungen in der Bestimmungstabelle.

Alte Version aktuell machen

Mit dem Menüpunkt **Bestimmungen ► Aktuell machen** oder dem Symbol  wird die in der Tabelle ausgewählte Bestimmungsversion wieder zur aktuellen Bestimmungsversion gemacht. Dabei wird eine neue Bestimmung mit einer gegenüber der letzten gespeicherten Version um **+1** erhöhten Versionsnummer erzeugt.

4.5.2.14 Bestimmungen - Reportausgabe

Dialogfenster: **Datenbank ▶ Datei ▶ Drucken ▶ Report... ▶ Reportausgabe**

Auswahl

Auswahl	Ausgewählte Bestimmungen Alle gefilterten Bestimmungen
Standardwert	Ausgewählte Bestimmungen



HINWEIS

Werden mehrere Reports gleichzeitig als PDF-Datei ausgegeben, wird dem Dateinamen automatisch ein Index angehängt.

4.5.2.15 Bestimmungen - Detailübersicht

4.5.2.15.1 Detailübersicht öffnen

Dialogfenster: **Datenbank ► Bestimmungen ► Detailübersicht... ► Detailübersicht öffnen**

In diesem Dialogfenster wird angegeben, welche Bestimmungen für die Detailübersicht angezeigt werden sollen.

Auswahl

Auswahl der Bestimmungen, die in der Detailansicht angezeigt werden sollen.

Auswahl	Ausgewählte Bestimmungen Alle gefilterten Bestimmungen
Standardwert	Ausgewählte Bestimmungen

Ausgewählte Bestimmungen

Es werden alle Bestimmungen in der Detailübersicht angezeigt, die in der Bestimmungstabelle ausgewählt (markiert) sind.

Alle gefilterten Bestimmungen

Es werden alle Bestimmungen aus der ganzen Bestimmungstabelle in der Detailübersicht angezeigt, die dem eingestellten Filter entsprechen.

4.5.2.15.2 Detailübersicht - Allgemeines

Dialogfenster: **Datenbank ► Bestimmungen ► Detailübersicht... ► Detailübersicht öffnen ► [OK] ► Detailübersicht**

Nach der Auswahl der Bestimmungen (*siehe Kapitel 4.5.2.15.1, Seite 192*) öffnet sich das Dialogfenster **Detailübersicht - Resultate**, in dem Resultate und Kontrollkarten zu den ausgewählten Bestimmungen angezeigt werden.

Das Dialogfenster enthält die beiden folgenden Bereiche, die mit dem entsprechenden Symbol auf der linken Seite ausgewählt werden können:

- *Resultate*
- *Kontrollkarte*

Detailübersicht - Resultate

Dialogfenster: **Datenbank ▶ Bestimmungen ▶ Detailübersicht... ▶ Detailübersicht öffnen ▶ [OK] ▶ [Resultate] ▶ Detailübersicht - Resultate**

Das Dialogfenster zeigt Resultate für die ausgewählten Bestimmungen in grafischer und tabellarischer Form sowie die zugehörigen statistischen Auswertungen an.

Grafische Darstellung

Die in den ausgewählten Bestimmungen enthaltenen Resultate werden über mehrere Bestimmungen grafisch dargestellt. Jedes in der Methode definierte Resultat besitzt eine eigene Registerkarte, welche mit dem Resultatnamen (**Induktionszeit**, **Stabilitätszeit**, **Normzeit**) bezeichnet ist.

Die y-Achse wird in der Einheit **h** (Stunde) automatisch skaliert, auf der x-Achse werden die ausgewählten Bestimmungen entsprechend ihrem Aufnahmedatum von **1** bis **n** durchnummeriert und in gleichen Abständen dargestellt. Der statistische Mittelwert ist als blaue Linie in der Grafik eingezeichnet.

Die Resultatwerte werden mit den folgenden Symbolen dargestellt:



Resultat einer Bestimmung, die für die statistischen Berechnungen berücksichtigt wird. Durch einen Mausklick auf das Symbol wird zusätzlich die zugehörige Bestimmung in der Tabelle markiert.



Resultat einer Bestimmung, die für die statistischen Berechnungen berücksichtigt wird und zusätzlich in der Tabelle markiert ist.



Resultat einer Bestimmung, die nicht für die statistischen Berechnungen berücksichtigt wird.

Durch einen Klick mit der rechten Maustaste innerhalb des Grafikrahmens öffnet sich das folgende kontextsensitive Menü:

Alles anzeigen	Grafik ganz anzeigen. Dieser Menüpunkt ist immer aktiv.
Zoom...	Dialog zur Eingabe eines Zoombereichs öffnen (<i>siehe Kapitel 4.5.2.15.5, Seite 199</i>).
Unzoom	Die zuletzt ausgeführte Zoom-Aktion rückgängig machen.
Kopieren	Grafik kopieren.

Achsen

Y-Achse

Die Y-Achse wird mit der Einheit des Resultats beschriftet.

Die Skalierung der Y-Achse erfolgt automatisch entsprechend den Werten des jeweiligen Results.

Als Einheit wird die Einheit des Resultats der ersten Bestimmung verwendet.

X-Achse

Auf der X-Achse wird die 'Nummer' der Resultate aufgetragen

Die Resultate der verschiedenen Bestimmungen werden alle im gleichem Abstand angezeigt. Die Resultate der Bestimmungen werden von links nach rechts nach aufsteigendem Aufnahme datum der Bestimmung aufgeführt.

Enthält eine Bestimmung nicht das dargestellte Resultat, bleibt dieser Platz leer.

Statistik

Die Resultate der verwendeten Bestimmungen (siehe unter *Tabelle*) werden automatisch statistisch ausgewertet und die berechneten Grössen unterhalb der Grafik aufgeführt.

Es werden gleich viele Nachkommastellen angezeigt, wie im Datenbankteil
Resultate.

Der **Mittelwert** wird als ausgezogene blaue Linie in der Grafik eingezeichnet.

Mittelwert:

Mittelwert der Resultate.

Minimum:

Kleinster Wert der Resultate.

Maximum:

Grösster Wert der Resultate.

Absolute Standardabweichung:

Absolute Standardabweichung der Resultate.

Relative Standardabweichung:

Relative Standardabweichung der Resultate.

Anzahl der Bestimmungen in der Tabelle, für welche die Statistik aktiviert ist.

Tabelle mit Informationen zu den ausgewählten Bestimmungen. Sie enthält folgende Spalten:

Aufnahmedatum der Bestimmung.

Nummer der Bestimmung (chronologisch sortiert).

Identifikation für die Probanden der Bestimmung.

Name der für die Bestimmung verwendeten Methode.

Wert der Induktionszeit.

Wert der Stabilitätszeit.

Wert der Normzeit.

Gibt an, ob ein Resultat zur Berechnung der Statistik verwendet wird oder nicht.

Die Grafik der Resultatwerte ist mit der Tabelle der Bestimmungen synchronisiert. Ein Punkt kann sowohl in der Grafik als auch in der Tabelle selektiert werden. Der Punkt wird dann **blau** und die entsprechende Zeile in der Tabelle **grün** markiert. Punkte, die manuell aus der Statistik entfernt wurden, erscheinen als **schwarzes Kreuz** in der Grafik.

Durch einen Klick auf den Spaltentitel kann die Tabelle nach der selektierten Spalte in auf- oder absteigender Reihenfolge sortiert werden. Die Tabellenansicht kann mit der linken Maustaste folgendermassen angepasst werden:

- **Ziehen der Begrenzung zwischen den Spaltentiteln**
Einstellen der Spaltenbreite.

Die Resultatwerte werden mit den folgenden Symbolen dargestellt:

Durch einen Klick mit der rechten Maustaste innerhalb des Grafikrahmens öffnet sich das folgende kontextsensitive Menü:

Achsen

Die Konfiguration der Y-Achse erfolgt in den Eigenschaften der Kontrollkarte (*siehe Kapitel 4.4.2.2, Seite 154*).

Auf der X-Achse wird die 'Nummer' der Resultate aufgetragen

Enthält eine Bestimmung nicht das dargestellte Resultat, bleibt dieser Platz leer.

Als Legende werden für den ersten und letzten Punkt Datum und Zeit angezeigt.

Tabelle

Tabelle mit Informationen zu den ausgewählten Bestimmungen. Sie enthält folgende Spalten:

Datum

Aufnahmedatum der Bestimmung.

Nummer

Nummer der Bestimmung (chronologisch sortiert).

Ident

Identifikation für die Probanden der Bestimmung.

Methode

Name der für die Bestimmung verwendeten Methode.

Induktionszeit

Wert der Induktionszeit.

Stabilitätszeit

Wert der Stabilitätszeit.

Normzeit

Wert der Normzeit.

Benutzerdefinierte Resultate

Werte für die benutzerdefinierten Resultate RS01 ... RS25.

Statistik

Gibt an, ob ein Resultat zur Berechnung der Statistik verwendet wird oder nicht.

Die Grafik der Resultatwerte ist mit der Tabelle der Bestimmungen synchronisiert. Ein Punkt kann sowohl in der Grafik als auch in der Tabelle selektiert werden. Der Punkt wird dann **blau** und die entsprechende Zeile in der Tabelle **grün** markiert. Punkte, die manuell aus der Statistik entfernt wurden, erscheinen als **schwarzes Kreuz** in der Grafik.

Durch einen Klick auf den Spaltentitel kann die Tabelle nach der selektierten Spalte in auf- oder absteigender Reihenfolge sortiert werden. Die Tabellenansicht kann mit der linken Maustaste folgendermassen angepasst werden:

- Beim Klicken auf die Tabelle der Bestimmungen mit der rechten Maustaste erscheint ein kontextsensitives Menü mit folgenden Menüpunkten:

 **HINWEIS**

Markierte Zeilen der Tabelle können mit CTRL+C und CTRL+V in andere Programme übernommen werden. Das Kontextmenü der Tabelle darf dabei nicht geöffnet sein!

[Drucken (PDF)]

Öffnet das Dialogfenster **Kontrollkarte drucken (PDF)** (siehe Kapitel 4.5.2.15.7, Seite 201), in dem der Inhalt der Kontrollkarte als PDF-Datei im gewünschten Format ausgegeben werden kann.

Dialogfenster: **Datenbank ► Bestimmungen ► Detailübersicht... ► Detailübersicht
öffnen ► [OK] ► [Resultate] / [Kontrollkarte] ► Detailübersicht - Resultate /
Detailübersicht - Kontrollkarte ► Zoom... ► Zoom**

Legt den angezeigten Bereich fest, dieser wird immer auf die ganze Grösse des Grafikfensters aufgespannt.

Sichtbarer Bereich in X-Richtung.

Startpunkt in x-Richtung.

Endpunkt in x-Richtung

Eingabebereich	$-10^{12} \dots 10^{12}$
----------------	--------------------------

Y-Achse

Sichtbarer Bereich in Y-Richtung.

von

Startpunkt in y-Richtung.

Eingabebereich	$-10^{12} \dots 10^{12}$
----------------	--------------------------

bis

Endpunkt in y-Richtung.

Eingabebereich	$-10^{12} \dots 10^{12}$
----------------	--------------------------

4.5.2.15.6 Resultatübersicht drucken

Dialogfenster: **Datenbank ► Bestimmungen ► Detailübersicht... ► Detailübersicht
öffnen ► [OK] ► [Resultate] ► Detailübersicht - Resultate ► [Drucken
(PDF)] ► Resultatübersicht drucken (PDF)**

Auswahl	Alle Resultattypen 'Ausgewähltes Resultat'
Standardwert	Alle Resultattypen

Alle Resultattypen

Resultatübersicht für alle Resultat-Typen ausgeben.

'Ausgewähltes Resultat'

Resultatübersicht nur für die ausgewählten Resultate ausgeben.

Ausrichtung

Auswahl	Hochformat Querformat
Standardwert	Hochformat

Hochformat

Resultatübersicht im Hochformat ausgeben.

Querformat

Resultatübersicht im Querformat ausgeben.

Kommentar

Möglichkeit zur Eingabe eines Kommentars zur Resultatübersicht, der mit der Resultatübersicht ausgegeben wird.

Eingabe **1000 Zeichen**

[OK]

Die Resultatübersicht wird im gewünschten Format als PDF-Datei ausgegeben und direkt mit dem Acrobat Reader geöffnet, von wo sie gedruckt und/oder gespeichert werden kann.

Kontrollkarte drucken

[OK]

Dialogfenster **Kurvenüberlagerung** öffnen (siehe Kapitel 4.5.2.16.2, Seite 202) und ausgewählte Bestimmungen laden. Beim Laden der Bestimmungen werden noch keine Bestimmungen angezeigt. Die Tabelle mit den Bestimmungen ist grau hinterlegt und der Fortschritt des Vorgangs wird durch einen Balken visualisiert. Wenn alle Bestimmungen geladen sind, werden die Kurven angezeigt und die Bestimmungstabelle aktiv.

4.5.2.16.2 Kurven überlagern - Anzeige

Dialogfenster: Datenbank ► Bestimmungen ► Kurven überlagern... ► Kurven überlagern ► OK ► Kurvenüberlagerung

Das Dialogfenster **Kurvenüberlagerung** zeigt die Kurven für die ausgewählten Bestimmungen in grafischer und tabellarischer Form an.

Grafische Darstellung

Die Kurven der ausgewählten Bestimmungen werden mit unterschiedlichen Farben grafisch dargestellt. Die Farben und ihre Reihenfolge sind konfigurierbar. Sind mehr Kurven in der Übersicht enthalten als die 10 definierten Farben, wiederholt sich für die weiteren Kurven dieses Farbmuster. Für die 10 Farben werden die Farbmuster von StabNet 2.0 verwendet.

Wird eine Kurve angeklickt, so wird sie mit einer fetteren Linie dargestellt und ein Rahmen um die ganze Kurve aufgezo-gen, der auf der rechten Seite skaliert wird.

Klicken mit der rechten Maustaste innerhalb des Grafikrahmens öffnet das folgende kontextsensitive Menü:

Alles anzeigen	Grafik ganz anzeigen.
Zoom...	Dialog zur Eingabe eines Zoombereichs öffnen (<i>siehe Kapitel 4.8.5.2, Seite 247</i>).
Unzoom	Die zuletzt ausgeführte Zoom-Aktion rückgängig machen.
Kopieren	Grafik kopieren.
Eigenschaften...	Eigenschaften für die Kurvendarstellung festlegen (<i>siehe Kapitel 4.5.2.16.3, Seite 205</i>).

Achsen

Die **X-Achse** wird automatisch so skaliert, dass die längste Kurve ganz angezeigt wird.

Die **Y-Achse** wird in der Einheit der ersten ausgewählten Bestimmung automatisch skaliert und auf die grösste Kurve angepasst.

Tabelle mit Informationen zu den ausgewählten Bestimmungen. Sie enthält folgende Spalten:

Aufnahmedatum der Bestimmung.

Nummer der Bestimmung (chronologisch sortiert).

Identifikation für die Probanden der Bestimmung.

Name der für die Bestimmung verwendeten Methode.

Wert der für die Bestimmung verwendeten Probertemperatur.

Wert der bestimmten Induktionszeit.

Wert der bestimmten Stabilitätszeit.

Linienfarbe, mit der die Kurve dargestellt wird.

Gibt an, ob eine Kurve angezeigt wird oder nicht.

Die Grafik ist mit der Tabelle der Bestimmungen synchronisiert. Eine Kurve kann sowohl in der Grafik als auch in der Tabelle selektiert werden. Die Linie wird dann fett angezeigt.

Klicken auf den Spaltentitel sortiert die Tabelle nach der selektierten Spalte in auf- oder absteigender Reihenfolge. Die Tabellenansicht kann mit der linken Maustaste folgendermassen angepasst werden:

- **Ziehen der Begrenzung zwischen den Spaltentiteln**
Einstellen der Spaltenbreite.
- **Doppelklick auf Begrenzung zwischen den Spaltentiteln**
Einstellen der optimalen Spaltenbreite.
- **Ziehen des Spaltentitels**
Verschieben der Spalte an den gewünschten Ort.



Kurve nach oben verschieben (Reihenfolge ändern).



Kurve nach unten verschieben (Reihenfolge ändern).

Die Lage der Kurven kann durch Drücken folgender Tasten geändert werden:

[PageUp] Kurve um 10 % des Grafikfensters nach oben schieben.

[PageDown] Kurve um 10 % des Grafikfensters nach unten schieben.

[Shift]-[↑]	Vergrössert den Abstand zweier Kurven innerhalb desselben Grafikframes um 10 %.
--------------------	---

[Shift]-[↓]	Verkleinert den Abstand zweier Kurven innerhalb desselben Grafikframes um 10 %.
--------------------	---

Beim Klicken auf die Tabelle der Bestimmungen mit der rechten Maustaste erscheint ein kontextsensitives Menü mit folgenden Menüpunkten:

Ein	Kontrollkästchen Anzeigen bei den markierten Kurven einschalten.
Aus	Kontrollkästchen Anzeigen bei den markierten Kurven ausschalten.
Auswahl invertieren	Einstellung Anzeigen bei den markierten Kurven invertieren.

Skalierung

Die dargestellten Kurven werden nach folgenden Regeln skaliert und dargestellt:

- Die Kurven werden in der Reihenfolge dargestellt, wie sie in der Tabelle aufgeführt sind, d.h. oberster Eintrag in der Tabelle entspricht unterste Kurve.
- Die Skalierung und die Anordnung der Kurven wird angepasst, wenn die Kurvenübersicht geöffnet wird, wenn die Eigenschaften der Kurvenübersicht geändert wurden oder wenn die Reihenfolge in der Tabelle (Spaltensortierung, manuelles Verschieben über Pfeiltasten) geändert wird.
- Die Y-Achse wird so skaliert, dass sie der **obersten Bestimmung der Tabelle (unterste Kurve)** entspricht.
- Der kleinste Wert der Y-Achse ist fix und hat den Wert 0.
- Alle anderen Kurven werden relativ zu der untersten Kurve mit der gleichen Skalierung dargestellt.

Kurvenübersicht drucken (PDF)

Öffnen des Nachbearbeitungsfensters

Das Nachbearbeiten von Bestimmungen, die im Unterfenster **Bestimmungsübersicht** ausgewählt wurden, erfolgt im eigenständigen Dialogfenster **Nachbearbeiten**. Das Fenster wird mit **Bestimmun-**

gen ► Nachbearbeiten... oder dem Symbol  geöffnet. Standardmäßig wird beim Öffnen des Fensters immer die erste der ausgewählten Bestimmungen angezeigt.

Schliessen des Nachbearbeitungsfensters

Das Dialogfenster **Nachbearbeiten** wird mit **[OK]**, **[Abbrechen]** oder mit dem Symbol  geschlossen werden.



HINWEIS

Das Nachbearbeitungsfenster kann nicht geschlossen werden, solange noch eine Nachberechnung läuft.

4.5.2.17.2 Nachbearbeiten - Regeln

Dialogfenster: **Datenbank ► Nachbearbeiten... ► Nachbearbeiten**

Bestimmungen auswählen

Für die Auswahl der Bestimmungen, die nachbearbeitet werden, gelten folgende Regeln:

- **Abgeschlossene Bestimmung**
Es können nur abgeschlossene Bestimmungen nachbearbeitet werden.
- **Anzahl Bestimmungen**
Es können maximal 200 Bestimmungen für das Nachbearbeiten ausgewählt werden.
- **Unterschiedene Bestimmung**
Bestimmungen, die auf Stufe 1 unterschrieben sind, können nachbearbeitet werden.
Bestimmungen, die auf Stufe 2 unterschrieben sind, können nicht nachbearbeitet werden.
- **Mehrfachbestimmungen**
Mehrfachbestimmungen können nur gemeinsam nachbearbeitet werden.

Ablauf beim Nachbearbeiten

Für das Nachbearbeiten der ausgewählten Bestimmungen gelten folgende Regeln:

- #### 4.5.2.17.3 Nachbearbeitungsfenster

Unterfenster

- *Nachbearbeitungstabelle*
Bestimmung auswählen, Probanddaten bearbeiten und Reihenfolge festlegen, in der die Bestimmungen nachbearbeitet werden.
- *Resultate*
Resultate der Nachbearbeitung anzeigen.
- *Auswertung*
Auswerteparameter bearbeiten.
- *Kurven*
Kurven manuell auswerten, Messkurven anzeigen.

Am unteren Rand des Fensters befinden sich die Schaltflächen, mit denen sich die verschiedenen Operationen im Nachbearbeiten auslösen lassen.

Die Schaltfläche öffnet ein Menü mit folgendem Menüpunkt:

Speichern unter...	Dialogfenster Methode speichern öffnen (<i>siehe Kapitel 5.2.6, Seite 258</i>). Die Methode, aus der die Auswerteparameter stammen, wird gespeichert. Dieser Menüpunkt ist nur aktiv, wenn eine Bestimmung selektiert ist.
---------------------------	---

[Nachberechnen]

Löst das Nachbearbeiten aus. Falls Bestimmungen manuell ausgewertet wurden, erscheint eine Abfrage, ob diese manuellen Auswertungen beibehalten werden sollen oder nicht. Solange die Nachbearbeitung läuft, sind alle Unterfenster und Schaltflächen inaktiv, im unteren Bereich des Fensters wird ein Fortschrittsbalken angezeigt.



HINWEIS

Alle Bestimmungen werden mit den Auswerteparametern (**Parameter**, **Resultate** und **Dokumentation**) der **ausgewählten** Bestimmung nachbearbeitet.

Erst zu diesem Zeitpunkt fließen alle Änderungen, die im Nachbearbeiten gemacht wurden, in die Bestimmungen ein. Die geänderten Resultate und Messkurven werden in den Unterfenstern **Nachbearbeitungstabelle**, **Resultate** und **Kurven** angezeigt.

Statistiken können nur für Bestimmungen definiert werden, bei welchen in der Methode die statistische Verknüpfung aktiviert wurde (Mehrfachbestimmungen) (siehe "Startoptionen", Seite 276). Falls beim Nachbearbeiten von Einzelbestimmungen ein benutzerdefiniertes Resultat definiert wird und für dieses benutzerdefinierte Resultat eine Statistik definiert wird, dann werden das benutzerdefinierte Resultat und die Statistik in jeder zum Nachbearbeiten selektierten Bestimmung gelöscht.

[Aktualisieren]

Dient dazu, Änderungen an den Auswerteparametern auf **die selektierte Bestimmung** anzuwenden. So können schnell die richtigen Auswerteparameter gefunden werden, ohne bei jedem Optimierungsversuch die ganze Tabelle nachzubearbeiten.

[Zurücksetzen]

Mit dieser Schaltfläche werden alle in der Nachbearbeitung vorgenommenen und noch nicht gespeicherten Änderungen zurückgesetzt und es stehen wieder die ursprünglichen Daten und Resultate zur Verfügung.

[OK]

Mit dieser Schaltfläche wird für jede durch die Nachbearbeitung modifizierte Bestimmung eine neue Version mit einer um **+1** erhöhten Versionsnummer gespeichert und das Unterfenster **Nachbearbeiten** geschlossen.

Die Schaltfläche ist nur dann aktiv, wenn mit **[Nachberechnen]** das Nachbearbeiten ausgelöst wurde und die Bestimmungen konsistent mit den geänderten Parametern sind. Sobald im Nachbearbeiten etwas editiert wird, wird die Schaltfläche wieder inaktiv.

Alle nachbearbeiteten Bestimmungen werden mit dem Status **modifiziert** abgelegt.

Der Methodenstatus einer nachbearbeiteten Bestimmung wechselt von **original** auf **modifiziert**, falls die Auswerteparameter geändert wurden. Falls nur Probanden geändert wurden, bleibt der Methodenstatus gleich wie vorher. Eine Bestimmung mit dem Methodenstatus **modifiziert** behält diesen Methodenstatus in jedem Fall.

Die manuellen Änderungen im Kurven-Unterfenster (**Induktionszeit verschieben** und **Tangenten manuell setzen**) werden auch gespeichert (siehe Kapitel 4.5.2.17.7, Seite 218)).



HINWEIS

Ist die Option **Kommentar bei Änderung von Bestimmungen** unter **Konfiguration ► Extras ► Sicherheitseinstellungen... ► Sicherheitseinstellungen ► Audit Trail/Änderungen** eingeschaltet, so erscheint vor der Speicherung das Dialogfenster **Änderungskommentar Bestimmung** (siehe Kapitel 4.5.2.17.8, Seite 220).

[Abbrechen]

Mit dieser Schaltfläche wird das Ergebnis der seit der letzten Speicherung vorgenommenen Nachbearbeitung nicht gespeichert und das Unterfenster **Nachbearbeiten** geschlossen. Die gleiche Funktion kann auch mit dem Symbol  in der rechten oberen Fensterecke ausgelöst werden.

Fortschrittsbalken

Während dem Nachberechnen oder Aktualisieren erscheint im unteren Teil des Fensters ein Fortschrittsbalken. **Die Schaltflächen des Dialogfensters sind während dieser Zeit inaktiv.** Das Nachberechnen kann dabei mit dem Symbol  neben dem Balken abgebrochen werden.

Erst nach dem Ende können weitere Daten geändert und das Nachberechnen oder Aktualisieren erneut ausgelöst werden. Die nachberechneten Kurven erscheinen nach dem Nachberechnen im Unterfenster **Kurven**.

4.5.2.17.4 Unterfenster Nachbearbeitungstabelle

4.5.2.17.4.1 Nachbearbeitungstabelle

Unterfenster: **Datenbank ► Nachbearbeiten... ► Nachbearbeiten ► Nachbearbeitungstabelle**

Im Unterfenster **Nachbearbeitungstabelle** des Dialogfensters **Nachbearbeiten** werden die Bestimmungen aufgelistet, die nachbearbeitet werden. Hier können die Probanddaten der einzelnen Bestimmungen geändert

werden und hier wird die Reihenfolge der Bestimmungen festgelegt, in der sie nachbearbeitet werden.

Tabelle

Die Tabelle enthält alle Bestimmungen, die nachbearbeitet werden sollen.

Sie hat eine feste Anzahl Spalten. Pro Bestimmung werden der **Bestimmungsstart**, der **Methodenname**, alle Probandaten (**Ident**, **Info 1**, **Info 2**, **Info 3**), die **Induktionszeit [h]**, die **Stabilitätszeit [h]** und der **Auswertungstyp** in separaten Spalten angezeigt. Die Reihenfolge der Spalten kann per Drag-and-drop verändert werden.

Die Tabelle ist standardmässig nach aufsteigendem Bestimmungsstart sortiert. Diese Reihenfolge kann jedoch mit den Pfeiltasten am rechten Rand geändert werden.

Durch Klicken auf eine Zeile wird eine Bestimmung **grün** unterlegt, und damit als ausgewählt markiert (es kann immer nur eine Zeile selektiert werden). Das hat folgende Konsequenzen:

- Die Eigenschaften der ausgewählten Bestimmung werden in den Unterfenstern **Resultate**, **Auswertung** und **Kurven** angezeigt.
- Die ausgewählte Bestimmung kann mit den Pfeiltasten in der Nachbearbeitungstabelle nach oben oder unten geschoben werden.
- Die ausgewählte Bestimmung kann bearbeitet oder gelöscht werden.

Pfeiltasten



HINWEIS

Die Reihenfolge der Bestimmungen in der Nachbearbeitungstabelle legt fest, in welcher Reihenfolge die Bestimmungen nachbearbeitet werden.



Schiebt die ausgewählte Bestimmung eine Zeile nach oben.



Schiebt die ausgewählte Bestimmung eine Zeile nach unten.

Menü Bearbeiten

[Bearbeiten] enthält die folgenden Menüpunkte:

Zeile bearbeiten	Öffnet das Dialogfenster Zeile bearbeiten - Nachbearbeiten um die Proben- daten der ausgewählten Bestimmung zu bearbeiten (<i>siehe Kapitel 4.5.2.17.4.2,</i> <i>Seite 213</i>).
-------------------------	---

>

Sprung zur nächsten Zeile in der Tabelle.

>|

Sprung zur letzten Zeile in der Tabelle.

Funktionen

[Übernehmen]

Eingetragene Probanddaten in die entsprechende Zeile der Tabelle übernehmen.

[Schliessen]

Das Eingabefenster schliessen. Die aktuellen Probanddaten werden dabei nicht in die Tabelle übernommen (dies muss zuvor mit **[Übernehmen]** ausgelöst werden).

4.5.2.17.4.3

Zeilen inkrementieren

Unterfenster: **Datenbank ► Nachbearbeiten... ► Nachbearbeiten ► Nachbearbeitungstabelle ► Bearbeiten ► Inkrementieren**

Die selektierten Zelleinträge der ersten Zeile werden dabei in die darunter liegenden Zellen des ausgewählten Bereichs übertragen und pro Zeile inkrementiert. Man muss dazu den Cursor ausgehend von der ersten, geänderten Zelle über die Zellen ziehen, die inkrementiert werden sollen.

Die darunter liegenden Zelleinträge werden überschrieben.

Regeln fürs Inkrementieren

- Bei Text ohne Zahl am Ende wird der erste Zelleintrag auf die markierten Zellen übertragen, ohne dass etwas inkrementiert wird (gleiches Verhalten wie **Auffüllen**). **Probe** -> **Probe**
- Ganze Zahlen werden um 1 inkrementiert. **1**->**2**->**3**
- Bei Zahlen mit Nachkommastellen wird die letzte Stelle inkrementiert. **1.0**->**1.1**, **1.00**->**1.01**, **1.99**->**2.00**
- Bei Exponentialdarstellung wird der Exponent erhöht. **1e2**->**1e3**
- Bei Texten mit einer Zahl am Ende wird die Zahl inkrementiert. **Probe 1**->**Probe 2**

Felder die nicht inkrementiert werden können:

- **Bestimmungsstart**
- **Methodenname**
- **Induktionszeit [h]**
- **Stabilitätszeit [h]**
- **Auswertungstyp**

- **nach der Q_{10} -Regel**

Bei der Q_{10} -Regel handelt es sich um eine empirische Regel. Bei der Extrapolation nach der Q_{10} -Methode wird aus dem Q_{10} -Koeffizienten B der Q_{10} -Faktor bestimmt, mit dem die Normzeit berechnet werden kann.

- **nach der Arrhenius-Gleichung**

Die Arrhenius-Gleichung beschreibt die exakte Temperaturabhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit.

4.5.2.18.1.2 Berechnung nach Q_{10}

Unterfenster: **Datenbank ► Extrapolation**

Die Abhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit von der Temperatur wird allgemein mit der folgenden Formel beschrieben:

$$(1) \quad t = A \cdot e^{(B \cdot T)}$$

Variablensymbol	Variablenname	Einheit	Beschreibung
	Induktionszeit oder Stabilitätszeit	h	Zeit bis zum Knickpunkt oder der definierten Leitfähigkeitsänderung in der Kurve Leitfähigkeit vs. Zeit.
A	Koeffizient		
B	Q_{10} -Koeffizient		Koeffizient mit dem der Q_{10} -Faktor berechnet werden kann.
T	Temperatur	°C oder K	Temperatur für die Induktionszeit oder Stabilitätszeit berechnet wird.

Geradengleichung für die Berechnung der Koeffizienten A und B aus der linearen Regression

Gleichung (1) logarithmiert

$$(2) \quad \ln(t) = B \cdot T + \ln A$$

Allgemeine Geradengleichung

$$(3) \quad y = m \cdot x + b$$

y entspricht $\ln(t)$

x entspricht T

m Steigung der linearen Regression



Resultat einer Bestimmung, die für die Extrapolation berücksichtigt wird und zusätzlich in der Tabelle markiert ist.

Durch einen Klick mit der rechten Maustaste innerhalb des Grafikrahmens öffnet sich das folgende kontextsensitive Menü:

Alles anzeigen	Grafik ganz anzeigen. Dieser Menüpunkt ist immer aktiv.
Zoom...	Dialog zur Eingabe eines Zoombereichs öffnen (<i>siehe Kapitel 4.5.2.18.4, Seite 230</i>).
Unzoom	Die zuletzt ausgeführte Zoom-Aktion rückgängig machen.
Kopieren	Grafik kopieren.

Tabelle

Tabelle mit Informationen zu den ausgewählten Bestimmungen. Sie enthält folgende Spalten:

Bestimmungsstart

Startzeit der Bestimmung.

Ident

Identifikation der Probe.

Methodenname

Name der für die Bestimmung verwendeten Methode.

Probentemperatur [°C]

Probentemperatur, mit der die Bestimmung durchgeführt wurde.

Temperaturkorrektur [°C]

Temperaturkorrektur der für die Bestimmung verwendeten Methode.

Induktionszeit [h]

Induktionszeit, die bei der Bestimmung ermittelt wurde (wird nur angezeigt für **Verwendete Resultate = Induktionszeit**).

Stabilitätszeit [h]

Stabilitätszeit, die bei der Bestimmung ermittelt wurde (wird nur angezeigt für **Verwendete Resultate = Stabilitätszeit**).

Verwendet

Gibt an, ob ein Resultat zur Berechnung der Regressionsgerade verwendet wird oder nicht.

Eingabebereich	-10¹² ... 10¹² (Inkrement: 10⁻⁶)
Standardwert	Aktueller Startpunkt in y-Richtung

bis

Endpunkt in y-Richtung.

Eingabebereich	-10¹² ... 10¹² (Inkrement: 10⁻⁶)
Standardwert	Aktueller Endpunkt in y-Richtung

4.5.2.18.5 Koeffizient/Faktor speichern

Menüpunkt: **Datenbank ► Bestimmungen ► Extrapolation... ► Bestimmungen extrapolieren ► Extrapolation ► [Koeffizient speichern] / [Faktor speichern] ► Koeffizient/Faktor speichern**

Mit **[Koeffizient speichern] / [Faktor speichern]** öffnet sich das Dialogfenster **Koeffizient/Faktor speichern**, in dem der in der Extrapolation ermittelte Arrhenius-Koeffizienten oder Q₁₀-Faktor in der Tabelle der Temperaturkoeffizienten (*siehe Kapitel 6.7.2, Seite 375*) gespeichert werden kann. Dabei kann entweder ein bereits vorhandener Temperaturkoeffizient überschrieben oder mit **[Neu]** ein neuer erzeugt werden.

Name

Name des Temperaturkoeffizienten, unter dem der Arrhenius-Koeffizienten oder Q₁₀-Faktor gespeichert werden soll.

Eingabe	1 ... 40 Zeichen
Standardwert	'leer'
Auswahl	'Temperaturkoeffizient'

[Neu]

Arrhenius-Koeffizient oder Q₁₀-Faktor unter einem neuen Namen speichern.

[OK]

Arrhenius-Koeffizient oder Q₁₀-Faktor unter dem ausgewählten Namen speichern.



HINWEIS

Arrhenius-Koeffizienten oder Q₁₀-Faktoren können nur gespeichert werden, wenn sie mit Induktionszeiten ermittelt wurden.

Methode gespeichert von (Kurzname):

Kurzname des Anwenders, der beim Speichern der geänderten Methode angemeldet war.

Methode gespeichert von (voller Name):

Voller Name des Anwenders, der beim Speichern der geänderten Methode angemeldet war.

Änderungsbegründung Methode:

Begründung zur Änderung der Methode.

Änderungskommentar Methode:

Anwenderkommentar zur Änderung der Methode.

Unterschrift Stufe 1 / Unterschrift Stufe 2

Informationen zu den Unterschriften auf Stufe 1 oder Stufe 2 in chronologischer Reihenfolge.

Unterschriftsdatum:

Datum und Zeit, an dem die Methode unterschrieben wurde.

Unterschrieben von (Kurzname):

Kurzname des Anwenders, der die Methode unterschrieben hat.

Unterschrieben von (voller Name):

Voller Name des Anwenders, der die Methode unterschrieben hat.

Unterschriftsbegründung:

Vom Anwender ausgewählte Begründung für die Unterschrift.

Unterschriftskommentar:

Anwenderkommentar beim Unterschreiben der Methode.

4.6.4 Informationen - Probe

Registerkarte: **Datenbank** ► **Informationen** ► **Probe**

Anzeige von allgemeinen Informationen zur verwendeten Probe.

Probendaten

Informationen zur Probe. Es werden nur diejenigen Probendaten angezeigt, für die auch ein Wert vorhanden ist.

Ident:

Identifikation der Probe.

Anzahl Bestimmungen:

Angabe der Anzahl der Bestimmungen n/m (n=Bestimmungsnummer einer Mehrfach-Bestimmung; m=Soll-Anzahl Bestimmungen einer Mehrfach-Bestimmung).

Identifikationen

Informationen zu den Probanddaten. Sie werden nur angezeigt, wenn ein Wert vorhanden ist.

Info 1:

Anzeige, der für die Probe als **Info 1** eingegebenen Daten.

Info 2:

Anzeige, der für die Probe als **Info 2** eingegebenen Daten.

Info 3:

Anzeige, der für die Probe als **Info 3** eingegebenen Daten.

Live-Änderungen

Informationen zur letzten Liveänderung der Probanddaten.

Änderungsbegründung Probendaten:

Begründung zur Änderung der Probandaten.

Änderungskommentar Probanden:

Anwenderkommentar zur Änderung der Probandaten.

4.6.5 Informationen - Konfiguration

Registerkarte: **Datenbank** ► Informationen ► Konfiguration

Anzeige von allgemeinen Informationen zu Geräten, Sensoren, Temperaturkoeffizienten und Zubehör.

Gerät 'Gerätename'

Informationen zum verwendeten Gerät (es werden nur die vorhandenen Geräteinformationen angezeigt).

Gerätetyp:

Typ des Gerätes.

Programmversion:

Version des Geräteprogramms.

Geräte-Seriennummer:

Seriennummer des Gerätes.

Messblock:

Bezeichnung des Messblocks, auf dem die Messung durchgeführt wurde.

Messposition:

Messposition, an der die Messung durchgeführt wurde.

Sensor 'Sensorname'

Informationen zum verwendeten Leitfähigkeitssensor.

Sensor-Seriennummer:

Seriennummer des Leitfähigkeitssensors.

Zellkonstante:

Zellkonstante des Leitfähigkeitssensors.

Temperaturkoeffizient 'Name'

Informationen zum verwendeten Temperaturkoeffizienten.

Typ:

Typ des Temperaturkoeffizienten.

Arrhenius-Koeffizient:

Wert des Arrhenius-Koeffizienten

Q10-Faktor

Wert des Q-Faktors

Zuweisungsdatum:

Datum und Zeit der letzten Wertzuweisung.

Zuweisungsmethode:

Methode, mit der der Wert zugewiesen wurde (manuell oder durch Übernahme aus der Extrapolation).

Anwender

Anwender, der während der Wertzuweisung angemeldet war, oder der den Wert von Hand eingetragen hat.

Zubehör 'Zubehörname'

Informationen zum verwendeten Zubehör.

Zubehörname

Name des Zubehörteils.

Hersteller

Hersteller des Zubehörteils.

Bestellnummer

Bestellnummer des Zubehörteils.

Inbetriebnahme

Anzeige von Datum und Zeit der Inbetriebnahme des Zubehörs.

Verfallsdatum

Verfallsdatum des Zubehörteils.

4.6.6 Informationen - Meldungen

Registerkarte: **Datenbank** ► **Informationen** ► **Meldungen**

Anzeige der beim Ablauf der Bestimmung erzeugten Meldungen.

'Zeit'

Anzeige der Zeit, zu der die Meldung im Ablauf erzeugt wurde (Datum, Zeit, UTC im Format **JJJJ-MM-TT hh:mm:ss UTC.....**).

Meldungstitel:

Anzeige von Titel und Nummer zur Meldung.

Meldungstext:

Anzeige der Meldung.

4.6.7 Informationen - Bestimmungskommentar

Registerkarte: **Datenbank** ► **Informationen** ► **Bestimmungskommentar**

Anzeige des Kommentars zur Bestimmung.

Bestimmungskommentar:

Anzeige des für die Bestimmung eingegebenen Kommentars.

4.7 Unterfenster Resultate

4.7.1 Resultate - Allgemeines

Unterfenster: **Datenbank ► Resultate**

Im Unterfenster **Resultate** im Programmteil **Datenbank** werden die automatisch berechneten Resultate sowie die benutzerdefinierten Resultate und die dazu verwendeten Variablen angezeigt.

Beim Navigieren in der Bestimmungsübersicht werden diese Daten (mit einer bestimmten zeitlichen Verzögerung) automatisch aktualisiert.

Das Unterfenster **Resultate** kann im Programmteil **Datenbank** bei der Definition des Layouts eingeschaltet und damit sichtbar gemacht werden. Es kann beliebig vergrößert und verkleinert und auch maximiert werden.

Registerkarten

Die Resultate zur Bestimmung werden auf den folgenden Registerkarten angezeigt:

- *Resultate*
Anzeige der berechneten Resultate.
- *Statistik*
Anzeige der Statistik-Daten für die Resultate.
- *Überwachung*
Anzeige der Überwachungsdaten für die Resultate.

4.7.2 Resultate - Resultate

Registerkarte: **Datenbank ► Resultate ► Resultate**

Registerkarte: **Datenbank ► Nachbearbeiten... ► Nachbearbeiten ► Resultate ► Resultate**

Auf der Registerkarte **Resultate** werden alle berechneten Resultate und die dazu verwendeten Formeln angezeigt.

Resultate

"Resultat"

Anzeige von Resultatname, Resultatwert mit definierter Anzahl Dezimalstellen und Resultateinheit.



HINWEIS

Wird ein Resultatwert überwacht und liegt er innerhalb der definierten Grenzwerte, so wird er mit **grüner** Textfarbe angezeigt, liegt er ausserhalb der Grenzwerte, mit **roter** Textfarbe.

n:

Anzeige der Anzahl durchgeführter Bestimmungen bei statistisch ausgewerteten Resultaten.

Mittelwert:

Anzeige des Mittelwertes bei statistisch ausgewerteten Resultaten.

Absolute Standardabweichung:

Anzeige der absoluten Standardabweichung bei statistisch ausgewerteten Resultaten.

Relative Standardabweichung:

Anzeige der relativen Standardabweichung bei statistisch ausgewerteten Resultaten.

Minimum:

Anzeige des Minimalwertes bei statistisch ausgewerteten Resultaten.

Maximum:

Anzeige des Maximalwertes bei statistisch ausgewerteten Resultaten.

4.7.4 Resultate - Überwachung

Registerkarte: **Datenbank** ► **Resultate** ► **Überwachung**

Registerkarte: **Datenbank** ► **Nachbearbeiten...** ► **Nachbearbeiten** ► **Resultate** ► **Überwachung**

Auf der Registerkarte **Überwachung** werden alle berechneten Resultate und die in der Methode definierten zugehörigen Grenzwerte angezeigt.



HINWEIS

Diese Registerkarte wird nur angezeigt, wenn in der Methode eine Überwachung für Resultate definiert worden ist.

Resultate

"Resultat"

Anzeige von Resultatname, Resultatwert mit definierter Anzahl Dezimalstellen und Resultateinheit.

4.8.5.2 Zoomen mit Dialog

Dialogfenster: **Datenbank ▶ Kurven ▶ Zoom... ▶ Zoom**

Dialogfenster: **Datenbank ▶ Nachbearbeiten... ▶ Nachbearbeiten ▶ Kurven ▶ Zoom... ▶ Zoom**

Dialogfenster: **Datenbank ▶ Bestimmungen ▶ Extrapolation... ▶ Bestimmungen extrapolieren ▶ Extrapolation ▶ Zoom... ▶ Zoom**

Dialogfenster: **Arbeitsplatz ▶ Live-Kurve ▶ Zoom... ▶ Zoom**

Der kontextsensitive Menüpunkt **Zoom...** öffnet das Dialogfenster **Zoom** zur Eingabe eines Zoombereichs. Er wird immer auf die ganze Grösse des Kurvenfensters aufgespannt.



HINWEIS

Die Einstellungen sind temporär. Sie werden nicht in den Eigenschaften der Kurvenanzeige gespeichert.

x-Achse

Sichtbarer Bereich in x-Richtung.

von

Startpunkt in x-Richtung.

Eingabebereich	-10¹² ... 10¹² (Inkrement: 10⁻⁶)
Standardwert	Aktueller Startpunkt in x-Richtung

bis

Endpunkt in x-Richtung.

Eingabebereich	-10¹² ... 10¹² (Inkrement: 10⁻⁶)
Standardwert	Aktueller Endpunkt in x-Richtung

Y-Achse

Sichtbarer Bereich in y-Richtung.

von

Startpunkt in y-Richtung.

Eingabebereich	-10¹² ... 10¹² (Inkrement: 10⁻⁶)
Standardwert	Aktueller Startpunkt in y-Richtung

bis

Endpunkt in y-Richtung.

Eingabebereich	-10¹² ... 10¹² (Inkrement: 10⁻⁶)
Standardwert	Aktueller Endpunkt in y-Richtung

5 Methode

5.1 Methode - Allgemeines

5.1.1 Methode - Definition

Programmteil: **Methode**

Definition

Unter **Methode** versteht man in **StabNet** eine Ablaufvorschrift zur Bearbeitung einer Probe, die im Programmteil **Methode** erstellt und im Programmteil **Arbeitsplatz** gestartet werden kann.

Verwaltung

Methoden sind in **Methodengruppen** organisiert und werden immer automatisch versioniert, d. h. bei jeder Speicherung einer Methode wird eine neue **Version** erstellt. Methoden können zusätzlich in **zwei Stufen unterschrieben** und gegen weitere Veränderungen gesperrt werden. Methoden sind in der **Konfigurationsdatenbank** abgelegt.

5.1.2 Methode - Oberfläche

Programmteil: **Methode**

Methoden-Symbol



Durch Klicken auf das Methodensymbol in der vertikalen Leiste am linken Rand wird der Programmteil **Methode** geöffnet, gleichzeitig wird das Methodensymbol farbig dargestellt. In der linken oberen Ecke des Symbols befindet sich ein schwarzes Feld, in dem die Anzahl der aktuell geöffneten Methoden angezeigt wird (*siehe Kapitel 5.2.3, Seite 256*).

Elemente

Die Oberfläche des Programmteils **Methode** umfasst die folgenden Elemente:

- Methodenspezifische Menüleiste.
- Methodenspezifische Symbolleiste.
- Hauptfenster, in dem eine Methoden geöffnet und angezeigt werden kann.

5.1.4 Methode - Symbolleiste

Programmteil: **Methode**

	Neue Methode erstellen (<i>siehe Kapitel 5.2.1, Seite 254</i>).
	Bestehende Methode öffnen (<i>siehe Kapitel 5.2.2, Seite 254</i>).
	Ausgewählte Methode speichern (<i>siehe Kapitel 5.2.6, Seite 258</i>).
	Ausgewählte Methode schliessen (<i>siehe Kapitel 5.2.9, Seite 261</i>).
	Methodenverwaltung öffnen (<i>siehe Kapitel 5.3.1, Seite 261</i>).
	Verwaltung für Methodengruppen öffnen (<i>siehe Kapitel 5.4.1, Seite 273</i>).
	Methodenreport als PDF-Datei ausgeben (<i>siehe Kapitel 5.2.8, Seite 260</i>).
	Ausgewählte Methode auf Plausibilität testen (<i>siehe Kapitel 5.2.5, Seite 257</i>).
	Anwender abmelden (<i>siehe Kapitel 2.2.3, Seite 13</i>).
	StabNet-Hilfe öffnen.

5.1.5 Methode - Funktionen

Programmteil: **Methode**

Im Programmteil **Methode** können folgende Funktionen ausgeführt werden:

Methodeneditor

- Methode neu erstellen
- Methode öffnen
- Methode auswählen
- Methode bearbeiten
- Methode testen
- Methodenreports drucken (PDF)
- Methode speichern
- Methode schliessen

Methoden verwalten

- Methoden verwalten
- Methode umbenennen
- Methode kopieren
- Methode verschieben

Methodengruppe

Methodengruppe

Auswahl der Methodengruppe, deren Methoden in der Methodentabelle angezeigt werden sollen (*siehe Kapitel 5.4, Seite 273*).

Auswahl	'Methodengruppen' Hauptgruppe
Standardwert	Hauptgruppe

Methodentabelle

Die Methodentabelle enthält Informationen zu allen Methoden der ausgewählten Methodengruppe. Die Tabelle ist nicht editierbar. Durch einen Klick auf den Spaltentitel (Spalten **Name**, **Gespeichert**, **Anwender**, **Voller Name**, **Version**, **Unterschrieben**, **Methodenkommentar**) kann die Tabelle nach der ausgewählten Spalte in auf- oder absteigender Reihenfolge sortiert werden.

Name

Name der Methode.

Gespeichert

Datum und Zeit der Speicherung der Methode.

Anwender

Kurzname des Anwenders, welcher die Methode gespeichert hat.

Voller Name

Voller Name des Anwenders, welcher die Methode gespeichert hat.

Version

Versionsnummer der Methode.

Unterschrieben

Anzeige, ob und wie die Methode unterschrieben wurde.

Auswahl	nein Stufe 1 Stufe 2
---------	---------------------------------

nein


Die Methode wurde noch nicht unterschrieben. Sie kann zum Bearbeiten geöffnet und gelöscht werden.

Stufe 1

Die Methode wurde auf Stufe 1 elektronisch unterschrieben. Sie kann zum Bearbeiten geöffnet und gelöscht werden. Wird die Methode geändert und neu abgespeichert, so wird eine neue Version angelegt, bei der alle Unterschriften gelöscht sind.



Zwei Methoden sind geöffnet, eine von ihnen wird im Hauptfenster angezeigt.



Öl
✓ Biodiesel

Ein Klick mit der linken oder rechten Maustaste auf das Methodensymbol öffnet ein Menü, in dem die Namen aller geöffneten Methoden angezeigt werden. Die im Hauptfenster angezeigte Methode wird dabei mit einem Häkchen markiert. Mit einem Klick auf die gewünschte Methode wird diese anstelle der zuvor ausgewählten Methode angezeigt.

5.2.4 Methode bearbeiten

Programmteil: **Methode**

Die Bearbeitung der Methode erfolgt in den Unterfenstern **Messparameter**, **Auswertung** und **Eigenschaften**.

Methoden können nur bearbeitet werden, wenn sie nicht auf der **Stufe 2** unterschrieben sind.

5.2.5 Methode testen

Menüpunkt: **Methode ► Datei ► Methodentest**

Mit dem Symbol ✓ oder dem Menüpunkt **Datei ► Methodentest** wird ein Methodentest für die fokussierte Methode ausgelöst. Dabei werden die folgenden Punkte getestet:

- **Formeln**
Sind die in Formeln verwendeten Variablen vorhanden?
- **Plausibilität**
Sind die in der Methode definierten Parameter plausibel?
- **Vorlagen**
Sind die in der Methode verwendeten E-Mail-Vorlagen, Exportvorlagen und Reportvorlagen auch in der Konfiguration vorhanden?
- **Datenbank**
Ist in der Methode eine Datenbank angegeben und ist diese vorhanden?

Bei jedem Fehler, der gefunden wird, erscheint die entsprechende Fehlermeldung, anschliessend muss der Test erneut gestartet werden. Der erfolgreiche Abschluss des Methodentests wird mit einer Meldung bestätigt.

Messparameter

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ausgabe der Messparameter. Dieser Teilreport umfasst den Fixreport **Messparameter** (siehe Kapitel 4.4.1.4.3.7, Seite 146).

Auswertung

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ausgabe aller Auswerteparameter. Dieser Teilreport umfasst den Fixreport **Auswertungseigenschaften** (siehe Kapitel 4.4.1.4.3.7, Seite 146).

Eigenschaften

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Ausgabe aller Methodeneinstellungen. Dieser Teilreport umfasst den Fixreport **Methodeneigenschaften** (siehe Kapitel 4.4.1.4.3.7, Seite 146).

5.2.9 Methode schliessen

Menüpunkt: **Methode ► Datei ► Schliessen / Alle schliessen**

Einzelne Methode schliessen

Mit dem Symbol  oder dem Menüpunkt **Datei ► Schliessen** wird die fokussierte Methode geschlossen. Wurde die Methode geändert, wird nachgefragt, ob die geänderte Methode als neue Methodenversion gespeichert werden soll.

Alle Methoden schliessen

Mit dem Menüpunkt **Datei ► Alle schliessen** werden alle geöffneten Methoden geschlossen. Bei jeder Methode, die geändert wurde, wird nachgefragt, ob die geänderte Methode als neue Methodenversion gespeichert werden soll.

5.3 Methoden verwalten

5.3.1 Methoden verwalten

Dialogfenster: **Methode ► Datei ► Methoden verwalten... ► Methoden verwalten**

Mit dem Symbol  oder dem Menüpunkt **Datei ► Methoden verwalten...** wird das Dialogfenster **Methoden verwalten** geöffnet, in dem ein Anwender mit entsprechender Zugriffsberechtigung Methoden verwalten kann.

Stufe 1

Die Methode wurde auf Stufe 1 elektronisch unterschrieben. Sie kann zum Bearbeiten geöffnet und gelöscht werden. Wird die Methode geändert und neu abgespeichert, so wird eine neue Version angelegt, bei der alle Unterschriften gelöscht sind.

Stufe 2

Die Methode wurde auf Stufe 2 elektronisch unterschrieben. Dadurch ist sie gesperrt und kann weder zum Bearbeiten geöffnet noch gelöscht werden.

Methodenkommentar

Kommentar zur Methode, der in den Methodeneigenschaften definiert wurde.

Fenstermenüs

Das Menü **[Bearbeiten]** unterhalb der Methodentabelle enthält die folgenden Menüpunkte:

Umbenennen...	Ausgewählte Methode umbenennen (<i>siehe Kapitel 5.3.2, Seite 264</i>).
Kopieren	Ausgewählte Methode(n) in der gleichen Methodengruppe kopieren (<i>siehe Kapitel 5.3.3, Seite 264</i>).
Verschieben...	Ausgewählte Methode(n) in eine andere Methodengruppe verschieben (<i>siehe Kapitel 5.3.4, Seite 264</i>).
Löschen...	Ausgewählte Methode(n) löschen (<i>siehe Kapitel 5.3.5, Seite 265</i>).
Senden an...	Ausgewählte Methode(n) exportieren und an E-Mail anhängen (<i>siehe Kapitel 5.3.6, Seite 265</i>).
Exportieren...	Ausgewählte Methode(n) exportieren (<i>siehe Kapitel 5.3.7, Seite 266</i>).
Importieren...	Methode(n) importieren (<i>siehe Kapitel 5.3.8, Seite 266</i>).

Das Menü **[Unterschreiben]** unterhalb der Methodentabelle enthält die folgenden Menüpunkte:

Unterschrift 1...	Ausgewählte Methode auf Stufe 1 unterschreiben (<i>siehe Kapitel 2.3.3, Seite 16</i>).
Unterschrift 2...	Ausgewählte Methode auf Stufe 2 unterschreiben (<i>siehe Kapitel 2.3.4, Seite 17</i>).
Unterschriften anzeigen...	Alle Unterschriften der ausgewählten Methode anzeigen (<i>siehe Kapitel 5.3.10.4, Seite 270</i>).
Unterschriften 2 löschen...	Alle Unterschriften der Stufe 2 der ausgewählten Methode löschen (<i>siehe Kapitel 2.3.5, Seite 19</i>).

Auswahl	'Methodengruppe'
---------	------------------

**HINWEIS**

Gespernte Methoden (unterschiedene Methoden auf **Stufe 2**) können nicht verschoben werden.

5.3.5 Methode löschen

Menüpunkt: **Methode ► Datei ► Methoden verwalten... ► Methoden verwalten ► [Bearbeiten] ► Löschen...**

Mit dem Menüpunkt **[Bearbeiten] ► Löschen...** werden die ausgewählten Methoden mit sämtlichen Methodenversionen gelöscht.

Ist die Option **Kommentar bei Änderung von Methoden** in den **Sicherheitseinstellungen** (siehe Kapitel 6.2.2.4, Seite 328) eingeschaltet, so erscheint beim Löschen von Methoden zuerst das Dialogfenster **Änderungskommentar Methode** (siehe Kapitel 5.2.7, Seite 260).

**HINWEIS**

Gespernte Methoden (unterschiedene Methoden auf **Stufe 2**) können nicht gelöscht werden.

5.3.6 Methode senden an

Menüpunkt: **Methode ► Datei ► Methoden verwalten... ► Methoden verwalten ► [Bearbeiten] ► Senden an...**

Mit dem Menüpunkt **[Bearbeiten] ► Senden an...** werden die ausgewählten Methoden je in eine Datei mit dem Namen **'Methodenname'.rmet** exportiert.

Anschließend wird der Standard-E-Mail-Client von Windows mit einer leeren Nachricht geöffnet. Die Exportdateien der markierten Objekte werden automatisch als Anhang hinzugefügt. Der Anwender kann die E-Mail selber komplettieren und verschicken. Die exportierten Methoden werden nur temporär auf dem Rechner gespeichert und nach dem Senden der E-Mail automatisch gelöscht.

**HINWEIS**

Die exportierten Methoden werden unverschlüsselt, aber mit einer Checksumme gespeichert. Wird eine so gespeicherte Datei manipuliert, kann sie nicht mehr importiert werden.

5.3.10 Methoden unterschreiben

5.3.10.1 Regeln für elektronische Unterschriften

Programmteile: **Methode / Datenbank**

Methoden und Bestimmungen können in StabNet in zwei Stufen **elektronisch unterschrieben** werden. Dabei gelten folgende Regeln:

- **Unterschriftsstufen**
Methoden und Bestimmungen können durch Eingabe des Anwendernamens und des Passwortes in zwei Stufen (Unterschrift Stufe 1 und Unterschrift Stufe 2) unterschrieben werden.
- **Mehrmaliges Unterschreiben**
Methoden und Bestimmungen können auf jeder Stufe mehrmals unterschrieben werden. Alle Unterschriften werden gespeichert und im Audit Trail dokumentiert.
- **Unterschreiben auf Stufe 1**
Ist auf Stufe 2 unterschrieben worden, kann nicht mehr auf Stufe 1 unterschrieben werden.
- **Unterschreiben auf Stufe 2**
Auf Stufe 2 kann erst unterschrieben werden, wenn bereits auf Stufe 1 unterschrieben wurde.
- **Unterschiedliche Anwender**
Der gleiche Anwender darf nur entweder auf Stufe 1 oder auf Stufe 2 unterschreiben.
- **Begründung und Kommentar**
Zu jeder Unterschrift gehört eine Begründung, die aus vordefinierten Standardbegründungen ausgewählt werden muss. Zusätzlich kann ein weiterer Kommentar eingegeben werden.
- **Gespeicherte Daten**
Zu jeder Unterschrift werden Unterschriftsdatum, Anwendername, Voller Name, Begründung und Kommentar gespeichert.
- **Löschen von Unterschriften 1**
Unterschriften auf Stufe 1 werden beim Erstellen einer neuen Version automatisch wieder gelöscht.
- **Löschen von Unterschriften 2**
Unterschriften auf Stufe 2 können durch den dazu berechtigten Anwender wieder gelöscht werden.
- **Methoden unterschreiben**
Methoden können immer nur einzeln unterschrieben werden.
- **Unterschriftsoptionen**
Die Optionen für Elektronische Unterschriften werden auf der Registerkarte **Unterschriften** im Dialogfenster **Sicherheitseinstellungen** eingestellt.

Kommentar

Eingabe eines Kommentars zur Unterschrift.

Eingabe

1000 Zeichen

[Unterschreiben]

Methode oder Bestimmung unterschreiben. Das Fenster bleibt geöffnet.

**HINWEIS**

Methoden oder Bestimmungen können nur auf Stufe 1 unterschrieben werden, wenn der Anwender einer Anwendergruppe angehört, welche die entsprechende Berechtigung dazu hat.

5.3.10.3 Unterschrift Stufe 2

Dialogfenster: **Datenbank ► Bestimmungen ► Unterschreiben ► Unterschrift 2... ► Unterschrift Stufe 2**

Dialogfenster: **Methode ► Datei ► Methoden verwalten... ► Methoden verwalten ► [Unterschreiben] ► Unterschrift 2... ► Unterschrift Stufe 2**

Im Fenster **Unterschrift Stufe 2** können Methoden oder Bestimmungen auf Stufe 2 unterschrieben werden.

**HINWEIS**

Methoden oder Bestimmungen, die auf Stufe 2 unterschrieben wurden, sind **gesperrt**, d. h. sie können weder geändert noch gelöscht werden. Um solche Methoden oder Bestimmungen wieder bearbeiten zu können, müssen zuerst die Unterschriften auf Stufe 2 gelöscht werden.

Info

In diesem Feld werden Informationen zum Unterschreiben und Löschen von Unterschriften angezeigt. Möglich sind die folgenden Meldungen:

Auswahl

Unterschrift möglich | Unterschrift 2 nicht möglich (Unterschrift 1 fehlt)

Unterschrift möglich

Die ausgewählte Methode oder Bestimmung kann unterschrieben werden.

Unterschrift 2 nicht möglich (Unterschrift 1 fehlt)

Die ausgewählte Methode oder Bestimmung kann nicht auf Stufe 2 unterschrieben werden, da sie auf Stufe 1 noch nicht unterschrieben wurde.

Anwender

Eingabe des Anwendernamens (Kurzname).

Eingabe **24 Zeichen**

Passwort

Eingabe des Passwortes.

Eingabe **24 Zeichen**

Begründung

Auswahl aus den im Dialogfenster **Sicherheitseinstellungen** definierten **Standardbegründungen** für die Kategorie **Unterschrift Stufe 2**.

Auswahl	'Auswahl aus Standardbegründungen'
---------	------------------------------------

Kommentar

Eingabe eines Kommentars zur Unterschrift.

Eingabe **1000 Zeichen**

[Unterschreiben]

Methode oder Bestimmung unterschreiben. Das Fenster bleibt geöffnet.



HINWEIS

Methoden oder Bestimmungen können nur auf Stufe 2 unterschrieben werden, wenn der Anwender einer Anwendergruppe angehört, welche die entsprechende Berechtigung dazu hat.

5.3.10.4 Methodenunterschriften anzeigen

Dialogfenster: **Methode ▶ Datei ▶ Methoden verwalten... ▶ Methoden verwalten ▶ [Unterschreiben] ▶ Unterschriften anzeigen... ▶ Unterschriften - Methode 'Methodenname'**

Mit dem Menüpunkt **[Unterschreiben] ► Unterschriften anzeigen...** öffnet sich das Fenster **Unterschriften - Methode 'Methodenname'** mit einer Tabelle, in der Informationen zu sämtlichen Unterschriften für die ausgewählte Methode angezeigt werden.

Unterschrift

Anzeige, auf welcher Stufe die Methode unterschrieben wurde (**Stufe 1** oder **Stufe 2**).

Unterschriftsdatum

Datum und Zeitpunkt, an dem die Methode unterschrieben wurde.

Anwender

Kurzname des Anwenders, welcher die Methode unterschrieben hat.

Voller Name

Voller Name des Anwenders, welcher die Methode unterschrieben hat.

Begründung

Begründung zur Unterschrift.

Unterschriftskommentar

Kommentar zur Unterschrift.

5.3.10.5 Unterschriften Stufe 2 löschen

Dialogfenster: **Datenbank ▶ Bestimmungen ▶ Unterschreiben ▶ Unterschriften 2 löschen... ▶ Unterschriften Stufe 2 löschen**

Dialogfenster: **Methode ▶ Datei ▶ Methoden verwalten... ▶ Methoden verwalten ▶ [Unterschreiben] ▶ Unterschriften 2 löschen... ▶ Unterschriften Stufe 2 löschen**

Im Fenster **Unterschriften Stufe 2 löschen** können alle Unterschriften auf Stufe 2 für die ausgewählte Methode oder Bestimmung gelöscht werden.

Anwender

Eingabe des Anwendernamens (Kurzname).

Eingabe	24 Zeichen
---------	-------------------

Passwort

Eingabe des Passwortes.

Eingabe	24 Zeichen
---------	-------------------

Begründung

Auswahl aus den im Dialogfenster **Sicherheitseinstellungen** definierten **Standardbegründungen** für die Kategorie **Unterschrift Stufe 2**.

Auswahl	'Auswahl aus Standardbegründungen'
---------	---

Kommentar

Eingabe eines Kommentars zur Unterschrift.

Eingabe	1000 Zeichen
---------	---------------------

[Löschen]

Unterschriften 2 löschen.

[Aktuell machen]

Ausgewählte Methodenversion wieder zur aktuellen Methodenversion machen. Dabei wird eine neue Methode mit einer um **+1** gegenüber der letzten gespeicherten Version erhöhten Versionsnummer erzeugt.

5.4 Methodengruppen

5.4.1 Methodengruppen verwalten

Dialogfenster: **Methode ▶ Datei ▶ Methodengruppen... ▶ Methodengruppen**

Mit dem Symbol  oder dem Menüpunkt **Datei ▶ Methodengruppen...** wird das Dialogfenster **Methodengruppen** geöffnet, in dem ein Anwender mit entsprechender Zugriffsberechtigung Methodengruppen verwalten kann. Die Informationen zu den bestehenden Methodengruppen werden in einer Tabelle angezeigt. Die Tabelle ist nicht editierbar und wird nicht automatisch aktualisiert. Durch einen Klick auf den Spaltentitel kann die Tabelle nach der ausgewählten Spalte in auf- oder absteigender Reihenfolge sortiert werden.

Name

Name der Methodengruppe.

Anzahl

Anzeige der Anzahl Methoden in der Methodengruppe.

Gespeichert

Datum und Zeit beim Speichern der Methodengruppe.

Anwender

Kurzname des Anwenders, welcher die Methodengruppe gespeichert hat.

Voller Name

Voller Name des Anwenders, welcher die Methodengruppe gespeichert hat.

Kommentar

Kommentar zur Methodengruppe.

[Neu]

Dialogfenster **Eigenschaften - Methodengruppe 'Neue Gruppe'** öffnen, in dem eine neue Methodengruppe definiert werden kann (*siehe Kapitel 5.4.2, Seite 274*).

5.4.2.3 Methodengruppen - Zugriffsrechte

Registerkarte: **Methode ▶ Datei ▶ Methodengruppen... ▶ [Eigenschaften] ▶ Eigenschaften - Methodengruppe 'Name' ▶ Zugriffsrechte**

Zugriffsrechte auf Methodengruppen und deren Methoden können pro Anwendergruppe vergeben werden.



HINWEIS

Die Anwendergruppe **Administratoren** besitzt immer beide Zugriffsrechte, d. h. diese können nicht ausgeschaltet werden.

Anwendergruppe

Namen der Anwendergruppen.

Ausführen

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Berechtigung für den Start von Methoden aus einer Methodengruppe. Methoden dieser Gruppe können geöffnet und gestartet, aber nicht geändert oder gelöscht werden.

Bearbeiten

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Berechtigung für die Bearbeitung von Methoden aus einer Methodengruppe. Methoden dieser Gruppe können geöffnet, gestartet, geändert und gelöscht werden. Zudem können neue Methoden hinzugefügt werden.

5.5 Unterfenster Messparameter

5.5.1 Messparameter

Unterfenster **Methode ▶ Messparameter**

In diesem Unterfenster werden die wichtigsten Parameter für die Durchführung der Messung eingestellt. Die Einstellungen beeinflussen den Verlauf der aufgezeichneten Messkurve.

Probentemperatur

Soll-Temperatur in der Probe.

Eingabebereich	50 ... 220 °C (Inkrement: 1)
Standardwert	120 (Öl), 110 (Biodiesel), 200 (PVC) °C

Auswahl	keine 2 Positionen 4 Positionen
Standardwert	keine

keine

Alle Positionen können einzeln gestartet und gestoppt werden. Die Bestimmungen können auch durch Drücken der Starttasten direkt am Gerät gestartet werden. Stoppen ist am Gerät nicht möglich.

2 Positionen

Die zwei Positionen können nacheinander gestartet und gestoppt werden. Die zwei Bestimmungen der Mehrfach-Bestimmung können auch durch Drücken der Starttasten direkt am Gerät gestartet werden. Stoppen ist am Gerät nicht möglich. In der Statistik werden nur diejenigen Bestimmungen berücksichtigt, die auch gestartet und gestoppt wurden.

4 Positionen

Die 4 Positionen eines Blocks können separat gestartet und gestoppt werden. Die vier Bestimmungen der Mehrfach-Bestimmung können auch durch Drücken der Starttasten direkt am Gerät gestartet werden. Stoppen ist am Gerät nicht möglich. In der Statistik werden nur diejenigen Bestimmungen berücksichtigt, die auch gestartet und gestoppt wurden.

Startverzögerung

Wartezeit bis zum Start der Messung. Sie wird im Programmteil **Arbeitsplatz** durch eine rückwärts laufende Zeitanzeige angezeigt.

Eingabebereich	0 ... 1000 min (Inkrement: 1)
Standardwert	0 min

Max. Startleitfähigkeit

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird bei jedem Start einer Bestimmung überprüft, ob die Leitfähigkeit im Messgefäß höher ist als die definierte maximale Startleitfähigkeit. Ist dies der Fall, erscheint eine Abfrage, ob die Bestimmung trotzdem gestartet werden soll oder nicht.

Nur editierbar wenn **Max. Startleitfähigkeit = ein**, sonst inaktiv.

Eingabebereich	1 ... 400 $\mu\text{S/cm}$ (Inkrement: 1)
Standardwert	20 $\mu\text{S/cm}$

Stoppkriterien**Zeit**

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Zeit bis zum automatischen Stopp der Bestimmung.

Auswahl **ein** | **aus**

Ist die Leitfähigkeitssensor-Zuordnung eingeschaltet, wird beim Start einer Bestimmung die Zellkonstante des zugeordneten Sensors aus der Konfiguration für die verwendete Messposition im Gerät gespeichert. Damit ist diese Zellkonstante die Basis für die Berechnung der Leitfähigkeit bis zum Start der nächsten Bestimmung. Der verwendete Leitfähigkeitssensor ist während der Bestimmung reserviert, d.h. er kann nicht für eine andere Bestimmung oder eine Zellkonstantenbestimmung verwendet werden. Eine manuelle Eingabe der Zellkonstanten ist während der Bestimmung nicht möglich.

Ist die Leitfähigkeitssensor-Zuordnung ausgeschaltet, wird beim Start der Bestimmung eine Zellkonstante von 1.1 /cm für die verwendete Messposition im Gerät gespeichert. Dieser Wert ist die Basis für die Berechnung der Leitfähigkeit bis zum Start der nächsten Bestimmung.

Das in der Zubehörtabelle definierte Zubehör kann Methoden zugeordnet werden. Durch die Zuordnung wird die Nutzungsdauer des Zubehörs beim Methodenstart überprüft (*siehe Kapitel 6.8.3.3, Seite 387*). Zudem werden die zugeordneten Zubehörteile im Report ausgewiesen.

Name

[Hinzufügen]

[Entfernen]

Ausgewählte Zubehörteile aus der Zubehörtabelle der Methode entfernen.

Dialogfenster: **Methode ▶ Messparameter ▶ Zubehör ▶ [Hinzufügen] ▶ Zubehör hinzufügen**

Mit der Schaltfläche **[Hinzufügen]** wird das Dialogfenster **Zubehör hinzufügen** geöffnet. Im Fenster **Zubehör hinzufügen** können Zubehörteile, die in der Zubehörtabelle definiert wurden, zur Methode hinzugefügt werden (*siehe Kapitel 6.8.2, Seite 384*).

5.6 Unterfenster Auswertung

5.6.1 Auswertung - Allgemeines

Unterfenster: **Methode ► Auswertung**

In diesem Unterfenster werden die automatischen Auswertungen der Standardresultate und die Berechnungen von benutzerdefinierten Resultaten sowie die Ausgabe und der Export der Resultate definiert. Weiterhin können Resultate überwacht werden. Es enthält auf der linken Seite die Symbole für die Bereiche, deren Registerkarten dann im rechten Teil des Unterfensters angezeigt werden. Folgende Bereiche werden angezeigt:



Parameter (siehe Kapitel 5.6.2, Seite 281)



Resultate (siehe Kapitel 5.6.3, Seite 284)



Dokumentation (siehe Kapitel 5.6.4, Seite 291)


5.6.2 Auswertung - Parameter

5.6.2.1 Parameter - Induktionszeit

Registerkarte: **Methode ► Auswertung ► Parameter ► Induktionszeit**

Die Induktionszeit ist die **Zeit bis zum Knickpunkt** der mit dem Gerät aufgenommenen Kurve *Leitfähigkeit vs. Zeit*. Die Induktionszeit ist eine Kenngrösse für die Oxidationsstabilität der untersuchten Probe.

Für die automatische Bestimmung der Induktionszeit wird die 2. Ableitung der gemessenen Kurve benutzt, die beim Knickpunkt ein Maximum aufweist. Damit ein Knickpunkt erkannt wird, müssen gewisse Kriterien in Bezug auf Höhe und Breite des Peaks in der 2. Ableitung erfüllt sein. Der Knickpunkt kann auch manuell als Schnittpunkt der beiden Tangenten an den verlängerten geraden Ästen der Kurve ermittelt werden.



Bei gewissen Proben kann es vorkommen, dass die Leitfähigkeit schon lange vor der eigentlichen Induktionszeit in geringem Masse stufenförmig ansteigt (z. B. durch Nebenreaktionen oder bei flüchtigen Verbindungen).

Damit dieser Anstieg nicht als Endpunkt ausgewertet wird, kann der Benutzer die Auswertung für den gewünschten Bereich unterdrücken.

Induktionszeit auswerten

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird automatisch die Induktionszeit ermittelt. Die Induktionszeit kann als Variable **IND** in Berechnungsformeln verwendet werden.

Öl, Biodiesel	
Auswahl	ein aus
Standardwert	ein

PVC	
Auswahl	ein aus
Standardwert	aus

Auswertungsunterdrückung Start

Zeit vom Start der Bestimmung bis zum Start der Auswertungsunterdrückung.

Eingabebereich	0.0 ... 99999.9 h
Standardwert	0.0 h

Auswertungsunterdrückung Ende

Zeit vom Start der Bestimmung bis zum Ende der Auswertungsunterdrückung.

Eingabebereich	0.0 ... 99999.9 h
Standardwert	0.0 h

Auswertungsempfindlichkeit

Dieser Wert definiert den Mindestwert, den das Maximum der Kurve der 2. Ableitung erreichen muss, um als Induktionszeit anerkannt zu werden

Für die meisten Anwendungen wird der Standardwert **1.0** zum gewünschten Ergebnis führen. Kleinere Werte führen dazu, dass ein kleineres Maximum der 2. Ableitung anerkannt wird. Grössere Werte verlangen ein grösseres Maximum.

Eingabebereich	0.1 ... 9999.9
Standardwert	1.0

Normzeit berechnen

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird automatisch die Normzeit berechnet (*siehe Glossar, Seite 465*). Die Normzeit kann als Variable **STD** in Berechnungsformeln verwendet werden.

Auswahl	ein aus
Standardwert	aus

Zieltemperatur

Zieltemperatur für Berechnung der Normzeit.

Eingabebereich	-100.0 ... 300.0 °C
Standardwert	97.8 °C

Temperaturkoeffizient

Die Normzeit wird mit dem im Programmteil **Konfiguration** erstellten Temperaturkoeffizienten und der eingestellten Zieltemperatur berechnet (siehe Kapitel 6.7, Seite 375).

Ein Temperaturkoeffizient kann nur ausgewählt werden für **Normzeit berechnen = ein**.

Auswahl	'Temperaturkoeffizient' 'leer'
Standardwert	'leer'

'Temperaturkoeffizient'

Auswahl eines in der Konfiguration gespeicherten Temperaturkoeffizienten.


'leer'

Der Standardwert ist 'leer', wenn in der Konfiguration noch kein Temperaturkoeffizient vorhanden ist. Sonst ist immer der erste Temperaturkoeffizient der alphabetisch geordneten Liste eingetragen.

5.6.2.2 Parameter - Stabilitätszeit

Registerkarte: **Methode ► Auswertung ► Parameter ► Stabilitätszeit**

Die Stabilitätszeit ist die Zeit, die erforderlich ist, um eine vorgegebene **Leitfähigkeitsänderung** zu erreichen.



Stabilitätszeit auswerten

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird automatisch die Stabilitätszeit ermittelt. Die Stabilitätszeit kann als Variable **STAB** in Berechnungsformeln verwendet werden.

Eigenschaften...	Dialogfenster Resultat definieren öffnen (<i>siehe Kapitel 5.6.3.2, Seite 285</i>) und benutzerdefiniertes Resultat bearbeiten (gleiche Aktion wie Doppelklick auf die Zeile).
Löschen	Ausgewähltes Resultat löschen.

Formel

Anzeige der Formel für das ausgewählte Resultat.

Beschreibung

Anzeige der Beschreibung für das ausgewählte Resultat.

5.6.3.2 Resultat definieren

Dialogfenster: **Methode ► Auswertung ► Resultate ► Benutzerdefinierte Resultate ► [Bearbeiten] ► Neu.../Eigenschaften... ► Resultat definieren**

Resultatname

Name des benutzerdefinierten Resultats. Der Name muss innerhalb der Methode eindeutig sein.

Eingabe	1 ... 40 Zeichen
Standardwert	'leer'

Eigenschaften**Formel**

Berechnungsformel, die entweder direkt editiert oder nach Drücken auf Σ mit dem Formeleditor erstellt werden kann (*siehe Kapitel 2.4, Seite 20*). Die Formel definiert, von welchem Typ (**Zahl**, **Text**, **Datum/Zeit**) das Resultat ist.

Einheit

Einheit des berechneten Resultats für die Ausgabe (nur Text).

Eingabe	64 Zeichen
Auswahl	h s min Tage m y μS/cm °C
Standardwert	h

Dezimalstellen

Auswahl der Anzahl Dezimalstellen, mit denen das benutzerdefinierte Resultat im Report und in der Resultatanzeige der Datenbank dargestellt werden soll (intern wird das Resultat immer mit der maximal möglichen Anzahl Dezimalstellen gespeichert). Für Resultate vom Typ **Text** oder **Datum/Zeit** wird dieser Parameter ignoriert.

Eingabebereich	0 ... 6
Standardwert	1

Zuordnung

Zuordnung des Resultates zu einer der 25 möglichen Resultatspalten
RS01 ... RS25 in der Bestimmungsübersicht, in die das Resultat eingetragen wird. Es werden nur diejenigen Spalten angeboten, die noch frei sind.

Auswahl	erste freie Resultatvariable RS01 ... RS25
Standardwert	erste freie Resultatvariable

Beschreibung

Frei wählbare Beschreibung des benutzerdefinierten Resultats.

Eingabe	1024 Zeichen
Standardwert	'leer'

5.6.3.3 Resultate - Statistik

Registerkarte: **Methode** ► **Auswertung** ► **Resultate** ► **Statistik**

Auf dieser Registerkarte wird definiert, welche Resultate von Mehrfachbestimmungen automatisch statistisch ausgewertet werden sollen.

Statistisch erfasste Resultate

In dieser nicht editierbaren Tabelle wird definiert, welche Resultate von Mehrfachbestimmungen automatisch statistisch ausgewertet werden sollen. Ein Doppelklick auf eine Zeile öffnet das Dialogfenster **Statistik definieren** für die Definition der Statistik (*siehe Kapitel 5.6.3.4, Seite 286*).

[Bearbeiten]

Öffnet die folgenden Menüpunkte:

Neu...	Dialogfenster Statistik definieren für die Definition der Statistik öffnen (<i>siehe Kapitel 5.6.3.4, Seite 286</i>). Neue Zeile am Ende der Tabelle einfügen (gleiche Aktion wie Doppelklick auf die letzte Zeile).
Eigenschaften...	Dialogfenster Statistik definieren für die Definition der Statistik öffnen (<i>siehe Kapitel 5.6.3.4, Seite 286</i>) und Zeile bearbeiten (gleiche Aktion wie Doppelklick auf die Zeile).
Löschen	Ausgewählte Zeilen löschen.

5.6.3.4 Statistik definieren

Dialogfenster: **Methode** ▶ **Auswertung** ▶ **Resultate** ▶ **Statistik** ▶ **[Bearbeiten]** ▶ **Neu.../Eigenschaften...** ▶ **Statistik definieren**

Resultatname

Name des Resultats, das überwacht ausgewertet werden soll. Mit dem Symbol  öffnet sich das Dialogfenster **Resultat auswählen**, in dem das gewünschte Resultat ausgewählt werden kann (siehe Kapitel 5.6.3.5, Seite 287).

Auswahl	'Resultatvariable'
---------	--------------------

Statistik

Liste der statistischen Größen, die berechnet werden sollen.

Mittelwert

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Wird in der Spalte **Statistikfunktion** als **Mittelwert** bezeichnet.

Absolute Standardabweichung

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Wird in der Spalte **Statistikfunktion** als **ASD** bezeichnet.

Relative Standardabweichung

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Wird in der Spalte **Statistikfunktion** als **RSD** bezeichnet.

Minimum

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Wird in der Spalte **Statistikfunktion** als **Min** bezeichnet.

Maximum

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Wird in der Spalte **Statistikfunktion** als **Max** bezeichnet.

5.6.3.5 Resultat auswählen

Dialogfenster: **Methode ▶ Auswertung ▶ Resultate ▶ Statistik/Überwachung ▶ [Bearbeiten] ▶ Neu.../Eigenschaften... ▶ Resultat auswählen**

Variablen

Auswahl der gewünschten Resultatvariablen (siehe Kapitel 2.4.3.3, Seite 24) aus allen automatisch berechneten Resultaten sowie aus den benutzerdefinierten Resultaten.

Beschreibung

Beschreibung der unter **Variablen** ausgewählten Resultatvariablen.

5.6.3.6 Resultate - Überwachung

Registerkarte: **Methode** ► **Auswertung** ► **Resultate** ► **Überwachung**

Auf dieser Registerkarte wird definiert, welche Resultate überwacht werden sollen. Dabei gelten folgende Regeln:

- Jedes Resultat kann nur **einmal** überwacht werden.
- Es können nur Resultate vom Typ **Zahl** überwacht werden.
- Die Überwachung der Resultate erfolgt immer, **nachdem** die Auswertung durchlaufen wurde. Die Bestimmung muss dazu nicht beendet sein. Sobald im Ablauf die Resultate einer Bestimmung neu berechnet werden, werden die neu berechneten Resultate überwacht.

Tabelle der überwachten Resultate

Die nicht editierbare Tabelle zeigt die Liste der in der Methode berechneten Resultate (Resultat und Resultatname) an. Ein Doppelklick auf eine Zeile öffnet das Dialogfenster **Überwachung definieren** für die Definition der Überwachung (*siehe Kapitel 5.6.3.7, Seite 289*). Für das in der Tabelle ausgewählte Resultat werden die wichtigsten Eigenschaften im rechten Teil der Registerkarte angezeigt.

[Bearbeiten]

Öffnet die folgenden Menüpunkte:

Neu...	Dialogfenster Überwachung definieren für die Definition der Überwachung öffnen (<i>siehe Kapitel 5.6.3.7, Seite 289</i>). Das neue zu überwachende Resultat wird am Ende der Tabelle eingefügt (gleiche Aktion wie Doppelklick auf die letzte Zeile). Maximal können die 3 Standardresultate (Induktionszeit, Stabilitätszeit und Normzeit) und 25 benutzerdefinierte Resultate überwacht werden.
Eigenschaften...	Dialogfenster Überwachung definieren für die Definition der Überwachung öffnen (<i>siehe Kapitel 5.6.3.7, Seite 289</i>) und Überwachung des Resultats bearbeiten (gleiche Aktion wie Doppelklick auf die Zeile).
Löschen	Ausgewähltes Resultat löschen.

Limit

Untere Grenze

Anzeige des unteren Grenzwertes für das ausgewählte Resultat.

Obere Grenze

Anzeige des oberen Grenzwertes für das ausgewählte Resultat.

Meldung

Anzeige der Meldung, die beim Überschreiten der Grenzwerte für das ausgewählte Resultat ausgegeben werden soll.

Aktion

Anzeige der Aktion, die beim Überschreiten der Grenzwerte für das ausgewählte Resultat automatisch ausgelöst werden soll.

5.6.3.7 Überwachung definieren

Dialogfenster: **Methode ▶ Auswertung ▶ Resultate ▶ Überwachung ▶ [Bearbeiten] ▶ Neu.../Eigenschaften... ▶ Überwachung definieren**

Resultatname

Name des Resultats, das überwacht ausgewertet werden soll. Mit dem Symbol  öffnet sich das Dialogfenster **Resultat auswählen**, in dem das gewünschte Resultat ausgewählt werden kann (siehe Kapitel 5.6.3.5, Seite 287).

Auswahl	'Resultatvariable'
---------	--------------------

Limit

Untere Grenze

Unterer Grenzwert für das ausgewählte Resultat, der entweder direkt editiert oder nach Drücken auf  mit dem Formeleditor erstellt werden kann.

Eingabebereich	-1.00 E+99 ... 1.00 E+99 'Einheit des Resultats'
Standardwert	0.00 'Einheit des Resultats'

Obere Grenze

Oberer Grenzwert für das ausgewählte Resultat, der entweder direkt editiert oder nach Drücken auf  mit dem Formeleditor erstellt werden kann.

Eingabebereich	-1.00 E+99 ... 1.00 E+99 'Einheit des Resultats'
Standardwert	0.00 'Einheit des Resultats'

Meldung

Anzeige der Meldung, die beim Überschreiten der Grenzwerte für das ausgewählte Resultat ausgegeben werden soll.

Mit  oder einem Doppelklick auf das Textfeld wird der Texteditor gestartet, mit dem die Meldung eingegeben und verändert werden kann. Die hier definierte Meldung erscheint beim Unterschreiten des unteren oder Überschreiten des oberen Grenzwertes.

Eingabe	Text (unbegrenzt)
---------	-------------------

Meldung per E-Mail

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die Meldung an die unter **[E-Mail...]** definierte Adresse ausgegeben. Die Meldung wird im Textformat gesendet.

[E-Mail...]

Mit **[E-Mail...]** öffnet sich das Fenster **E-Mail senden** (siehe Kapitel 2.6.1, Seite 63).

Akustisches Signal

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird ein akustisches Signal ausgegeben

Aktion

Beim Unterschreiten des unteren oder Überschreiten des oberen Grenzwertes für das überwachte Resultat wird automatisch eine der folgenden Aktionen ausgeführt:

Auswahl	Meldung nur dokumentieren Meldung anzeigen und dokumentieren
Standardwert	Meldung anzeigen und dokumentieren

Meldung nur dokumentieren

Die Meldung, dass das Resultat ausserhalb der Grenzwerte liegt, wird automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Meldung anzeigen und dokumentieren

Es wird eine Meldung angezeigt und Sie können wählen, ob Sie die Bestimmung fortsetzen oder abbrechen möchten. Wird die Bestimmung fortgesetzt, wird die Meldung, dass das Resultat ausserhalb der Grenzwerte liegt, automatisch in der Bestimmung gespeichert.



HINWEIS

Für das überwachte Resultat ist die Grenzüberschreitung als Variable **'Resultatkennzeichnung'.OVF** für Berechnungsformeln verfügbar (Zahl: **0** = Resultat innerhalb der Grenzwerte, **1** = Resultat ausserhalb der Grenzwerte).

Reportvorlage

Reportvorlage

Auswahl der Reportvorlage, mit welcher der Report erstellt werden soll.

Auswahl	'Vorlagenname'
---------	----------------

Reportausgabe

Drucker

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird der Report auf den ausgewählten Drucker ausgegeben.

Auswahl	Standarddrucker 'Druckername'
Standardwert	Standarddrucker

Standarddrucker

Der Report wird auf dem für den Client definierten Windows-Standarddrucker ausgegeben.

'Druckername'

Der Report wird auf dem für den Client definierten Windows-Drucker mit dem angegebenen Namen ausgegeben.

PDF-Datei

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird der Report als PDF-Datei ausgegeben. Über das Symbol  kann das gewünschte Verzeichnis ausgewählt und ein Name für die PDF-Datei eingegeben werden. Bei der Ausgabe werden automatisch Datum und Zeit im Format **JJJJ-MM-DD_hh-mm-ss** an diesen Namen angehängt.

E-Mail senden

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird der Report zusätzlich zur Ausgabe der PDF-Datei als Anhang für die unter **[E-Mail...]** definierte Adresse ausgegeben.

[E-Mail...]

Mit **[E-Mail...]** öffnet sich das Dialogfenster **E-Mail senden** (siehe Kapitel 2.6.1, Seite 63).

5.6.4.3 Dokumentation - Datenbank

Registerkarte: **Methode ► Auswertung ► Dokumentation ► Datenbank**

Auf dieser Registerkarte wird definiert, in welchen Datenbanken die Bestimmungsdaten abgelegt werden. Gleichzeitig kann festgelegt werden, ob und zu welchen Anwendungen ein automatischer Export der Bestimmungsdaten erfolgen soll.

Datenbank

Die nicht editierbare Tabelle zeigt die Liste der Datenbanken an, in denen die Bestimmung gespeichert werden. Ein Doppelklick auf eine Zeile öffnet das Dialogfenster **Datenbank wählen** (siehe Kapitel 5.6.4.4, Seite 294).

[Bearbeiten]

Öffnet die folgenden Menüpunkte:

Neu...	Dialogfenster Datenbank wählen für die Definition der Datenbank öffnen (siehe Kapitel 5.6.4.4, Seite 294). Neue Zeile am Ende der Tabelle einfügen (gleiche Aktion wie Doppelklick auf die letzte Zeile).
Eigenschaften...	Dialogfenster Datenbank wählen für die Definition der Datenbank öffnen (siehe Kapitel 5.6.4.4, Seite 294) und Zeile bearbeiten (gleiche Aktion wie Doppelklick auf die Zeile).
Löschen	Ausgewählte Zeilen löschen.

Automatischer Export

Die nicht editierbare Tabelle zeigt die Liste der automatischen Exports an. Ein Doppelklick auf eine Zeile öffnet das Dialogfenster für die Auswahl der Exporteinstellungen (siehe Kapitel 5.6.4.5, Seite 294).

[Bearbeiten]

Öffnet die folgenden Menüpunkte:

Neu...	Dialogfenster Exportvorlage wählen für die Definition der Datenbank öffnen (siehe Kapitel 5.6.4.5, Seite 294). Neue Zeile am Ende der Tabelle einfügen (gleiche Aktion wie Doppelklick auf die letzte Zeile).
Eigenschaften...	Dialogfenster Exportvorlage wählen für die Definition der Datenbank öffnen (siehe Kapitel 5.6.4.5, Seite 294) und Zeile bearbeiten (gleiche Aktion wie Doppelklick auf die Zeile).
Löschen	Ausgewählte Zeilen löschen.

5.6.4.4 Datenbank wählen

Dialogfenster: **Methode ▶ Auswertung ▶ Dokumentation ▶ Datenbank ▶ Datenbank wählen ▶ [Bearbeiten] ▶ Neu... / Eigenschaften... ▶ Datenbank wählen**

Datenbank

Auswahl der Datenbank, in welche die Daten übertragen werden sollen.

Auswahl	'Datenbankname'
---------	-----------------

5.6.4.5 Exportvorlage wählen

Dialogfenster: **Methode ▶ Auswertung ▶ Dokumentation ▶ Datenbank ▶ Auto-**
omatischer Export ▶ [Bearbeiten] ▶ Neu... / Eigenschaften... ▶ Exportvorlage
wählen

Exportvorlage

Auswahl der Exportvorlage für den Datenexport (siehe Kapitel 4.4.3, Seite 158).

Auswahl	'Vorlagenname'
☐	1. Vorlage
☐	2. Vorlage
☐	3. Vorlage
☐	4. Vorlage
☐	5. Vorlage
☐	6. Vorlage
☐	7. Vorlage
☐	8. Vorlage
☐	9. Vorlage
☐	10. Vorlage
☐	11. Vorlage
☐	12. Vorlage
☐	13. Vorlage
☐	14. Vorlage
☐	15. Vorlage
☐	16. Vorlage
☐	17. Vorlage
☐	18. Vorlage
☐	19. Vorlage
☐	20. Vorlage
☐	21. Vorlage
☐	22. Vorlage
☐	23. Vorlage
☐	24. Vorlage
☐	25. Vorlage
☐	26. Vorlage
☐	27. Vorlage
☐	28. Vorlage
☐	29. Vorlage
☐	30. Vorlage
☐	31. Vorlage
☐	32. Vorlage
☐	33. Vorlage
☐	34. Vorlage
☐	35. Vorlage
☐	36. Vorlage
☐	37. Vorlage
☐	38. Vorlage
☐	39. Vorlage
☐	40. Vorlage
☐	41. Vorlage
☐	42. Vorlage
☐	43. Vorlage
☐	44. Vorlage
☐	45. Vorlage
☐	46. Vorlage
☐	47. Vorlage
☐	48. Vorlage
☐	49. Vorlage
☐	50. Vorlage
☐	51. Vorlage
☐	52. Vorlage
☐	53. Vorlage
☐	54. Vorlage
☐	55. Vorlage
☐	56. Vorlage
☐	57. Vorlage
☐	58. Vorlage
☐	59. Vorlage
☐	60. Vorlage
☐	61. Vorlage
☐	62. Vorlage
☐	63. Vorlage
☐	64. Vorlage
☐	65. Vorlage
☐	66. Vorlage
☐	67. Vorlage
☐	68. Vorlage
☐	69. Vorlage
☐	70. Vorlage
☐	71. Vorlage
☐	72. Vorlage
☐	73. Vorlage
☐	74. Vorlage
☐	75. Vorlage
☐	76. Vorlage
☐	77. Vorlage
☐	78. Vorlage
☐	79. Vorlage
☐	80. Vorlage
☐	81. Vorlage
☐	82. Vorlage
☐	83. Vorlage
☐	84. Vorlage
☐	85. Vorlage
☐	86. Vorlage
☐	87. Vorlage
☐	88. Vorlage
☐	89. Vorlage
☐	90. Vorlage
☐	91. Vorlage
☐	92. Vorlage
☐	93. Vorlage
☐	94. Vorlage
☐	95. Vorlage
☐	96. Vorlage
☐	97. Vorlage
☐	98. Vorlage
☐	99. Vorlage
☐	100. Vorlage

5.7 Unterfenster Eigenschaften

5.7.1 Eigenschaften - Allgemeines

Unterfenster: **Methode** ► **Eigenschaften**

In diesem Unterfenster werden Probanddaten, die Grafikeigenschaften der im Programmteil **Arbeitsplatz** angezeigten Grafiken und Kommentare definiert. Es enthält auf der linken Seite die Symbole für die Bereiche, deren Registerkarten dann im rechten Teil des Unterfensters angezeigt werden. Folgende Bereiche werden angezeigt:

**Probendaten** (siehe Kapitel 5.7.2, Seite 294)

Grafik (siehe Kapitel 5.7.3, Seite 298)



Kommentare (siehe Kapitel 5.7.4, Seite 304)

5.7.2 Eigenschaften - Probanddaten

5.7.2.1 Probendaten - Tabelle

Unterfensterbereich: **Methode** ► **Eigenschaften** ► **Probendaten**

Der Bereich **Probendaten** zeigt die in der Methode verwendeten und überwachten Probendaten sowie deren Fixwerte in tabellarischer Form an. Die Tabelle enthält die folgenden Spalten:

Name

Bezeichnung der Probendatenvariable (kann nicht geändert werden).

Typ

Typ der Probendatenvariable.

Fixwert

Fix zugeordneter Wert für die Probendatenvariable.

Verwendet

Anzeige, ob die Probendatenvariable in der Methode verwendet wird oder nicht.

Überwachung

Anzeige, ob die Probendatenvariable in der Methode überwacht wird oder nicht.

Kommentar

Optionaler Kommentar zur Probendatenvariablen.

[Bearbeiten]

Dialogfenster **Probendateneingabe konfigurieren - 'Name'** für die Definition der Probendateneingabe öffnen (*siehe Kapitel 5.7.2.2, Seite 295*) und Zeile bearbeiten (gleiche Aktion wie Doppelklick auf die Zeile).

5.7.2.2 Probendateneingabe konfigurieren

Dialogfenster: **Methode ► Eigenschaften ► Probendaten ► [Bearbeiten] ► Probendateneingabe konfigurieren - 'Name'**

Verwendet

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die zusätzliche Information **Info #** in der Methode verwendet und auf dem Arbeitsplatz angezeigt.

**HINWEIS**

Die Probendatenvariable **Ident** wird in einer Methode immer verwendet, d. h. ihre Verwendung kann nicht ausgeschaltet werden.

Name

Bezeichnung der Probendatenvariable. Der Name kann nicht geändert werden.

Typ

Definition des Variablentyps.

Auswahl	Text Zahl Datum/Zeit
Standardwert	Text

Fixwert

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, kann der Probandatenvariablen ein fester Wert zugewiesen werden. Bei Variablen vom Typ **Datum/Zeit** muss das Datum im Dialogfenster **Datum wählen** (siehe Kapitel 2.5.1, Seite 60) eingegeben werden. Sind für die Probandatenvariablen Textvorlagen definiert (siehe Kapitel 3.7.1, Seite 92), können diese im Eingabefeld ausgewählt werden.

Typ = Zahl	
Eingabebereich	-1.0E99 ... 1.0E99

Typ = Text	
Eingabe	100 Zeichen

Typ = Datum/Zeit	
Auswahl	'Datum'

Kommentar

Optionaler Kommentar zur Probandenvariable.

Eingabe **1000 Zeichen**

Überwachung

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird beim Starttest geprüft, ob die Variable gültig ist und ob die Grenzwerte eingehalten werden. Für Proben-
datenvariablen vom Typ **Text** kann die Überwachung nicht eingeschaltet
werden.

Untere Grenze

Unterer Grenzwert für die Variable.

Die Eingabe des Grenzwerte ist von der ausgewählten Probandatenvariable abhängig.

Obere Grenze

Oberer Grenzwert für die Variable.

Meldung anzeigen und dokumentieren

Es erscheint eine Meldung, in der die Standardmeldung sowie der unter **Meldung** definierte Meldungstext angezeigt werden.

Bestimmung nicht starten

Die Bestimmung wird nicht gestartet. Die nachfolgende Meldung muss mit **[OK]** quittiert werden.

5.7.3 Eigenschaften - Grafik

5.7.3.1 Grafik - Achsen

Registerkarte: **Methode** ► **Eigenschaften** ► **Grafik** ► **Achsen**

x-Achse



HINWEIS

Die Einstellungen der x-Achse werden für die Anzeige der Live-Kurve im Programmteil **Arbeitsplatz** sowie für die Anzeige der Kurve der gespeicherten Bestimmung im Programmteil **Datenbank** verwendet.

Achsenbeschriftung

Frei definierbare Achsenbeschriftung.

Auswahl	auto beliebiger Text
Standardwert	auto

auto

Mit **auto** wird die Einheit als Beschriftung verwendet.

beliebiger Text

Ein beliebiger Text kann eingegeben werden.

Standardansicht

Definition der Standarddarstellung der x-Achse.

Auswahl **Alles anzeigen** | Bereich
Standardwert **Alles anzeigen**

Alles anzeigen

Es wird die ganze x-Achse von **0 ... Aufnahmedauer** dargestellt.

Bereich

Es wird nur der angegebene Bereich x-Achse zwischen **von** und **bis** angezeigt.

von

Anfangswert für Skalierung der x-Achse.

Eingabebereich	0 ... 9999
Standardwert	0

bis

Endwert für Skalierung der x-Achse.

Eingabebereich	0 ... 9999
Standardwert	24

y1-Achse**HINWEIS**

Die Einstellungen der y1-Achse werden für die Anzeige der Live-Kurve im Programmteil **Arbeitsplatz** sowie für die Anzeige der Kurve der gespeicherten Bestimmung im Programmteil **Datenbank** verwendet.

Achsenbeschriftung

Frei definierbare Achsenbeschriftung.

Auswahl	auto beliebiger Text
Standardwert	auto

autoMit **auto** wird die Einheit als Beschriftung verwendet.**beliebiger Text**

Ein beliebiger Text kann eingegeben werden.

Standardansicht

Definition der Standarddarstellung der y1-Achse.

Auswahl	Alles anzeigen Bereich
Standardwert	Alles anzeigen

Alles anzeigenEs wird die ganze y1-Achse von **0 ... Aufnahmedauer** dargestellt.**Bereich**Es wird nur der angegebene Bereich y1-Achse zwischen **von** und **bis** angezeigt.**von**

Anfangswert für Skalierung der y1-Achse.

Eingabebereich	0 ... 999
Standardwert	0

bis

Endwert für Skalierung der y1-Achse.

Eingabebereich	0 ... 999
Standardwert	400

y2-Achse



HINWEIS

Die Einstellungen der y2-Achse werden für die Anzeige der Kurve der gespeicherten Bestimmung im Programmteil **Datenbank** verwendet.

Kurve der 2. Ableitung anzeigen

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden die Kurve der 2. Ableitung und die zweite Y-Achse nach der Messung im Programmteil **Datenbank** angezeigt.

Wird **Kurve der 2. Ableitung anzeigen** deaktiviert, werden die Linie der Auswertungsempfindlichkeit und die zweite Y-Achse nicht angezeigt. Auf der Registerkarte **Darstellung** bleibt jedoch das Kontrollkästchen **Auswertungsempfindlichkeit** aktiviert, wenn es zuvor aktiviert wurde. Die Farbe und die Liniendicke der Auswertungsempfindlichkeit können ausgewählt werden, aber die Auswahl hat keine Auswirkungen auf der Darstellung.

Öl, Biodiesel

Auswahl	ein aus
Standardwert	ein

PVC

Auswahl	ein aus
Standardwert	aus

5.7.3.2 Grafik - Darstellung

Registerkarte: **Methode** ► **Eigenschaften** ► **Grafik** ► **Darstellung**

Kurve

Messkurve



HINWEIS

Die Einstellungen der Messkurve werden für die Anzeige der Live-Kurve im Programmteil **Arbeitsplatz** sowie für die Anzeige der Kurve der gespeicherten Bestimmung im Programmteil **Datenbank** verwendet.

Auswahl der Farbe, mit der die Messkurve grafisch dargestellt werden soll.

Auswahl	grün 12 weitere Farben
Standardwert	grün

Liniendicke

Eingabebereich	1 ... 10 Pixel
Standardwert	1 Pixel

Induktionszeit

ein | aus (Standardwert: **ein**)

**HINWEIS**

Diese Einstellungen werden für die Anzeige der Live-Kurve im Programmteil **Arbeitsplatz** sowie für die Anzeige der Kurve der gespeicherten Bestimmung im Programmteil **Datenbank** verwendet.

Auswahl der Farbe, mit der die Induktionszeit grafisch dargestellt werden soll.

Auswahl	rot 12 weitere Farben
Standardwert	rot

Liniendicke

Eingabebereich	1 ... 10 Pixel
Standardwert	1 Pixel

Stabilitätszeit

ein | aus (Standardwert: **ein**)

**HINWEIS**

Diese Einstellungen werden für die Anzeige der Live-Kurve im Programmteil **Arbeitsplatz** sowie für die Anzeige der Kurve der gespeicherten Bestimmung im Programmteil **Datenbank** verwendet.

Auswahl der Farbe, mit der die Stabilitätszeit grafisch dargestellt werden soll.

Auswahl	schwarz 12 weitere Farben
Standardwert	schwarz

Liniendicke

Eingabebereich	1 ... 10 Pixel
Standardwert	1 Pixel

Auswertungsempfindlichkeit

ein | aus (Standardwert: **aus**)



HINWEIS

Diese Einstellungen werden für die Anzeige der Kurve der gespeicherten Bestimmung im Programmteil **Datenbank** verwendet.

Auswahl der Farbe, mit der die Auswertungsempfindlichkeit grafisch dargestellt werden soll.

Auswahl	hellblau 12 weitere Farben
Standardwert	hellblau

Liniendicke

Eingabebereich	1 ... 10 Pixel
Standardwert	1 Pixel

2. Ableitung



HINWEIS

Diese Einstellungen werden für die Anzeige der Kurve der gespeicherten Bestimmung im Programmteil **Datenbank** verwendet.

Ist die Option zum Anzeigen der Induktionszeit eingeschaltet, so wird die Kurve der 2. Ableitung automatisch in der ausgewählten Farbe angezeigt. Ist die Option zum Anzeigen der Induktionszeit ausgeschaltet, so wird die Kurve der 2. Ableitung nicht angezeigt.

Auswahl	dunkelblau 12 weitere Farben
Standardwert	dunkelblau

Liniendicke

Eingabebereich	1 ... 10 Pixel
Standardwert	1 Pixel

Tangenten



HINWEIS

Diese Einstellungen werden für die Anzeige der Kurve der gespeicherten Bestimmung im Programmteil **Datenbank** verwendet.

Auswahl	dunkelgrau 12 weitere Farben
Standardwert	dunkelgrau

Eingabebereich	1 ... 10 Pixel
Standardwert	1 Pixel

Hintergrund



Klicken auf das Symbol  öffnet das Dialogfenster **Farbe auswählen** (siehe Kapitel 2.5.4, Seite 62).

HINWEIS

Auswahl der Farbe, mit der die Achsen dargestellt werden sollen.

Auswahl	schwarz 12 weitere Farben
Standardwert	schwarz

Eingabebereich	1 ... 10 Pixel
Standardwert	1 Pixel

Gitter

ein | aus (Standardwert: **aus**)



HINWEIS

Die Einstellungen des Gitters werden für die Anzeige der Live-Kurve im Programmteil **Arbeitsplatz** sowie für die Anzeige der Kurve der gespeicherten Bestimmung im Programmteil **Datenbank** verwendet.

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird auf dem Hintergrund ein Gitter angezeigt, dessen Farbe ausgewählt werden kann.

Auswahl	hellgrau 12 weitere Farben
Standardwert	hellgrau

5.7.4 Eigenschaften - Kommentare

5.7.4.1 Kommentare - Applikationsnotiz

Registerkarte: **Methode** ► **Eigenschaften** - Kommentare ► **Applikationsnotiz**

Mit  oder einem Doppelklick auf das Textfeld wird der Texteditor gestartet, mit dem die Applikationsnotiz eingegeben und verändert werden kann (*siehe Kapitel 2.5.2, Seite 60*).

Die Applikationsnotiz zur Methode wird im Programmteil **Arbeitsplatz** mit dem Symbol  in der Blockspezifischen-Symbolleiste geöffnet (siehe Kapitel 3.3, Seite 70).

5.7.4.2 Kommentare - Methodenkommentar

Registerkarte: **Methode** ► **Eigenschaften - Kommentare** ► **Methodenkommentar**

Auf dieser Registerkarte kann ein Kommentar zur Methode eingegeben werden, der in der Methodentabelle (*siehe Kapitel 5.2.2, Seite 254*) angezeigt wird.

6 Konfiguration

6.1 Konfiguration - Allgemeines

6.1.1 Konfiguration - Definition

Programmteil: **Konfiguration**

Definition

Unter **Konfiguration** versteht man in **StabNet** alle methodenübergreifenden Einstellungen für Geräte, Sensoren, Temperaturkoeffizienten und Zubehör. Zur Konfiguration gehören auch Sicherheitseinstellungen, Anwenderverwaltung, Audit Trail und Vorlagen (Exportvorlagen, Kontrollkartenvorlagen und E-Mailvorlagen).

Organisation

Sämtliche Konfigurationsdaten werden in der **Konfigurationsdatenbank** gespeichert. Bei Local-Server-Systemen (**StabNet Full**) liegt diese im Programmverzeichnis des Rechners, auf dem das Programm installiert wurde.

6.1.2 Konfiguration - Oberfläche

Programmteil: **Konfiguration**

Konfigurationssymbol



Durch Klicken auf das Konfigurationssymbol in der vertikalen Leiste am linken Rand wird der Programmteil **Konfiguration** geöffnet, gleichzeitig wird das Konfigurationssymbol farbig dargestellt.

Elemente

Die Oberfläche des Programmteils **Konfiguration** umfasst die folgenden Elemente:

- Konfigurationsspezifische Menüleiste.
- Konfigurationsspezifische Symbolleiste.
- Hauptfenster, in dem bis zu 3 Unterfenster angezeigt werden können.

6.1.3 Konfiguration - Menüleiste

6.1.3.1 Konfiguration - Hauptmenüs

Programmteil: **Konfiguration**

Die Menüleiste im Programmteil **Konfiguration** umfasst folgende Hauptmenüpunkte:

- *Konfiguration - Menü Datei*
Konfigurationsdaten exportieren, importieren, sichern, wiederherstellen.
- *Konfiguration - Menü Ansicht*
Layout ändern, Ansicht laden, Ansicht speichern, Schnellzugriff auf Unterfenster.
- *Konfiguration - Menü Extras*
Anwenderverwaltung, Sicherheitseinstellungen, Programmadministration, Audit Trail, Vorlagen, Optionen.
- *Menü Hilfe*
Programm-Hilfe öffnen, Informationen zum Programm anzeigen.

6.1.3.2 Konfiguration - Menü Datei

Programmteil: **Konfiguration**

Exportieren...	Konfigurationsdaten exportieren (<i>siehe Kapitel 6.3.1.1, Seite 336</i>).
Importieren...	Konfigurationsdaten importieren (<i>siehe Kapitel 6.3.1.2, Seite 337</i>).
Sichern ►	
Automatisch	Konfigurationsdaten automatisch sichern (<i>siehe Kapitel 6.3.2.1, Seite 338</i>).
Manuell	Konfigurationsdaten manuell sichern (<i>siehe Kapitel 6.3.2.2, Seite 339</i>).
Drucken (PDF)... ►	
 Anwenderverwaltung	Daten der Anwenderverwaltung als PDF-Datei ausgeben (<i>siehe Kapitel 6.2.1.1, Seite 313</i>).
 Sicherheitseinstellungen	Sicherheitseinstellungen als PDF-Datei ausgeben (<i>siehe Kapitel 6.2.2.1, Seite 323</i>).
 Abmelden...	Anwender abmelden (<i>siehe Kapitel 2.2.3, Seite 13</i>)
Beenden	Programm beenden.

6.1.3.3 Konfiguration - Menü Ansicht

Programmteil: **Konfiguration**

 Layout ändern...	Layout der geladenen Konfigurationsansicht ändern (<i>siehe Kapitel 4.1.7.2, Seite 103</i>).
 Ansicht laden...	Gespeicherte Konfigurationsansicht laden (<i>siehe Kapitel 4.1.7.3, Seite 104</i>).
 Ansicht speichern...	Aktuelle Konfigurationsansicht speichern (<i>siehe Kapitel 4.1.7.4, Seite 104</i>).
Schnellzugriff	Ein in der aktuellen Konfigurationsansicht nicht enthaltenes Unterfenster öffnen.
 Symbolleiste	Anzeige der Symbolleiste ein-/ausschalten.

6.1.3.4 Konfiguration - Menü Extras

Programmteil: **Konfiguration**

 Anwenderverwaltung...	Anwender und Anwendergruppen mit Zugriffsrechten, Unterschriftsberechtigungen und Optionen verwalten (<i>siehe Kapitel 6.2.1.1, Seite 313</i>).
 Sicherheitseinstellungen...	Optionen für Anmeldung, Passwortschutz, Audit Trail und elektronische Unterschrift (<i>siehe Kapitel 6.2.2.1, Seite 323</i>).
Programmadministration...	Allgemeine Einstellungen zu Local-Server-Einstellungen (<i>siehe Kapitel 6.2.3.1, Seite 333</i>).
 Audit Trail...	Audit Trail öffnen (<i>siehe Kapitel 6.4, Seite 346</i>).
Vorlagen ►	
E-Mail-Vorlagen...	Vorlagen erstellen für den Versand von E-Mails (<i>siehe Kapitel 6.3.3.1, Seite 341</i>).
Options...	Programmooptionen einstellen (<i>siehe Kapitel 6.3.4, Seite 343</i>).

6.1.3.5 Menü Hilfe

Programmteil: **Arbeitsplatz / Datenbank / Methode / Konfiguration**

 StabNet Hilfe	StabNet-Hilfe öffnen.
Info	Informationen zum Programm und zur Installation anzeigen.

6.1.4 Konfiguration - Symbolleiste

Programmteil: **Konfiguration**

	Anwender und Anwendergruppen mit Zugriffsrechten, Unterschriftsberechtigungen und Optionen verwalten (<i>siehe Kapitel 6.2.1.1, Seite 313</i>).
	Sicherheitseinstellungen mit Optionen für Anmeldung, Passwortschutz, Audit Trail und elektronische Unterschrift verwalten (<i>siehe Kapitel 6.2.2.1, Seite 323</i>).
	Audit Trail öffnen (<i>siehe Kapitel 6.4, Seite 346</i>).
	Anwender abmelden (<i>siehe Kapitel 2.2.3, Seite 13</i>).
	Layout der geladenen Konfigurationsansicht ändern (<i>siehe Kapitel 4.1.7.2, Seite 103</i>).
	Gespeicherte Konfigurationsansicht laden (<i>siehe Kapitel 4.1.7.3, Seite 104</i>).
	Aktuelle Konfigurationsansicht speichern (<i>siehe Kapitel 4.1.7.4, Seite 104</i>).
	StabNet-Hilfe öffnen.

6.1.5 Konfiguration - Unterfenster

Programmteil: **Konfiguration**

Auswahl

Im Hauptfenster können die folgenden Unterfenster angezeigt werden:

- *Geräte*
Anzeige der automatisch erkannten Geräte.
- *Sensoren*
Anzeige der Daten für alle definierten Sensoren.
- *Temperaturkoeffizienten*
Anzeige der Q10-Faktoren und Arrhenius-Koeffizienten von unterschiedlichen Proben.
- *Zubehör*
Anzeige der Daten für alle definierten Zubehörteile.

Darstellung

Die Unterfenster können durch Ziehen des Trennbalkens zwischen den Fenstern beliebig vergrössert oder verkleinert werden.

Durch Klick auf die Schaltfläche oben rechts können die Unterfenster maximiert werden, so dass nur noch ein Unterfenster im Hauptfenster

angezeigt wird. Durch erneutes Drücken der Schaltfläche  im maximierten Unterfenster wird wieder zur ursprünglichen Ansicht aller Unterfenster gewechselt.

6.1.6 Konfiguration - Funktionen

Programmteil: **Konfiguration**

Im Programmteil **Konfiguration** können folgende Funktionen ausgeführt werden:

Ansichten

- *Layout der Konfigurationsansicht ändern*
- *Konfigurationsansicht laden*
- *Konfigurationsansicht speichern*
- *Konfigurationsansicht umbenennen*
- *Konfigurationsansicht löschen*

Anwenderverwaltung

- *Anwendergruppen verwalten*
- *Zugriffsrechte*
- *Unterschriften*
- *Optionen*
- *Anwender*

Sicherheitseinstellungen

- *Anmeldung/Passwortschutz*
- *Audit Trail/Änderungen*
- *Elektronische Unterschrift*
- *Standardbegründungen*

Audit Trail

- *Audit Trail*

Programmadministration

- *Sicherungsverzeichnisse*
- *Clients*

Export/Import von Konfigurationsdaten

- *Konfigurationsdaten exportieren*
- *Konfigurationsdaten importieren*

Sichern/Wiederherstellen von Konfigurationsdaten

- *Konfigurationsdaten automatisch sichern*
- *Konfigurationsdaten manuell sichern*
- *Konfigurationsdaten wiederherstellen*

Vorlagen

- *E-Mail-Vorlagen*

Optionen

- *Allgemeine Programmeigenschaften*

6.1.7 Ansichten

6.1.7.1 Ansichten - Allgemeines

Programmteil: **Konfiguration/Datenbank**

Definition

Als **Ansicht** wird der Inhalt und die Gestaltung des Hauptfensters in den Programmteilen **Datenbank** und **Konfiguration** bezeichnet. Zur Ansicht gehören folgende Elemente:

- Anzahl, Anordnung, Reihenfolge und Grösse der Unterfenster.
- Darstellung innerhalb der einzelnen Unterfenster, d. h. Spaltenreihenfolge, Spaltenbreite, Sortierung und Filter.

Funktionen

Für Ansichten sind folgende Funktionen möglich:

- *Layout ändern*
Anzahl, Anordnung und Reihenfolge der Unterfenster für die aktuelle Ansicht definieren.
- *Ansicht speichern*
Aktuelle Ansicht speichern.
- *Ansicht laden*
Gespeicherte Ansicht laden.
- *Ansicht umbenennen*
Gespeicherte Ansicht umbenennen.
- *Ansicht löschen*
Gespeicherte Ansicht löschen.

Automatisch speichern

Ist bei den **Optionen** auf der Registerkarte **Speichern** der entsprechende Punkt unter **Beim Beenden speichern** eingeschaltet, wird die aktuelle Ansicht beim Schliessen des Programms automatisch gespeichert.

Automatisch laden

Standardmässig wird die beim Schliessen des Programms gespeicherte Ansicht beim erneuten Öffnen des Programms automatisch wieder geladen. Als Alternative kann für jede Anwendergruppe eine Standardansicht definiert werden, die beim ersten Öffnen des Programmteils automatisch geladen wird.

Beim allerersten Programmstart werden standardmässig Ansichten mit den folgenden Unterfenstern geöffnet:

- ### 6.1.7.2 Layout ändern


Mit dem Symbol  oder dem Menüpunkt **Ansicht ► Layout ändern...** wird das Dialogfenster **Layout ändern** geöffnet.

Auswahl eines grafischen Symbols für die Anzahl und Anordnung der Unterfenster.

Anzeige der noch verfügbaren Unterfenster für die Anzeige in der Ansicht.

Anzeige der in der Ansicht angezeigten Unterfenster.

Ausgewähltes Unterfenster zur Ansicht hinzufügen.



Mit dem Symbol oder dem Menüpunkt **Ansicht ► Ansicht laden...** wird das Dialogfenster **Ansicht laden** geöffnet.

Name der Ansicht, die geladen werden soll.



[Umbenennen]

Ausgewählte Ansicht umbenennen.

[Löschen]

Ausgewählte Ansicht löschen.

[Laden]

Ausgewählte Ansicht laden.

Ansicht automatisch laden

Standardmässig wird die beim Schliessen des Programms gespeicherte Ansicht beim erneuten Öffnen des Programms automatisch wieder geladen. Als Alternative kann für jede Anwendergruppe eine Standardansicht definiert werden, die beim ersten Öffnen des Programmteils automatisch geladen wird.

Beim allerersten Programmstart werden standardmässig Ansichten mit den folgenden Unterfenstern geöffnet:

- **Konfiguration**
Geräte, Sensoren, Temperaturkoeffizienten
- **Datenbank**
Bestimmungsübersicht, Kurven, Informationen, Resultate

6.1.7.4 Ansicht speichern

Dialogfenster: **Datenbank/Konfiguration ► Ansicht ► Ansicht speichern... ► Ansicht speichern**

Mit dem Symbol oder dem Menüpunkt **Ansicht ► Ansicht speichern...** wird das Dialogfenster **Ansicht speichern** geöffnet.

Name

Name, unter dem die Ansicht gespeichert werden soll.

[Umbenennen]

Ausgewählte Ansicht umbenennen.

[Löschen]

Ausgewählte Ansicht löschen.

[Speichern]

Ansicht unter dem angegebenen Namen speichern.

Ansicht automatisch speichern

Ist im Programmteil **Konfiguration** im Dialogfenster **Optionen** auf der Registerkarte **Speichern** der entsprechende Punkt unter **Beim Beenden speichern** eingeschaltet, wird die aktuelle Ansicht beim Schliessen des Programms automatisch gespeichert.

Mit dem Menüpunkt **Datei ► Drucken (PDF)... ► Anwenderverwaltung** können die Daten der Anwenderverwaltung als PDF-Datei ausgegeben werden.

Gliederung

Das Dialogfenster **Anwenderverwaltung** ist in zwei Teile geteilt, deren Grösse mit der Maus verändert werden kann. Im linken Teil werden die Anwendergruppen mit den zugeordneten Anwendern baumartig aufgelistet, im rechten Teil werden Details zu den selektierten Elementen angezeigt.

Jede Anwendergruppe mit Ausnahme der Gruppe **Entfernte Anwender** enthält folgende Elemente:

- *Zugriffsrechte*
Vergabe der Zugriffsberechtigungen auf die vier Programmteile und deren Menüleisten.
- *Unterschriften*
Vergabe der Unterschriftsberechtigungen für Methoden und Bestimmungen.
- *Optionen*
Definition der Ansicht für die einzelnen Programmteile.
- *Anwender*
Details zum Anwender.

Funktionen

Im Dialogfenster **Anwenderverwaltung** können folgende Funktionen ausgeführt werden:

- *Anwendergruppen hinzufügen*
- *Anwendergruppen kopieren*
- *Anwendergruppen umbenennen*
- *Anwendergruppen löschen*
- *Zugriffsrechte für Anwendergruppen festlegen*
- *Unterschriftsberechtigungen für Anwendergruppen*
- *Optionen für Anwendergruppen festlegen*
- *Anwender hinzufügen*
- *Startpasswort für neuen Anwender setzen*
- *Anwender inaktiv setzen*
- *Anwender aktiv setzen*
- *Anwender entfernen*

6.2.1.2.1 Anwendergruppen - Details

Wird im linken Teil des Dialogfensters **Anwenderverwaltung** eine Anwendergruppe ausgewählt, so werden im rechten Teil Details zu dieser Anwendergruppe sowie eine Tabelle mit allen dazugehörigen Mitgliedern angezeigt.

Gruppenname

Beschreibung

Eingabe **256 Zeichen**

[Gruppe umbenennen]

Ausgewählte Anwendergruppe umbenennen.

[Gruppe löschen]

Ausgewählte Anwendergruppe löschen.

[Gruppe kopieren]

Ausgewählte Anwendergruppe kopieren.

[Gruppe hinzufügen]

Neue Anwendergruppe hinzufügen.

Gruppenmitglieder

Die Tabelle der Gruppenmitglieder enthält Informationen zu allen Mitgliedern der ausgewählten Anwendergruppe. Die Tabelle ist nicht editier- und sortierbar.

Anwender

Kurzname des Anwenders.

Voller Name

Voller Name des Anwenders.

Status

Aktueller Anwenderstatus.

Auswahl **aktiv** | **inaktiv**

aktiv

Der Anwender kann sich normal anmelden.

inaktiv

Der Anwender kann sich nicht mehr anmelden. Er muss vom Administrator zuerst wieder in den Status **aktiv** gesetzt und mit einem neuen Startpasswort versehen werden.

[Anwender hinzufügen]

Neuen Anwender zur Anwendergruppe hinzufügen.

6.2.1.2.2 Anwenderverwaltung - Zugriffsrechte

Dialogfenster: **Konfiguration** ▶ **Extras** ▶ **Anwenderverwaltung...** ▶ **Anwenderverwaltung**

Ist im linken Teil des Dialogfensters **Anwenderverwaltung** das Element **Zugriffsrechte** einer Anwendergruppe markiert, so werden im rechten Teilfenster die Zugriffsrechte dieser Gruppe für Programmteile, Menüpunkte und Funktionen baumartig angezeigt und können dort verändert werden. Wird ein Punkt deaktiviert, werden automatisch alle dazugehörigen Unterpunkte auch deaktiviert. Wird ein Unterpunkt, z.B. das Menü **Extras** in der Konfiguration deaktiviert, wird das Kästchen der Konfiguration grau eingefärbt. Gesperrte Funktionen werden für die betreffenden Anwender inaktiv, d.h. grau angezeigt.

Bedeutung der Symbole:

>	Ansicht erweitern	P	Programmteil
▼	Ansicht reduzieren	M	Menüpunkt
☒	Voller Zugriff auf Funktion(en)	F	Funktion
☐	Beschränkter Zugriff auf Funktion(en)		
☐	Kein Zugriff auf Funktion(en)		



HINWEIS

Bei der Gruppe **Administratoren** sind standardmässig alle Zugriffsrechte eingeschaltet und können nicht geändert werden.

6.2.1.2.3 Anwenderverwaltung - Unterschriften

Dialogfenster: **Konfiguration ► Extras ► Anwenderverwaltung... ► Anwenderverwaltung**

Ist im linken Teil des Dialogfensters **Anwenderverwaltung** das Element **Unterschriften** einer Anwendergruppe markiert, so werden im rechten Teilfenster die Berechtigungen dieser Gruppe angezeigt und können dort geändert werden.

Berechtigungen für Audit Trail

Löschen von Einträgen

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, so können Anwender aus dieser Anwendergruppe das Löschen von Audit-Trail-Einträgen mit ihrer Unterschrift bestätigen.



HINWEIS

Bei der Gruppe **Administratoren** sind standardmässig alle Unterschriftsberechtigungen eingeschaltet, sie können aber ausgeschaltet werden.

Ausführbare Methoden

Nur Methoden mit Unterschrift Stufe 2

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, so können Anwender aus dieser Anwendergruppe im Arbeitsplatz nur Methoden mit der Unterschrift Stufe 2 starten.

6.2.1.2.4 Anwenderverwaltung - Optionen

Dialogfenster: **Konfiguration ► Extras ► Anwenderverwaltung... ► Anwenderverwaltung**

Ist im linken Teil des Dialogfensters **Anwenderverwaltung** das Element **Optionen** einer Anwendergruppe markiert, so werden im rechten Teilfenster Optionen für diese Gruppe angezeigt und können dort geändert werden.

Standardansicht für Datenbank

Wahl der Ansicht, die nach dem Anmelden des Anwenders standardmäßig im Programmteil **Datenbank** geöffnet wird.

Auswahl	Auswahl der definierten Datenbank-Ansichten

Standardansicht für Konfiguration

Wahl der Ansicht, die nach dem Anmelden des Anwenders standardmäßig im Programmteil **Konfiguration** geöffnet wird.

Auswahl	Auswahl der definierten Konfigurations-Ansichten
---------	---

neue Gruppe verschoben. Ein Anwender kann auch mit Drag-and-drop in eine neue Gruppe verschoben werden.

Auswahl	Auswahl der definierten Anwendergruppen
☐	Alle Anwendergruppen
☐	Benutzer
☐	Administratoren
☐	Systemadministratoren
☐	Netzwerkadministratoren
☐	Sicherheitsbeauftragte
☐	IT-Support
☐	Marketing
☐	Forschung und Entwicklung
☐	Vertrieb
☐	Kundenbetreuung
☐	Finanzen
☐	Menschenressourcen
☐	Rechtsabteilung
☐	Interne Kommunikation
☐	Externe Kommunikation
☐	Public Relations
☐	Investor Relations
☐	Corporate Governance
☐	Compliance
☐	Risikoprüfung
☐	Interne Revision
☐	Wirtschaftsprüfung
☐	Steuerberatung
☐	Rechtsberatung
☐	Arbeitsrecht
☐	Sozialrecht
☐	Umweltrecht
☐	Datenschutzrecht
☐	Bauwesen
☐	Energie
☐	Transport
☐	Medizin
☐	Pharmazie
☐	Chemie
☐	Physik
☐	Ingenieurwissenschaften
☐	Mathematik
☐	Informatik
☐	Psychologie
☐	Pädagogik
☐	Erziehungswissenschaften
☐	Politikwissenschaft
☐	Geographie
☐	Historische Wissenschaften
☐	Archäologie
☐	Philosophie
☐	Theologie
☐	Religionswissenschaft
☐	Journalismus
☐	Kommunikationswissenschaft
☐	Literaturwissenschaft
☐	Sprachwissenschaft
☐	Angewandte Linguistik
☐	Didaktik
☐	Pädagogische Psychologie
☐	Erziehungspsychologie
☐	Entwicklungspsychologie
☐	Gerontopsychologie
☐	Jugendberufshilfe
☐	Adoleszenzambulanz
☐	Kinderschutz
☐	Elternarbeit
☐	Kindergartenpädagogik
☐	Grundschulbildung
☐	Hauptschule
☐	Gymnasium
☐	Universität
☐	Lehrerbildung
☐	Fortbildung
☐	Weiterbildung
☐	Qualifizierung
☐	Personalmanagement
☐	Organisationsentwicklung
☐	Strategieentwicklung
☐	Projektmanagement
☐	Change Management
☐	Business Development
☐	Marktforschung
☐	Produktentwicklung
☐	Vertriebsmanagement
☐	Kundenbeziehungen
☐	Servicequalität
☐	Brand Management
☐	Advertising
☐	Media Buying
☐	Content Marketing
☐	Social Media Marketing
☐	Search Engine Optimization
☐	Pay Per Click
☐	Display Advertising
☐	Video Advertising
☐	Native Advertising
☐	Referral Marketing
☐	Partnership Marketing
☐	Co-Marketing
☐	Cross-Promotion
☐	Event Marketing
☐	Trade Show
☐	Webinar
☐	Podcast
☐	YouTube Channel
☐	Instagram Account
☐	Twitter Account
☐	LinkedIn Profile
☐	Facebook Page
☐	Google+ Profile
☐	Nextdoor Profile
☐	Local Business Listing
☐	Online Review Management
☐	Reputation Management
☐	Crisis Communication
☐	PR Writing
☐	Press Release Distribution
☐	Media Outreach
☐	Source Cultivation
☐	Journalist Pitching
☐	Editorial Calendar
☐	Content Calendar
☐	SEO Audit
☐	Keyword Research
☐	On-Page SEO
☐	Off-Page SEO
☐	Link Building
☐	Guest Blogging
☐	Broken Link Building
☐	Skyscraper Technique
☐	Backlink Analysis
☐	Competitor Backlink Analysis
☐	Rank Tracking
☐	Local Search Optimization
☐	Mobile Search Optimization
☐	Voice Search Optimization
☐	Image Search Optimization
☐	Video Search Optimization
☐	Knowledge Graph Optimization
☐	Structured Data Markup
☐	Schema.org Markup
☐	Open Graph Protocol
☐	Twitter Cards
☐	Rich Snippets
☐	Featured Snippets
☐	Zero-click Searches
☐	No-click Searches
☐	Instant Answers
☐	Knowledge Panels
☐	Local Packs
☐	Map Pack
☐	Three-pack
☐	Local Citations
☐	NAP Consistency
☐	Local Link Building
☐	Local Content Creation
☐	Local Influencer Marketing
☐	Local Event Sponsorship
☐	Local Community Engagement
☐	Local SEO Tools
☐	Local Search Console
☐	Local Analytics
☐	Local Conversion Tracking
☐	Local Remarketing
☐	Local Display Advertising
☐	Local Video Advertising
☐	Local Native Advertising
☐	Local Referral Marketing
☐	Local Partnership Marketing
☐	Local Co-Marketing
☐	Local Cross-Promotion
☐	Local Event Marketing
☐	Local Trade Show
☐	Local Webinar
☐	Local Podcast
☐	Local YouTube Channel
☐	Local Instagram Account
☐	Local Twitter Account
☐	Local LinkedIn Profile
☐	Local Facebook Page

Bemerkungen

Möglichkeit zur Eingabe von zusätzlichen Informationen zum Anwender (z.B. Funktion, Adresse).

Eingabe **1000 Zeichen**

6.2.1.3.2 Anwender hinzufügen

Dialogfenster: **Konfiguration** ► **Extras** ► **Anwenderverwaltung...** ► **Anwenderverwaltung** ► **[Anwender hinzufügen]** ► **Anwender hinzufügen**

Um einen neuen Anwender hinzuzufügen, gibt es zwei Möglichkeiten:

- Anwendergruppe auswählen und den kontextsensitiven Menüpunkt **Anwender hinzufügen** wählen.
- Anwendergruppe auswählen und die Schaltfläche **[Anwender hinzufügen]** drücken.

In beiden Fällen wird danach das Dialogfenster **Anwender hinzufügen** geöffnet.

Anwender

Kurzname des neuen Anwenders, mit dem er sich beim Programmstart anmelden muss. Nach der Eingabe des Namens muss ein **Startpasswort** vergeben werden, worauf der neue Anwender in die Anwenderliste eingetragen wird.

Eingabe **24 Zeichen**

6.2.1.3.3 Startpasswort setzen

Dialogfenster: **Konfiguration ► Extras ► Anwenderverwaltung... ► Anwenderverwaltung ► [Startpasswort setzen] ► Startpasswort**

Mit der Schaltfläche **[Startpasswort setzen]** im Dialogfenster **Anwenderverwaltung** kann für den ausgewählten Anwender ein Startpasswort vergeben werden. Sie ist nur aktiv für neu angelegte Anwender oder für solche, die wieder neu in den Status **aktiv** gesetzt wurden. Es öffnet sich das Dialogfenster **Startpasswort**.

Startpasswort

Eingabe eines Startpasswortes. Für das Startpasswort werden die Passwortoptionen nicht angewendet.

Eingabe **50 Zeichen**

Eingabe **50 Zeichen**

- *Anmeldung/Passwortschutz*
Einstellungen zur Anmeldung und zum Passwortschutz
- *Audit Trail/Änderungen*
Aktivieren/Deaktivieren des Audit Trail und Kommentare beim Ändern von Methoden, Bestimmungen oder Probanddaten
- *Unterschriften*
Optionen für elektronische Unterschriften
- *Standardbegründungen*
Definition von Begründungen für das Unterschreiben und Ändern von Methoden, Bestimmungen und Probanddaten.

6.2.2.2 Anmeldung/Passwortschutz

Registerkarte: **Konfiguration** ▶ **Extras** ▶ **Sicherheitseinstellungen...** ▶ **Sicherheitseinstellungen** ▶ **Anmeldung/Passwortschutz**

Auf der Registerkarte **Anmeldung/Passwortschutz** wird definiert, ob sich der Anwender mit Name oder mit Name und Passwort anmelden muss und wie das Passwort überwacht und aufgebaut sein muss.

Anmeldung

Anwendername erforderlich

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, so erscheint bei jedem Programmstart das Anmeldefenster, in dem der Anwender seinen Anwendernamen eingeben muss. Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, so wird keine Anmeldung verlangt und als Anwendername wird der unter Windows angemeldete Anwender übernommen. Sämtliche nachfolgenden Parameter sind in diesem Fall inaktiv.

Auswahl	ein aus
Standardwert	aus
	FDA-StandardEinstellung: ein (nicht mehr editierbar)

Passwort erforderlich

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, so erscheint bei jedem Programmstart das Anmeldefenster, in dem der Anwender neben seinem Anwendernamen auch ein Passwort eingeben muss. Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, so sind sämtliche nachfolgenden Parameter inaktiv.

Auswahl	ein aus
Standardwert	aus
	FDA-StandardEinstellung: ein (nicht mehr editierbar)

Passwortüberwachung durch StabNet

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, so wird das Passwort gemäss den nachfolgenden Parametern durch **StabNet** überwacht.

Auswahl	ein aus
Standardwert	ein

Passwortüberwachung durch Windows

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, so wird das Passwort gemäss den in Windows festgelegten Parametern überwacht. Die Parameter für den Passwortschutz sind in diesem Fall inaktiv.

Auswahl	ein aus
Standardwert	aus



VORSICHT

Um bei der Passwortüberwachung durch Windows eine unerwünschte Anmeldung durch den in Windows standardmässig definierten Anwender **Gast** zu verhindern, muss dieser unbedingt entweder ebenfalls mit einem Passwort versehen oder noch besser deaktiviert werden.



VORSICHT

Wird diese Option eingeschaltet, müssen die Anwendernamen in **Windows** und **StabNet** zwingend übereinstimmen, da sich sonst der Nutzer in **StabNet** nicht mehr einloggen kann. Um dies sicherzustellen, erscheint nach der Wahl dieser Option das Dialogfenster **Test-Anmeldung** (siehe Kapitel 6.2.2.3, Seite 328), in dem sich der angemeldete Nutzer mit seinem Windows-Passwort anmelden muss. Schlägt diese Test-Anmeldung fehl, bleibt das Dialogfenster **Sicherheitseinstellungen** geöffnet.

Maximale Anzahl Anmeldeversuche

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, so wird ein Anwender in den Status **inaktiv** gesetzt, sobald die hier definierte Anzahl Anmeldeversuche überschritten wurde. Ein Anwender mit Status **inaktiv** kann sich nicht mehr einloggen. Der Zähler für die Anmeldeversuche wird für den entsprechenden Anwender bei erfolgreichem Einloggen zurückgesetzt.

Auswahl	ein aus
Standardwert	aus FDA-StandardEinstellung: ein (nicht mehr editierbar)
Eingabebereich	2 ... 5
Standardwert	3

Meldung per E-Mail

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, so wird eine E-Mail an die unter **[E-Mail...]** definierte Adresse geschickt, sobald die definierte Anzahl Anmeldeversuche überschritten wurde.

Auswahl	ein aus
Standardwert	aus

[E-Mail...]

Mit dieser Schaltfläche öffnet sich das Fenster **E-Mail senden** (siehe Kapitel 6.2.2.7, Seite 331) für die Definition der E-Mail-Parameter.

Abmeldung

Erneute Anmeldung nur für gleichen Anwender

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, so ist beim manuellen Abmelden ein erneutes Anmelden nur für den gleichen Anwender möglich. Anwender mit Administratorrechten können sich aber in jedem Fall anmelden. Falls diese Option eingeschaltet wird, ist die folgende Option automatisch eingeschaltet und inaktiv.

Auswahl	ein aus
Standardwert	aus



HINWEIS

Ist die automatische Abmeldung eingeschaltet (*siehe Seite 326*), kann sich unabhängig von der Einstellung dieser Option immer nur der gleiche Anwender oder ein Anwender mit Administratorrechten wieder neu anmelden.

Automatische Abmeldung nach

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, so wird der Anwender automatisch abgemeldet, wenn innerhalb dieser Zeit keine Bedienfunktion via Tastatur oder Maus ausgeführt wird. Nach dieser automatischen Abmeldung kann sich nur ein Mitglied aus der gleichen Anwendergruppe wie der zuvor abgemeldete Anwender oder ein Anwender mit Administratorrechten wieder neu anmelden.

Auswahl	ein aus
Standardwert	aus
Eingabebereich	1 ... 60 min
Standardwert	10 min

Auswahl	ein aus
Standardwert	aus FDA-StandardEinstellung: ein (nicht mehr editierbar)
Eingabebereich	1 ... 999 Tage
Standardwert	365 Tage

6.2.2.3 Test-Anmeldung für die Passwortüberwachung durch Windows

Registerkarte: **Konfiguration** ▶ **Extras** ▶ **Sicherheitseinstellungen...** ▶ **Sicherheitseinstellungen** ▶ **Anmeldung/Passwortschutz** ▶ **Test-Anmeldung**

Beim Einschalten der Option **Passwortüberwachung durch Windows** (siehe Kapitel 6.2.2.2, Seite 324) muss in diesem Dialogfenster das Windows-Passwort des Anwenders eingegeben werden. Durch die Test-Anmeldung wird überprüft, ob der Anwendername mit dem Windows-Anwendernamen übereinstimmt.

Anwender

Anzeige des aktuellen Anwendernamens.

Passwort

Eingabe des Windows-Passworts.

Nur wenn die Test-Anmeldung erfolgreich ist, kann die **Passwortüberwachung durch Windows** benutzt werden.

6.2.2.4 Audit Trail/Änderungen

Registerkarte: **Konfiguration** ► **Extras** ► **Sicherheitseinstellungen...** ► **Sicherheits-einstellungen** ► **Audit Trail/Änderungen**

Auf der Registerkarte **Audit Trail/Änderungen** wird die Aufzeichnung des Audit Trails ein- und ausgeschaltet. Hier kann auch definiert werden, ob bei Änderungen von Methoden, Bestimmungen oder Probanddaten eine Änderungsbegründung und ein Änderungskommentar verlangt wird oder nicht.

Audit Trail

Audit Trail aktiv

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, so werden alle Programmaktionen automatisch aufgezeichnet, welche als Audit-Trail-Aktionen definiert sind.

Auswahl	ein aus
Standardwert	aus FDA-StandardEinstellung: ein (nicht mehr editierbar)

Änderungen

Kommentar bei Änderung von Methoden

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, so muss bei jeder Änderung einer Methode eine Änderungsbegründung und ein Änderungskommentar eingegeben werden, die in der Methode gespeichert und in der Methoden-History angezeigt werden. Begründung und Kommentar werden auch im Audit Trail aufgezeichnet.

Auswahl	ein aus
Standardwert	aus
FDA-StandardEinstellung: ein (nicht mehr editierbar)	

Kommentar bei Änderung von Bestimmungen

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, so muss bei jeder Änderung einer Bestimmung eine Änderungsbegründung und ein Änderungskommentar eingegeben werden, die in der Bestimmung gespeichert und in der Datenbank im Unterfenster **Informationen** auf der Registerkarte **Bestimmung** angezeigt werden. Begründung und Kommentar werden auch im Audit Trail aufgezeichnet.

Auswahl	ein aus
Standardwert	aus
FDA-StandardEinstellung: ein (nicht mehr editierbar)	

Kommentar bei Änderung von Probendaten (live)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, so muss bei jeder Änderung einer Bestimmung eine Änderungsbegründung und ein Änderungskommentar eingegeben werden, die in der Bestimmung gespeichert und in der Datenbank im Unterfenster **Informationen** auf der Registerkarte **Probe** angezeigt werden. Begründung und Kommentar werden auch im Audit Trail aufgezeichnet.

Auswahl	ein aus
Standardwert	aus
FDA-StandardEinstellung: ein (nicht mehr editierbar)	

6.2.2.5 Unterschriften

Registerkarte: **Konfiguration ► Extras ► Sicherheitseinstellungen... ► Sicherheitseinstellungen ► Unterschriften**

Auf der Registerkarte **Unterschriften** können Parameter zur elektronischen Unterschrift konfiguriert werden.

Abbruch bei Inaktivität nach

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, so wird das Dialogfenster zum Unterschriften nach Ablauf des gesetzten Zeitlimits automatisch geschlossen.

Auswahl	ein aus
Standardwert	aus
Eingabebereich	1 ... 60 min
Standardwert	10 min

Passwort nach Unterschreiben entfernen

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, so muss das Passwort nach jedem Unterschriften neu eingegeben werden.

Auswahl	ein aus
Standardwert	aus
	FDA-StandardEinstellung: ein (nicht mehr editierbar)

Jede Bestimmung/Methode einzeln unterschreiben

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, so muss jede der in der Bestimmungsübersicht ausgewählten Bestimmungen einzeln unterschrieben werden.

Auswahl	ein aus
Standardwert	aus
	FDA-StandardEinstellung: ein (nicht mehr editierbar)

6.2.2.6 Standardbegründungen

Registerkarte: **Konfiguration** ▶ **Extras** ▶ **Sicherheitseinstellungen...** ▶ **Sicherheits-einstellungen** ▶ **Standardbegründungen**

Auf der Registerkarte **Standardbegründungen** werden die Begründungen definiert, welche beim Unterschreiben von Methoden und Bestimmungen oder beim Ändern von Methoden, Bestimmungen und Probandaten eingegeben werden müssen.

Kategorie

Auswahl der Kategorie, für die Begründungen definiert werden sollen.

Auswahl	Unterschrift Stufe 1 Unterschrift Stufe 2 Änderungen von Methoden Änderungen von Bestimmungen Änderungen von Proben- daten
Standardwert	Unterschrift Stufe 1

Begründungen

Anzeige der für die ausgewählte Kategorie definierten Begründungen.

Eingabe **50 Zeichen**



Text nach oben verschieben (Reihenfolge ändern).



Text nach unten verschieben (Reihenfolge ändern).

[Neu]

Neue Begründung hinzufügen.

[Bearbeiten]

Ausgewählte Begründung bearbeiten.

[Löschen]

Ausgewählte Begründung löschen.

6.2.2.7 E-Mail senden

Dialogfenster: **Konfiguration ▶ Extras ▶ Sicherheitseinstellungen... ▶ Sicherheits-einstellungen ▶ Anmeldung/Passwortschutz ▶ [E-Mail...] ▶ E-Mail senden**

E-Mail-Adresse

E-Mail-Adresse des Empfängers.

Eingabe	200 Zeichen
---------	--------------------

Betreff

Titel zur Beschreibung der Meldung.

Eingabe	200 Zeichen
---------	--------------------

Meldung

Die hier definierte Meldung wird beim Überschreiten der maximal zulässigen Anzahl Anmeldeversuche als E-Mail verschickt.

Mit  oder einem Doppelklick auf das Textfeld wird der Texteditor gestartet, mit dem die Meldung eingegeben und verändert werden kann.

Eingabe	Text (unbegrenzt)
---------	--------------------------

Absender

E-Mail-Adresse

E-Mail-Adresse des Absenders.

Eingabe	200 Zeichen
---------	--------------------

SMTP-Server

Adresse des SMTP-Mail-Servers.

Eingabe	200 Zeichen
---------	--------------------

Port

Portnummer des SMTP-Mail-Servers.

Eingabebereich	1 ... 65536
Standardwert	25

Authentifizierung

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Kontrollkästchen zur Aktivierung der Authentifizierung des Absenders
beim Verschicken der E-Mail sowie Wahl der Authentifizierungsmethode.

Auswahl	SMTP SMTP after POP
Standardwert	SMTP

POP-Server

Adresse des POP-Mail-Servers.

Eingabe **200 Zeichen**

Port

Portnummer des POP-Mail-Servers.

Eingabebereich	1 ... 65536
Standardwert	110

Anwender

Name des Anwenders für den Zugang zum Mail-Server. Dieser Name muss nicht mit dem Windows-Anwendernamen übereinstimmen.

Eingabe **200 Zeichen**

Passwort

Passwort für den Zugang zum Mail-Server. Dieses Passwort muss nicht mit dem Windows-Passwort übereinstimmen.

Eingabe **200 Zeichen**

6.2.2.8 Konfigurationsreport drucken (PDF)

Dialogfenster: **Datei ▶ Drucken (PDF)... ▶ Sicherheitseinstellungen ▶ Konfigurationsreport drucken (PDF)**

Mit dem Menüpunkt **Datei ► Drucken (PDF)... ► Sicherheitseinstellungen** können die Sicherheitseinstellungen als PDF-Datei ausgegeben werden.

6.2.3.2.2 Neues Sicherungsverzeichnis erstellen

Dialogfenster: **Konfiguration** ► **Extras** ► **Programmadministration** ► **Sicherungsverzeichnisse** ► **[Neu]** ► **Neues Sicherungsverzeichnis**

Name

Name für das Sicherungsverzeichnis.

Eingabe	50 Zeichen
---------	------------

Verzeichnis

Eingabe oder Auswahl (mit ) des Pfades für das Sicherungsverzeichnis.

Eingabe **1000 Zeichen**



HINWEIS

Falls sich das Sicherungsverzeichnis auf einem Netzlaufwerk befindet, sollte beim Sichern das Datum der Sicherung im **Sicherungsnamen** manuell hinzugefügt werden, da beim Wiederherstellen die Information zum Sicherungsdatum nicht verfügbar ist.



HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass Sie Lese- und Schreibberechtigung für das ausgewählte Verzeichnis besitzen.

6.2.3.2.3 Sicherungsverzeichnis bearbeiten

Dialogfenster: **Konfiguration** ► **Extras** ► **Programmadministration** ► **Sicherungsverzeichnisse** ► **[Bearbeiten]** ► **Sicherungsverzeichnis bearbeiten**

Name

Name für das Sicherungsverzeichnis.

Eingabe	50 Zeichen
---------	------------



HINWEIS

Das bei der Installation erstellte **Standardsicherungsverzeichnis** kann nicht umbenannt werden.

Verzeichnis

Eingabe oder Auswahl (mit ...) des Pfades für das Sicherungsverzeichnis.

1000 Zeichen



HINWEIS

6.2.3.3 Clients

Client-ID

Computer-Name

Status

■■■■■■■ 335

6.3 Konfigurationsdaten

6.3.1 Exportieren/Importieren

6.3.1.1 Konfigurationsdaten exportieren

Dialogfenster: **Konfiguration ▶ Datei ▶ Exportieren... ▶ Konfigurationsdaten exportieren**

Mit **Datei ► Exportieren...** wird das Dialogfenster **Konfigurationsdaten exportieren** geöffnet, in dem die folgenden Teile der Konfigurationsdatenbank für den Export ausgewählt werden können:

Geräte

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Konfigurationsdaten für Geräte exportieren (*siehe Kapitel 6.5, Seite 361*).

Sensoren

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Konfigurationsdaten für Sensoren exportieren (siehe Kapitel 6.6, Seite 365).

Temperaturkoeffizienten

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Temperaturkoeffizienten exportieren (siehe Kapitel 6.7, Seite 375).

Exportvorlagen

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Gespeicherte Exportvorlagen exportieren (siehe Kapitel 4.4.3, Seite 158).

Kontrollkartenvorlagen

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Gespeicherte Kontrollkartenvorlagen exportieren (siehe Kapitel 4.4.2.1, Seite 153).

E-Mail-Vorlagen

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Gespeicherte E-Mail-Vorlagen exportieren (siehe Kapitel 6.3.3.1, Seite 341).

Exportvorlagen

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Gespeicherte Exportvorlagen importieren (siehe Kapitel 4.4.3, Seite 158).

Kontrollkartenvorlagen

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Gespeicherte Kontrollkartenvorlagen importieren (siehe Kapitel 4.4.2.1, Seite 153).

E-Mail-Vorlagen

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Gespeicherte E-Mail-Vorlagen importieren (siehe Kapitel 6.3.3.1, Seite 341).

Sicherheitseinstellungen

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Sicherheitseinstellungen importieren (siehe Kapitel 6.2.2.1, Seite 323).

Anwenderverwaltung

ein | aus (Standardwert: **ein**)

Anwenderverwaltung importieren (siehe Kapitel 6.2.1.1, Seite 313).

[OK]

Das ausgewählten Daten werden importiert.

6.3.2 Sichern/Wiederherstellen

6.3.2.1 Konfigurationsdaten automatisch sichern

Dialogfenster: **Konfiguration** ► **Datei** ► **Sichern** ► **Automatisch** ► **Konfigurationsdaten automatisch sichern**

Automatische Sicherung

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die Konfigurationsdatenbank automatisch im gewünschten Zeitintervall in das definierte Sicherungsverzeichnis gesichert. Dabei wird die gesamte Konfigurationsdatenbank (inklusive Methodengruppen und Methoden) gesichert.

Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, können die nachfolgenden Parameter nicht editiert werden.



HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass Sie Lese- und Schreibberechtigung für das ausgewählte Verzeichnis besitzen.

Sicherungsname

Auswahl eines bereits vorhandenen oder Eingabe eines neuen Namens für die Sicherungsdatei. Wird eine bereits bestehende Sicherungsdatei ausgewählt, wird diese überschrieben.

Eingabe	50 Zeichen
Auswahl	'Sicherungsname'



HINWEIS

Falls sich das Sicherungsverzeichnis auf einem Netzlaufwerk befindet, sollte im **Sicherungsname** das Datum der Sicherung hinzugefügt werden, da beim Wiederherstellen die Information zum Sicherungsdatum nicht verfügbar ist.

[Starten]

Manuelle Sicherung der gesamten Konfigurationsdatenbank (inklusive Methodengruppen und Methoden) starten.

6.3.2.3 Konfigurationsdaten wiederherstellen

Dialogfenster: **Konfigurationsdaten wiederherstellen**

Sicherungsverzeichnis

Auswahl eines in der Programmadministration vordefinierten Verzeichnisses, in dem sich die gesicherte Konfigurationsdatenbank befindet.

Auswahl	'Sicherungsverzeichnisse'
---------	---------------------------

Sicherungsname

Auswahl einer Sicherungsdatei.

Auswahl **'Sicherungsdateien'**

Sicherungsdatum

Anzeige des Zeitpunkts der Sicherung der Konfigurationsdatenbank. Befindet sich die Sicherungsdatei auf einem Netzlaufwerk, ist diese Information nicht verfügbar.

6.4.1.3 Audit Trail - Menüleiste

6.4.1.3.1 Audit Trail - Hauptmenüs

Programmfenster: **Konfiguration ► Extras ► Audit Trail... ► Audit Trail**

Die Menüleiste im Programmfenster **Audit Trail** umfasst folgende Hauptmenüpunkte:

- *Datei*
Audit Trail drucken, exportieren, archivieren, löschen.
- *Ansicht*
Tabelle aktualisieren, Spaltenanzeige definieren.
- *Filter*
Spezialfilter und Schnellfilter definieren und anwenden.
- *Extras*
Audit Trail überwachen.
- *Hilfe*
Programm-Hilfe öffnen, Informationen zum Programm anzeigen.

6.4.1.3.2 Audit Trail - Menü Datei

Programmfenster: **Konfiguration ► Extras ► Audit Trail... ► Audit Trail**

 Drucken (PDF)...	Audit-Trail-Datensätze als PDF-Datei ausgeben (<i>siehe Kapitel 6.4.3.5, Seite 359</i>).
Exportieren...	Audit-Trail-Datensätze exportieren (<i>siehe Kapitel 6.4.3.2, Seite 357</i>).
Archivieren...	Audit-Trail-Datensätze archivieren (<i>siehe Kapitel 6.4.3.3, Seite 358</i>).
Löschen	Archivierte Audit-Trail-Datensätze löschen (<i>siehe Kapitel 6.4.3.4, Seite 358</i>).
Schliessen	Audit-Trail-Fenster schliessen.

6.4.1.3.3 Audit Trail - Menü Ansicht

Programmfenster: **Konfiguration ► Extras ► Audit Trail... ► Audit Trail**

 Aktualisieren	Audit-Trail-Tabelle aktualisieren (<i>siehe Kapitel 6.4.2.4, Seite 352</i>).
Spaltenanzeige...	Spalten für Audit-Trail-Tabelle definieren (<i>siehe Kapitel 6.4.2.2, Seite 350</i>).

6.4.1.3.4 Audit Trail - Menü Filter

Programmfenster: **Konfiguration ► Extras ► Audit Trail... ► Audit Trail**

 Letzter Filter	Letzten Schnell- oder Spezialfilter wieder anwenden (<i>siehe Kapitel 6.4.3.1.2, Seite 352</i>).
 Schnellfilter	Schnellfilter anwenden (<i>siehe Kapitel 6.4.3.1.3, Seite 353</i>).



Ausgewählte Spalte in die Tabelle einfügen.



Ausgewählte Spalte aus der Tabelle entfernen.



Verschieben der ausgewählten Spalte nach oben (Reihenfolge der angezeigten Spalten ändern).



Verschieben der ausgewählten Spalte nach unten (Reihenfolge der angezeigten Spalten ändern).

6.4.2.3 Audit Trail - Navigationsleiste

Programmfenster: **Konfiguration ► Extras ► Audit Trail... ► Audit Trail**



201 - 400 von 2098 (gefiltert)



Die unterhalb der Audit-Trail-Tabelle angezeigte Navigationsleiste dient zum Navigieren bei umfangreichen Tabellen, bei denen nicht mehr alle Einträge gleichzeitig angezeigt werden können. Sie enthält die folgenden Elemente:



Sprung zum ersten Satz an Einträgen in der Audit-Trail-Tabelle.



Zurückschalten zum vorhergehenden Satz an Einträgen in der Audit-Trail-Tabelle.

201 - 400 von 2098 (gefiltert)

Anzeige des ausgewählten Satzes **#### - ####** an Einträgen in der Audit-Trail-Tabelle. Falls die Tabelle nicht gefiltert wird, erscheint zusätzlich die Gesamtzahl aller Einträge. Falls die Tabelle gefiltert wird, erscheint die Gesamtzahl der gefilterten Einträge mit dem Zusatz **(gefiltert)**.



Weiterschalten zum nächsten Satz an Einträgen in der Audit-Trail-Tabelle.




Sprung zum letzten Satz an Einträgen Audit-Trail-Tabelle.

6.4.3.1.3 Audit Trail - Schnellfilter

Menüpunkt: **Audit Trail ► Filter ► Schnellfilter**

Mit dem Menüpunkt **Filter ► Schnellfilter** oder dem Symbol  im Programmfenster **Audit Trail** kann eine Schnellfilterung nach dem Inhalt des ausgewählten Tabellenfeldes durchgeführt werden. Nach der Auswahl dieser Funktion wird beim Navigieren innerhalb der Audit-Trail-Tabelle das Feld, in dem sich der Cursor befindet, farbig hinterlegt. Gleichzeitig erscheint das folgende, spezielle Filtersymbol:



Durch Doppelklick mit der linken Maustaste wird der Inhalt des in der Tabelle ausgewählten Feldes als Filterbedingung gesetzt und dieser Filter direkt auf die Tabelle angewendet.



HINWEIS

Innerhalb der gefilterten Tabelle kann der Schnellfilter erneut angewendet werden, so dass die Anzahl Einträge schrittweise eingeschränkt werden kann.

6.4.3.1.4 Audit Trail - Spezialfilter

6.4.3.1.4.1 Spezialfilter-Tabelle

Dialogfenster: **Audit Trail ► Filter ► Spezialfilter... ► Spezialfilter - Datenbank 'ConfigDB'**

Mit dem Menüpunkt **Filter ► Spezialfilter...** oder dem Symbol  im Programmfenster **Audit Trail** öffnet sich das Dialogfenster **Spezialfilter - Datenbank 'ConfigDB'** für die Definition von anwenderspezifischen Filtern.

Filter

Auswahl des Filters, der zum Bearbeiten geladen werden soll. Standardmässig wird eine leere Tabelle unter dem Namen **Neuer Filter** geladen.

Auswahl	'Filtername' Neuer Filter
Standardwert	Neuer Filter

[Filter speichern]

Öffnen des Dialogfensters **Filter Speichern**, in dem die in der Tabelle eingetragenen Filterbedingungen unter dem gewünschten Namen als Spezialfilter gespeichert werden können (siehe Kapitel 6.4.3.1.4.3, Seite 356).



HINWEIS

Die Filter werden global in der Konfigurationsdatenbank gespeichert.

6.4.3.1.5 Audit Trail - Filter entfernen

Menüpunkt: **Audit Trail ► Filter ► Filter entfernen**

Mit dem Menüpunkt **Filter ► Filter entfernen** oder dem Symbol  im Programmfenster **Audit Trail** wird der zuletzt angewendete Filter wieder entfernt und es werden alle Einträge angezeigt.

6.4.3.2 Audit Trail exportieren

Dialogfenster: **Audit Trail ► Datei ► Exportieren... ► Audit Trail exportieren**

Mit dem Menüpunkt **Datei ► Exportieren...** öffnet sich das Dialogfenster **Audit Trail exportieren**.

Datei speichern unter

Eingabe oder Auswahl (mit ) des vollständigen Pfades und des Dateinamens für die Speicherung der Exportdatei.

Eingabe	1000 Zeichen
---------	---------------------

Auswahl

Auswahl	Alle Datensätze Ausgewählte Datensätze
Standardwert	Alle Datensätze

Alle Datensätze

Es werden alle Einträge aus der gefilterten Audit-Trail-Tabelle exportiert.

Ausgewählte Datensätze

Es werden nur die in der Audit-Trail-Tabelle ausgewählten Einträge exportiert.



HINWEIS

Audit-Trail-Einträge werden im Text-Format exportiert und können nicht mehr zurück in die Audit-Trail-Tabelle importiert werden. Die Exportdatei enthält eine Checksumme, mit der überprüft werden kann, ob die Datei nachträglich verändert wurde.

Meldung anzeigen und dokumentieren

Es wird eine Meldung angezeigt und Sie können wählen, ob Sie die Bestimmung fortsetzen oder abbrechen möchten. Wird die Bestimmung fortgesetzt, wird die Meldung, dass die Gültigkeitsdauer eines Sensors überschritten ist, automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Bestimmung nicht starten

Die Bestimmung wird nicht gestartet. Die nachfolgende Meldung muss mit **[OK]** bestätigt werden.

6.6.3.3 Eigenschaften - Kalibrierdaten (Leitfähigkeitssensor)

Registerkarte: **Konfiguration ▶ Sensoren ▶ [Bearbeiten] ▶ Eigenschaften... ▶ Kalibrierdaten**

Zellkonstante

Der Wert der Zellkonstanten des Leitfähigkeitssensors kann mit der Zellkonstanten-Bestimmung (*siehe Kapitel 3.5, Seite 86*) automatisch bestimmt oder manuell eingegeben werden. Dies ist nur möglich, wenn keine Bestimmung läuft.

Eingabebereich	0.10 ... 10.00 /cm (Inkrement: 0.01)
Standardwert	1.10 /cm

Leitfähigkeit der Standardlösung

Anzeige der während der Zellkonstanten-Bestimmung angegebenen Leitfähigkeit der Standardlösung (*siehe Kapitel 3.5, Seite 86*). Wird die **Zellkonstante** manuell eingegeben, so wird hier automatisch ----- eingetragen.

Temperatur der Standardlösung

Anzeige der während der Zellkonstanten-Bestimmung angegebenen Temperatur der Standardlösung (*siehe Kapitel 3.5, Seite 86*). Wird die **Zellkonstante** manuell eingegeben, so wird hier automatisch ----- eingetragen.

Kalibrierdatum

Anzeige von Datum und Zeit der letzten Kalibrierung.

Das Datum der Inbetriebnahme wird für die Kalibrierdatenüberwachung benutzt (**Kalibrierdatum + Kalibrierintervall = Nächste Kalibrierung**).

Kalibriermethode

Anzeige der Methode, mit der die Zellkonstante bestimmt wurde (**manuell** bei manueller Eingabe, **auto** bei automatischer Zellkonstanten-Bestimmung).

[E-Mail...]

Mit **[E-Mail...]** öffnet sich das Fenster **E-Mail senden** (siehe Kapitel 2.6.1, Seite 63).

Akustisches Signal

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird ein akustisches Signal ausgegeben

Aktion

Wird bei der Überwachung festgestellt, dass die Gültigkeitsdauer der Zellkonstanten abgelaufen ist, wird beim Starttest eine der folgenden Aktionen automatisch ausgelöst:

Auswahl	Meldung nur dokumentieren Meldung anzeigen und dokumentieren Bestimmung nicht starten
Standardwert	Meldung anzeigen und dokumentieren

Meldung nur dokumentieren

Die Meldung, dass die Gültigkeitsdauer der Zellkonstanten überschritten ist, wird automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Meldung anzeigen und dokumentieren

Es wird eine Meldung angezeigt und Sie können wählen, ob Sie den Ablauf fortsetzen oder abbrechen möchten. Wird der Ablauf fortgesetzt, wird die Meldung, dass die Gültigkeitsdauer der Zellkonstanten überschritten ist, automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Bestimmung nicht starten

Die Bestimmung wird nicht gestartet. Die nachfolgende Meldung muss mit **[OK]** bestätigt werden.

6.6.3.4 Eigenschaften - Kalibrierdaten (Temperatursensor)

Registerkarte: **Konfiguration ► Sensoren ► [Bearbeiten] ► Eigenschaften... ► Kalibrierdaten**

Kalibrierpunkt 1**Temperatur**

Manuelle Eingabe der Temperatur.

Eingabebereich	-250.0 ... 999.9 °C (Inkrement: 0.1)
Standardwert	0.0 °C

Widerstand

Manuelle Eingabe des Widerstands.

Eingabebereich	0.000 ... 999.999 Ohm (Inkrement: 0.001)
Standardwert	'leer' Ohm

Kalibrierpunkt 2

Temperatur

Manuelle Eingabe der Temperatur.

Eingabebereich	-250.0 ... 999.9 °C (Inkrement: 0.1)
Standardwert	100.0 °C

Widerstand

Manuelle Eingabe des Widerstands.

Eingabebereich	0.000 ... 999.999 Ohm (Inkrement: 0.001)
Standardwert	'leer' Ohm

Kalibrierpunkt 3

Temperatur

Manuelle Eingabe der Temperatur.

Eingabebereich	-250.0 ... 999.9 °C (Inkrement: 0.1)
Standardwert	200.0 °C

Widerstand

Manuelle Eingabe des Widerstands.

Eingabebereich	0.000 ... 999.999 Ohm (Inkrement: 0.001)
Standardwert	'leer' Ohm

Anwender

Anzeige des Anwenders, der während der Eintragung der Kalibrierdaten angemeldet war.

6.6.3.5 Eigenschaften - Grenzwerte

Registerkarte: **Konfiguration** ▶ Sensoren ▶ **[Bearbeiten]** ▶ Eigenschaften... ▶ Grenzwerte



HINWEIS

Diese Registerkarte wird nur für Sensoren vom Typ **Leitfähigkeitssensor** angezeigt.

Q10-Faktor

Wert des Q10-Faktors.

Arrhenius-Koeffizient

Wert des Arrhenius-Koeffizienten.

Zuweisungsdatum

Datum und Zeit der letzten Wertzuweisung.

Anwender

Anwender, der die Wertzuweisung vorgenommen hat.

Verfallsdatum

Verfallsdatum des Temperaturkoeffizienten.

Tabellenansicht

Die Tabelle der Temperaturkoeffizienten ist nicht direkt editierbar. Durch einen Klick auf den Spaltentitel kann die Tabelle nach der selektierten Spalte in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortiert werden. Die Tabellenansicht kann mit der linken Maustaste folgendermassen angepasst werden:

- **Einstellen der Spaltenbreite**
Ziehen der Begrenzung zwischen den Spaltentiteln
- **Einstellen der optimalen Spaltenbreite**
Doppelklick auf Begrenzung zwischen den Spaltentiteln
- **Verschieben der Spalte an den gewünschten Ort**
Ziehen des Spaltentitels

Funktionen

Das Menü **[Bearbeiten]** unterhalb der Tabelle der Temperaturkoeffizienten enthält die folgenden Menüpunkte:

Neu... ►	Neuen Temperaturkoeffizienten hinzufügen (<i>siehe Kapitel 6.7.2.2, Seite 377</i>).
Arrhenius	Arrhenius-Koeffizient hinzufügen.
Q10	Q10-Faktor hinzufügen.
Löschen	Ausgewählten Temperaturkoeffizienten löschen (<i>siehe Kapitel 6.7.2.3, Seite 377</i>).
Eigenschaften...	Ausgewählten Temperaturkoeffizienten bearbeiten (<i>siehe Kapitel 6.7.3.1, Seite 378</i>).



Verschieben der ausgewählten Spalte nach oben (Reihenfolge der angezeigten Spalten ändern).



Verschieben der ausgewählten Spalte nach unten (Reihenfolge der angezeigten Spalten ändern).

6.7.2.5 Liste der Temperaturkoeffizienten drucken

Menüpunkt: **Konfiguration** ► **Temperaturkoeffizienten** ► **[Bearbeiten]** ► **Drucken (PDF)**... ► **Liste der Temperaturkoeffizienten drucken (PDF)**

Mit **[Bearbeiten] ► Drucken (PDF)...** wird das Dialogfenster **Liste der Temperaturkoeffizienten drucken (PDF)** geöffnet.

Ausrichtung

Auswahl	Hochformat Querformat
Standardwert	Hochformat

Hochformat

Ausgabe der Tabelle der Temperaturkoeffizienten im Hochformat.

Querformat

Ausgabe der Tabelle der Temperaturkoeffizienten im Querformat.

[OK]

Die Tabelle der Temperaturkoeffizienten wird im gewünschten Format als PDF-Datei ausgegeben und direkt mit dem Acrobat Reader geöffnet, von wo sie gedruckt und/oder gespeichert werden kann.

6.7.3 Temperaturkoeffizienten - Eigenschaften

6.7.3.1 Temperaturkoeffizient - Eigenschaften bearbeiten

Dialogfenster: **Konfiguration** ► **Temperaturkoeffizienten** ► **[Bearbeiten]** ► **Eigenschaften...** ► **Temperaturkoeffizient - 'Name'**

Die Parameter für den ausgewählten Temperaturkoeffizienten werden definiert.

Mit dem Menüpunkt **[Bearbeiten] ► Eigenschaften...** im Unterfenster **Temperaturkoeffizienten** wird das Eigenschaftsfenster für den in der Tabelle ausgewählten Temperaturkoeffizienten geöffnet, in dem die Parameter des Temperaturkoeffizienten bearbeitet werden können:

Typ = Arrhenius

- *Temperaturkoeffizient*

Typ = Q10

- *Temperaturkoeffizient*

Meldung nur dokumentieren

Die Meldung, dass die Nutzungsdauer des Temperaturkoeffizienten abgelaufen ist, wird automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Meldung anzeigen und dokumentieren

Es wird eine Meldung angezeigt und Sie können wählen, ob Sie den Ablauf fortsetzen oder abbrechen möchten. Wird der Ablauf fortgesetzt, wird die Meldung, dass die Nutzungsdauer des Temperaturkoeffizienten abgelaufen ist, automatisch in der Bestimmung gespeichert.

Bestimmung nicht starten

Die Bestimmung wird nicht gestartet. Die nachfolgende Meldung muss mit **[OK]** bestätigt werden.

6.7.3.3 Eigenschaften - Temperaturkoeffizient (Q10)

Registerkarte: **Konfiguration ► Temperaturkoeffizienten ► [Bearbeiten] ► Eigenschaften... ► Temperaturkoeffizient - 'Name' ► Temperaturkoeffizienten**

Name

Name des Temperaturkoeffizienten.

Eingabe	40 Zeichen
---------	-------------------

Typ

Anzeige des Typs des Temperaturkoeffizienten (**Q10**).

Q10-Faktor

Wert des Q-Faktors

Eingabebereich	0.001 ... 100 (Inkrement: 0.001)
Standardwert	2

Kommentar

Bemerkungen zum Temperaturkoeffizienten.

Eingabe	40 Zeichen
Standardwert	'leer'

Zuweisungsmethode

Anzeige, ob die Wertzuweisung manuell oder durch Übernahme aus der Extrapolation erfolgte. Wenn der Wert von Hand eingetragen wurde, wird **manuell** angezeigt, wenn er durch die Schaltfläche **[Faktor speichern]** im Dialogfenster **Extrapolation** übernommen wurde, wird aus Extrapolation angezeigt.

Anwender

Anwender, der während der Wertzuweisung angemeldet war, oder der den Wert von Hand eingetragen hat.

Hersteller

Hersteller des Zubehörteils.

Eingabe	25 Zeichen
---------	-------------------

Kommentar

Kommentar zum Zubehörteil.

Eingabe	250 Zeichen
---------	--------------------

6.8.3.3 Eigenschaften - Überwachung

Registerkarte: **Konfiguration ▶ Zubehör ▶ [Bearbeiten] ▶ Eigenschaft-**
ten... ▶ Zubehör - 'Name' ▶ Überwachung

**HINWEIS**

Filter und Molekularsiebe werden weiterhin über **Geräte ▶ Eigenschaften - 'Gerätename' ▶ Gasfluss** überwacht (siehe Kapitel 7.1.1.2, Seite 390).

Inbetriebnahme

Anzeige von Datum und Zeit der Inbetriebnahme des Zubehörteils. Dieses Datum kann durch Drücken auf  editiert werden.

Zubehör überwachen

ein | aus (Standardwert: **aus**)

Ist diese Option aktiviert, wird die Nutzungsdauer des Zubehörteils überwacht.

Nutzungsdauer

Nutzungsdauer des Zubehörteils in Tagen. Wird hier ein Wert eingegeben, wird das Feld **Verfallsdatum** automatisch angepasst.

Eingabebereich	0 ... 999 Tage
Standardwert	999 Tage

Verfallsdatum

Verfallsdatum des Zubehörteils. Dieses Datum kann nach Drücken auf  im Dialogfenster **Datum wählen** ausgewählt werden. Nach der Datums-eingabe wird der Wert für die **Nutzungsdauer** automatisch angepasst.

Auswahl	Datumsauswahl
---------	----------------------

7 Geräte

7.1 892 Professional Rancimat

7.1.1 Geräteeigenschaften

Die Parameter des 892 Professional Rancimat werden auf den folgenden Registerkarten definiert:

- *Allgemein*
Allgemeine Geräteinformationen wie Gerätename, Gerätetyp, Seriennummer etc.
- *Gasfluss*
Informationen zu Pumpe, Filter- und Molekularsiebüberwachung.
- *Temperaturkorrektur*
Ergebnisse der im Arbeitsplatz bestimmten Temperaturkorrektur
- *GLP*
Informationen zu GLP-Tests und GLP-Überwachung.

7.1.1.1 Eigenschaften - Allgemein

Registerkarte: **Konfiguration ► Geräte ► [Bearbeiten] ► Eigenschaften... ► Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ► Allgemein**

Auf der Registerkarte **Allgemein** werden allgemeine Eigenschaften des Gerätes angezeigt.

Gerätename

Vom Anwender beliebig wählbarer Name für das Gerät. Dieser Name wird auf dem Gerätedisplay angezeigt, nachdem StabNet gestartet wurde. Wird der Name in StabNet geändert, erscheint der neue Gerätename auf dem Display.

Eingabe	50 Zeichen
Standardwert	Gerätetypnummer_#

Gerätetyp

Anzeige des Gerätetyps.

Programmversion

Anzeige der Programmversion des Gerätes.

[Aktualisieren]

Öffnen des Dialogfensters **Neue Programmversion laden** (siehe Kapitel 7.1.1.5, Seite 395).

7.1.1.5 Dialogfenster Neue Programmversion laden

Dialogfenster: **Konfiguration ► Geräte ► [Bearbeiten] ► Eigenschaften... ► Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ► [Allgemein ► Aktualisieren] ► Neue Programmversion laden**

Wird beim Anschluss eines Gerätes festgestellt, dass dieses eine alte, von StabNet nicht unterstützte, Programmversion hat, muss diese aktualisiert werden. Dazu das Gerät in der Gerätetabelle auswählen. Mit **Bearbeiten ► Eigenschaften...** das Eigenschaftenfenster öffnen. Auf der Registerkarte **Allgemein** mit **[Aktualisieren]** das Dialogfenster **Neue Programmversion laden** öffnen.

Alte Version

Anzeige der alten Geräteprogrammversion.

Neue Version

Anzeige der neuen Geräteprogrammversion.

[Laden]

Neue Programmversion laden. Während des Ladens wird ein Fortschrittsbalken angezeigt.




HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass das Gerät während des Ladevorganges nicht manipuliert oder ausgeschaltet wird und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

7.1.2 Geräteanzeige

Auf der Geräteanzeige werden folgende Informationen dargestellt: Leitfähigkeitsmesswert, Temperatur des Heizblocks, Gasfluss.



7.2 893 Professional Biodiesel Rancimat

7.2.1 Geräteeigenschaften

Die Parameter des 893 Professional Biodiesel Rancimat werden auf den folgenden Registerkarten definiert:

- *Allgemein*
Allgemeine Geräteinformationen wie Gerätename, Gerätetyp, Seriennummer etc.
- *Gasfluss*
Informationen zu Pumpe, Filter- und Molekularsiebüberwachung.
- *Temperaturkorrektur*
Ergebnisse der im Arbeitsplatz bestimmten Temperaturkorrektur
- *GLP*
Informationen zu GLP-Tests und GLP-Überwachung.

7.2.1.1 Eigenschaften - Allgemein

Registerkarte: **Konfiguration ► Geräte ► [Bearbeiten] ► Eigenschaften... ► Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ► Allgemein**

Auf der Registerkarte **Allgemein** werden allgemeine Eigenschaften des Gerätes angezeigt.

Gerätename

Vom Anwender beliebig wählbarer Name für das Gerät. Dieser Name wird auf dem Gerätedisplay angezeigt, nachdem StabNet gestartet wurde. Wird der Name in StabNet geändert, erscheint der neue Gerätename auf dem Display.

Eingabe	50 Zeichen
Standardwert	Gerätetypnummer_#

Gerätetyp

Anzeige des Gerätetyps.

Programmversion

Anzeige der Programmversion des Gerätes.

[Aktualisieren]

Öffnen des Dialogfensters **Neue Programmversion laden** (siehe Kapitel 7.1.1.5, Seite 395).

Diese Schaltfläche wird nur bei Geräten mit eigener Firmware angezeigt. Sie ist nur aktiv, wenn das Gerät eine nicht von **StabNet** unterstützte alte Programmversion hat, die durch **StabNet** selber aktualisiert werden kann.

7.2.1.5 Dialogfenster Neue Programmversion laden

Dialogfenster: **Konfiguration ▶ Geräte ▶ [Bearbeiten] ▶ Eigenschaften... ▶ Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ▶ [Allgemein ▶ Aktualisieren] ▶ Neue Programmversion laden**

Wird beim Anschluss eines Gerätes festgestellt, dass dieses eine alte, von StabNet nicht unterstützte, Programmversion hat, muss diese aktualisiert werden. Dazu das Gerät in der Gerätetabelle auswählen. Mit **Bearbeiten ▶ Eigenschaften...** das Eigenschaftenfenster öffnen. Auf der Registerkarte **Allgemein** mit **[Aktualisieren]** das Dialogfenster **Neue Programmversion laden** öffnen.

Alte Version

Anzeige der alten Geräteprogrammversion.

Neue Version

Anzeige der neuen Geräteprogrammversion.

[Laden]

Neue Programmversion laden. Während des Ladens wird ein Fortschrittsbalken angezeigt.




HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass das Gerät während des Ladevorganges nicht manipuliert oder ausgeschaltet wird und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

7.2.2 Geräteanzeige

Auf der Geräteanzeige werden folgende Informationen dargestellt: Leitfähigkeitsmesswert, Temperatur des Heizblocks, Gasfluss.



7.3 895 Professional PVC Thermomat

7.3.1 Geräteeigenschaften

Die Parameter des 895 Professional PVC Thermomat werden auf den folgenden Registerkarten definiert:

- *Allgemein*
Allgemeine Geräteinformationen wie Geräte-
name, Gerätetyp, Serien-
nummer etc.
- *Temperaturkorrektur*
Ergebnisse der im Arbeitsplatz bestimmten Temperaturkorrektur
- *GLP*
Informationen zu GLP-Tests und GLP-Überwachung.

7.3.1.1 Eigenschaften - Allgemein

Registerkarte: **Konfiguration ► Geräte ► [Bearbeiten] ► Eigenschaften... ► Eigenschaften - 'Gerätetyp' - 'Gerätename' ► Allgemein**

Auf der Registerkarte **Allgemein** werden allgemeine Eigenschaften des Gerätes angezeigt.

Gerätename

Vom Anwender beliebig wählbarer Name für das Gerät. Dieser Name wird auf dem Gerätedisplay angezeigt, nachdem StabNet gestartet wurde. Wird der Name in StabNet geändert, erscheint der neue Geräte-
name auf dem Display.

Eingabe	50 Zeichen
Standardwert	Gerätetypnummer_#

Gerätetyp

Anzeige des Gerätetyps.

Programmversion

Anzeige der Programmversion des Gerätes.

[Aktualisieren]

Öffnen des Dialogfensters **Neue Programmversion laden** (siehe Kapitel 7.1.1.5, Seite 395).

Diese Schaltfläche wird nur bei Geräten mit eigener Firmware angezeigt. Sie ist nur aktiv, wenn das Gerät eine nicht von **StabNet** unterstützte alte Programmversion hat, die durch **StabNet** selber aktualisiert werden kann.

Geräte-Seriennummer

Anzeige der Seriennummer des Gerätes.

ten ► Eigenschaften... das Eigenschaftenfenster öffnen. Auf der Registerkarte **Allgemein** mit **[Aktualisieren]** das Dialogfenster **Neue Programmversion laden** öffnen.

Alte Version

Anzeige der alten Geräteprogrammversion.

Neue Version

Anzeige der neuen Geräteprogrammversion.

[Laden]

Neue Programmversion laden. Während des Ladens wird ein Fortschrittsbalken angezeigt.




HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass das Gerät während des Ladevorganges nicht manipuliert oder ausgeschaltet wird und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

7.3.2 Geräteanzeige

Auf der Geräteanzeige werden folgende Informationen dargestellt: Leitfähigkeitsmesswert, Temperatur des Heizblocks, Gasfluss.



1 Messgefäßdeckel rot

Auf dieser Messposition kann keine Bestimmung gestartet werden (Bestimmung läuft oder Mehrfachbestimmung ist noch nicht abgeschlossen).

8 Wie gehe ich vor?

8.1 Audit Trail

8.1.1 Audit Trail öffnen

Wie gehe ich vor?

- 1 Programmteil **Konfiguration** auswählen.
- 2 Das Symbol  oder den Menüpunkt **Extras ► Audit Trail...** anklicken.
Das Dialogfenster **Audit Trail** wird geöffnet.
- 3 Falls gewünscht, die Spaltenanzeige anpassen.

8.1.2 Audit Trail filtern

Wie gehe ich vor?

Das Dialogfenster "Audit Trail" öffnen

- 1 Programmteil **Konfiguration** auswählen.
- 2 Das Symbol  oder den Menüpunkt **Extras ► Audit Trail...** anklicken.
Das Dialogfenster **Audit Trail** wird geöffnet.

Im Dialogfenster **Audit Trail** kann nun via Schnellfilter oder Spezialfilter gefiltert werden:

Schnellfilter

- 1 Das Symbol  oder den Menüpunkt **Filter ► Schnellfilter** anklicken.
Nach der Auswahl dieser Funktion wird beim Navigieren innerhalb der Audit-Trail-Tabelle das Feld, in dem sich der Cursor befindet, gelb hinterlegt.
- 2 Auf das gewünschte Feld mit der linken Maustaste doppelklicken.

8.2.3 Konfigurationsdaten sichern

Wie gehe ich vor?

Allgemeines

Die Konfigurationsdaten werden in **StabNet** in der **Konfigurationsdatenbank** gespeichert. Zu den Konfigurationsdaten gehören alle methodenübergreifenden Einstellungen für Geräte, Sensoren, Temperaturkoeffizienten und Zubehör sowie Vorlagen, **Sicherheitseinstellungen** (siehe Kapitel 6.2.2.1, Seite 323) und **Anwenderverwaltung** (siehe Kapitel 6.2.1.1, Seite 313).

Bei Local-Server-Systemen (**StabNet Full**) liegt die Konfigurationsdatenbank im Programmverzeichnis des Rechners, auf dem das Programm installiert wurde.



HINWEIS

Die Konfigurationsdatenbank sollte periodisch gesichert werden.

Konfigurationsdaten manuell sichern

- 1 Programmteil **Konfiguration** auswählen.
- 2 Den Menüpunkt **Datei ► Sichern ► Manuell** anklicken.
Das Dialogfenster **Konfigurationsdaten manuell sichern** wird geöffnet.
- 3 Verzeichnis für die Sicherung im Feld **Sicherungsverzeichnis** auswählen.
- 4 Im Auswahlfeld **Sicherungsname** einen Namen für die Sicherungsdatei auswählen oder neu eingeben. Wird eine bereits bestehende Sicherungsdatei ausgewählt, wird diese überschrieben.



HINWEIS

Falls sich das Sicherungsverzeichnis auf einem Netzlaufwerk befindet, sollte im **Sicherungsname** das Datum der Sicherung hinzugefügt werden, da beim Wiederherstellen die Information zum Sicherungsdatum nicht verfügbar ist.

- 5** **[Starten]** anklicken.

8.2.5 Methoden sichern

Allgemeines

Konfigurationsdaten manuell sichern

- 2** Den Menüpunkt **Datei ► Sichern ► Manuell** anklicken.

4 Im Auswahlfeld **Sicherungsname** einen Namen für die Sicherungsdatei auswählen oder neu eingeben. Wird eine bereits bestehende Sicherungsdatei ausgewählt, wird diese überschrieben.



5 [Starten] anklicken.

Die manuelle Sicherung wird gestartet und die Konfigurationsdatenbank in das ausgewählte Verzeichnis gesichert.

Konfigurationsdaten automatisch sichern

- 1 Programmteil **Konfiguration** auswählen.
- 2 Den Menüpunkt **Datei ► Sichern ► Automatisch** anklicken.
Das Dialogfenster **Konfigurationsdaten automatisch sichern** wird geöffnet.
- 3 Das Kontrollkästchen **Automatische Sicherung** aktivieren.
- 4 **Intervall** für die Sicherungsüberwachung oder Datum für die nächste Sicherung im Feld **Nächste Sicherung** eingeben.
- 5 Verzeichnis für die Sicherung im Feld **Sicherungsverzeichnis** auswählen.
- 6 **[OK]** anklicken.
Das Dialogfenster **Konfigurationsdaten automatisch sichern** wird geschlossen und die Konfigurationsdatenbank wird zum gewünschten Zeitpunkt automatisch in das ausgewählte Verzeichnis gesichert.

Methoden exportieren

- 1 Programmteil **Methode** auswählen.
- 2 Das Symbol  oder den Menüpunkt **Datei ► Methoden verwalten...** anklicken.
Das Dialogfenster **Methoden verwalten** wird geöffnet.
- 3 Gewünschte **Methodengruppe** auswählen.
- 4 Gewünschte Methoden auswählen.
- 5 Den Menüpunkt **Bearbeiten ► Exportieren...** anklicken.
Das Dialogfenster **Verzeichnis für Export wählen** wird geöffnet.

- Die ausgewählten Methoden werden je in eine Datei mit dem Namen **'Methodenname'.rmet** exportiert.



Die exportierten Methoden werden unverschlüsselt, aber mit einer Checksumme gespeichert. Wird eine so gespeicherte Datei manipuliert, kann sie nicht mehr importiert werden.

- 4 **[Öffnen]** anklicken.

Die Datensätze der ausgewählten Datenbank werden in der **Bestimmungsübersicht** angezeigt.

- 5** Das Symbol  oder den Menüpunkt **Bestimmungen ► Suchen...** anklicken.

Das Dialogfenster **Suchen - Datenbank 'Datenbankname'** wird geöffnet.

- 6** Gewünschte Suchkriterien und Suchoptionen eingeben oder auswählen.

- 7 [Weitersuchen]** anklicken.

Die nächste Bestimmung, die den Suchbegriff enthält, wird in der **Bestimmungsübersicht** markiert.

8.3.3 Bestimmungen filtern

Wie gehe ich vor?

Datenbank öffnen

- 1** Programmteil **Datenbank** auswählen.

- 2 Das Symbol  oder den Menüpunkt **Datei ► Öffnen...** anklicken.
- Das Dialogfenster **Datenbank öffnen** wird geöffnet.

- 3** Gewünschte Datenbank auswählen oder Name im Feld **Datenbankname** eingeben.

- 4 **[Öffnen]** anklicken.

Die Datensätze der ausgewählten Datenbank werden in der **Bestimmungsübersicht** angezeigt.

Im Fenster **Bestimmungsübersicht** kann nun via Schnellfilter oder Spezialfilter gefiltert werden.

Schnellfilter

- 1 Das Symbol  oder den Menüpunkt **Filter ► Schnellfilter** anklicken.

Nach der Auswahl dieser Funktion wird beim Navigieren innerhalb der Bestimmungstabelle das Feld, in dem sich der Cursor befindet, gelb hinterlegt.

- 2** Auf das gewünschte Feld mit der linken Maustaste doppelklicken.

Der Inhalt des in der Tabelle ausgewählten Feldes wird als Filterbedingung gesetzt und dieser Filter direkt auf die Tabelle angewendet.



HINWEIS

Innerhalb der gefilterten Tabelle kann der Schnellfilter erneut angewendet werden, so dass die Anzahl Einträge schrittweise eingeschränkt werden kann.

Spezialfilter definieren und anwenden

- 1** Das Symbol  oder den Menüpunkt **Filter ► Spezialfilter...** anklicken.

Das Dialogfenster **Spezialfilter - Datenbank 'Name'** für die Definition von anwenderspezifischen Filtern wird geöffnet.

- 2 Den Menüpunkt **Bearbeiten ► Neue Zeile einfügen** anklicken.

Das Dialogfenster **Filterbedingung Neuer Filter bearbeiten** wird geöffnet

- 3** Filterkriterien eingeben und mit **[OK]** bestätigen.

- 4** Im Dialogfenster **Spezialfilter - Datenbank 'Name' [Filter anwenden]** anklicken.

Die Tabelle wird gefiltert.

Spezialfilter definieren und speichern

- 1 Das Symbol  oder den Menüpunkt **Filter ► Spezialfilter...** anklicken.
Das Dialogfenster **Spezialfilter - Datenbank 'Name'** für die Definition von anwenderspezifischen Filtern wird geöffnet.
- 2 Den Menüpunkt **Bearbeiten ► Neue Zeile einfügen** anklicken.
Das Dialogfenster **Filterbedingung Neuer Filter bearbeiten** wird geöffnet
- 3 Filterkriterien eingeben und mit **[OK]** bestätigen.
- 4 Im Dialogfenster **Spezialfilter - Datenbank 'Name' [Filter speichern]** anklicken.
Das Dialogfenster **Filter speichern** wird geöffnet.
- 5 Name im Feld **Filtername** eingeben.
- 6 **[Speichern]** anklicken.
Der Spezialfilter wird unter dem gewünschten Namen gespeichert.

Spezialfilter anwenden

- 1 Im Dialogfenster **Spezialfilter - Audit Trail** in der Auswahlliste **Filter** den gewünschten Spezialfilter auswählen.
Die Tabelle wird gefiltert.

8.3.4 Bestimmungen eines Batchs anzeigen

Wie gehe ich vor?

- 1 Programmteil **Datenbank** auswählen.
- 2 Das Symbol  oder den Menüpunkt **Datei ► Öffnen...** anklicken.
Das Dialogfenster **Datenbank öffnen** wird geöffnet.
- 3 Gewünschte Datenbank auswählen oder Name im Feld **Datenbank-name** eingeben.

Das Fenster **Unterschrift Stufe 1** wird geöffnet. Falls für die gewählte Bestimmung eine Unterschrift möglich ist, erscheint im Feld **Info Unterschrift möglich**.

- 2 Anwender, Passwort, Begründung und Kommentar** eingeben oder auswählen.

- 3 [Unterschreiben]** anklicken.

Die ausgewählte Bestimmung wird auf Stufe 1 unterschrieben.



HINWEIS

Bestimmungen, die auf Stufe 1 unterschrieben wurden, können nachbearbeitet und gelöscht werden. Wird die geänderte Bestimmung als neue Bestimmungsversion gespeichert, werden aber alle Unterschriften automatisch gelöscht, d.h. die Bestimmung muss wieder neu unterschrieben werden.

Unterschrift 2



HINWEIS

Bestimmungen können nur auf Stufe 2 unterschrieben werden, wenn der Anwender einer Anwendergruppe angehört, welche die entsprechende Berechtigung dazu hat (*siehe Kapitel 6.2.1.2.3, Seite 316*).

- 1** Auf Symbol  oder Menüpunkt **Bestimmungen ► Unterschreiben ► Unterschrift 2...** klicken.

Es öffnet sich das Fenster **Unterschrift Stufe 2**. Falls für die gewählte Bestimmung eine Unterschrift möglich ist, erscheint im Feld **Info Unterschrift möglich**.

- 2 Anwender, Passwort, Begründung und Kommentar** eingeben oder auswählen.

- 3 [Unterschreiben]** anklicken.

Die ausgewählte Bestimmung wird auf Stufe 2 unterschrieben.



HINWEIS

Bestimmungen, die auf Stufe 2 unterschrieben wurden, sind **gesperrt**, d.h. sie können weder nachbearbeitet noch gelöscht werden. Um solche Bestimmungen wieder bearbeiten zu können, müssen zuerst die Unterschriften auf Stufe 2 gelöscht werden.

8.3.6 Bestimmungen exportieren

Wie gehe ich vor?

Exportvorlage definieren

- 1 Programmteil **Datenbank** auswählen.
- 2 Den Menüpunkt **Extras ► Vorlagen ► Exportvorlagen...** anklicken.
Das Fenster **Exportvorlagen** wird geöffnet.
- 3 Den Menüpunkt **Bearbeiten ► Neu...** anklicken.
Das Fenster **Exportvorlagen – 'Neue Datei'** wird geöffnet.
- 4 Eigenschaften der neuen Exportvorlage definieren.
- 5 **[OK]** anklicken.
Das Dialogfenster wird geschlossen.
- 6 **[Schliessen]** anklicken
Das Dialogfenster **Exportvorlagen** wird geschlossen.

Bestimmungen auswählen

- 1 Programmteil **Datenbank** auswählen.
- 2 Das Symbol  oder den Menüpunkt **Datei ► Öffnen...** anklicken.
Das Dialogfenster **Datenbank öffnen** wird geöffnet.

Das Fenster **Bestimmungen importieren** wird angezeigt.

- 6** Gewünschte Bestimmungen auswählen.

- ## 7 [Öffnen] anklicken

Die ausgewählten Bestimmungen werden in die geöffnete Datenbank importiert.



HINWEIS

Exportierte Bestimmungen können nur im Dateiformat ***.rdet** importiert werden.

8.3.8 Bestimmungen löschen

Wie gehe ich vor?

- 1** Programmteil **Datenbank** auswählen.

- 2 Das Symbol  oder den Menüpunkt **Datei ▶ Öffnen...** anklicken.

Das Dialogfenster **Datenbank öffnen** wird geöffnet.

- 3** Gewünschte Datenbank auswählen oder Name im Feld **Datenbank-name** eingeben.

- 4 [Öffnen]** anklicken.

Die Datensätze der ausgewählten Datenbank werden in der **Bestimmungsübersicht** angezeigt.

- 5** Gewünschte Bestimmungen auswählen.

- 6** Das Symbol  oder den Menüpunkt **Bestimmungen ► Löschen** anklicken.

- 7** Löschvorgang bestätigen.

Die ausgewählten Bestimmungen mit sämtlichen Bestimmungsversionen werden gelöscht.



HINWEIS

Ist die Option **Kommentar bei Änderung von Bestimmungen** in den **Sicherheitseinstellungen** eingeschaltet, so erscheint vor der Speicherung das Fenster **Änderungskommentar**.

8.3.9 Bestimmungsversion aktuell machen

Wie gehe ich vor?

- 1 Programmteil **Datenbank** auswählen.
- 2 Das Symbol  oder den Menüpunkt **Datei ► Öffnen...** anklicken.
Das Dialogfenster **Datenbank öffnen** wird geöffnet.
- 3 Gewünschte Datenbank auswählen oder Name im Feld **Datenbank-name** eingeben.
- 4 **[Öffnen]** anklicken.

Die Datensätze der ausgewählten Datenbank werden in der **Bestimmungsübersicht** angezeigt.

- 5 Gewünschte Bestimmung auswählen.
- 6 Das Symbol  oder den Menüpunkt **Bestimmungen ► History anzeigen** anklicken.

In der Bestimmungstabelle werden nur noch die ausgewählte Bestimmung sowie sämtliche zu dieser Bestimmung gehörenden früheren Bestimmungsversionen angezeigt.

- 7** Gewünschte Bestimmung auswählen, die wieder zur aktuellen Bestimmungsversion gemacht werden soll.

- 8** Das Symbol  oder den Menüpunkt **Bestimmungen ► Aktuell machen** anklicken.

Die in der Tabelle ausgewählte Bestimmungsversion wird wieder zur aktuellen Bestimmungsversion gemacht. Dabei wird eine neue Bestimmung mit einer um **+1** gegenüber der letzten gespeicherten Version erhöhten Versionsnummer erzeugt.

8.3.10 Bestimmungen nachbearbeiten

Wie gehe ich vor?



HINWEIS

Bestimmungen, die auf Stufe 2 unterschrieben sind, können nicht mehr nachbearbeitet werden.

- 1 Programmteil **Datenbank** auswählen.
- 2 Das Symbol  oder den Menüpunkt **Datei ► Öffnen...** anklicken.
- 3 Gewünschte Datenbank auswählen oder Namen im Feld **Datenbankname** eingeben.
Die Datensätze der ausgewählten Datenbank werden in der **Bestimmungsübersicht** angezeigt.
- 4 Gewünschte Bestimmungen auswählen.
- 5 Das Symbol  oder den Menüpunkt **Bestimmungen ► Nachbearbeiten...** anklicken.
Das Dialogfenster **Nachbearbeiten** wird geöffnet. Angezeigt wird die erste der ausgewählten Bestimmungen.

Probendaten ändern

- 1 Im Unterfenster **Nachbearbeitungstabelle** die gewünschte Bestimmung auswählen.
- 2 Den Menüpunkt **[Bearbeiten] ► Zeile bearbeiten** anklicken.
Das Dialogfenster **Zeile bearbeiten - Nachbearbeiten** wird geöffnet.
- 3 Im Feld **Ident** den neuen Wert eingeben.
- 4 Im Feld **Info 1** den neuen Wert eingeben.
- 5 Im Feld **Info 2** den neuen Wert eingeben.

- 6** Im Feld **Info 3** den neuen Wert eingeben.

- 7 [Übernehmen]** anklicken.

Die neuen Werte werden in der **Nachbearbeitungstabelle** angezeigt.

- 8 [Nachberechnen]** anklicken.

Die ausgewählten Bestimmungen werden nachberechnet. Die Resultate dieser Nachberechnung werden automatisch im Unterfenster **Resultate** eingetragen.

- 9** Im Dialogfenster **Nachbearbeiten [OK]** anklicken.

Für jede durch die Nachbearbeitung modifizierte Bestimmung wird eine neue Version mit einer um **+1** erhöhten Versionsnummer gespeichert und das Dialogfenster **Nachbearbeiten** geschlossen. Diese Schaltfläche ist inaktiv, solange das Nachberechnen noch nicht ausgelöst wurde und wenn nicht alle ausgewählten Bestimmungen nachberechnet werden konnten.

Auswerteparameter ändern

- 1 Im Unterfenster **Auswertung - Bestimmung aus Methode #** den gewünschten Bereich und die gewünschte Registerkarte auswählen.

- 2** Gewünschte Änderungen an den Auswerteparametern vornehmen.

- 3 [Nachberechnen]** anklicken.

Die ausgewählten Bestimmungen werden nachberechnet. Die Resultate dieser Nachberechnung werden automatisch im Unterfenster **Resultate** eingetragen.

- 4** Falls erwünscht, geänderte Methode mit **Methode...** ► **Speichern unter...** unter dem gleichen oder unter einem neuen Namen speichern.

Wird die geänderte Methode unter dem Namen einer bestehenden Methode gespeichert, werden alle frühere Methodenversionen gelöscht und es entsteht eine neue Version mit der Nummer **1**.

- 5** Im Dialogfenster **Nachbearbeiten [OK]** anklicken.

Für jede durch die Nachbearbeitung modifizierte Bestimmung wird eine neue Version mit einer um **+1** erhöhten Versionsnummer gespeichert und das Dialogfenster **Nachbearbeiten** geschlossen. Diese Schaltfläche ist inaktiv, solange das Nachberechnen noch nicht ausgelöst wurde und wenn nicht alle ausgewählten Bestimmungen nachberechnet werden konnten.

Kurvenauswertung bearbeiten

1 Im Unterfenster **Kurven** die gewünschte Funktion auswählen:

- **Induktionszeit ändern**

Das Symbol  anklicken und mit gedrückter linker Maustaste die Induktionszeit an die gewünschte Stelle verschieben.

- **Tangenten manuell setzen**

Das Symbol  anklicken und die Tangenten für die manuelle Auswertung der Induktionszeit setzen.

- **Tangenten löschen**

- Das Symbol  anklicken, um die manuell gesetzten Tangenten wieder zu löschen.

- **Automatische Auswertung**

Das Symbol  anklicken, um die automatische Auswertung wieder zu aktivieren.

2 **[Nachberechnen]** anklicken.

Die ausgewählten Bestimmungen werden nachberechnet. Die Resultate dieser Nachberechnung werden automatisch im Unterfenster **Resultate** eingetragen.

3 Im Dialogfenster **Nachbearbeiten [OK]** anklicken.

Für jede durch die Nachbearbeitung modifizierte Bestimmung wird eine neue Version mit einer um **+1** erhöhten Versionsnummer gespeichert und das Dialogfenster **Nachbearbeiten** geschlossen. Diese Schaltfläche ist inaktiv, solange das Nachberechnen noch nicht ausgelöst wurde und wenn nicht alle ausgewählten Bestimmungen nachberechnet werden konnten.



10 Im Dialogfenster **Reportausgabe [OK]** anklicken.

Die Reports der ausgewählten Bestimmungen werden ausgegeben.

Wie gehe ich vor?

- Die Datensätze der ausgewählten Datenbank werden in der **Bestimmungsübersicht** angezeigt. Der Datenbankname wird in der Titelleiste des Programms angezeigt, die Anzahl geöffneter Datenbanken in der linken oberen Ecke des Datenbanksymbols.



6 Unter **Auswahl** gewünschte Bestimmungen für Reportausgabe auswählen.

- Unter **Ausrichtung** die Option **Hochformat** oder **Querformat** auswählen.
- [OK]** anklicken.

Die Bestimmungsübersicht wird als PDF-Datei geöffnet.

8.4 Datenbanken

8.4.1 Datenbank öffnen

Wie gehe ich vor?

- 1 Programmteil **Datenbank** auswählen.
- 2 Das Symbol  oder den Menüpunkt **Datei ► Öffnen...** anklicken.
Das Dialogfenster **Datenbank öffnen** wird geöffnet.
- 3 Gewünschte Datenbank auswählen oder Name im Feld **Datenbank-name** eingeben.
- 4 **[Öffnen]** anklicken.

Die Datensätze der ausgewählten Datenbank werden in der **Bestimmungsübersicht** angezeigt. Der Datenbankname wird in der Titelleiste des Programms angezeigt, die Anzahl geöffneter Datenbanken in der linken oberen Ecke des Datenbanksymbols.



HINWEIS

Es können maximal 4 Datenbanken geöffnet, aber nur 2 gleichzeitig angezeigt werden. Datenbanken, die beim Beenden des Programms geöffnet sind, werden beim erneuten Programmstart automatisch geöffnet.

8.4.2 Datenbank schliessen

Wie gehe ich vor?

Einzelne Datenbank schliessen

- 1** Programmteil **Datenbank** auswählen.

- 2 Das Symbol  oder den Menüpunkt **Datei ► Schliessen** anklicken.
Die ausgewählte Datenbank wird geschlossen.

Alle Datenbanken schliessen

- 1 Programmteil **Datenbank** auswählen.
- 2 Den Menüpunkt **Datei ► Alle schliessen** anklicken.
Alle geöffneten Datenbanken werden geschlossen.

8.4.3 Datenbank erstellen

Wie gehe ich vor?

- 1 Programmteil **Datenbank** auswählen.
- 2 Das Symbol  oder den Menüpunkt **Datei ► Datenbankverwaltung...** anklicken.
Das Dialogfenster **Datenbankverwaltung** wird geöffnet.
- 3 Den Menüpunkt **Bearbeiten ► Neu...** anklicken.
Das Dialogfenster **Neue Datenbank** wird geöffnet.
- 4 Name für die neue Datenbank eingeben.
- 5 **[OK]** anklicken.
Das Dialogfenster **Eigenschaften - Datenbank 'Datenbankname'** zum Bearbeiten der Datenbankeigenschaften wird geöffnet.



HINWEIS

Der Datenbankname muss eindeutig sein.

- 6 Auf der Registerkarte **Allgemein** im Feld **Kommentar** einen Kommentar zur Datenbank eingeben.
- 7 Auf der Registerkarte **Zugriffsrechte** Berechtigungen für Lesen und Bearbeiten der neu erstellten Datenbank für die verschiedenen Anwendergruppen definieren.

Die manuelle Sicherung wird gestartet und die Datenbank in das ausgewählte Verzeichnis gesichert.

Datenbank automatisch sichern

1 Programmteil **Datenbank** auswählen.

2 Das Symbol  oder den Menüpunkt **Datei ► Datenbankverwaltung...** anklicken.

Das Dialogfenster **Datenbankverwaltung** wird geöffnet.

3 Gewünschte Datenbank auswählen.

4 **[Eigenschaften]** anklicken.

Das Dialogfenster **Eigenschaften - Datenbank 'Name'** zum Bearbeiten der Datenbankeigenschaften wird geöffnet.

5 Auf der Registerkarte **Allgemein** im Feld **Kommentar** einen Kommentar zur Datenbank eingeben.

6 Auf der Registerkarte **Sicherung** das Kontrollkästchen **Sicherung überwachen** aktivieren.

7 Intervall für die Sicherungsüberwachung oder Datum für die **Nächste Sicherung** eingeben.

8 Das Kontrollkästchen **Sicherung automatisch starten** aktivieren.

9 Verzeichnis für die Sicherung im Feld **Sicherungsverzeichnis** auswählen.

10 **[OK]** anklicken.

11 Das Dialogfenster **Eigenschaften - Datenbank 'Name'** wird geschlossen.

Die Datenbank wird zum gewünschten Zeitpunkt automatisch in das ausgewählte Verzeichnis gesichert.

8.4.5 Datenbank wiederherstellen

Wie gehe ich vor?

- 1 Programmteil **Datenbank** auswählen.
- 2 Das Symbol  oder den Menüpunkt **Datei ► Datenbankverwaltung...** anklicken.
Das Dialogfenster **Datenbankverwaltung** wird geöffnet.
- 3 **[Wiederherstellen]** anklicken.
Das Dialogfenster **Wiederherstellen von Datenbanken** wird geöffnet.
- 4 Im Feld **Sicherungsverzeichnis** das Verzeichnis auswählen, in dem die gewünschte Datenbank gesichert wurde.
- 5 Name für die gewünschte Sicherungsdatei im Feld **Sicherungsname** auswählen oder eingeben.
- 6 Unter **Speichern unter** Name eingeben, unter dem die Datenbank wiederhergestellt werden soll.
- 7 **[Starten]** anklicken.
Die Wiederherstellung der Datenbank wird gestartet.



HINWEIS

Bestehende Datenbanken können nicht überschrieben werden, d. h. sie müssen zuerst gelöscht werden, damit die Datenbank unter dem alten Namen wiederhergestellt werden kann.

8.4.6 Datenbank löschen

Wie gehe ich vor?

- 1 Programmteil **Datenbank** auswählen.
- 2 Das Symbol  oder den Menüpunkt **Datei ► Datenbankverwaltung...** anklicken.
Das Dialogfenster **Datenbankverwaltung** wird geöffnet.

- 

Geöffnete Datenbanken können nicht gelöscht werden.

Wie gehe ich vor?

- 443

Die ausgewählte Methode wird im Hauptfenster anstelle einer bereits geöffneten Methode geöffnet. Der Methodenname wird in der Titelleiste des Programms angezeigt, die Anzahl geöffneter Methoden in der linken oberen Ecke des Methodensymbols.



HINWEIS

Es können maximal 9 Methoden geöffnet, aber nur 1 kann angezeigt werden.

8.6.2 Methode schliessen

Wie gehe ich vor?

Einzelne Methode schliessen

- 1 Programmteil **Methode** auswählen.
- 2 Das Symbol oder den Menüpunkt **Datei ► Schliessen** anklicken.
Die fokussierte Methode wird geschlossen. Wurde die Methode geändert, wird nachgefragt, ob die geänderte Methode als neue Methodenversion gespeichert werden soll.

Alle Methoden schliessen

- 1 Programmteil **Methode** auswählen.
- 2 Den Menüpunkt **Datei ► Alle schliessen** anklicken.
Alle geöffneten Methoden werden geschlossen. Bei jeder Methode, die geändert wurde, wird nachgefragt, ob die geänderte Methode als neue Methodenversion gespeichert werden soll.

8.6.3 Methode erstellen

Wie gehe ich vor?

- 1 Programmteil **Methode** auswählen.
- 2 Das Symbol oder den Menüpunkt **Datei ► Neu...** anklicken.
Das Dialogfenster **Neue Methode** wird geöffnet.
- 3 Methodenvorlage auswählen.

8.6.5 Methode löschen

Wie gehe ich vor?

- 1 Programmteil **Methode** auswählen.
- 2 Auf Symbol  oder Menüpunkt **Datei ► Methoden verwalten...** klicken.

Das Dialogfenster **Methoden verwalten** wird geöffnet.

- 3 In der Auswahlliste **Methodengruppe** die gewünschte Methoden-
gruppe auswählen.

- 4 In der Tabelle die gewünschte Methode auswählen.

- 5 Auf Menüpunkt **Bearbeiten ► Löschen...** klicken.

Die ausgewählten Methoden mit sämtlichen Methodenversionen werden gelöscht.

Ist das Kontrollkästchen **Kommentar bei Änderung von Methoden** in den **Sicherheitseinstellungen** aktiviert, so erscheint beim Löschen von Methoden zuerst das Dialogfenster **Änderungskommentar Methode**.



HINWEIS

Gesperrte Methoden können nicht gelöscht werden.

8.6.6 Methode exportieren

Wie gehe ich vor?

- 1 Programmteil **Methode** auswählen.
- 2 Auf Symbol  oder Menüpunkt **Datei ► Methoden verwalten...** klicken.

Das Dialogfenster **Methoden verwalten** wird geöffnet.

- 3 In der Auswahlliste **Methodengruppe** die gewünschte Methoden-
gruppe auswählen.

- 4 In der Tabelle die gewünschte Methode auswählen.

8.6.8 Methode unterschreiben

Wie gehe ich vor?

Methode auswählen

- 1 Programmteil **Methode** auswählen.
- 2 Auf Symbol  oder Menüpunkt **Datei ► Methoden verwalten...** klicken.
Das Dialogfenster **Methoden verwalten** wird geöffnet.
- 3 In der Auswahlliste **Methodengruppe** die gewünschte Methoden-
gruppe auswählen.
- 4 Gewünschte Methode auswählen.

Unterschrift 1



HINWEIS

Methoden können nur auf Stufe 1 unterschrieben werden, wenn der Anwender einer Anwendergruppe angehört, welche die entsprechende Berechtigung dazu hat (*siehe Kapitel 6.2.1.2.3, Seite 316*).

- 1 Den Menüpunkt **Unterschreiben ► Unterschrift 1...** anklicken.
Das Dialogfenster **Unterschrift Stufe 1** wird geöffnet. Falls für die gewählte Methode eine Unterschrift möglich ist, erscheint im Feld **Info Unterschrift möglich**.
- 2 **Anwender, Passwort, Begründung** und **Kommentar** eingeben oder auswählen.
- 3 **[Unterschreiben]** anklicken.
Die ausgewählte Methode wird auf Stufe 1 unterschrieben.

8.6.9 Methodenversion aktuell machen

Wie gehe ich vor?

- 1 Programmteil **Methode** auswählen.
- 2 Auf Symbol  oder Menüpunkt **Datei ► Methoden verwalten...** klicken.

Das Dialogfenster **Methoden verwalten** wird geöffnet.

- 3 In der Auswahlliste **Methodengruppe** die gewünschte Methoden-
gruppe auswählen.

- 4 Gewünschte Methode auswählen.

- 5 **[History]** anklicken.

Das Dialogfenster **Methoden-History** mit einer Tabelle, in der alle **Versionen** der ausgewählten Methode angezeigt werden, wird geöffnet.

- 6 Gewünschte Methode auswählen, die wieder zur aktuellen Metho-
denversion gemacht werden soll.

- 7 **[Aktuell machen]** anklicken.

Die ausgewählte Methodenversion wird wieder zur aktuellen Metho-
denversion gemacht. Dabei wird die Methode mit einer, gegenüber
der letzten gespeicherten Methodenversion, um **+1** erhöhten Versi-
onsnummer gespeichert.

8.6.10 Methodenreport drucken

Wie gehe ich vor?

- 1 Programmteil **Methode** auswählen.
- 2 Das Symbol  oder den Menüpunkt **Datei ► Öffnen...** anklicken.
Das Dialogfenster **Methode öffnen** wird geöffnet.
- 3 In der Auswahlliste **Methodengruppe** die gewünschte Methoden-
gruppe auswählen.

- 4 Auf der Registerkarte **Allgemein** im Feld **Name** einen neuen Namen für die Methodengruppe und im Feld **Kommentar** einen Kommentar eingeben.
- 5 Auf der Registerkarte **Zugriffsrechte** die Zugriffsrechte auf Methodengruppen und deren Methoden pro Anwendergruppe vergeben.



HINWEIS


Die Anwendergruppe **Administratoren** besitzt immer beide Zugriffsrechte, d. h. diese können nicht ausgeschaltet werden.

- 6 **[OK]** anklicken.
Das Dialogfenster **Eigenschaften - Methodengruppe - Neue Gruppe** wird geschlossen.

8.7.2 Methodengruppe löschen

Wie gehe ich vor?

- 1 Programmteil **Methode** auswählen.
- 2 Das Symbol  oder den Menüpunkt **Datei ► Methodengruppen...** anklicken.
Das Dialogfenster **Methodengruppen** wird geöffnet.
- 3 Gewünschte Methodengruppe auswählen.
- 4 **[Löschen]** anklicken.
Die ausgewählte Methodengruppe wird gelöscht.
- 5 Den Löschvorgang mit **[OK]** bestätigen.



Bei gewissen Proben kann es vorkommen, dass die Leitfähigkeit schon lange vor der eigentlichen Induktionszeit in geringem Masse stufenförmig ansteigt (z. B. durch Nebenreaktionen oder bei flüchtigen Verbindungen). Damit dieser Anstieg nicht als Endpunkt ausgewertet wird, kann der Benutzer die Auswertung für den gewünschten Bereich unterdrücken.

Leitfähigkeit

Die elektrische Leitfähigkeit ist ein Summenparameter für gelöste, dissoziierte Stoffe. Die Grösse der Leitfähigkeit hängt von der Konzentration und dem Dissoziationsgrad der Ionen sowie von der Temperatur und der Wanderungsgeschwindigkeit ab.

Methode

Vorschrift zur Bestimmung einer Probe. Enthält Methoden-, Auswertungs- und Resultatparameter.

Methodengruppe

Sammlung von *Methoden* mit der Möglichkeit, Zugriffsrechte zu definieren.

Nachbearbeiten

Mit der Option Nachbearbeiten wird das Fenster **Nachbearbeiten** geöffnet, mit dem die Resultate der in der Bestimmungsübersicht markierten Bestimmungen neu berechnet werden können und das aus den folgenden drei Bereichen besteht:

Parameter

Resultate

Dokumentation

Normzeit

Die Normzeit ist die berechnete Induktionszeit bei einer gewünschten Zieltemperatur, die durch Extrapolation bestimmt werden kann. Die Normzeit berechnet sich nach folgenden Formeln:

Zellkonstante

Der Widerstand R eines beliebigen Leiters hängt von 2 Parametern ab: dem spezifischen Widerstand ρ (oder Leitfähigkeit $1 / \rho = \chi$) und einem geometrischen Faktor Z . Bei Elektrolyten wird dieser Faktor Z Zellkonstante genannt. Es gilt dann:

$$R = r \cdot Z$$

Im allgemeinen Fall führt man eine Eichung der Messzelle durch, indem man den Widerstand einer Lösung mit bekanntem χ misst und daraus auf einfache Weise die Zellkonstante erhält.

Die Zellkonstanten der im Rancimaten eingesetzten Leitfähigkeitsmesszellen können entweder manuell eingegeben oder mit Hilfe einer definierten Standardlösung automatisch bestimmt werden.

- Bildfeld 148
 Datenfeld 138
 Datumsfeld 140
 Einfügen 131
 Fixreport 146
 Gruppenfeld 147
 Kurvenfeld 152
 Linie 149
 Rechteck 151
 Seitenzahl 143
 Symbolleiste 125
 Textfeld 136
 Zeitfeld 141
 Bedienung 2
 Benutzer
 Kurzname 12
 Bestimmung
 Aktualisieren 171
 Aktuell machen 432
 Alte Version aktuell machen
 190
 Änderungsbegründung 220
 Änderungskommentar
 220, 328
 Auswählen 170
 Batch 181, 426
 Beispiele 189
 Bestimmungsübersicht 166
 Detailübersicht 192
 Doppelbestimmung 76
 Durchführen 76
 Einzelbestimmung 76
 Exportieren 188, 429
 Extrapolation 220
 Filtern 175, 424
 Funktionen 171
 History anzeigen 190
 Importieren 189, 430
 Informationen 232, 233
 Kommentar 172, 240
 Konfigurationsinformation 238
 Löschen 189, 431
 Meldungen 240
 Methode anzeigen 190
 Nachbearbeiten 207, 433
 Report drucken . 190, 436, 461
 Senden an 188
 Sensorinformationen 238
 Starten 76
 Statistisch verknüpft 433
 Status 233
 Stoppen 76
 Suchen 172, 423
 Unterschreiben 427
 Unterschriften 233
 Unterschriften anzeigen 186
 Unterschriftsberechtigungen
 316
 Variablen 25
 Version 190, 233, 432
 Vierfachbestimmung 76
 Zubehörinformationen 238
 Bestimmungsdaten 94
 Bestimmungsdatenbank 3
 Bestimmungsübersicht
 Aktualisieren 166, 171
 Allgemeines 165
 Batchauswahl 168
 Datenanzeige 166
 Datensatzauswahl 170
 Drucken 171, 437, 462
 Filterauswahl 168
 Funktion 171
 Navigationsleiste 169
 Spaltenanzeige 167
 Tabellennavigation 169
C
 Case 57
 Client 335
 CSV-Export 159
D
 Datenbank
 Allgemeine Informationen 112
 Allgemeines 94
 Auswählen 107
 Definition 94
 Eigenschaften 112
 Einführung 3
 Einzelne Datenbank anzeigen
 108
 Erstellen 110, 439
 Funktionen 101
 Informationen 232
 Löschen 111, 442
 Manuell sichern 116
 Menüleiste 95
 Nebeneinander anzeigen .. 108
 Oberfläche 9, 94
 Öffnen 105, 438
 Organisation 94
 Report drucken 190
 Schliessen 108, 438
 Sichern 416, 440
 Sicherung 113, 116
 Symbolleiste 99
 Überwachung 115
 Umbenennen 111
 Untereinander anzeigen 108
 Unterfenster 101
 Verwalten 108
 Wiederherstellen
 117, 418, 442
 Zugriffsrechte 113
 Datum 60
 Dekadischer Logarithmus 42
 Detailübersicht
 Allgemeines 192
 Auswahl 192
 Kontrollkarte 196
 Kontrollkarte drucken 201
 Resultatübersicht drucken . 200
 Zoomen 199
 Dialogsprache 344
 Division 30
 Dokumentation
 Report 291
 Drucken 171
 Audit Trail 359
 Bestimmungsübersicht
 171, 437, 462
 Geräteliste 364
 Liste der Temperaturkoeffizien-
 ten 378
 Methodenreport 260
 Report 190
 Zubehörliste 386
E
 E-Mail
 Anmeldung 331
 Senden 63
 Vorlage bearbeiten 64, 342
 Vorlage exportieren 336
 Vorlage importieren 337
 Vorlagen verwalten 63, 341
 Einzelbestimmung
 Starten 423
 Elektronische Unterschrift 329
 Error (Funktion) 58
 Exponentialfunktion 41
 Exportieren
 Audit Trail 357
 Bestimmungen 188, 429
 Exportvorlage 158
 Konfigurationsdaten . 336, 443
 Methode 449
 Exportvorlage
 Abfrage bei Datelexport 163
 Auswahl 188
 Bearbeiten 159

- Konfiguration
- Allgemeines 305
 - Automatisch sichern 338
 - Definition 305
 - Exportieren 336
 - Funktionen 309
 - Geräte 361
 - Importieren 337
 - Informationen zur Bestimmung 238
 - Konfigurationsdatenbank .. 305
 - Konfigurationsinformation 238
 - Konfigurationssymbol . 10, 305
 - Manuell sichern 339
 - Menüleiste 306
 - Oberfläche 10, 305
 - Optionen 343
 - Symbolleiste 308
 - Unterfenster 308
 - Wiederherstellen 340
- Konfigurationsdaten 336
- Exportieren 443
 - Importieren 444
 - Sichern 419, 444
 - Wiederherstellen 420, 446
- Konfigurationsdatenbank 3
- Konformität 5
- Kontrollkarte
- Detailübersicht 196
 - Drucken 201
 - Eigenschaften 154
 - Grafikparameter 155
 - Grenzwerte 157
 - Statistik 158
 - Vorlagen verwalten 153
- Kontrollkartenvorlage
- Exportieren 336
 - Importieren 337
- Kurve
- Manuell nachbearbeiten ... 218
- Kurvenauswertung
- Bearbeiten 433
- L**
- Layout ändern 103, 311
- Leitfähigkeit
- Anzeige ändern 77
 - Anzeigen 77
- Leitfähigkeitssensor
- Zuordnung 275
- Leitfähigkeitsstandard
- Wertetabelle 88
- Letzter Filter
- Audit Trail 352
- Bestimmungen 175
- Live-Kurve 77
- Logarithmus 41, 42
- M**
- Menüleiste 252
- Arbeitsplatz 67
 - Audit Trail 347
 - Datenbank 95
 - Konfiguration 306
 - Methoden 252
 - Reportvorlage 122
- Messparameter
- Gasfluss 275
 - Probentemperatur 275
 - Startoptionen 275
 - Stoppkriterien 275
 - Temperaturkorrektur 275
 - Zubehör hinzufügen 279
- Messpositionsanzeige 70
- Methode
- Aktuell machen 272, 453
 - Allgemeines 251
 - Änderungsbegründung 260
 - Änderungskommentar 260, 328
 - Aufbau 251
 - Auswahl 256
 - Bearbeiten 257
 - Beispielmethode 266
 - Bestimmungsmethode anzei-
gen 190
 - Definition 251
 - Einführung 251
 - Erstellen 447
 - Exportieren 266, 449
 - Funktionen 253
 - History anzeigen 272
 - Importieren 266, 450
 - Informationen zur Bestim-
mungsmethode 236
 - Kopieren 264
 - Löschen 265, 449
 - Menüleiste 252
 - Methodengruppen 273
 - Methodenreport 260
 - Methodensymbol 10, 251, 256
 - Methodenvorlage 254
 - Neu erstellen 254
 - Oberfläche 10, 251
 - Öffnen 254, 446
 - Reports 453
 - Schliessen 261, 447
- Senden an 265
- Sichern 421, 454
- Speichern 258, 448
- Status 236
- Symbolleiste 253
- Test 257
- Umbenennen 264, 266
- Unterschreiben 451
- Unterschriften 236
- Unterschriften anzeigen 270
- Unterschriftsberechtigungen 316
- Verschieben 264
- Version 236, 258, 272, 453
- Verwalten 261
- Methodeneditor 3
- Methodengruppe
- Allgemeine Parameter 274
 - Eigenschaften 274
 - Erstellen 456
 - Löschen 457
 - Standard-Methodengruppe 318
 - Verwalten 273
 - Zugriffsrechte 275
- Methodenkommentar 304
- Molekularsieb überwachen 390, 398
- Multiplikation 29
- N**
- Nachbearbeiten 207
- Allgemeines 207
 - Auswerteparameter bearbeiten 216
 - Kurve 218
 - Nachbearbeitungsfenster .. 209
 - Nachbearbeitungstabelle .. 211
 - Probandaten 213
 - Regeln 208
 - Resultate anzeigen 216
 - Vorgehen 433
- Nachbearbeitungsfenster 209
- Öffnen 207
 - Schliessen 207
- Nachbearbeitungstabelle 211
- Nachkommateil 43
- Natürlicher Logarithmus 41
- Navigation
- Audit Trail 351
 - Bestimmungsübersicht 169
 - Reportvorlage 133
- Normzeit 281
- NumberToText 49

- Bestimmungsübersicht 167
 Temperaturkoeffizient 377
 Zubehör 385
- Spezialfilter
 Audit Trail 353
 Bestimmungsübersicht 176
 Stabilitätszeit 283
 Auswerten 283
 Definition 283
 Standardbegründung 330
 Standardlösung
 Leitfähigkeitswerte 88
 Startoptionen 275
 Startpasswort
 Eingeben 13
 Setzen 320, 322
- Statistik
 Auswerten 286
 Definieren 286
 Einzelbestimmung mit Statistik
 starten 423
 Statusleiste 9, 66
 Stoppkriterien 80, 275
 ändern 80
 SubText 56
 Subtraktion 28
 Suchen
 Bestimmungen 172
- Symbolleiste
 Arbeitsplatz 68
 Audit Trail 348
 Datenbank 99
 Ein-/Ausschalten 307
 Konfiguration 308
 Methoden 253
 Reportvorlage 124
 Systemvariable 26
- T**
 Tabellarischer Report 120, 129
 Tangenten
 Löschen 218
 Manuell setzen 218
- Temperaturkoeffizient
 Allgemeines 375
 Arrhenius 378
 Eigenschaften bearbeiten 378
 Exportieren 336
 Importieren 337
 Konfiguration 375
 Liste der Temperaturkoeffizien-
 ten drucken 378
 Löschen 377
- Neuen Temperaturkoeffizienten
 hinzufügen 377
 Parameter 378
 Q10 378
 Spaltenanzeige 377
 Tabelle 375
 Überwachung 378
 Unterfenster 375
- Temperaturkorrektur 275
 Bestimmen 82
 Tabelle 392, 400, 406
 Wertetabelle (Näherungswerte)
 280
 Wizard 82
- Temperatursensor
 Kalibrierdaten 373
- Texteditor 60
 TextPosition 55
 TextToNumber 50
 TextToTime 51
- Textvorlagen
 Bearbeiten 93
 Verwalten 92
- Time() 46
 Time(Datum) 47
 Time(Datum+Zeit) 48
- Timer
 Automatischer Heizungsstart
 89
- TimeToNumber 52
 TimeToText 53
 Trim 56
- U**
 Überwachung
 Audit Trail 360
 Datenbank 115
 Definieren 289
 Kalibrierdaten 371, 373
 Resultat 288
 Sensor 369
 Temperaturkoeffizient 378
- Ungleich 40
- Unterfenster
 Darstellung 308
 Datenbank 101
 Konfiguration 308
 Schnellzugriff 308
- Unterschreiben
 Ablauf 15
 Bestimmung 427
 Methode 451
 Regeln 14, 182, 267
 Sicherheitseinstellungen 329
- Unterschrift 1 16, 183, 268
 Unterschrift 2 17, 185, 269
 Unterschriften 2 löschen
 19, 187, 271
 Unterschriften anzeigen
 186, 270
 Unterschriftsberechtigungen
 316
- UTC 46, 47, 48
- V**
 Variable
 Bestimmungsvariablen 25
 Eingeben 23
 Probanddaten 24
 Resultatvariablen 24
 Systemvariablen 26
 Übersicht 23
- Versionen 6
- Vorkommateil 44
 Runden 44
- Vorlage
 E-Mail 341
 Exportvorlage 158
 Kontrollkarte 153
 Reportvorlage 118
- Vorzeichen 45
- W**
 Wiederherstellen
 Datenbank 117
 Konfigurationsdaten 340
- Willkommen 1
- Wizard
 Temperaturkorrektur bestim-
 men 82
 Zellkonstante bestimmen 86
- X**
 XML-Export
 Auswahl 159
 Übersicht 164
- Z**
 Zellkonstante
 Automatisch bestimmen 86
 Manuell eintragen 371
 Verwendung 77, 275
 Wizard 86
- Zieltemperatur 72
- Zubehör
 Allgemeines 383
 Eigenschaften bearbeiten 386
 Konfiguration 383
 Löschen 385

