


887 Professional UV/VIS Detector



2.887.0010

Manual

8.887.8003PT / 2019-12-05



Metrohm AG

CH-9100 Herisau

Suíça

Telefone +41 71 353 85 85

Fax +41 71 353 89 01

info@metrohm.com

www.metrohm.com

887 Professional UV/VIS Detector

2.887.0010

Manual

Technical Communication
Metrohm AG
CH-9100 Herisau
techcom@metrohm.com

Todos os direitos autorais desta documentação são protegidos. Todos os direitos reservados.

Esta documentação foi cuidadosamente elaborada. No entanto, ainda pode conter erros. Nesse caso, solicita-se o envio de comunicação sobre eventuais erros ao endereço acima indicado.

Índice

1	Introdução	1
1.1	Descrição do aparelho	1
1.2	Aplicação devida	1
1.3	Indicações sobre a documentação	2
1.3.1	Alterações relativas à versão anterior	2
1.3.2	Convenções de apresentação	2
1.4	Notas de segurança	3
1.4.1	Generalidades relativas à segurança	3
1.4.2	Segurança elétrica	3
1.4.3	Conexões de mangueiras e conexões capilares	4
1.4.4	Solventes inflamáveis e produtos químicos inflamáveis	5
1.4.5	Reciclagem e Eliminação	5
2	Visão geral do equipamento	6
2.1	Parte frontal	6
2.2	Parte traseira	7
3	Instalação	8
3.1	Instalar o aparelho	8
3.1.1	Embalagem	8
3.1.2	Controle	8
3.1.3	Local de instalação	8
3.2	Variantes de instalação	8
3.3	Montar a bandeja base e do suporte de recipientes (opcional)	10
3.3.1	Remover/colocar bandeja base	10
3.3.2	Remover/colocar o suporte de recipientes	12
3.4	Conexões capilares no sistema IC	15
3.5	Montar célula de fluxo	17
3.6	Conectar célula de fluxo	19
3.7	Conectar o equipamento	20
3.7.1	Conectar o equipamento ao computador	20
3.7.2	Conectar o aparelho à rede de energia	21
4	Colocação em funcionamento	22
5	Operação	24

6	Funcionamento e manutenção	25
6.1	Notas gerais	25
6.1.1	Manutenção	25
6.1.2	Manutenção efetuada pelo Serviço Metrohm	25
6.1.3	Funcionamento	26
6.1.4	Desativação	26
6.2	Porta	26
6.3	Trocar lâmpada UV	27
6.4	Trocar lâmpada VIS	30
6.5	Adaptar ajustes da lâmpada	30
6.6	Limpar célula de fluxo	32
7	Solução de problemas	36
7.1	Problemas e suas soluções	36
8	Dados técnicos	38
8.1	Condições de referência	38
8.2	Detector de UV/VIS	38
8.3	Lâmpadas	40
8.4	Condições ambientais	40
8.5	Carcaça	40
8.6	Conexão para cabo de energia	41
9	Acessórios	42
	Índice	43

Índice de figuras

Figura 1	Parte frontal	6
Figura 2	Parte traseira	7
Figura 3	Possibilidades de instalação	9
Figura 4	Conectando os capilares com conectores de pressão	15
Figura 5	Bloco de células	17
Figura 6	Conectar a entrada do detector	19
Figura 7	Conectar a saída do detector	20
Figura 8	Intensidade da lâmpada ok	23
Figura 9	Intensidade da lâmpada muito alta	23
Figura 10	Contador de horas de funcionamento	27
Figura 11	Módulo de lâmpadas	27
Figura 12	Módulo de lâmpadas – sem lâmpada UV	29
Figura 13	Célula de fluxo – componentes	34

1 Introdução

1.1 Descrição do aparelho

O **887 Professional UV/VIS Detector** é um aparelho autônomo da série 850 Professional IC para a determinação fotométrica de substâncias absorventes de luz na faixa UV/VIS.

Ele pode ser utilizado com qualquer equipamento da série 850 Professional IC, 881 Compact IC pro e 882 Compact IC plus como detector alternativo de UV/VIS.

O 887 Professional UV/VIS Detector é operado com o software **MagIC Net™**. Ele é conectado por USB a um PC no qual o MagIC Net™ está instalado. O software reconhece o equipamento automaticamente e verifica sua funcionalidade. MagIC Net™ controla e monitora o equipamento, avalia os dados medidos e administra-os em um banco de dados.

Maiores informações sobre a operação do MagIC Net™ encontram-se no documento "*Tutorial do MagIC Net™*" ou na ajuda online do software.

1.2 Aplicação devida

O 887 Professional UV/VIS Detector é utilizado como detector autônomo com diferentes dispositivos de análise da série de equipamentos da Metrohm.

O presente equipamento é adequado para o processamento de produtos químicos e amostras inflamáveis. Por isso, a utilização do 887 Professional UV/VIS Detector requer, do usuário, conhecimentos profundos e experiência no manuseio de substâncias tóxicas e corrosivas. Além disso, são necessários conhecimentos na utilização das medidas de proteção contra incêndio, especificadas nos laboratórios.

	Atenção Este sinal adverte sobre aquecimentos ou peças do equipamento que estejam aquecidas.
	Atenção Este sinal adverte sobre o perigo de caráter biológico.
	Cuidado Este sinal indica um possível dano em equipamentos ou em componentes dos equipamentos.
	Nota Este sinal indica informações adicionais e conselhos.

1.4 Notas de segurança

1.4.1 Generalidades relativas à segurança



ALERTA

Este aparelho deve funcionar somente segundo as indicações descritas nesta documentação.

Este aparelho saiu da fábrica em perfeito estado do ponto de vista da técnica de segurança. Para manter este estado e um funcionamento sem riscos, é preciso observar cuidadosamente as seguintes notas.

1.4.2 Segurança elétrica

A segurança elétrica ao manusear este aparelho está garantida no âmbito da norma internacional IEC 61010.



ALERTA

Somente o pessoal qualificado pela Metrohm tem autorização para efetuar trabalhos nos componentes eletrônicos.



ALERTA

Nunca abra a carcaça do aparelho. É possível que ocorram danos no aparelho. Além disso, existe um alto risco do usuário se ferir se entrar em contato com um componente energizado.

No interior da carcaça não existem peças que devam ser trocadas ou cuja manutenção possa ser feita pelo usuário.

Tensão de rede



ALERTA

O aparelho pode sofrer danos se uma tensão de rede incorreta for utilizada.

Este aparelho deve funcionar somente com uma tensão de rede especificada para o mesmo (ver na parte traseira do aparelho).

Proteção contra cargas eletrostáticas



ALERTA

Os componentes eletrônicos são sensíveis a cargas eletrostáticas e podem ser destruídos por descargas.

É obrigatório retirar o cabo de energia da tomada, antes de estabelecer ou separar conexões elétricas na parte traseira do aparelho.

1.4.3 Conexões de mangueiras e conexões capilares



CUIDADO

As conexões de mangueiras e capilares não estanques constituem um risco para a segurança. Apertar bem todas as conexões manualmente. Evitar exercer muita força sobre as conexões de mangueiras. Extremidades danificadas de mangueiras provocam a não estanqueidade. Podem ser utilizadas ferramentas adequadas para soltar as mangueiras.

Verificar regularmente a estanqueidade das conexões. Se o aparelho funcionar maioritariamente sem vigilância, são indispensáveis controlos semanais.

1.4.4 Solventes inflamáveis e produtos químicos inflamáveis




ALERTA

Ao trabalhar com solventes inflamáveis e produtos químicos, devem ser observadas as medidas de segurança apropriadas.

- Coloque o aparelho em um local bem ventilado (p. ex., capela de exaustão).
- Mantenha afastadas do local de trabalho todas as fontes de ignição.
- Remova imediatamente líquidos ou sólidos derramados.
- Siga as notas de segurança do fabricante de produtos químicos.

1.4.5 Reciclagem e Eliminação



Este produto segue a Diretriz Europeia 2012/19/UE, WEEE – Diretriz relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos.

A eliminação correta do seu equipamento usado ajuda a evitar danos ao meio-ambiente e à saúde.

Detalhes sobre a eliminação do seu equipamento usado podem ser obtidos junto às autoridades locais, a um serviço de eliminação de resíduos ou ao seu fornecedor.

2 Visão geral do equipamento

2.1 Parte frontal




Figura 1 Parte frontal

1 Bloco detector

2 Indicador Standby

2.2 Parte traseira




Figura 2 Parte traseira

1 Interruptor de energia

Para ligar e desligar o equipamento.

I = conectado

O = desconectado

3 Tomada de conexão Analog

Saída de sinais analógicos.

5 Cabo de conexão da lâmpada VIS

7 Corpo de resfriamento da lâmpada

9 Tomada de conexão Service

Conexão para fins de serviço.

11 Tomada de conexão 1 USB

Para a conexão de outros dispositivos USB.

13 Tomada de conexão VIS

Para a conexão do cabo da lâmpada VIS.

2 Tomada de conexão Control

Não utilizada.

4 Tomada de conexão UV

Para a conexão do cabo da lâmpada UV.

6 Cabo de conexão da lâmpada UV

8 Tomada para alimentação de energia

Para conectar o cabo de energia.

10 Tomada de conexão 2 USB

Para a conexão de outros dispositivos USB.

12 Tomada de conexão do PC

Para a conexão do cabo USB ao PC.




Figura 3 Possibilidades de instalação

Instruções para as variantes de instalação

Se desejar instalar os equipamentos em duas pilhas, recomendamos a encomenda dos seguintes acessórios para proteger os equipamentos da segunda pilha:

- 6.2061.100: Suporte de recipientes (ProfIC)
- 6.2061.110: Bandeja base com sensor para equipamentos Professional IC

Se desejar empilhar um equipamento 881 Compact IC pro ou um equipamento 882 Compact IC plus com o 887 Professional UV/VIS Detector, o 886 Professional Thermostat / Reactor e/ou o 872 Extension Module, é necessário o System Connector (6.2061.120) para ajustar as diferentes bases.



3.3 Montar a bandeja base e do suporte de recipientes (opcional)

A bandeja base (6.2061.110) e o suporte de recipientes (6.2061.100) protegem os aparelhos IC de poeira, sujeira e de líquidos de escoamento. Se forem utilizados vários aparelhos da série Profissional IC, eles podem ser instalados em uma ou em várias pilhas. Para cada pilha de aparelhos IC, recomendamos a montagem de uma bandeja base e um suporte de recipientes.

Além disso, a bandeja base e o suporte de recipientes têm que ser removidos ou colocados se for necessário montar um dos seguintes aparelhos em cima ou embaixo de um aparelho 850 Professional IC.

- Um ou mais 872 Extension Modules.
- Um 886 Professional Thermostat / Reactor.
- Um 887 Professional UV/VIS Detector.
- Ou outro aparelho com a mesma base.

3.3.1 Remover/colocar bandeja base


É necessário remover a bandeja base se você desejar montar outro aparelho embaixo do aparelho IC. Proceda da seguinte forma:

Remover bandeja base

É necessário preencher os seguintes requisitos antes de remover a bandeja base:

- O aparelho está desligado.
- Não há nada sobre o suporte de recipientes.
- Todas as conexões na parte traseira do aparelho estão desconectadas.
- Não há componentes soltos no aparelho.

Para remover a bandeja base, é necessária uma chave sextavada de 3 mm (6.2621.100).



- 1** Virar o aparelho para o lado e colocá-lo na horizontal.
- 2** Desparafusar os quatro parafusos cilíndricos com a chave sextavada de 3 mm e removê-los juntamente com as respectivas arruelas.
- 3** Retirar a bandeja base.


A bandeja base tem que ser sempre colocada embaixo do aparelho inferior de uma pilha. Proceda da seguinte forma:

Colocar a bandeja base

É necessário preencher os seguintes requisitos antes de colocar a bandeja base:

- O aparelho está desligado.
- Não há nada sobre o suporte de recipientes.
- Todas as conexões na parte traseira do aparelho estão desconectadas.
- Não há componentes soltos no aparelho.
- O aparelho está tombado para o lado, de forma que a superfície de base fique visível.

Para colocar a bandeja base, é necessária uma chave sextavada de 3 mm (6.2621.100).



- 1** Colocar a bandeja base de modo que as respectivas aberturas se situem exatamente em cima dos furos com rosca do aparelho.
- 2** Mover as quatro arruelas para os quatro parafusos cilíndricos, colocá-las e apertá-las com a chave sextavada de 3 mm.
- 3** Virar novamente o aparelho e colocá-lo sobre a bandeja base.

Agora é possível empilhar outros aparelhos, uns sobre os outros, na sequência desejada. Colocar por cima da pilha o suporte de recipientes (6.2061.100) (ver "Colocar suporte de recipientes", página 13).

3.3.2 Remover/colocar o suporte de recipientes


É necessário remover o suporte de recipientes se desejar montar outro aparelho sobre o aparelho IC. Proceda da seguinte forma:

Remover suporte de recipientes

É necessário preencher os seguintes requisitos antes de remover o suporte de recipientes:

- O aparelho está desligado.
- Não há nada sobre o suporte de recipientes.
- A mangueira para descarte foi retirada da respectiva conexão no suporte de recipientes.

Para remover o suporte de recipientes, é necessária uma chave sextavada de 3 mm (6.2621.100).



1 Retirar os dois tampões de cobertura.

2 Desparafusar e remover os dois parafusos cilíndricos com a chave sextavada de 3 mm.

3 Retirar o suporte de recipientes.

Agora é possível empilhar outros aparelhos, uns sobre os outros, na sequência desejada. Colocar por cima da pilha o suporte de recipientes (6.2061.100) (ver "Colocar suporte de recipientes", página 13).


Proceda da seguinte forma:

Colocar suporte de recipientes

É necessário preencher os seguintes requisitos antes de colocar o suporte de recipientes:

- O aparelho está desligado.

Para colocar o suporte de recipientes, é necessária uma chave sextavada de 3 mm (6.2621.100).



- 1 Colocar o suporte de recipientes sobre o aparelho que está mais por cima de modo que as respectivas aberturas se situem exatamente em cima dos furos com rosca no aparelho.
- 2 Colocar os dois parafusos cilíndricos e fixá-los com a chave sextavada de 3 mm.
- 3 Colocar o tampão de cobertura.

Após a colocação do suporte de recipientes, é necessário voltar a ligar todas as conexões soltas anteriormente. Proceda da seguinte forma:

Restaurar todas as conexões soltas

- 1** Inserir cabo USB.
- 2** Inserir cabo MSB.
- 3** Inserir cabo de energia.
- 4** Montar novamente as mangueiras para descarte (*consultar o manual do aparelho IC*).

Sob determinadas circunstâncias, pode ser necessário cortar e montar uma parte mais longa da mangueira de silicone (6.1816.020) (*consultar também o manual do aparelho IC*).
- 5** Se um aparelho na pilha possuir uma tomada do sensor de vazamento: conectar sensor de vazamento (*consultar o manual do aparelho IC*).

3.4 Conexões capilares no sistema IC

Este capítulo contém informações gerais sobre as conexões capilares nos equipamentos e sistemas IC.

As conexões capilares entre dois componentes de um sistema IC compõem-se, normalmente, de um capilar de conexão e de dois conectores de pressão, com os quais o capilar é conectado aos respectivos componentes.

Conectores de pressão




Figura 4 Conectando os capilares com conectores de pressão

1 Conector de pressão em PEEK (6.2744.014)
Para ser utilizado na válvula de injeção.

3 Conector de pressão curto em PEEK (6.2744.070)
Aplicação em bomba de alta pressão, válvula de purga, filtro inline, redutor de pulsação, bem como na pré-coluna e na coluna de separação.

2 Capilar de conexão

4 Conector de pressão comprido em PEEK (6.2744.090)
Aplicação em peças especiais. Não é utilizado em todos os equipamentos.



NOTA

Para manter o volume morto minimizado, as conexões capilares devem ser o mais curtas possível.



NOTA

Para aumentar a clareza da disposição das conexões, as conexões de tubos e capilares podem ser agrupadas com a fita em espiral (6.1815.010).



Capilares de conexão

No sistema IC são utilizados capilares PEEK e capilares PTFE.

Capilares PEEK (poliéter ceton)

Capilares PEEK são resistentes a temperaturas de até 100 °C e a pressões de até 400 bar, são flexíveis, inertes quimicamente e apresentam uma superfície muito lisa. Eles podem ser cortados facilmente no comprimento desejado com o cortador de capilares (6.2621.080).

Aplicação:

- Capilares PEEK com um diâmetro interno de 0,25 mm (6.1831.010) para toda a faixa de alta pressão.
- Capilares PEEK com um diâmetro interno de 0,75 mm (6.1831.030) para o tratamento de amostras no nível de ultratracos.

Capilares PTFE (polite-
trafluoretileno)

Capilares PTFE são transparentes e possibilitam um acompanhamento óptico dos líquidos a serem transportados. Eles são inertes quimicamente, flexíveis e resistentes a temperaturas de até 80 °C.

Aplicação:

Os capilares PTFE (6.1803.0x0) são empregados na faixa de baixa pressão.

- Capilares PTFE com um diâmetro interno de 0,5 mm para o tratamento de amostras.
- Capilares PTFE com um diâmetro interno de 0,97 mm para o tratamento de amostras e para soluções de enxágue (não fazem obrigatoriamente parte do material entregue do equipamento).

Conexões capilares

Para se obter ótimos resultados de análise, as conexões capilares devem ser absolutamente herméticas e livres de volume morto em um sistema IC. O volume morto surge quando as duas extremidades dos capilares conectadas entre si não são exatamente correspondentes, permitindo assim a perda de líquido. Isso pode ter duas causas:

- As extremidades dos capilares não apresentam nenhuma superfície de corte plana exata.
- As duas extremidades dos capilares não tocam bem uma na outra.

Uma condição para conexões capilares livres de volume morto é que as extremidades de ambos os capilares tenham sido cortadas de modo plano exatamente igual. Por isso, recomendamos somente a utilização do cortador de capilares (6.2621.080) para cortar capilares PEEK.

Para criar uma conexão capilar livre de volume morto, proceda do seguinte modo:

- ### 3.5 Montar célula de fluxo





Figura 5 Bloco de células

- | | |
|--|---|
| <p>1 Suporte de células
Suporte para a célula de fluxo.</p> | <p>2 Placa de cobertura
Protege o suporte de células contra impurezas, caso não esteja montada nenhuma célula.</p> |
| <p>3 Parafusos serrilhados</p> | <p>4 Parafuso cilíndrico
Para o alinhamento correto da célula.</p> |

Montar célula de fluxo



- 1 Soltar e remover os parafusos serrilhados (5-**3**).
- 2 Remover placa de cobertura (5-**2**).
- 3 Colocar a célula de fluxo 6.2839.130 de modo que o parafuso cilíndrico (5-**4**) caiba na abertura superior direita no bloco de células.
- 4 Parafusar novamente os parafusos serrilhados.



NOTA

Para que a célula de fluxo seja mantida corretamente em posição, ambos os parafusos serrilhados têm que ser apertados simetricamente e exercendo uma força constante.

Cada tombamento, torção ou emperramento da célula de fluxo tem influência sobre a incidência da luz e, consequentemente, sobre os resultados de medição.

3.6 Conectar célula de fluxo

Proceda do seguinte modo para conectar os capilares à célula de fluxo:

Conectar capilares

1 Conectar a entrada do detector

- Desparafusar conector de pressão da entrada do detector *IN*.
- Deslocar conector de pressão sobre o capilar de entrada de detector, de modo que uma pequena parte do capilar ainda sobressaia na ponta.
- Parafusar capilar de entrada de detector com o conector de pressão na entrada do detector.




Figura 6 Conectar a entrada do detector

1 Capilar de entrada do detector
Capilar PEEK (6.1831.100)

2 Entrada do detector
Com a inscrição *IN*.

3 Conector de pressão

2 Conectar a saída do detector

- Desparafusar conector de pressão da saída do detector *OUT*.
- Deslocar conector de pressão sobre o capilar de saída de detector, de modo que uma pequena parte do capilar ainda sobressaia na ponta.
- Parafusar capilar de saída de detector com o conector de pressão na saída do detector.




Figura 7 Conectar a saída do detector

1	Capilar de entrada do detector	2	Capilar de saída de detector Capilar PEEK (6.1831.100)
3	Saída do detector Com a inscrição <i>OUT</i> .	4	Conector de pressão

3.7 Conectar o equipamento

3.7.1 Conectar o equipamento ao computador



NOTA

O equipamento deve estar desligado ao conectar um computador.

1 Conectar o cabo USB

Conectar a tomada de conexão para computador do equipamento por meio do cabo USB 6.2151.020 à conexão USB do computador.

3.7.2 Conectar o aparelho à rede de energia



ALERTA

Choque elétrico por tensão elétrica

Risco de ferimento ao tocar em componentes sob tensão elétrica ou por umidade nas partes condutoras de corrente.

- Nunca abrir a carcaça do aparelho enquanto o cabo de energia estiver conectado.
- Proteger as peças condutoras de corrente (p. ex., fonte de alimentação, cabo de energia, tomadas de conexão) contra a umidade.
- Assim que houver uma suspeita de que a umidade penetrou no aparelho, separar o aparelho do fornecimento de energia.
- Os trabalhos de manutenção e reparo nos componentes elétricos ou eletrônicos podem ser realizados apenas por pessoal qualificado pela Metrohm para isso.

Conectar o cabo de energia

Acessórios

Cabo de energia com as seguintes especificações:

- Comprimento: máx. 2 m
- Número de fios: 3, com condutor de proteção
- Conector: IEC 60320 tipo C13
- Seção transversal do cabo 3x no mín. 0,75 mm² / 18 AWG
- Plugue de alimentação:
 - conforme exigência do cliente (6.2122.XX0)
 - no mín. 10 A



NOTA

Não usar cabo de energia sem autorização!

1 Encaixar o cabo de energia

- Encaixar o cabo de energia na tomada para alimentação de energia do aparelho.
- Conectar o cabo de energia à respectiva rede de energia.




Figura 8 Intensidade da lâmpada ok

Se o espectro de intensidade tiver um corte em cima ("cut-off"), tal como representado na *Figura 9*, adaptar os ajustes da lâmpada (ver capítulo 6.5, página 30).




Figura 9 Intensidade da lâmpada muito alta

5 Operação

A operação do equipamento é efetuada por meio do software MagIC Net™. Maiores informações sobre a operação do MagIC Net™ encontram-se no documento "*Tutorial do MagIC Net™*" ou na ajuda online do software.

6.1.3 Funcionamento



CUIDADO

Para evitar efeitos de temperatura que impeçam o bom funcionamento, todo o sistema, inclusive o recipiente de eluente, deve ser protegido contra a exposição direta aos raios do sol.

6.1.4 Desativação

Se o equipamento não for mais utilizado por um longo período, todo o sistema IC (sem a coluna de separação) deve ser enxaguado com metanol e água ultrapura (1:4) sem sal para evitar a cristalização de sais de eluentes e reagentes com seus respectivos danos.

Enxaguar o sistema IC sem sal

Proceda da seguinte forma para o enxáque do sistema:

- 1 Remover pré-coluna e coluna de separação do caminho do eluente. Os capilares de conexão são ligados diretamente entre si por um acoplamento (6.2744.040).
- 2 Enxaguar o sistema IC durante 15 minutos com metanol/água ultra-pura (1:4).

Enxágue o sistema por, pelo menos, 15 minutos com eluente para reiniciar o funcionamento e antes de conectar a coluna de separação e a pré-coluna.

6.2 Porta



CUIDADO

A porta é feita de PMMA (polimetilmetacrilato). A porta nunca deve ser limpa com produtos abrasivos ou solventes.



CUIDADO

Ao levantar ou deslocar o aparelho, nunca o segure pela porta.

6.3 Trocar lâmpada UV

Após a lâmpada UV estar acesa durante muito tempo, a radiação começa enfraquecendo lentamente, fazendo-se notar por um ruído mais forte da linha base. Verificar o tempo efetivo em que a lâmpada está acesa no contador de horas de funcionamento fixado no cabo da lâmpada. Esse contador mede o tempo efetivo de funcionamento da lâmpada e exibe-o em uma escala.




Figura 10 Contador de horas de funcionamento

A lâmpada UV tem que ser trocada quando o ruído da linha base se torna muito forte ou quando a lâmpada não acende mais.




Figura 11 Módulo de lâmpadas

1	Corpo de resfriamento da lâmpada	2	Suporte de lâmpadas VIS
3	Lâmpada VIS Lâmpada de halogênio (6.2804.100).	4	Anel de segurança do plugue da lâmpada de deutério
5	Lâmpada UV Lâmpada de deutério (6.2804.060) com contador de horas de funcionamento.	6	Anel de fixação Para lâmpada UV.

Proceda da seguinte forma para trocar a lâmpada UV:

Remover lâmpada UV usada




ALERTA

A lâmpada UV aquece muito quando fica acesa durante um tempo prolongado!

Existe perigo de queimaduras!

Desligue o aparelho e deixe a lâmpada esfriar antes de iniciar os trabalhos.

Desligar o aparelho antes de trocar a lâmpada UV.



1 Desconectar lâmpada UV

Soltar o anel de segurança do plugue da lâmpada UV e tirar o plugue da tomada de conexão UV.

2 Soltar anel de fixação

Soltar e remover o anel de fixação da lâmpada UV.

3 Remover lâmpada UV

Retirar cuidadosamente a lâmpada UV usada da carcaça.




Figura 12 Módulo de lâmpadas – sem lâmpada UV

1 Corpo de resfriamento da lâmpada

2 Suporte de lâmpadas VIS

3 Lâmpada VIS

4 Abertura
Para lâmpada UV.

Montar nova lâmpada UV






CUIDADO

Evitar o contato com a superfície da lâmpada!

Os resíduos reduzem a transmissão de luz. Além disso, podem queimar no vidro e danificar permanentemente a lâmpada.

Se a superfície da lâmpada estiver suja, limpá-la com álcool, antes de recolocar a lâmpada.



1 Montar lâmpada UV

Introduzir a nova lâmpada UV (6.2804.060) na respectiva abertura no corpo de resfriamento da lâmpada.

Nesse caso, os entalhes têm que estar centrados no bocal e o parafuso tem que estar centrado no corpo de resfriamento da lâmpada.

2 Fixar lâmpada UV

Mover o anel de fixação sobre o cabo da lâmpada UV e parafusá-lo no corpo de resfriamento da lâmpada.

3 Conectar lâmpada UV

Inserir o plugue da lâmpada UV na tomada de conexão UV do aparelho e parafusar.

6.4 Trocar lâmpada VIS



NOTA

A troca da lâmpada VIS (6.2804.100) está descrita na ficha técnica fornecida com a lâmpada VIS.

6.5 Adaptar ajustes da lâmpada

Os ajustes da lâmpada estão corretamente adaptados no momento do fornecimento do equipamento.



CUIDADO

Os ajustes da lâmpada devem ser adaptados **somente nos seguintes casos:**

- Após a primeira colocação em funcionamento, se a verificação do espectro de intensidade exibir um "cut-off" (*ver capítulo 4, página 22*).
- Após a substituição da lâmpada UV (*ver capítulo 6.3, página 27*) ou da lâmpada VIS (*ver capítulo 6.4, página 30*), se a verificação do espectro de intensidade exibir um "cut-off" (*ver capítulo 4, página 22*).

Antes de cada ajuste dos valores da lâmpada, é **obrigatoriamente** necessário verificar o espectro de intensidade. Os ajustes da lâmpada devem somente ser adaptados se o espectro de intensidade tiver um corte em cima ("cut-off").

Adaptar ajustes da lâmpada

É obrigatoriamente necessário ter cumprido **todos** os requisitos seguintes antes da adaptação dos ajustes da lâmpada:

- A lâmpada UV está acesa há 30 minutos.
- A célula de fluxo está limpa.
- A célula de fluxo é enxaguada com água ultra pura.
- A célula de fluxo não contém bolhas de ar.
- O espectro de intensidade foi verificado e exibe um "cut-off" (*ver capítulo 4, página 22*).

1 Iniciar ajuste automático da lâmpada

- Na parte do programa **Configuration** do MagIC Net™, selecionar o **887 UV/VIS Detector** da tabela de equipamentos.
- **Edit ► Properties...** permite abrir a janela de propriedades.
- Na guia **Detector** com **[Properties...]**, abrir as configurações do detector.
- Iniciar o ajuste automático da lâmpada nas configurações do detector com **[Adjust automatically]**.

Os ajustes da lâmpada são efetuados por meio de um algoritmo integrado. Ele calcula e define valores adaptados para a **Integration duration** e o **VIS intensity level**. Após o ajuste automático é exibido um novo espectro de intensidade.

2 Gravar ajustes da lâmpada

- Verificar o novo espectro de intensidade exibido e concluir a adaptação da lâmpada com **[OK]**.

Os valores ajustados da lâmpada são transferidos para o equipamento. A janela é encerrada.

6.6 Limpar célula de fluxo

Dependendo da aplicação, pode haver, com o passar do tempo, formação de depósitos dificilmente visíveis nas lentes, provocando uma absorção mais elevada e consequentemente uma linha base ruidosa.

Se a linha base emitir um ruído forte e se o problema não for causado por outros componentes do sistema, a célula de fluxo terá que ser limpa.

Para a limpeza da célula de fluxo, recomendamos um procedimento em três etapas:

1. Enxaguar célula de fluxo com metanol.
2. Enxaguar célula de fluxo com um outro solvente.
3. Desmontar célula de fluxo e limpá-la manualmente.

Comece sempre a limpeza com a etapa 1. Se o problema não se resolver, efetue a etapa 2. Só efetue a etapa 3 no caso de impurezas persistentes.

Enxaguar célula de passagem com metanol

- 1 Soltar o capilar de entrada do sistema IC.
- 2 Conectar o capilar de entrada a uma bomba de alta pressão ou a uma bomba peristáltica e enxaguar a célula de fluxo do seguinte modo – nesse caso, cuidar para que a pressão máxima permitida de 5 MPa não seja excedida:
 - primeiro com água ultra pura para evitar precipitações,
 - depois alguns minutos com metanol para soltar as impurezas e,
 - por fim, novamente um mínimo de 15 minutos com água ultra pura para eliminar as impurezas soltas por meio de enxágue.

- 3** No último enxáque com água ultra pura, observar a linha base.

Se a linha base se mantiver constante sem ruído, a célula de fluxo está limpa.

Se a linha base continuar com ruído, enxaguar novamente a célula de fluxo com um outro solvente (ver "*Enxaguar célula de fluxo com um outro solvente*", página 32).

Enxaguar célula de fluxo com um outro solvente

Como solvente, tem-se mostrado eficaz uma mistura de ácido acético e isopropanol em uma relação de 1:2. Dependendo da aplicação, outros solventes também podem apresentar bons resultados.

Condições:

- O enxágue com metanol não ajudou.
- O capilar de entrada está conectado a uma bomba de alta pressão ou a uma bomba peristáltica.

1 Enxaguar a célula de fluxo do seguinte modo – nesse caso, cuidar para que a pressão máxima permitida de 5 MPa não seja excedida:

- primeiro com água ultra pura para evitar precipitações,
- depois alguns minutos com o solvente escolhido para soltar as impurezas e,
- por fim, novamente um mínimo de 15 minutos com água ultra pura para eliminar as impurezas soltas por meio de enxágue.

2 No último enxágue, observar a linha base.

Se a linha base se mantiver constante sem ruído, a célula de fluxo está limpa.

Se a linha base continuar emitindo ruído, a célula de fluxo terá que ser desmontada e limpa manualmente (ver "*Desmontar célula de fluxo e limpá-la manualmente*", página 33).

Desmontar célula de fluxo e limpá-la manualmente



NOTA

Os parafusos de suporte são parafusados na fábrica com uma chave de torque. Isso garante uma estabilidade de pressão de até 5 MPa (50 bar).

Após a célula de fluxo ter sido aberta e fechada manualmente de novo, já não é possível garantir essa pressão máxima.

Condições:

- O enxágue com o solvente não ajudou.

Meios auxiliares necessários:

- Para abrir a célula de medição, é necessária uma chave de fenda de tamanho 5.
- Selos de 6.2764.000

1 Desmontar célula de fluxo

- Desparafusar o capilar de entrada e de saída,
- soltar e remover parafusos serrilhados,

- retirar célula de fluxo do bloco óptico.




Figura 13 Célula de fluxo – componentes

1	Parafuso de suporte	2	Selo – exterior
3	Lente	4	Selo – interior
5	Célula de medição – abertura	6	Suporte de células

2 Desmontar lente

- Soltar e remover parafuso de suporte (13-1) com uma chave de fenda de tamanho 5.
Retirar o selo na parte interior do parafuso de suporte (13-2).
- Retirar lente (13-3) e selo interior (13-4) cuidadosamente da célula de medição.
- Colocar a lente sobre uma folha de papel branco, desse modo é possível ver eventuais depósitos.

3 Limpar lente

- Enxaguar a lente com água ultra pura, metanol ou outro solvente adequado (dependendo da aplicação) e friccionar com um pano sem fiapos.
- Enxaguar novamente com água ultra pura e secar com um pano sem fiapos.

4 Recolocar lente

- Colocar um novo selo interior (13-4) na célula de medição: cuidar para que o selo fique plano e centrado na cavidade da célula de medição.
- Recolocar a lente (13-3) com o lado plano para dentro: cuidar para que a lente fique plana e centrada na cavidade da célula de medição.

- ## 5 Limpar segunda lente

6 Recolocar célula de fluxo

887 Professional UV/VIS Detector

7 Solução de problemas

7.1 Problemas e suas soluções

Problema	Causa	Como remediar
A linha base está muito ruidosa.	<i>Célula de fluxo – lentas com sujeira.</i>	Limpar célula de fluxo (<i>ver capítulo 6.6, página 32</i>).
	<i>Célula de fluxo – bolhas de ar.</i>	■ Limpar célula de fluxo (<i>ver capítulo 6.6, página 32</i>). ■ Assegurar-se de que o capilar PEEK (6.1831.100) está conectado na saída da célula. ■ Utilizar degaseificador de eluente.
	<i>Lâmpada UV – radiação muito fraca.</i>	Trocar lâmpada UV (<i>ver capítulo 6.3, página 27</i>).
	<i>Eluente com poder de absorção muito forte.</i>	Trocar o eluente.
	<i>Comprimento de onda inadequado.</i>	Configurar o outro comprimento de onda no MagIC Net.
A linha base é desviada.	<i>Vazamento na célula de fluxo.</i>	Controlar conexões e eliminar o vazamento.
	<i>Desequilíbrio térmico.</i>	Assegurar uma temperatura constante.
	<i>O sistema apresenta vazamento.</i>	Verificar todas as conexões capilares e, se necessário, vedá-las (<i>ver capítulo 3.4, página 15</i>).
Descida de pressão marcante.	<i>O sistema apresenta vazamento.</i>	Verificar as conexões capilares e, se necessário, vedá-las (<i>ver capítulo 3.4, página 15</i>).
Nenhum sinal de medição	<i>A lâmpada não dá luz.</i>	Trocar lâmpada UV (<i>ver capítulo 6.3, página 27</i>).
Alargamento extremo de picos no cromatograma. Divisão (picos dobrados).	<i>Conexões capilares – volume morto no sistema.</i>	Verificar as conexões capilares (<i>ver capítulo 3.4, página 15</i>) (entre a válvula de injeção e o detector, utilizar capilares PEEK com diâmetro interno de 0,25 mm).

8 Dados técnicos

8.1 Condições de referência

Os dados técnicos indicados neste capítulo referem-se às seguintes condições de referência:

Temperatura ambiente +25 °C (±3 °C)

Status do aparelho > 30 min. em funcionamento com ambas as lâmpadas ligadas.

8.2 Detector de UV/VIS

Faixa de medicação

Absorção de -2,0 até +2,0 AU

Número de canais 8 canais de medição, dos quais 4 podem ser lidos analogicamente

Resolução $2,5 \times 10^{-7}$ AU

Ruído $2,5 \times 10^{-5}$ AU (em uma taxa de transferência de dados de 1/s)

Desvio

Em condições de referência 5×10^{-4} AU/h

Faixa de comprimento de onda

Faixa de comprimento de onda λ de 190 até 900 nm

<i>Agrupamento de comprimentos de ondas (Bunching $\Delta\lambda$)</i>	1...limit nm (máx. 101) limit é duas vezes o número máximo nm entre o comprimento de onda do canal correspondente e o próximo limite de comprimento de onda. $\Delta\lambda$ é sempre ímpar, porque é simétrico ao comprimento de onda do canal correspondente com inclusão do valor médio.
---	---

Precisão absoluta ± 3 nm

Estabilidade ± 1 nm (acima da faixa de temperatura)


Resolução óptica 5 nm (em 254 nm)

Intervalo de medição

<i>Taxa de transferência de dados para cada canal</i>	de 0,5 até 50 amostras/s
---	--------------------------

Saída analógica

<i>Faixa de voltagem</i>	de -1,0 até +1,0 V
<i>Resolução</i>	30 μ V
<i>Ruído</i>	< 30 μ V
<i>Impedância de saída</i>	50 Ω (curto-circuito contínuo fixo)
<i>Erro de offset</i>	$\pm 1,5$ mV
<i>Plug</i>	Plugue de 9 pinos Dsub (fêmea)

*Entrada de comando (Control)*

<i>Faixa de tensão de entrada</i>	de 0 até 5 V (é possível o controle da lógica ou de contato por comando 5 V.)
<i>Impedância</i>	22 k Ω (resistência contínua até 50 V. Seguro contra ESD.)
<i>Função</i>	Start, Zero, 2x Reserve Atenção: se a entrada "Reserve 2" estiver ativa ao ligar, o aparelho passa para um modo de teste contínuo, que liga todos os elementos de acordo com o planejamento de tempos e que não é encerrado mesmo no caso de falha de corrente. O encerramento só é possível por meio do software de serviço ou comandos RS-232.



8.3 Lâmpadas

Lâmpada UV

<i>Tipo</i>	D ₂ (deutério)
<i>Consumo de potência</i>	cerca de 20 a 30 W
<i>Vida útil</i>	cerca de 1000 h

Lâmpada VIS

<i>Tipo</i>	Halogênio
<i>Consumo de potência</i>	cerca de 5 W
<i>Vida útil</i>	cerca de 10000 h

8.4 Condições ambientais

Funcionamento

Temperatura ambiente	de +5 até +45 °C
Umidade do ar	de 20% a 80% de umidade relativa do ar

Armazenamento

Temperatura ambiente de -20 até +70 °C

Transporte

Temperatura ambiente de -40 até +70 °C

8.5 Carcaça

Dimensões

<i>Largura</i>	370 mm
<i>Altura</i>	131 mm
<i>Profundidade</i>	495 mm

<i>Material para bandeja base, carcaça e suporte de recipientes</i>	Espuma rígida de poliuretano pintada (PUR) com proteção contra chamas para a classificação de fogo UL94V0, isenta de CFC
---	--

*Elementos de operação*

<i>Indicadores</i>	LED para indicador Standby
<i>Interruptor ON/OFF</i>	Na parte traseira do aparelho

8.6 Conexão para cabo de energia

<i>Tensão exigida</i>	100...240 V $\pm$ 10%
<i>Frequência exigida</i>	50...60 Hz
<i>Consumo de potência</i>	105 VA

Índice

A

Ajustes da lâmpada	
Adaptar	30
Armazenamento	40

C

Capilares	
Instalação	15
Carcça	40
Carga eletrostática	4
Célula de fluxo	17
Conectar	19
Limpar	32
Montar	18
Colocar	
Bandeja base	11
Suporte de recipientes	13
Condições ambientais	40
Condições de referência	38
Conectar	
Rede de energia	21
Conectores de pressão	
Conexão	15
Conexão	
Energia	41
Conexão ao computador	20
Conexão para alimentação de energia	21
Conexão para cabo de energia	41
Conexões	
Instalação	15
Consumo de potência	41

D

Dados técnicos	
Carcça	40
Condições ambientais	40
Condições de referência	38
Detector de UV/VIS	38
Lâmpadas	40
Desativação	26
Detector de UV/VIS	38
Dimensões	40

E

Equipamento	
Conectar	20

F

Frequência	41
------------------	----

I

Instalação	
Conexões	15

L

Lâmpada	
Adaptar ajustes	30
Lâmpada UV	
Trocar	27
Lâmpada VIS	
Trocar	30
Lâmpadas	40
Limpeza	
Célula de fluxo	32

M

Material	40
----------------	----

N

Notas de segurança	3
--------------------------	---

P

Parafusos	
Conexão	15
Porta	26

R

Regeneração	25
Remover	
bandeja base	10
Suporte de recipientes	12

S

Selo	34
Serviço	3, 25

T

Temperatura	40
Tensão	41
Tensão de rede	4
Transporte	40
Tubos	
Instalação	15

U

Umidade do ar	40
---------------------	----