



Application Note AN-RS-026

# Trace Detection of Diphenylamine in Baby Food

## Protecting consumer safety with Misa

Diphenylamine (DPA) is used as a dye fixative and antioxidant in industrial applications and as a produce preservative in agricultural operations. Despite its low toxicity to humans and the environment, there is controversy about its application on fruits and vegetables post-harvest to ensure long-term storage. Food safety advocates are concerned that daily ingestion of DPA, particularly in foods meant for babies, could have negative effects on children's health. To mitigate potentially toxic effects of DPA,

both the US and EU stipulate a maximum residue limit (MRL) of 5 µg/g for whole pears and a stringent MRL of 10 ng/g for all processed baby foods.

Misa (Metrohm Instant SERS Analyzer) provides a user-friendly and cost-effective alternative to traditional analytical methods used for detecting DPA in foods, such as GC-MS and GC-NPD. With Misa, trace level detection of DPA in infant food is achieved quickly and easily in a format that is easily adapted to diverse sample matrices.

## INTRODUCTION


This application note describes a simulated test procedure for detecting DPA in pureed pears marketed as food for infants. The assay is based on

the acquisition of SERS-specific spectra for diphenylamine in chloroform extracts using Misa and gold nanoparticles (Au NPs).

## REFERENCE MATERIAL AND LIBRARY CREATION

To establish a reference spectrum, a pure DPA standard (100 µg/g in ethanol) was analyzed using

Au NPs. The unique SERS spectrum shown in **Figure 1** can be used to create a library entry for DPA.



**Figure 1.** Standard gold nanoparticle SERS reference spectrum of diphenylamine.

## EXPERIMENT

Serial dilutions of a stock solution of DPA in ethanol were spiked into purchased pureed pears sold as baby food to provide a range of test samples: 100, 50, 25, 10, 5, 2.5, and 1 µg/g. Samples were mixed with a vortex, then 0.5 mL chloroform was added, and samples were mixed again for 1 minute. After allowing phase separation for 10 minutes, 100 µL of the bottom chloroform layer was siphoned with a pipette and transferred to a glass vial for evaporative heating. The extract residue was suspended in 450 µL of Au NPs and 50 µL of 0.5 mol/L NaCl. Each vial was vigorously shaken and immediately placed into the vial attachment on Misa for measurement.




**Table 1.** Experimental parameters

| Instrument           |                  | Acquisition |     |
|----------------------|------------------|-------------|-----|
| Firmware             | 0.9.33           | Laser Power | 5   |
| Software             | Misa Cal V1.0.15 | Int. Time   | 5 s |
| Misa Vial Attachment | 6.07505.040      | Averages    | 10  |
| ID Kit - Au NP       | 6.07506.440      | Raster      | ON  |

## RESULTS

Overlaid of baseline-corrected spectra acquired for each tested concentration shows high-resolution DPA

detection down to 1 µg/g (Figure 2).

**Figure 2.** Gold NP SERS spectral profile for diphenylamine in pureed pears, demonstrating detection down to 1 µg/g.

## FIELD TEST PROTOCOL

### Detection of diphenylamine in the field

Add baby food to glass vial until approximately 1/4 full. Using a pipette, add chloroform to the same vial until halfway full. Shake mixture vigorously for 1 minute, and then rest for 10 minutes to permit separation. Using a pipette, carefully remove half of the *bottom layer*, avoiding the top layer. Transfer this

solution into a *clean glass vial* and heat until dry on a hotplate (5 minutes). Using clean pipettes, add Au NPs to vial until halfway full, then add 2 drops of NaCl solution. Cap vial and shake to mix, then allow to rest for 5 minutes before inserting into the vial attachment on Misa for testing.

**Table 2.** Requirements for field test protocol

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| ID Kit - Au NP | 6.07506.440                |
| includes:      | Gold nanoparticles (Au NP) |
|                | Scoop                      |
|                | Disposable pipettes        |
|                | 2 mL glass vials           |
| Reagents       |                            |
| Chloroform     |                            |
| NaCl solution  | 3 g NaCl in 100 mL water   |
| Test settings  | Use ID Kit OP on MISA      |

## CONCLUSION

With successful, sensitive detection of diphenylamine in baby food, Misa is demonstrated to be a reliable QC tool for monitoring food safety, especially safeguarding the health of children. Misa is a portable and fully contained system, ideal for on-site testing and uniquely tailored for operation in a wide range of

different environments.

Additionally, operators in postharvest produce treatment facilities who are at risk of high-level occupational exposure, for instance, would benefit greatly from a mobile monitoring system for such chemical hazards.

## CONTACT

Metrohm Deutschland  
In den Birken 3  
70794 Filderstadt

[info@metrohm.de](mailto:info@metrohm.de)

## CONFIGURATION



## MISA Advanced

Metrohm Instant SERS Analyzer (MISA) ist ein hochleistungsfähiges, tragbares Analysensystem zur schnellen Detektion / Identifizierung von illegalen Substanzen, Lebensmittelzusatzstoffen und Lebensmittelverunreinigungen im Spurenbereich. MISA verfügt über einen hocheffizienten Spektrographen, der mit der einzigartigen Orbital-Raster-Scan (ORS)-Technologie von Metrohm ausgestattet ist. Er hat einen minimalen Platzbedarf und eine verlängerte Batterielebensdauer, perfekt für Tests vor Ort oder mobile Laboranwendungen. MISA bietet verschiedene Laser-Klasse-1-Aufsätze für flexible Probenahmeoptionen. Der Betrieb des Analysators ist über Bluetooth oder USB-Konnektivität möglich.

Das MISA Advanced-Paket ist ein Komplettpaket, das es dem Anwender ermöglicht, SERS-Analysen mit Metrohms Nanopartikellösungen und P-SERS-Streifen durchzuführen.

Das MISA Advanced-Paket enthält einen MISA Vial-Aufsatz, einen P-SERS-Aufsatz, einen ASTM-Kalibrierstandard, ein USB-Minikabel, ein USB-Netzteil und die MISA Cal-Software zum Betrieb des MISA-Geräts. Ein robuster Schutzkoffer zur sicheren Aufbewahrung des Instruments und des Zubehörs wird ebenfalls mitgeliefert.



## ID Kit – Au NP

Das ID Kit - Au NP enthält die Komponenten, die ein Mira/Misa-Benutzer benötigt, um eine SERS-Analyse mit kolloidaler Goldlösung durchzuführen. Der Kit enthält einen Einwegspatel, eine Tropfpipette, Probenfläschchen und eine Flasche mit Gold-Kolloid