



#### Application Note AN-O-043

# Carbonate impurities in caustic soda

## Robust IC analysis of carbonate in sodium hydroxide

Sodium hydroxide (NaOH, also known as caustic soda or soda lye) is a strong, harmful base made of solid white crystals. It is used in many industries (e.g., paper manufacturing, petrochemistry, soap manufacturing [1]) with an annual production of about 60 million tons worldwide [2]. Caustic soda is very hygroscopic and also absorbs carbon dioxide ( $\text{CO}_2$ ) from the atmosphere. This increases the carbonate content while reducing the hydroxide concentration of the product. Therefore, it should be stored under both water-free and  $\text{CO}_2$ -free conditions, with minimal atmospheric contact. Depending on the application and its purity requirements, caustic soda as a raw product must fulfill the respective quality criteria.

Quality control analysis comprises the determination of contaminants such as alkalinity, trace metals, anionic impurities (e.g., nitrate and sulfate), as well as carbonate. The analysis of carbonate by ion chromatography (IC) is quite tricky. Suppressed anion IC with hydroxide eluents does not work as suppression converts carbonate back to carbonic acid ( $\text{H}_2\text{CO}_3$ ) with almost no sensitivity. In this Application Note carbonate determination in NaOH is demonstrated by applying ion-exclusion chromatography with conductivity detection after inverse suppression – a way for automated, reliable, and secure quantification.

## SAMPLE AND SAMPLE PREPARATION

Two 50% sodium hydroxide solutions are analyzed for their carbonate content (**Figure 1**). As 50% NaOH is too highly concentrated to be directly injected into the IC, a 1:20 dilution with degassed ultrapure water is applied. To avoid extra CO<sub>2</sub> adsorption, the final


sample is kept in a closed bottle. Depending on the quality of the original sample, Metrohm Inline Ultrafiltration is a suitable choice for automated sample preparation.

## EXPERIMENTAL

The analysis is performed on a Compact IC Flex system, fully automated with a 858 Professional Sample Processor and the Metrohm intelligent Partial Loop Injection Technique (MiPT) (**Figure 2**). Carbonate (as carbonic acid) is separated from other analytes in the sample on the Metrosep Organic Acids - 250/7.8 analytical column with a sulfuric acid eluent (**Figure 1**). The column is operated at 30 °C, providing thermal stability for reproducible results. With direct conductivity detection, carbonate (as


carbonic acid) cannot be quantified. Thus, after separation, inverse suppression is applied prior to conductivity detection. In contrast to classical anion suppression, inverse suppression replaces the H<sup>+</sup> ion with Li<sup>+</sup>. This step neutralizes the sulfuric acid eluent and converts weak acids into their salts. In this way, the eluent background conductivity is reduced, and the weak acids are dissociated. This improves the conductivity response of e.g., organic acids or carbonic acid.

A



**Figure 1.** (A) Chromatogram overlay of carbonate in two 50% NaOH samples (lab sample: 1018 mg/kg carbonate, customer sample: 816 mg/kg carbonate) analyzed by a Compact IC 930 Compact IC Flex. A 20 µL volume of the diluted samples is injected applying the Metrohm intelligent Partial Loop Injection Technique (MiPT).

B



**Figure 1.** (B) The calibration (5–100 mg/L) is performed from a single standard using MiPT.



**Figure 2.** Compact instrumentation to quantify carbonate in sodium hydroxide: Compact IC Flex with a Dosino for MiPT and a 858 Professional Sample Processor.

## RESULTS

The calibration ranged from 5 to 100 mg/L for carbonate (**Figure 1**). The calibration curve is built by injecting different volumes of a single standard solution as a fully automated process with MiPT (**Figure 1**).

Two sample bottles of 50% NaOH were tested in this

application example. The first was supplied externally, and the second bottle was sourced from the testing laboratory. **Table 1** shows the concentration of carbonate in sodium hydroxide from these two samples.

**Table 1.** Concentration of carbonate in two samples of 50% sodium hydroxide as measured by ion-exclusion chromatography.

|                 | Carbonate (mg/kg) |
|-----------------|-------------------|
| Customer sample | 816               |
| Lab sample      | 1018              |

The quality control of sodium hydroxide for carbonate content is possible with ion-exclusion chromatography. To use the universal maintenance-free detection technique of conductivity, inverse suppression with  $\text{Li}^+$  is a crucial step. This is easily performed with the Metrohm Suppressor Module (MSM). The freedom of usable regeneration solutions

and 100% pH stability allows full flexibility of the MSM for a variety of challenging applications. Automated IC delivers fast and reliable results. The Metrohm intelligent Partial Loop Injection Technique and optional Inline Ultrafiltration save additional time, reduce labor costs, and make this an efficient and accurate choice for quality control measurements.

## REFERENCES

1. NIOSH. *Sodium Hydroxide, The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)*.  
<https://www.cdc.gov/niosh/topics/sodium-hydroxide/> (accessed 2022-05-13).
2. Vargel, C. Chapter E.4 - Inorganic Bases. In *Corrosion of Aluminium*; Vargel, C., Ed.; Elsevier: Amsterdam, 2004; pp 385–393.

Internal reference: AW IC CH6-1220-122014

## CONTACT

Metrohm Suisse SA  
Industriestrasse 13  
4800 Zofingen

[info@metrohm.ch](mailto:info@metrohm.ch)

## CONFIGURATION



### Metrosep Organic Acids - 250/7,8

La colonne Metrosep Organic Acids - 250/7,8 est une colonne échangeuse de cations basée sur un polymère. Elle représente la colonne haute performance quand il s'agit de déterminer des acides organiques ou de résoudre des problèmes de séparation difficiles et complexes. Il est également possible de déterminer le carbonate (avec suppression inverse), le fluorure (acide fluorhydrique) et le phosphate (acide phosphorique), en présence des acides organiques. Comparativement à la colonne Hamilton PRP-X300 - 250/4,0, la colonne Metrosep Organic Acids - 250/7,8 dispose d'une capacité supérieure et d'une meilleure sélectivité.



### 930 Compact IC Flex Oven/ChS/PP/Deg

Le 930 Compact IC Flex Oven/ChS/PP/Deg est un appareil CI compact intelligent avec un **four à colonne**, **suppression chimique** et une **pompe péristaltique** pour la régénération du suppresseur et un **dégazeur** intégré. L'appareil peut être utilisé avec n'importe quelles méthodes de séparation et de détection.

Domaines d'application typiques :

- Déterminations d'anions avec suppression chimique et détection de conductivité
- Acides organiques avec chromatographie d'exclusion d'ions et suppression inversée



### 858 Professional Sample Processor – Pump

Le 858 Professional Sample Processor – Pump traite des échantillons de 500 µL à 500 mL. Le transfert des échantillons s'opère soit au moyen de la pompe péristaltique bidirectionnelle à deux voies intégrée soit par un 800 Dosino.



### Équipement CI : MiPT

Jeu d'accessoires pour le montage d'un Dosino pour Partial-Loop-Injection.



### 800 Dosino

Le Dosino 800 est un moteur de burette avec système de lecture/écriture pour les Unités de distribution intelligentes. Avec câble attenant (150 cm).