



Application Note AN-NIR-060

# Quality Control of Polyamides

Determination of viscosity, functional groups, and moisture within one minute using NIR Spectroscopy


Functional group and viscosity analysis (ASTM D789) of polyamides can be a lengthy and challenging process due to the sample's limited solubility.

This application note demonstrates that the DS2500 Solid Analyzer operating in the visible and near-infrared spectral region (Vis-NIR) provides a cost-

efficient and fast solution for a simultaneous determination of the relative viscosity as well as the amine, carboxylic, and moisture content in polyamides. With **no sample preparation or chemicals needed**, Vis-NIR spectroscopy allows for the analysis of polyamides in **less than a minute**.

## EXPERIMENTAL EQUIPMENT

Polyamide pellets were measured with a DS2500 Solid Analyzer in reflection mode over the full wavelength range (400–2500 nm). A rotating DS2500 Large Sample Cup was employed to overcome the distribution of the particle sizes and chemical components. This allowed for an automated measurement at different sample locations for a reproducible spectrum acquisition. As displayed in **Figure 1**, samples were measured without any preparation. The Metrohm software package Vision Air Complete was used for all data acquisition and prediction model development.



**Figure 1.** DS2500 Solid Analyzer and polyamide pellets present in the rotating DS2500 Large Sample Cup.


**Table 1.** Hardware and software equipment overview

| Equipment               | Metrohm number |
|-------------------------|----------------|
| DS2500 Solid Analyzer   | 2.922.0010     |
| DS2500 Large Sample Cup | 6.7402.050     |
| Vision Air 2.0 Complete | 6.6072.208     |


## RESULTS

The obtained Vis-NIR spectra (**Figure 2**) were used to create prediction models for quantification of the relative viscosity and amine end group, carboxylic end group, and moisture content in polyamides. The quality of the prediction models was evaluated using

correlation diagrams, which display the relationship between Vis-NIR prediction and primary method values. The respective figures of merit (FOM) display the expected precision of a prediction during routine analysis.




**Figure 2.** Selection of polyamide Vis-NIR spectra obtained using a DS2500 Analyzer and a rotating DS2500 Large Sample Cup. For display reasons spectra are shown with an offset applied.



**Figure 3.** Correlation diagram for the prediction of the relative viscosity of polyamides using a DS2500 Solid Analyzer. The relative viscosity lab value was evaluated using viscometry.

**Table 2.** Figures of merit for the prediction of the relative viscosity of polyamides using a DS2500 Solid Analyzer.


| Figures of merit                   | Value      |
|------------------------------------|------------|
| $R^2$                              | 0.986      |
| Standard error of calibration      | 0.046 dl/g |
| Standard error of cross-validation | 0.055 dl/g |



**Figure 4.** Correlation diagram for the prediction of carboxylic end group content in polyamides using a DS2500 Solid Analyzer. The carboxyl end group lab value was evaluated using titration.

**Table 3.** Figures of merit for the prediction of the carboxylic end group content in polyamides using a DS2500 Solid Analyzer.


| Figures of merit                   | Value       |
|------------------------------------|-------------|
| $R^2$                              | 0.972       |
| Standard error of calibration      | 6.1 meq/kg  |
| Standard error of cross-validation | 11.1 meq/kg |



**Figure 5.** Correlation diagram for the prediction of amine end group content in polyamides using a DS2500 Solid Analyzer. The amine end group lab value was evaluated using titration.

**Table 4.** Figures of merit for the prediction of the amine end group content in polyamides using a DS2500 Solid Analyzer.

| Figures of merit                   | Value      |
|------------------------------------|------------|
| $R^2$                              | 0.981      |
| Standard error of calibration      | 2.5 meq/kg |
| Standard error of cross-validation | 4.1 meq/kg |



**Figure 6.** Correlation diagram for the prediction of moisture content in polyamides using a DS2500 Solid Analyzer.

**Table 5.** Figures of merit for the prediction of the moisture content in polyamides using a DS2500 Solid Analyzer.

| Figures of merit                   | Value  |
|------------------------------------|--------|
| $R^2$                              | 0.991  |
| Standard error of calibration      | 0.041% |
| Standard error of cross-validation | 0.067% |

## CONCLUSION

This study demonstrates the feasibility of NIR spectroscopy for the analysis of some key quality parameters of polyamides. In comparison to wet chemical methods (Table 6), the time to result is a

major advantage of NIR spectroscopy, since all parameters are determined in a **single measurement** in **less than a minute**.

**Table 6.** Time to result overview for the different parameters.

| Parameter          | Procedure    | Time to result                                        |
|--------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| Relative viscosity | Viscometry   | 90 min (preparation) + 1 min (viscometry)             |
| Carboxyl end group | Titration    | 90 min (preparation) + 20 min (titration)             |
| Amine end group    | Titration    | 90 min (preparation) + 20 min (titration)             |
| Moisture           | KF Titration | 25 min (preparation) + 5 min (Karl Fischer titration) |

## CONTACT

Metrohm Suisse SA  
Industriestrasse 13  
4800 Zofingen

[info@metrohm.ch](mailto:info@metrohm.ch)



### DS2500 Solid Analyzer

**Spectroscopie proche infrarouge robuste pour le contrôle de la qualité en laboratoire et en environnement de production.**

L'analyseur DS2500 Analyzer est la solution éprouvée et souple destinée aux analyses de routine de matières solides, de crèmes et, en option, de liquides, tout au long de la chaîne de fabrication. Sa conception robuste fait du DS2500 Analyzer un appareil insensible à la poussière, à l'humidité, aux vibrations ainsi qu'aux variations de température, et donc particulièrement adapté aux rudes conditions d'un environnement de production.

Le DS2500 couvre l'ensemble de la gamme spectrale de 400 à 2 500 nm et fournit des résultats exacts et reproductibles en moins d'une minute. Le DS2500 Analyzer répond aux exigences de l'industrie pharmaceutique et représente une aide précieuse pour les opérations de routine quotidiennes grâce à sa simplicité d'utilisation.

Grâce à des accessoires parfaitement adaptés à l'appareil, il atteint des performances sans précédent avec tous les types d'échantillons, quel que soit le défi qu'ils opposent (matières solides à gros grains comme les granulats ou échantillons semi-solides ou liquides telles les crèmes). La productivité lors de mesures de matières solides peut encore être augmentée par l'utilisation du MultiSample Cup, lequel permet des mesures automatisées en série jusqu'à un maximum de 9 échantillons.



### DS2500 Récipient d'échantillon, grand

Grand récipient d'échantillon pour l'enregistrement de spectre par réflexion de poudres et de granulés en différents points de l'échantillon avec le NIRS DS2500 Analyzer.



## Vision Air 2.0 Complete

Vision Air - logiciel universel de spectroscopie.

Vision Air Complete est une solution logicielle moderne et simple d'utilisation pour une application dans un environnement réglementé.

Aperçu des avantages de Vision Air :

- Des applications logicielles individuelles avec interface utilisateur adaptée sont le garant d'un maniement intuitif et simple
- Établissement et suivi simples des procédures de travail
- Base de données SQL pour une gestion sûre et simple des données

La version Vision Air Complete (66072208) comprend toutes les applications d'assurance qualité par spectroscopie Vis-NIR :

- Application de gestion des instruments et des données
- Application de développement de méthodes
- Application d'analyse de routine

Autres solutions Vision Air Complete :

- 66072207 (Vision Air Network Complete)
- 66072209 (Vision Air Pharma Complete)
- 66072210 (Vision Air Pharma Network Complete)