



Application Note AN-C-197

Potassium assay in potassium citrate and citric acid oral solution

Method validation according to the U.S. Pharmacopeia (USP)

Potassium citrate and citric acid oral solutions are systemic alkalizers beneficial for health conditions where long-term maintenance of alkaline urine is desirable, and administration of sodium salts is contraindicated [1,2]. To comply with the strict quality standards for pharmaceutical products, validated methods such as those from the United States Pharmacopeia – National Formulary (USP-NF) are mandatory for manufacturers and laboratories. As part of the USP modernization initiative, the potassium monograph was updated, replacing the previous identification procedure of titration with ion chromatographic (IC) analysis [3]. For quality control,

the USP specifies ion chromatography using a cation-exchange column with L76 column material and non-suppressed conductivity detection to quantify the potassium content [3].

The present IC method uses the Metrosep C 6 - 150/4.0 column (L76) to separate potassium from other potentially present ions. This method has been validated according to USP General Chapters <621> Chromatography [4] and <1225> Validation of Compendial Procedures [5]. All acceptance criteria for the potassium assay of the USP monograph «Potassium Citrate and Citric Acid Oral Solution» are fulfilled [3].

SAMPLE AND SAMPLE PREPARATION

The sample solutions are made using two distinct commercially available oral solutions of potassium citrate and citric acid. The labeled content was 1100 mg/334 mg potassium citrate monohydrate/citric acid monohydrate per 5 mL solution. For a sample stock solution (1000 mg/mL of potassium from potassium citrate and citric acid oral solutions), 1.26 mL of sample are transferred quantitatively to a 100 mL volumetric flask, then diluted to volume with

ultrapure water and mixed well. For a sample solution (nominally 15.0 µg/mL of potassium), 1.5 mL of sample stock solution are added to a 100 mL volumetric flask, diluted to volume with ultrapure water, and mixed well.

The USP Reference Standard Potassium Citrate monohydrate (Cat#1548225 RS) is used as a standard solution.

EXPERIMENTAL

An 858 Professional Sample Processor with a peristaltic pump is used to aspirate samples or standard solutions into a 20 µL loop for direct injection (**Figure 1**). Cations are separated using the Metrosep C 6 - 150/4.0 column (L76) with a nitric acid eluent and detected with non-suppressed conductivity (**Table 1**).

The IC system is calibrated with a 6-point linear calibration fit in the concentration range of 3.0 to 22.5 µg/mL potassium. System suitability tests and solution stability tests are done with a working standard of 15.0 µg/mL potassium. Spiking recoveries are evaluated as triplicates. Repeatability studies are done with a 6-fold injection.




Figure 1. Instrumental setup including a 930 Compact IC Flex Oven/Deg and an 858 Professional Sample Processor.

Table 1. Parameters for the IC method as per USP Monograph «Potassium Citrate and Citric Acid Oral Solution» [3].

Column with L76 packing	Metrosep C 6 - 150/4.0
Eluent	4 mmol/L nitric acid
Flow rate	0.9 mL/min
Temperature	30 °C
Injection volume	20 µL
Detection	Direct conductivity

RESULTS

The IC method validation for the potassium assay in potassium citrate and citric acid oral solution was carried out according to the USP Monograph «Potassium Citrate and Citric Acid Oral Solution» [3]. The potassium peak was well resolved from other typical cations. The tailing factor was 1.3. Recovery results for samples spiked at three different levels were 99.2% (Table 2 and Figure 2).

Replicate tests for standards and samples always reached relative standard deviations (RSD) of less than 0.4%. Six standard solutions ranging from 3–22.5 mg/L potassium showed correlation coefficients of 0.99999 with a linear curve fit (only 0.999 was required). Intermediate precision was tested with two independent systems and analysts. The average results for the first and the second analyst did not differ by more than 0.5% (2% deviation was allowed) (Table 2).




Figure 2. Chromatogram of a potassium citrate and citric acid oral solution containing 19 µg/mL potassium.

Table 2. Exemplary results and USP requirements from the IC method validation for potassium in potassium citrate and citric acid oral solution as per USP [3].

Parameter	Result	USP requirement
Tailing factor	1.3	NMT 2.0
Resolution K^+/Mg^{2+}	4.6	NLT 2.0
RSD % (n = 6)	<0.4%	NMT 0.5%
Linear correlation coefficient R	0.99999	NLT 0.999
Spiking recovery	99.2%	$100 \pm 3\%$
Intermediate precision	0.5%	NMT 2%

CONCLUSION

As per USP «Potassium Citrate and Citric Acid Oral Solution» [3], the assay for potassium is carried out with an IC using a Metrosep C 6 separation column (packing material L76). All validation results fulfilled the requirements of the monograph and followed the

guidelines of the USP General Chapters <621> [4] and <1225> [5]. The presented IC method is suitable to quantify potassium in potassium citrate and citric acid oral solutions.

REFERENCES

1. National Institutes of Health (NIH) (.gov).
Potassium Citrate and Citric Acid Oral Solution USP.
<https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/fda/fdaDrugXsl.cfm?setid=ce42122f-8087-471f-b0a3-5524bdbd4526&type=display> (accessed 2024-08-26).
2. Doizi, S.; Poindexter, J. R.; Pearle, M. S.; et al.
Impact of Potassium Citrate vs Citric Acid on Urinary Stone Risk in Calcium Phosphate Stone Formers. *Journal of Urology* **2018**.
[DOI:10.1016/j.juro.2018.07.039](https://doi.org/10.1016/j.juro.2018.07.039)
3. U.S. Pharmacopeia. USP-NF Potassium Citrate and Citric Acid Oral Solution. *Monograph*.
[DOI:10.31003/USPNF_M67530_04_01](https://doi.org/10.31003/USPNF_M67530_04_01)
4. <621> *Chromatography, General Chapter*, U.S. Pharmacopeia/National Formulary: Rockville, MD.
5. *1225 Validation of Compendial Procedures*, General Chapter; U.S. Pharmacopeia/National Formulary: Rockville, MD.
[DOI:10.31003/USPNF_M99945_04_01](https://doi.org/10.31003/USPNF_M99945_04_01)

CONTACT

Metrohm France
13, avenue du Québec - CS
90038
91978 VILLEBON
COURTABOEUF CEDEX

info@metrohm.fr

CONFIGURATION



Metrosep C 6 - 150/4.0

Le matériau haute capacité de la C 6 fait de la colonne de séparation Metrosep C 6 - 150/4,0 la solution optimale pour la séparation des cations standard à des concentrations très différentes avec des temps de rétention raisonnables. Les eaux potables présentant de faibles teneurs en ammonium peuvent être déterminées à l'aide de cette colonne.



930 Compact IC Flex Oven/Deg

Le 930 Compact IC Flex Oven/Deg est un appareil CI compact intelligent avec un **four à colonne**, **sans suppression** et avec un **dégazeur** intégré. L'appareil peut être utilisé avec n'importe quelles méthodes de séparation et de détection.

Domaines d'application typiques :

- Déterminations d'anions et de cations sans suppression avec détection de conductivité
- Applications simples avec UV/VIS ou détection ampérométrique



858 Professional Sample Processor – Pump

Le 858 Professional Sample Processor – Pump traite des échantillons de 500 µL à 500 mL. Le transfert des échantillons s'opère soit au moyen de la pompe péristaltique bidirectionnelle à deux voies intégrée soit par un 800 Dosino.



IC Conductivity Detector

Détecteur de conductivité haute performance compact et intelligent destiné aux appareils CI intelligents. Excellente constance de la température, tout le traitement du signal au sein du bloc de détecteur protégé et DSP – Digital Signal Processing – de la dernière génération garantissent une précision de mesure optimale. Grâce à la plage de travail dynamique, aucun changement de plage n'est nécessaire (même automatique).