



Application Note AN-NIR-091

醋酸-氢氟酸-硝酸混酸质量在线监测系统

Fast and reliable detection of acetic, hydrofluoric, and nitric acids

Determination of the acid concentration in mixed acid solutions is a critical quality control step for successful etching processes. While primary analytical methods such as thermometric titration are well known, difficulties arise when mixtures of three or more

acids need to be analyzed or if the time to result is a critical aspect. This application note discusses an alternative near-infrared (NIR) spectroscopy method that can reliably determine all parameters within a minute, even in complex acid mixtures.

EXPERIMENTAL EQUIPMENT

Mixed acid solutions based on three different acids (AcOH, HF, and HNO₃) were measured in transmission mode with a DS2500 Liquid Analyzer over the full wavelength range (400–2500 nm). Disposable vials with a pathlength of 4 mm were used for convenient and fast measurement. The Metrohm software package Vision Air Complete was used for all data acquisition and prediction model development.



Figure 1. DS2500 Liquid Analyzer and a sample filled in a disposable vial.

Table 1. Hardware and software equipment overview

Equipment	Metrohm number
DS2500 Liquid Analyzer	2.929.0010
DS2500 Holder 4 mm vials	6.7492.010
Disposable vials, 4 mm	6.7402.010
Vision Air 2.0 Complete	6.6072.208

RESULTS

20 measured Vis-NIR spectra (**Figure 2**) were used to create a prediction model for quantification of the different acid concentrations (AcOH, HF, and HNO₃). The quality of the prediction models was evaluated

using correlation diagrams, which show a very high correlation between Vis-NIR prediction and primary method values. The respective figures of merit (FOM) display the expected precision of a prediction during routine analysis.




Figure 2. Vis-NIR spectra of mixed acids solutions with varying acid content measured on a DS2500 Liquid Analyzer. For display reasons a spectra offset was applied.




Figure 3. Correlation diagram for the prediction of AcOH content in a mixed acid solution using a DS2500 Liquid Analyzer.

Table 2. Figures of merit for the prediction of AcOH content in a mixed acid solution using a DS2500 Liquid Analyzer.

Figures of merit	Value
R^2	0.852
Standard error of calibration	0.124%
Standard error of cross-validation	0.147%




Figure 4. Correlation diagram for the prediction of HF content in a mixed acid solution using a DS2500 Liquid Analyzer.

Table 3. Figures of merit for the prediction of HF content in a mixed acid solution using a DS2500 Liquid Analyzer.

Figures of merit	Value
R^2	0.947
Standard error of calibration	0.080%
Standard error of cross-validation	0.133%




Figure 5. Correlation diagram for the prediction of HNO₃ content in a mixed acid solution using a DS2500 Liquid Analyzer.

Table 4. Figures of merit for the prediction of HNO₃ content in a mixed acid solution using a DS2500 Liquid Analyzer.

Figures of merit	Value
R ²	0.849
Standard error of calibration	0.128%
Standard error of cross-validation	0.139%

CONCLUSION

This application note demonstrates the feasibility of the DS2500 Liquid Analyzer for the determination of individual acid concentrations in a mixed acid solution. Vis-NIR spectroscopy

enables fast determinations with high accuracy, and therefore represents a suitable alternative to the standard method (Table 5).

Table 5. Time to result for the acid content determination of a mixed acid solution using thermometric titration and NIR spectroscopy.

Parameter	Method	Time to result and workflow
AcOH, HF, and HNO ₃	Thermometric titration (three-fold determination)	25 min. preparation for the determination of the titer and blank value + 6 min. (3 times 2 min.) for the titration measurement
AcOH, HF, and HNO ₃	NIR Spectroscopy	1 minute for NIR spectroscopy measurement

CONTACT

瑞士万通中国
北京市海淀区上地东路1号
院1号楼7层702
100085 北京

marketing@metrohm.com.cn



DS2500 Liquid Analyzer

坚固结实的近红外光谱仪,用于生产环境和试验室中的质量检查。

DS2500 Liquid Analyzer 是一种成熟且灵活的解决方案,其用于在整个生产链中进行液体常规分析。其坚固结实的设计使 DS2500 Liquid Analyzer 不受灰尘、潮湿、振动的影响,因此非常适用于在恶劣的生产环境中使用。

DS2500 Liquid Analyzer 覆盖 400 至 2500 nm 的整个光谱范围,将样品加热至 80° C 高温,并与各种不同的一次性小瓶和石英比色皿兼容。因此,DS2500 Liquid Analyzer 可适应您的个性化样品要求,帮助您在几分钟内获得精确和具有可重现性的结果。借助集成的样品架识别装置和自带的 Vision Air 软件,还保证了用户能轻松和安全地进行操作。

如果是较大的样品量,则可通过将流通池与一个 Metrohm 机器人自动进样器搭配使用的方法显著提高生产率。



DS2500 4 mm

直径为 4 mm 且更加智能的一次性玻璃小瓶支架



Vision Air 2.0 Complete

Vision Air – 通用的光谱分析软件。

Vision Air Complete 是用于监管规范环境的先进易用的软件解决方案。

Vision Air 优点一览:

- 便捷的软件应用和经过适配的用户界面保证了直观简单的操作方式
- 操作过程的创建与维护方式简单
- SQL 数据库,可安全且简单地管理数据

Vision Air Complete (66072208) 版本包含所有用于可见近红外光谱分析质量保证过程的应用:

- 仪器和数据管理应用
- 方法开发应用
- 常规分析应用

其它 Vision Air Complete 解决方案:

- 66072207 (Vision Air Network Complete)
- 66072209 (Vision Air Pharma Complete)
- 66072210 (Vision Air Pharma Network Complete)