



913 pH Meter

Two in one - für den Innen- und Außenbereich
Kompakt, mobil und hochpräzise



Metrohm
Swiss Quality



Aktion:
750 €*
statt
1.584 €

 **Metrohm**

* zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer | Aktionspreis bis zum 31.12.2024
Gilt nur für Endkunden innerhalb von Deutschland | Solange Vorrat reicht

Ihr wichtigster Qualitätsparameter in einer Hand

Das 913 pH Meter ist sowohl für den mobilen Einsatz im Innen- und Außenbereich als auch für den stationären Einsatz im Labor konzipiert. Das Messgerät ist mit einem fest eingebauten Akku für den mobilen Einsatz versehen. Mit je einem analogen und digitalen Messkanal für die Messung von pH-Wert, Spannung und Temperatur.

Mit dem 913 pH Meter bestimmen Sie den Schlüsselparameter pH-Wert schnell, einfach und zuverlässig. Die robuste Bauweise erfüllt die Schutzart nach IP 67. Die Geräte sind somit gegen kurzfristiges Eintauchen in Wasser geschützt. Das Messgerät lässt sich komfortabel mit einer Hand bedienen und bietet Ihnen robuste Qualität.

Benutzerfreundliches Display

Mit farbigen Grafikelementen haben Sie den pH-Wert stets im Blick.



Kalibrierung mit bis zu 5 Puffern

Für die automatische Puffererkennung bei der pH-Kalibrierung sind die temperaturabhängigen pH-Werte der wichtigen handelsüblichen pH-Pufferlösungen gespeichert. Neben den Metrohm-Pufferlösungen sind auch die Tabellen anderer Referenzpuffer vorhanden.



Messen im Labor, Feld oder Prozess

Die neuen Meter verfügen über einen Akku, der praktisch überall aufgeladen werden kann. Unterwegs mit einem geeigneten Adapter am Zigarettenzünder im Auto, direkt am PC/Laptop oder mit dem Metrohm-Netzteil, das auch für das Messen im Laborbetrieb verwendet werden kann.

BESTELLINFORMATION

913 pH Meter*

2.913.0210 pH Meter - für den Innen- u. Außenbereich ohne pH Sensor

Optional

6.0228.000 Solitrode mit Pt 1000

**BESTELLUNG
UNTER:
info@metrohm.de**

www.metrohm.de