

Titrage potentiométrique

Dates :

09 Juin 2026

06 Octobre 2026

Tarif : 1 089€ HT¹

Lieu : Villebon-sur-Yvette

- Possibilité de formation intra-entreprise
Devis sur demande



Objectifs

- Maîtriser les bases théoriques de la titration
- Savoir utiliser et entretenir l'instrument au quotidien
- Savoir optimiser le paramétrage d'un titreur
- Savoir détecter et résoudre les dysfonctionnements

Durée : 1 jour (7h pédagogiques)

Réf. : SER-800140

Théorie

Aspect théorique de l'analyse potentiométrique

- Principe de mesure
- Choix de l'électrode et du titrant
- Milieu de titrage (aqueux ou non aqueux)
- Description d'un titreur
- Modes et paramètres de titrage

Interprétation et optimisation des analyses

Maintenance et qualité

- Maintenance
- Métrologie

Travaux pratiques

- Création et test de méthodes (modes DET, MET et SET)
- Interprétation des résultats
- Optimisation des paramètres

Prérequis : Niveau équivalent Bac + 2 en chimie recommandé

1 : Déjeuner inclus

