



797 VA Computraceユーザー様向け 894 プロフェッショナル CVS への 買い替えキャンペーン

797 VA Computraceは2028年3月でサポート終了となります。

797 VA Computraceは、2028年3月をもちまして、販売終了から10年経過し、本装置のサポートを終了させて頂くことになりました。

現行機種は拡張性、柔軟性が向上し日本語対応のソフトになっています。サポート終了前に弊社の894型のCVS装置への買い替えを是非ご検討下さい。

ドジーノ、ドージングユニット、電極類は新型CVSでもご使用頂けます。

メトロームCVS装置の特長

- 補助液自動添加の種類、数を自由に追加可能
- オートサンプラーを接続して最大112検体連続測定
- 測定間は純水で自動洗浄
- 複雑な計算や作業も自由に組み込むことが可能



 **Metrohm**

製品仕様は予告なく変更される場合があります。

印刷：メトロームジャパン株式会社
Metromhm AG およびメトローム・株式会社の内容の変更、複製、掲載はできません。
© 1979 VA-Kaake - JP - 2026-03 © Metromhm AG. All trademarks are the property of Metromhm and its subsidiaries



ご質問、詳しいお見積り依頼は、メトロームジャパンまで
メールでのお問い合わせ先：metrohm.jp@metrohm.jp
キャンペーン期間：2026年12月26日のご注文まで

www.meteorhm.jp



本社 〒143-0006 東京都大田区平和島 6-1-1
東京流通センター アネックス 9F
TEL 03-4571-1746(EC 部)
FAX 03-3766-2080
e-mail metrohm.jp@metrohm.jp