





Liquid Autosampler CIC (TEI), 30 Positionen

2.0136.0610

Der Liquid Autosampler CIC (TEI) wird verwendet um flüssige Proben automatisiert mittels Combustion IC zu analysieren. Er kann in Kombination mit den Boat Introduction Modules (6.07311.010 oder 6.07311.020) und dem Liquid Introduction Module (6.07311.040) verwendet werden.

Lieferumfang 2.0136.0610

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	1.0136.0610	Liquid Autosampler CIC (TEI), 30 Positionen



1 STK

6.7303.110

Septum zu 67303100, 100 Stück

Zur Verwendung mit der 67303100 Glass Vial auf den folgenden Probenwechslern: Liquid Autosampler CIC (TEI), MMS 5000 Autosampler (AJ) und 889 Sample Center.



1 STK

6.7303.100

Glass vial, 1.5 mL, 100 Stück

Zur Verwendung mit den folgenden Probenwechslern: Liquid Autosampler CIC (TEI), MMS 5000 Autosampler (AJ) und 889 Sample Center.



1 STK

6.07313.040

Wasch-/Abfall Behälter Set für Liquid Autosampler CIC (TEI)

Wasch-/Abfall Behälter Set für den Liquid Autosampler CIC (TEI).



1 STK

6.07311.290

Septum für Introduction Module (TEI)

Septum für den Injektionsport der Introduction Modules (TEI) 6.07311.010, 6.07311.020, 6.07311.030, und 6.07311.040.



1 STK

6.07313.020

Schraube und Hülse für Liquid Autosampler CIC (TEI)

Schraube und Druckhülse für 1/16" Kapillaren um die Nadel mit den Transferschläuchen des Liquid Autosampler CIC (TEI) zu verbinden.



1 STK

6.07313.110

Ersatznadel für CIC (TEI)

Ersatznadel (TEI) für die Dosierspritze des Liquid Autosampler CIC (2.0136.0610) oder für die manuelle Injektion flüssiger Proben.



1 STK

6.07313.050

Prime Vial Set für Liquid Autosampler CIC (TEI)

Set von Prime Vials für die Vorbereitung des Liquid Autosampler CIC (TEI).



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.07313.020	Schraube und Hülse für Liquid Autosampler CIC (TEI)	
	Schraube und Druckhülse für 1/16" Kapillaren um die Nadel mit den Transferschläuchen des Liquid Autosampler CIC (TEI) zu verbinden.	
6.07313.100	Spritze 100 µL für manuelle Injektion (TEI)	
	Dosierspritze für die manuelle Injektion flüssiger Proben mittels einer der drei Introduction Modules (6.07311.010, 6.07311.020 oder 6.07311.030).	
6.07313.110	Ersatznadel für CIC (TEI)	
	Ersatznadel (TEI) für die Dosierspritze des Liquid Autosampler CIC (2.0136.0610) oder für die manuelle Injektion flüssiger Proben.	
6.7302.120	Quarzwolle zu 6.7302.110, 10 g	
	Quarzwolle zum Fixieren der Probe im Probenröhrchen aus Quarz (6.7302.110).	