




GLS Sampler CIC (TEI)

2.0136.0630

Der GLS Sampler CIC (TEI) wird verwendet um Flüssiggas oder Gase unter erhöhtem Druck mittels Combustion IC zu analysieren. Er kann sowohl in Kombination mit dem manuellen als auch dem automatisierten Liquid Introduction Module für den Combustion Oven (TEI) verwendet werden.

Lieferumfang 2.0136.0630

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	1.0136.0630	GLS Sampler CIC (TEI)



1 STK

6.07314.010

Nadel für GLS Sampler CIC (TEI), pk=3

Ersatznadel für die Probeninjektion mit dem GLS Sampler CIC (TEI).



1 STK

6.07314.020

Nadelkupplung für GLS Sampler CIC (TEI)

Kupplung um die Injektionsnadel mit dem Probenpfad des GLS Sampler CIC (TEI) zu verbinden.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.07314.010	Nadel für GLS Sampler CIC (TEI), pk=3 Ersatznadel für die Probeninjektion mit dem GLS Sampler CIC (TEI).	
6.07314.020	Nadelkupplung für GLS Sampler CIC (TEI) Kupplung um die Injektionsnadel mit dem Probenpfad des GLS Samplers CIC (TEI) zu verbinden.	
6.07314.030	Schnellverbindung, Swagelok, für GLS Sampler CIC (TEI) Schnellverbindung für Probenpatrone des GLS Samplers CIC (TEI).	
6.07314.040	Abdeckung für GLS Sampler CIC (TEI) Acrylglas Abdeckung für den GLS Sampler CIC (TEI), die mit einem Abzug verbunden werden kann.	