



OMNIS Titrator Food

2.1001.2220

Der OMNIS Titrator Food bietet Ihnen das komplette Paket für die wässrige Säure/Base Titration. Im Paket enthalten ist der OMNIS Advanced Titrator mit Magnetrührer, eine 20 mL Zylindereinheit, eine d-ECOTRODE plus für die wässrige Säure/Base-Titration und eine Stand-alone Lizenz der OMNIS Software.

Lieferumfang 2.1001.2220

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.00201.300	dECOTRODE Plus

Digitale, kombinierte pH-Elektrode für OMNIS.

Die Elektrode eignet sich für wässrige Säure/Base-Titrationen.

Das Festschliffdiaphragma ist gegen Verschmutzung unempfindlich.

Referenzelektrolyt: $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$, Aufbewahrung in Aufbewahrungslösung.

dTodes können an OMNIS Titratoren verwendet werden.



1 STK

6.01600.010

OMNIS Liquid Adapter

Adapter für den Anschluss von Reagenzflaschen mit 3S-Technologie an einen OMNIS Titrator, Titration Module oder Dosing Module.



1 STK

6.02100.010

Messmodul digital

Digitaler Messkanal für einen OMNIS Titrator oder Titration Module für den Anschluss von digitalen Elektroden "dTrodes".



1 STK

6.02104.300

Elektrodenkabel Steckkopf Q / Stecker P, 0.55 m

Kabel für den Anschluss einer dTrode (Steckkopf Q) am digitalen Messmodul von OMNIS.



1 STK

6.02107.000

Netzwerkkabel 1m

Netzwerkkabel (1m) zum Anschluss eines OMNIS Sample Robot oder OMNIS Titrator an einen Ethernet Router, Ethernet Switch oder lokales Netzwerk



Intelligente Zylindereinheit 20 mL für einen OMNIS Titrator, Titration Module oder Dosing Module. Inklusive Dosierschläuchen und Antidiffusionsbürettenspitze.



Lizenzbasiertes PC-Programm für die Steuerung von komplexen OMNIS Analysensystemen.

- Probenorientierte Arbeitsvorschriften mit zahlreichen Vorlagen
- Grafischer Methoden-Editor mit zahlreichen Vorlagen
- Übersichtliche und professionelle Probenlisten
- Verwaltung von Geräten, Arbeitssystemen, Sensoren, Lösungen
- Dialogsprachen: Deutsch, Englisch, Chinesisch



Ermöglicht den Stand-Alone Betrieb der OMNIS Software auf einem Windows™ Computer.

Merkmale:

- Die Lizenz enthält bereits eine OMNIS Geräte Lizenz.
- Muss über das Metrohm Lizenzierungsportal aktiviert werden.



Wiederverwendbarer Flaschenaufsatz (Bottle Cap) mit 3S-Technologie für den Anschluss von Reagenzflaschen an einen OMNIS Titrator, Titration Module oder Dosing Module.



Elektrodenhalter für ein OMNIS Titrationssystem.



Funktionslizenz "Advanced" für einen OMNIS Titrator

- Liquid Handling (LQH)
- MEAS U/T/pH
- MEAS CONC (Direktmessung und Standardaddition)
- Kalibration (Cal)
- Endpunktstirration ohne Konditionieren (SET)
- Monotone Äquivalenzpunkttitration (MET)
- dynamische Äquivalenzpunkttitration (DET)
- Titration mit OMNIS Titration Module oder OMNIS Dosing Module
- Paralleles Dosieren.



Für Kolben der 807 Dosing Units oder Zylindereinheiten OMNIS.



1 STK

6.1608.020

Glasflasche / 1000 mL / GL 45

Flasche für Hilfslösungen.



1 STK

6.1903.020

Rührstäbchen / 16 mm

Rührstäbchen mit magnetischem Kern, Umhüllung aus PTFE, 16 mm lang.



1 STK

6.1903.030

Rührstäbchen / 25 mm

Rührstäbchen mit Magnetkern, Umhüllung aus PTFE, Länge 25 mm.



1 STK

6.2013.010

Stellring

Für Stativstangen mit Durchmesser 10 mm.





Pufferset bestehend aus jeweils 10 Sachets (30 mL) pH-Pufferlösungen pH 4/7/9



Pflegekit für pH Elektroden

Der Kit enthält:

- 50 mL Reinigungslösung
- 50 mL 3M KCl Lösung
- 50 mL Aufbewahrungslösung
- 2 Aufbewahrungsgefäße
- Betriebsanleitung



Elektroden-Parkstation zur Aufbewahrung von Elektroden an einem OMNIS Titrationssystem.



Flaschenhalter für OMNIS Titrator, Titration Module und Dosing Module.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.06001.160	Funktionslizenz KFT mit Konditionieren	
	Funktionslizenz für die volumetrische Karl-Fischer Titration mit Konditionieren für ein OMNIS Titrationssystem.	
6.05609.000	KFT Ausrüstung für OMNIS Titrator	
	Komplettes Zubehörset für die volumetrische Karl-Fischer-Titration.	
6.05609.010	KFT Ausrüstung für OMNIS Titrator mit Polytron	
	Komplettes Zubehörset für die volumetrische Karl-Fischer-Titration mit Polytron.	