



OMNIS Solvent Module

2.1009.0010

OMNIS Solvent Module für die sichere Zugabe des Lösungsmittels und das Absaugen des Titriergefässinhalts ohne Kontakt zu den Reagenzien. Neue verbesserte Version beständig gegen Chloroform, Chlorbenzol, Xylol und Eisessig (erfordert OMNIS 4.4.1 oder höher). Manuelle Bedienung oder Ansteuerung durch OMNIS Software für maximale Anwenderfreundlichkeit. Inklusive Zubehör, Lösungsmittel- und Abfallflasche.

Lieferumfang 2.1009.0010

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	1.1009.0010	OMNIS Solvent Module

OMNIS Solvent Module für die sichere Zugabe des Lösungsmittels und das Absaugen des Titriergefässinhalts ohne Kontakt zu den Reagenzien. Manuelle Bedienung oder Ansteuerung durch OMNIS Software für maximale Anwenderfreundlichkeit. Inklusive Zubehör, Lösungsmittel- und Abfallflasche.



1 STK

6.01543.000

Absaugspitze M8

Zum Absaugen von Reagenz in Verbindung mit dem OMNIS Solvent Module.



1 STK

6.01600.200

Siphon Breaker

Verhindert das Nachlaufen von Flüssigkeit aus der Reagenzflasche in die Titrierzelle.




2 STK

6.01804.210

PVC-Schlauch 4/6 0.35 m

Für Schlauchverbindungen zum OMNIS Solvent Module oder Solvent Pump.



1 STK

6.02801.000

Watte zu Adsorberrohr

Wattebäuschchen aus Baumwolle (4 Stück), passend zu OMNIS Adsorberrohr 601406010.



1 STK

6.1446.040

Gewindestopfen / M6



1 STK

6.1446.090

Stopfen / B-14/15 / M8



1 STK

6.1543.110

Dosierspitze / Gewinde M8

Dosierspitze mit Gewinde M8



1 STK

6.1602.105

Flaschenaufsatz / GL 45 / grün

Für direktes Dosieren aus Reagenzflaschen mit Gewinde GL 45.



1 STK

6.1608.023

Braunglasflasche / 1000 mL/ GL 45

Zu Wechseleinheiten. Flasche für Hilfslösungen.



1 STK

6.1608.030

Runde Glasflasche / 1000 ml / GL 45



1 STK

6.1623.000

Überlaufschutz zu Flaschenaufsatz

Überlaufschutz zu Flaschenaufsatz für eine Abfallflasche, verhindert das Überlaufen der Abfallflasche bei Verwendung einer Absaugpumpe



2 STK

6.1805.200

PTFE-Schlauch / M8 / 0.5 m



1 STK

6.1808.050

Schlauchadapter Olive / M8 aussen

1 Aussengewinde M8 und 1 Olive für Schläuche. Z.B. für
Thermostatmantel der Wechseleinheiten und Stabilitätsmessgeräte.



1 STK

6.1819.050

Kanüle

Für Gewindebohrungen M8 des Flascheneinsatzes 6.1602.10X mit
Absaugflasche 6.1608.030. Für 703 und 803 Ti Stand, 681 Pump Unit
und 679 Rancimat



1 STK

6.2739.000

Schlüssel

Zum Anziehen von Verbindungen.



1 STK

6.2811.000

Molekularsieb

Molekularsieb. Flasche à 250 g. Porengrösse: 0.3 nm. Ohne
Feuchtigkeitsindikator. Für Rancimaten und Karl-Fischer-Geräte.



1 STK

6.01807.000

Adsorberkartusche

Adsorberkartusche für OMNIS Solvent Module oder Solvent Pump, zum Befüllen mit Molekularsieb 6.2811.000.



1 STK

6.02004.030

Flaschenhalter

Flaschenhalter für OMNIS Solvent Module 2.1009.0010.



1 STK

6.01805.130

PTFE Schlauch 3/250 mm mit Schraubnippel

Absaugschlauch mit Schraubnippel für die Verbindung der Reagenzflasche mit dem Siphon Breaker.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.2811.000	Molekularsieb	
	Molekularsieb. Flasche à 250 g. Porengrösse: 0.3 nm. Ohne Feuchtigkeitsindikator. Für Rancimaten und Karl-Fischer-Geräte.	
6.2811.010	Molekularsieb (US)	
	Molekularsieb. Flasche à 250 g. Porengrösse: 0.3 nm. Ohne Feuchtigkeitsindikator. Für Rancimaten und Karl-Fischer-Geräte. Dieses Produkt ist für alle Anwender mit Wohnsitz in den USA. Das Material wird gemäß dem OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200) in den USA als gefährlich eingestuft.	
6.1446.220	Stopfen Reagenzwechsel Solvent Module	
	Stopfen für den Reagenzwechsel in einer coulometrischen Titrierzelle mit einem Solvent Module.	