



OMNIS Coulometer mit Rührer

2.1018.0020

OMNIS Coulometer mit Magnetrührer für Stand-alone Betrieb oder als Herzstück eines OMNIS Titrationssystems. Das Coulometer kann mit weiteren Titrier-, Dosier- oder Coulometer Modulen erweitert werden.

Die Coulometrie ist die ideale Methode zur Wassergehaltsbestimmung im Spurenbereich (10 µg bis 10 mg Wassergehalt absolut) in Flüssigkeiten, Feststoffen und Gasen. Zudem ist die coulometrische Karl Fischer Titration eine Absolutmethode, weshalb keine Titerbestimmung notwendig ist.

Lieferumfang 2.1018.0020

Qt.	Order no.	Beschreibung
-----	-----------	--------------

1 STK

1.1018.0020

OMNIS Coulometer mit Rührer

OMNIS Coulometer mit Magnetrührer



1 STK

6.2016.050

Stativstange / 300 mm



1 STK

6.2013.010

Stelling

Für Stativstangen mit Durchmesser 10 mm.



1 STK

6.06001.970

Funktionslizenz Coulometer

Funktionslizenz für das OMNIS Coulometer, beinhaltet

- Liquid Handling (LQH)
- Coulometrische Karl-Fischer Titration (KFC)
- Coulometrische Bestimmung des Bromindex nach ASTM D1492 (BRC)
- MEAS U/T/pH/CONC.

MNI
THE NEW LEVEL OF PERFORMANCE

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.05406.000	KFC Ausrüstung für OMNIS Coulometer mit Generatorelektrode mit Diaphragma Komplettes Zubehörset für die coulometrische Karl-Fischer-Titration.	
6.05406.010	KFC Ausrüstung für OMNIS Coulometer mit Generatorelektrode ohne Diaphragma Komplettes Zubehörset für die coulometrische Karl-Fischer-Titration.	
2.1009.0010	OMNIS Solvent Module OMNIS Solvent Module für die sichere Zugabe des Lösungsmittels und das Absaugen des Titriergefässinhalts ohne Kontakt zu den Reagenzien. Neue verbesserte Version beständig gegen Chloroform, Chlorbenzol, Xylol und Eisessig (erfordert OMNIS 4.4.1 oder höher). Manuelle Bedienung oder Ansteuerung durch OMNIS Software für maximale Anwenderfreundlichkeit. Inklusive Zubehör, Lösungsmittel- und Abfallflasche.	
6.1446.220	Stopfen Reagenzwechsel Solvent Module Stopfen für den Reagenzwechsel in einer coulometrischen Titrierzelle mit einem Solvent Module.	

6.02102.020 Kabel MDL St/Bu 1 m

Verbindungskabel für OMNIS Geräte mit MDL-Anschluss (1 m)



6.02102.040 Kabel MDL St/Bu 5 m

Verbindungskabel für OMNIS Geräte mit MDL-Anschluss (5 m)



6.02102.010 Kabel MDL St/Bu 0.5 m

Verbindungskabel für OMNIS Geräte mit MDL-Anschluss (0.5 m)



6.02102.030 Kabel MDL St/Bu 2 m

Verbindungskabel für OMNIS Geräte mit MDL-Anschluss (2 m)



6.02102.050

Kabel MDL St/Bu 10 m

Verbindungskabel für OMNIS Geräte mit MDL-Anschluss (10 m)



6.06001.100

Funktionslizenz DET

Funktionslizenz "Dynamische Äquivalenzpunkttitration" für ein OMNIS Titrationssystem

MNI
DLE NEW LEVEL OF PERFORM

6.06001.110

Funktionslizenz MET

Funktionslizenz "Monotone Äquivalenzpunkttitration" für ein OMNIS Titrationssystem

MNI
DLE NEW LEVEL OF PERFORM

6.06001.160

Funktionslizenz KFT mit Konditionieren

Funktionslizenz für die volumetrische Karl-Fischer Titration mit Konditionieren für ein OMNIS Titrationssystem.

MNI
DLE NEW LEVEL OF PERFORM

Funktionslizenz für maximal fünf parallele Titrationen an einem OMNIS
Titrator mit zusätzlichen Titration Modules bzw. Dosing Modules

