



# Polytron PT 1300 D

2.136.0100

Polytron PT 1300 D - Metrohm Version

Homogenisierer, welcher direkt durch die OMNIS Software, tiamo™ oder Touch Control angesteuert werden kann.

Der Polytron PT 1300 D besteht aus einem Kontrollgerät und einem Antrieb. Das Kupplungssystem am Antrieb erlaubt den einfachen und schnellen Austausch der Aggregate ohne zusätzliches Werkzeug.

Feste Proben können mühelos zerkleinert werden. Das Gerät ist aber auch hervorragend geeignet um in viskosen Proben für eine gute Durchmischung zu sorgen.

Lieferumfang 2.136.0100

| Qt. | Order no. | Beschreibung |
|-----|-----------|--------------|
|-----|-----------|--------------|

1 STK

1.136.0100

Polytron PT 1300 D

Polytron PT 1300 D - Metrohm Version

Homogenisierer, welcher direkt durch tiamo™ oder Touch Control angesteuert werden kann.




---

1 STK

1.136.0110

Netzteil zu Polytron Pt 1300 D



## Optionales Zubehör

| Order no.  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1462.250 | Schwenkarm linksschwenkend für Polytron zu 786 Swing Head<br><br>Schwenkarm linksschwenkend für Polytron zu 786 Swing Head mit einer eingezogenen Bürettenspitze für die Zugabe von Lösemitteln oder Titrant und drei Sprühdüsen zur Reinigung. Der Schwenkarm ermöglicht den Einsatz des Polytrons zur Probenvorbereitung auf mehrreihigen Probenracks. |    |
| 6.2047.110 | Halter für Polytron<br><br>Halter zur Fixierung des Polytronantriebs an der Stativstange.                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 6.9012.000 | Dispergier-Aggregat zu Polytron, 125 mm<br><br>Standard Dispergier-Aggregat zu Polytron 1300 D                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 6.9012.010 | Dispergier-Aggregat zu Polytron, 157 mm<br><br>Spezial-Dispergier-Aggregat (Metrohm-Version) mit vorstehenden Messern                                                                                                                                                                                                                                    |  |

6.02008.010 Polytronhalter

Für die Fixierung des Polytron, passend zu 601405040.



---

6.02008.030 Polytronhalter für Eco Titrations-Geräte

Polytronhalter für die Fixierung des Polytron, passend zu  
Titriergefäßsoberteil 601405060

