



Combustion Module (Oven + ABD, AJ)

2.136.0700

Das Combustion Module (Oven + ABD, AJ) ermöglicht den Probenauflösung unter Pyrolyse und Oxidation von brennbaren Proben aller Art. Das Combustion Module umfasst den Verbrennungsofen und den Auto Boat Driver (automatische Probeneinführung). Beides Produkte von Analytik Jena, die speziell für die Kopplung mit Ionenchromatographen optimiert wurden.

Lieferumfang 2.136.0700

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	1.136.0700	Combustion Module (Oven + ABD, AJ)



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.7301.000	Verbrennungsrohr (AJ) Quarzverbrennungsrohr zum Combustion Module.	
6.7301.100	Führungsrohr für ABD (alt) Führungsrohr für Automatic Boat Driver des Combustion Module (bis ABD Seriennummer 1709 590).	
6.7301.110	Haken für ABD Quarzglashaken für Quarzglasschiffchen im Automatic Boat Driver des Combustion Module.	
6.7301.140	Septum 12.5 mm Septum für Flüssigprobenport, 5 Stück.	

6.7301.170

O-Ring 14 × 4 mm für ABD

Dichtring für Verbindung ABD zu Quarzglasrohr



6.7301.250

Flammensensor

Flammensensor für die vollautomatische Probenverbrennung



6.7301.200

Führungsrohr für ABD (neu)

Führungsrohr für Automatic Boat Driver des Combustion Module (ABD
Seriennummern ab 1709591)



6.7302.100

Quarzschißchen 40 × 9 mm (AJ)

Quarzglasschißchen für Probenaufgabe in Combustion Module, 10 Stück.



6.7301.300 Keramik Verbrennungsrohr CIC AJ, komplett

Keramik Verbrennungsrohr für das Combustion Module (Oven + ABD, AJ).



6.7301.310 Aussenrohr, Keramik Verbrennungsrohr AJ

Aussenrohr des Keramik Verbrennungsrohr für das Combustion Module (Oven + ABD, AJ).



6.7301.320 Verbindungsrohr, Keramik Verbrennungsrohr AJ

Verbindungsrohr des Keramik Verbrennungsrohr für das Combustion Module (Oven + ABD, AJ).



6.7301.330 Keramik Einlegestück, Keramik Verbrennungsrohr AJ

Keramik Einlegestück des Keramik Verbrennungsrohr für das Combustion Module (Oven + ABD, AJ).



6.7301.340

Fritte, Keramik Verbrennungsrohr AJ

Fritte des Keramik Verbrennungsrohr für das Combustion Module (Oven + ABD, AJ).



6.7301.350

Feststellschraube, Keramik Verbrennungsrohr AJ

Feststellschraube des Keramik Verbrennungsrohr für das Combustion Module (Oven + ABD, AJ).



6.7301.360

Überwurfmutter, Keramik Verbrennungsrohr AJ

Überwurfmutter des Keramik Verbrennungsrohr für das Combustion Module (Oven + ABD, AJ).

