



Autosampler MMS 5000 (AJ)

2.136.0800

Autosampler MMS 5000 (AJ) von Analytik Jena zum Einsatz mit dem Metrohm Combustion IC für die vollautomatische Analyse von flüssigen und festen Proben. Um den modularen Multi-Matrix-Probengeber an den richtigen Probentyp anzupassen, muss entweder das Flüssigkeitskit (6.7303.000) oder das Feststoffkit (6.7302.000) verwendet werden.

Lieferumfang 2.136.0800

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	1.136.0800	Autosampler MMS 5000 (AJ)

Autosampler MMS 5000 (AJ) von Analytik Jena zum Einsatz mit dem Metrohm Combustion IC für die vollautomatische Analyse von flüssigen und festen Proben. Um den modularen Multi-Matrix-Probengeber an den richtigen Probentyp anzupassen, muss entweder das Flüssigkeitskit (6.7303.000) oder das Feststoffkit (6.7302.000) verwendet werden.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.7302.000	Kit für feste Proben zu MMS 5000, 35 Positionen Kit für feste Proben zu MMS 5000 mit Rack für Probenschiffchen, Greifer und 10 Quarzglasschiffchen. 
6.7302.100	Quarzschiffchen 40 × 9 mm (AJ) Quarzglasschiffchen für Probenaufgabe in Combustion Module, 10 Stück. 
6.7303.000	Kit für flüssige Proben zu MMS 5000, 112 Positionen Kit für flüssige Proben zu MMS 5000 mit Rack für Probengefäße, 100 µL Spritze mit wechselbarer Nadel und 100 Schnappingflaschen. 
6.7303.100	Glass vial, 1.5 mL, 100 Stück Zur Verwendung mit den folgenden Probenwechslern: Liquid Autosampler CIC (TEI), MMS 5000 Autosampler (AJ) und 889 Sample Center. 

6.7303.110 Septum zu 67303100, 100 Stück

Zur Verwendung mit der 67303100 Glass Vial auf den folgenden Probenwechslern: Liquid Autosampler CIC (TEI), MMS 5000 Autosampler (AJ) und 889 Sample Center.



6.7303.200 Spritze 50 µL mit wechselbarer Nadel

Ersatzspritze für MMS 5000 Flüssigkeitssetup




6.7303.210 Spritze 100 µL mit wechselbarer Nadel

Ersatzspritze für MMS 5000 Flüssigkeitssetup



6.7303.220 Nadeln für 50 µL/100 µL Spritzen, 3 Stück

Ersatznadel für Spritzen für MMS 5000 Flüssigkeitssetup



6.7301.150

Trägermaterial aus Quarz für Flüssigproben

Trägermaterial für Flüssigprobeninjektionen, 3 Stück.



6.7302.310

Probenrack 35 Positionen für feste Proben

Für Feststoffe.



6.7303.310

Probenrack 112 Positionen für flüssige Proben

Für flüssige Proben.

