



# 756 KF Coulometer mit Generatorelektrode ohne Diaphragma

2.756.0110

KF-Coulometer mit eingebautem Drucker und Titrierzelle mit Generatorelektrode ohne Diaphragma zur Wasserbestimmung bis in den Spurenbereich.

Dank seiner Zuverlässigkeit, seiner grafikfähigen, hinterleuchteten Anzeige, dem mehrsprachigen Dialog und der einfachen Bedienung ist dieses Coulometer in vielen Labors nicht mehr wegzudenken. Die klare Anzeige informiert über die relevanten Titrationsparameter und vermittelt unmissverständlich den Titrationsverlauf in Form einer Kurve  $\mu\text{g}$  Wasser gegen die Zeit.

Empfohlener Messbereich: 10  $\mu\text{g}$ ...200 mg Absolutwasser

Lieferumfang 2.756.0110

| Qt. | Order no. | Beschreibung |
|-----|-----------|--------------|
|-----|-----------|--------------|

1 STK

1.756.0010

756 KF Coulometer

KF-Coulometer mit eingebautem Drucker



1 STK

6.0341.100

Doppel-Pt-Draht-Elektrode für die Coulometrie

Indikatorelektrode, die für coulometrische Karl-Fischer-Titration verwendet wird.



1 STK

6.0345.100

Generatorelektrode ohne Diaphragma

Generatorelektrode ohne Diaphragma für coulometrische Karl-Fischer-Titrationen, Normschliff 29/22. Diese Generatorelektrode eignet sich für die meisten Applikationen, bei denen sich die Probe gut in Alkohol löst.



1 STK

6.1403.030

KF-Adsorberrohr zu Coulometerzelle

Zu KF-Coulometern.



1 STK

6.1437.000

Schliffstopfen NS 14



---

1 STK

6.1446.060

Stopfen / B-14/15 / M10



---

2 STK

6.1448.020

Septum / 16 mm / 5 Stück

Satz à 5 Stück.



---

1 STK

6.1464.320

KF-Titriergefäß / 80 - 250 mL / coulometrisch



1 STK

6.1903.030

Rührstäbchen / 25 mm

Rührstäbchen mit Magnetkern, Umhüllung aus PTFE, Länge 25 mm.



1 STK

6.2001.050

Stativkonsole ohne Stativstange

Für 756, 831 KF Coulometer und 728 Magnetic Swing-out Stirrer



1 STK

6.2013.010

Stellring

Für Stativstangen mit Durchmesser 10 mm.



1 STK

6.2016.030

Stativstange / 250 mm



1 STK

6.2047.020

Titriergefäßshalter

Titriergefäßshalter für coulometrische Zellen.



---

1 STK

6.2104.020

Elektrodenkabel / 1 m / F

Für die Verbindung von Elektroden mit Metrohm-Steckkopf G an Metrohm-Geräte (Buchse F).



---

1 STK

6.2104.120

Elektrodenkabel / 1 m / H

Mit Stecker H. Für die Verbindung Generatorelektrode - KF-Coulometer.



---

1 STK

6.2130.040

Tastatur zu 756

Tastatur zu 756 KF Coulometer



3 STK

6.2237.020

Thermopapier/ 35 m

Ausreichend für ca. 10'000 gedruckte Zeilen. Für 756 Coulometer



---

1 STK

6.2241.030

Papierspule für Thermopapier



---

1 STK

6.2701.040

Schraubverschluss GL 18 mit Loch

Aus PBT. Mit Loch für Septum 6.1448.020. Für die diaphragmalose Zelle 6.5405.000 und Titriergefäße 6.1464.32X und 6.1465.320.



---

3 STK

6.2713.000

PTFE-Manschette NS14

Für fettfreie Schliffverbindung mit dem Normschliff NS 14.



1 STK

6.2713.010

PTFE-Manschette NS29

Manschette für fettfreie Schliffverbindung mit dem Normschliff NS 29.



---

1 STK

6.2713.020

PTFE-Manschette NS19

Für fettfreie Schliffverbindung mit dem Normschliff NS 19.



---

1 STK

6.2730.030

Stopfen

Komplett mit Nippel und O-Ring. Für Titriergefäßoberteile 6.1414.030.  
Zu KF-Geräten, VA-Messständen, VA Computrace und IC-Verdünnung.



---

1 STK

6.2738.000

Trichter

Zu KF-Coulometer.



1 STK

6.2811.000

Molekularsieb

Molekularsieb. Flasche à 250 g. Porengrösse: 0.3 nm. Ohne Feuchtigkeitsindikator. Für Rancimat und Karl-Fischer-Geräte.



---

1 STK

6.2816.030

Nadel mit Luer-Anschluss

Nadel zum Einfüllen von Quecksilber in die Multi-Mode-Elektrode und für die Probenzugabe in der Karl-Fischer-Titration.



---

2 STK

6.2816.090

Spritze 5 mL

Spritze 5 mL aus PP, mit Luer-Anschluss.





## Optionales Zubehör

| Order no.  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.860.0010 | 860 KF Thermoprep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|            | <p>Der 860 KF Thermoprep dient zur thermischen Probenvorbereitung in der Karl-Fischer-Titration. Viele Substanzen eignen sich nicht für die direkte Karl-Fischer-Titration, da sie unlöslich sind, mit dem KF-Reagenz reagieren oder das in ihnen enthaltene Wasser nur sehr langsam oder erst bei hohen Temperaturen abgeben. Mittels dicht verschlossener Probenvials werden die Proben in den Ofen eingebracht und können anschliessend mit jedem volumetrischen oder coulometrischen KF-Titrator bestimmt werden.</p> |                                                                                       |
| 6.2141.010 | Verbindungskabel 787/795/758/756/831 - 707/768                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
|            | <p>Für die Verbindung 707, 768 KF Oven - KF-Titrinos oder 756 KF Coulometer. Für ältere Coulometer siehe 6.2141.000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
| 6.1464.323 | KF-Titriergefäss / 80 - 250 mL / coulometrisch / Braunglas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 6.1465.320 | KF-Titriergefäss mit 2 seitliche Öffnungen / 80 - 250 mL / coulometrisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|            | <p>Für 756 und 831 KF-Coulometer</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |

6.2125.010

RS-232-Kabel 3 m, 25-polig – 9-polig

Für die Verbindung RS-232-Schnittstelle - IBM PC AT Rechner oder kompatibler Rechner. Übergangskabel 25-pol zu 9-pol



---

6.2125.110

RS-232-Kabel 3 m, 25-polig – 9-polig

Für die Verbindung Metrohm RS-232-Schnittstelle - PC. Für pH-Meter, Titrinos, KF Coulometer, VA Trace Analyzer.



---

6.2134.040

Verbindungskabel RS-232 DB9 - IBM-PC(DB9)

Für die Verbindung Metrohm RS-232-Schnittstelle - PC. Für Titrinos, Titrino plus und 756, 831 KF Coulometer, RS-232/USB-Box



---

6.2134.060

Verbindungskabel RS-232 - Sartorius MP8

Für die Verbindung Metrohm RS-232-Schnittstelle - Sartorius Waage. Für Titrinos und 756, 831 KF Coulometer, RS-232/USB-Box



6.2134.110

Verbindungskabel RS-232-DB9-Buchse – DB9-Stecker

Für die Verbindung Metrohm RS-232-Schnittstelle (DB9) - Custom-Drucker DP40. Für Titrinos oder 756/831 KF Coulometer. RS-232-Verlängerungskabel (1:1)



6.2148.000

Remote Box

Für den Anschluss von Barcodeleser und PC-Tastatur ans KF-Coulometer und an Titrinos



6.5406.000

Coulometrische KF-Ausrüstung inklusive Generatorelektrode mit Diaphragma

Kompletter Zubehörsatz für KF-Coulometer.



6.5406.010

Coulometrische KF-Ausrüstung inklusive Generatorelektrode ohne Diaphragma

Kompletter Zubehörsatz für KF-Coulometer.



6.5617.000

Ausrüstung für Reagenzwechsel

Ausrüstung für den automatischen Reagenzwechsel mit KF-Coulometer und angeschlossenem Dosino.



---

6.1439.010

KF-Zugabe- und Absaugrohr

KF-Zugabe- und Absaugrohr für Coulometerzelle, inkl. M8 Verschraubung 6.1811.010.

