




# 801 Stirrer

2.801.0010

Magnetrührer ohne Stativ zur Ergänzung der Titrino plus, Dosimat plus, Titrandos, Sample Processors, 805 Dosimats und 780/781 pH Meters. Mit fest montiertem Kabel für MSB (Metrohm Serial Bus).

## Lieferumfang 2.801.0010

| Qt.   | Order no.  | Beschreibung |
|-------|------------|--------------|
| 1 STK | 1.801.0010 | 801 Stirrer  |

Magnetrührer ohne Stativ zur Ergänzung der Titrino plus, Dosimat plus, Titrandos, Sample Processors, 805 Dosimats und 780/781 pH Meters. Mit fest montiertem Kabel für MSB (Metrohm Serial Bus).



1 STK

6.1903.020

Rührstäbchen / 16 mm

Rührstäbchen mit magnetischem Kern, Umhüllung aus PTFE, 16 mm lang.



---

1 STK

6.1903.030

Rührstäbchen / 25 mm

Rührstäbchen mit Magnetkern, Umhüllung aus PTFE, Länge 25 mm.



## Optionales Zubehör

| Order no.  | Beschreibung                                                                                                                                   |                                                                                       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2001.090 | Bodenplatte beidseitig<br><br>Doppel-Stativkonsole zum Befestigen von zwei Rührern 801, 803, 804 an einem Titrande                             |    |
| 6.2151.010 | Kabel MSB Stecker / Buchse<br><br>Verlängerungskabel für MSB-Verbindungen und für Touch Control - Titrande. Mini-DIN Buchse - Mini-DIN Stecker |    |
| 6.2070.000 | Standflächenerweiterung zu Rührer 80X<br><br>Ermöglicht das Rühren in 1- und 2-L Flaschen.                                                     |  |