




# 803 Ti Stand mit Rührer und Pumpe

2.803.0010

Kompakter Titrierstand mit Magnetrührer und eingebauter Pumpe für die Zugabe von Lösungsmittel und das Absaugen des Titriergefäßinhalts. Geeignet für Karl-Fischer-Titrationsen mit den Titrandos. MSB-Anschluss.

Inklusive umfangreichem Zubehör, Lösungsmittel- und Abfallflasche.

## Lieferumfang 2.803.0010

| Qt.   | Order no.  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 STK | 1.803.0010 | 803 Ti Stand mit Rührer und Pumpe                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |            | Kompakter Titrierstand mit Magnetrührer und eingebauter Pumpe für die Zugabe von Lösungsmittel und das Absaugen des Titriergefäßinhalts. Geeignet für Karl-Fischer-Titrationsen mit den Titrandos. MSB-Anschluss. Inklusive umfangreichem Zubehör, Lösungsmittel- und Abfallflasche. |



2 STK

6.1446.040

Gewindestopfen / M6



---

1 STK

6.1446.060

Stopfen / B-14/15 / M10



---

1 STK

6.1446.090

Stopfen / B-14/15 / M8



---

1 STK

6.1543.110

Dosierspitze / Gewinde M8

Dosierspitze mit Gewinde M8



1 STK

6.1543.120

Absaugspitze / Gewinde M8

Absaugspitze, wenn der Absaugschlauch 6.1805.200 verwendet wird



2 STK

6.1602.105

Flaschenaufsatz / GL 45 / grün

Für direktes Dosieren aus Reagenzflaschen mit Gewinde GL 45.



1 STK

6.1608.023

Braunglasflasche / 1000 mL/ GL 45

Zu Wechseleinheiten. Flasche für Hilfslösungen.



1 STK

6.1608.030

Runde Glasflasche / 1000 ml / GL 45



1 STK

6.1609.010

Adsorberrohr mit Schlauchnippel

Deckel mit Schlauchnippel.



1 STK

6.1623.000

Überlaufschutz zu Flaschenaufsatz

Überlaufschutz zu Flaschenaufsatz für eine Abfallflasche, verhindert das Überlaufen der Abfallflasche bei Verwendung einer Absaugpumpe



1 STK

6.1801.120

PVC-Schlauch / 4 mm / 6 mm / 2 m



2 STK

6.1805.200

PTFE-Schlauch / M8 / 0.5 m



1 STK

6.1808.050

Schlauchadapter Olive / M8 aussen

1 Aussengewinde M8 und 1 Olive für Schläuche. Z.B. für  
Thermostatmantel der Wechseleinheiten und Stabilitätsmessgeräte.



1 STK

6.1819.030

Kanüle

Für Gewindebohrungen M8. Für Flaschenaufsätze 6.1602.1XX und  
Flaschen 6.1608.0XX



1 STK

6.1819.050

Kanüle

Für Gewindebohrungen M8 des Flascheneinsatzes 6.1602.10X mit  
Absaugflasche 6.1608.030. Für 703 und 803 Ti Stand, 681 Pump Unit  
und 679 Rancimat




1 STK

6.2001.060

Stativkonsole ohne Stativstange

Zur Montage der Rührer 801, 804, 803 an einen Titrand, Titrino plus,  
Dosimat plus und Messmodule 856 und 867.



1 STK

6.2013.010

Stellring

Für Stativstangen mit Durchmesser 10 mm.



---

1 STK

6.2016.070

Stativstange / 400 mm



---

1 STK

6.2023.020

Schliffklammer NS 14/15

Schliffklammer für NS 14/15.



---

1 STK

6.2621.070

Inbusschlüssel 5 mm für IC Sample Processors



1 STK

6.2621.130

Inbusschlüssel 2 mm

2 mm.



---

1 STK

6.2739.000

Schlüssel

Zum Anziehen von Verbindungen.



## Optionales Zubehör

| Order no.  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1821.070 | Absaugspitze M8 mit Schraubnippel M10<br><br>Zum Absaugen von Reagenz in Verbindung mit dem 803 Ti Stand und der volumetrischen Karl-Fischer-Zelle. Die Absaugspitze ist passend für Schläuche mit M8-Gewinde. Der aufgesetzte Schraubnippel hat ein M10-Gewinde. |    |
| 6.2001.090 | Bodenplatte beidseitig<br><br>Doppel-Stativkonsole zum Befestigen von zwei Rührern 801, 803, 804 an einem Titrande                                                                                                                                                |    |
| 6.2151.010 | Kabel MSB Stecker / Buchse<br><br>Verlängerungskabel für MSB-Verbindungen und für Touch Control - Titrande. Mini-DIN Buchse - Mini-DIN Stecker                                                                                                                    |  |
| 6.2811.000 | Molekularsieb<br><br>Molekularsieb. Flasche à 250 g. Porengrösse: 0.3 nm. Ohne Feuchtigkeitsindikator. Für Rancimaten und Karl-Fischer-Geräte.                                                                                                                    |  |



Molekularsieb. Flasche à 250 g. Porengrösse: 0.3 nm. Ohne Feuchtigkeitsindikator. Für Rancimaten und Karl-Fischer-Geräte.

Dieses Produkt ist für alle Anwender mit Wohnsitz in den USA. Das Material wird gemäß dem OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200) in den USA als gefährlich eingestuft.

