




IC Amperometric Detector


2.850.9110

Kompakter und intelligenter amperometrischer Detektor zu den intelligenten IC Geräten. Hervorragende Selektivität durch die vier Messmodi: DC, PAD, flexIPAD und CV, sowie das exzellente Signal/Rausch-Verhältnis und die sehr schnelle Messbereitschaft garantieren höchste Präzision der Messung.

Lieferumfang 2.850.9110

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	1.850.9110	IC Amperometric Detector

Kompakter und intelligenter amperometrischer Detektor zu den intelligenten IC Geräten. Hervorragende Selektivität durch die vier Messmodi: DC, PAD, flexIPAD und CV, sowie das exzellente Signal/Rausch-Verhältnis und die sehr schnelle Messbereitschaft garantieren höchste Präzision der Messung.



1 STK

6.1831.010

PEEK-Kapillare 0.25 mm i.D. / 3 m

Für alle IC-Komponenten.




1 STK

6.2165.000

Anschlusskabel zu 61257XXX

Anschlusskabel für amperometrische Detektorzelle.



1 STK

6.2744.014

Druckschraube 2x

Mit UNF 10/32 Anschluss. Für den Anschluss von PEEK-Kapillaren.



1 STK

6.2813.040

Dummy-Zelle zum IC Amperometric Detector.

Dummy-Zelle für Performancetests.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.5333.000	IQ/OQ-Kit für IC Das IQ/OQ-Kit für IC beinhaltet sämtliche Teile und Standardlösungen, die zur IQ/OQ in der Ionenchromatographie benötigt werden.	
6.5337.000	IC-Ausrüstung Wall-Jet-Zelle: ohne Elektroden Ausrüstung bestehend aus Wall-Jet-Zelle mit zusätzlichem Zubehör, ohne Elektrode.	
6.5337.010	IC-Ausrüstung Wall-Jet-Zelle: Carb (Au, Pd) Ausrüstung bestehend aus Wall-Jet-Zelle mit zusätzlichem Zubehör. Für Kohlenhydratanalytik mit einer Goldarbeits- und einer Pd-Referenzelektrode.	
6.5337.020	IC-Ausrüstung Wall-Jet-Zelle: Cyanid (Ag, Pd) Ausrüstung bestehend aus Wall-Jet-Zelle mit zusätzlichem Zubehör. Für Cyanide-Analytik mit einer Silberarbeits- und einer Pd-Referenzelektrode.	

6.5337.030

IC-Ausrüstung Wall-Jet-Zelle: Anion (GC, Ag/AgCl).

Ausrüstung bestehend aus Wall-Jet-Zelle mit zusätzlichem Zubehör. Für Anionenanalytik mit einer Glassy-Carbon- und einer Ag/AgCl-Referenzelektrode.



6.1257.010

Wall-Jet-Zelle

Amperometrische Detektorzelle mit Wall-Jet-Geometrie.



6.1257.210

Au-Arbeitsselektrode, 3 mm

Arbeitsselektrode aus Gold für die amperometrische Detektion, 3 mm Durchmesser.



6.1257.220

GC-Arbeitsselektrode

Arbeitsselektrode aus Glassy Carbon für die amperometrische Detektion, 3 mm Durchmesser.



6.1257.230

Pt-Arbeitsselektrode

Arbeitsselektrode aus Platin für die amperometrische Detection, 3 mm Durchmesser.



6.1257.240

Ag-Arbeitsselektrode

Arbeitsselektrode aus Silber für die amperometrische Detektion, 3 mm Durchmesser.



6.1257.260

Au-Arbeitsselektrode, 2 mm

Arbeitsselektrode aus Gold für amperometrische Detektion, 2 mm Durchmesser.



6.1257.720

Ag/AgCl-Referenzelektrode zu 6.1257.xxx

Silber-Silberchlorid-Referenzelektrode zur amperometrischen Detektion.



6.1257.740

Pd-Referenzelektrode zu 6.1257.xxx

Palladium-Referenzelektrode für die amperometrische Detektion



6.1257.810

Spacer 50 µm zu Wall-Jet-Zelle.

Spacer 50 µm zur amperometrischen Wall-Jet-Zelle, 3 Stück.



6.1257.830

Spacer 25 µm zu Wall-Jet Zelle

Spacer 25 µm zur amperometrischen Wall-Jet-Zelle, 3 Stück.



6.1257.100

Thin-Layer-Zelle

Amperometrische Detektorzelle mit Thin-Layer-Geometrie. Für spezielle Anwendungen und Systeme mit höherem Druck (z. B. Amperometrie-MS-Kopplungen).



6.5337.200 IC-Ausrüstung Thin-Layer-Zelle: ohne Elektroden

Ausrüstung bestehend aus Thin-Layer-Zelle mit zusätzlichem Zubehör, ohne Elektroden.



6.2802.200 Wartungsset zu Arbeitselektroden 6.1257.2XX

Werkzeug zum Entfernen überstehenden PEEK-Materials und zum anschließenden Polieren von Arbeitselektroden inkl. Polierscheiben.



6.2802.210 Polierscheiben zum Wartungsset 6.2802.200

Ersatzpolierscheiben zum Wartungswerkzeug für Arbeitselektroden 6.1257.2XX.



6.1257.820 Spacer 50 µm zu Thin-Layer-Zelle

Spacer 50 µm zur amperometrischen Thin-Layer-Zelle, 3 Stück.



6.1257.840

Spacer 25 µm zu Thin-Layer-Zelle

Spacer 25 µm zur amperometrischen Thin-Layer-Zelle, 3 Stück.



6.1257.270

Cu-Arbeitsselektrode, 2mm

Arbeitsselektrode aus Kupfer für die amperometrische Detektion, 2 mm Durchmesser. Alternative Arbeitsselektrode zur Goldelektrode in der Kohlenhydratanalytik.



6.5000.200

Zubehör-Kit: IC Amperometric Detector

Optionaler Zubehörsatz zum IC Amperometric Detector für Bestimmungen in wenig leitenden Lösungen.



6.5337.210

IC-Ausrüstung: Thin-Layer-Zelle: Carb (Au,Pd)

Ausrüstung bestehend aus Thin-Layer-Zelle mit zusätzlichem Zubehör, mit Elektroden für Kohlenhydratanalytik mit einer Goldarbeits- und einer Pd-Referenzelektrode.

