



NIRS XDS RapidContent Solids Module

2.921.0120

Schnelle, zerstörungsfreie Analysen von festen und flüssigen Substanzen

Der NIRS XDS RapidContent Analyzer ermöglicht schnelle, zerstörungsfreie Analysen von festen und flüssigen Rezepturen und Substanzen. Mit Hilfe eines Iris-Adapters wird die Probe zentriert und somit die Reproduzierbarkeit der Analyse erhöht. Die Vermessung von flüssigen Proben ermöglicht ein Gold-Reflektor. Das Solids Module des NIRS XDS RapidContent Analyzers erweitert den Anwendungsbereich auf nahezu jede Form von festen Proben, seien es feine Pulver, gröbere Granulate, Pellets oder Flocken.

Lieferumfang 2.921.0120

Qt.	Order no.	Beschreibung
-----	-----------	--------------

Schnelle, zerstörungsfreie Analysen von festen und flüssigen Substanzen

Der NIRS XDS RapidContent Analyzer ermöglicht schnelle, zerstörungsfreie Analysen von festen und flüssigen Rezepturen und Substanzen. Mit Hilfe eines Iris-Adapters wird die Probe zentriert und somit die Reproduzierbarkeit der Analyse erhöht. Die Vermessung von flüssigen Proben ermöglicht ein Gold-Reflektor. Das Solids Module des NIRS XDS RapidContent Analyzers erweitert den Anwendungsbereich auf nahezu jede Form von festen Proben, seien es feine Pulver, gröbere Granulate, Pellets oder Flocken.



NIRS XDS Probenzelle für die Reflexionsmessung von Proben mit unterschiedlicher Oberfläche.



Iris für Fokussierung von kleinen Probengefäßen, Reflektionsstandard, verschiedener Vial oder eines Transflexionsgefäß im NIRS XDS RCA Analyzer, NIRS XDS MasterLab Analyzer und NIRS XDS MultiVial Analyzer



Für die Kalibrierung des Monochromators mit dem Probenmodul wird ein Reflektionsstandard benötigt.

Zur Fixierung des Kalibrierstandards wird eine Halterung genutzt, in die der Standard positioniert wird.

Ein Reflektionsstandard und die dazugehörige Halterung wird benötigt für:

- NIRS XDS MultiVial Analyzer (Bestellnummer: 29211210)
- NIRS XDS MasterLab Analyzer (Bestellnummer: 2.921.1310)



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.7402.200	Verschlussstopfen für 6.7402.110 123 Verschlussstopfen für Einwegvials 15 mm Reflektion.	
6.7402.210	Verschlussstopfen für 6.7402.120 225 Verschlussstopfen für Einwegvials 19 mm Reflektion.	
6.7402.220	Verschlussstopfen für 6.7402.130 172 Verschlussstopfen für Einwegvials 22 mm Reflektion.	
6.7402.230	Verschlussstopfen für 6.7402.140 216 Verschlussstopfen für Einwegvials 28 mm Reflektion.	

6.7402.110

Einwegvials, 15 mm, Reflexion

123 verschliessbare Einwegvials aus Glas mit einem Durchmesser von 15 mm für Analysen von Feststoffen in Reflektion. Geeignet für NIR-Feststoffanalyser der Produktfamilien XDS, DS2500 und OMNIS.



6.7402.120

Einwegvials, 19 mm, Reflexion

225 verschliesbare Einwegvials aus Glas mit einem Durchmesser von 19 mm für Analysen von Feststoffen in Reflektion. Geeignet für NIR-Feststoffanalyser der Produktfamilien XDS, DS2500 und OMNIS.



6.7402.130

Einwegvials, 22 mm, Reflexion

172 verschliesbare Einwegvials aus Glas mit einem Durchmesser von 22 mm für Analysen von Feststoffen in Reflektion. Geeignet für NIR-Feststoffanalyser der Produktfamilien XDS, DS2500 und OMNIS.



6.7402.140

Einwegvials, 28 mm, Reflexion

216 verschliesbare Einwegvials aus Glas mit einem Durchmesser von 28 mm für Analysen von Feststoffen in Reflektion. Geeignet für folgende Analyser:

- NIRS DS2500 Analyzer
- NIRS XDS RapidContent (Solid) Analyzer
- NIRS XDS MultiVial Analyzer
- NIRS XDS Masterlab Analyzer

