



NIRS XDS MultiVial Module

2.921.0210

Schnelle, zerstörungsfreie Analysen von Feststoffen in Vials

Der NIRS XDS MultiVial Analyzer ermöglicht schnelle, zerstörungsfreie Identitäts- und Qualitätsanalysen von Feststoffproben, die in Vials vorgelegt werden. Es können ganze Probenserien analysiert werden; zu diesem Zweck verfügt der NIRS XDS MultiVial Analyzer über einen in x- und y-Richtung beweglichen Probenschlitten. Eine optionale Probenzelle für grobkörnige Substanzen erweitert die Anwendungsmöglichkeiten auf praktisch alle Feststoffformen, von feinen Pulvern bis hin zu grobkörnigem Material wie Pellets und Flocken.

Lieferumfang 2.921.0210

Qt.	Order no.	Beschreibung
-----	-----------	--------------

Schnelle, zerstörungsfreie Analysen von Feststoffen in Vials

Der NIRS XDS MultiVial Analyzer ermöglicht schnelle, zerstörungsfreie Identitäts- und Qualitätsanalysen von Feststoffproben, die in Vials vorgelegt werden. Es können ganze Probenserien analysiert werden; zu diesem Zweck verfügt der NIRS XDS MultiVial Analyzer über einen in x- und y-Richtung beweglichen Probenschlitten. Eine optionale Probenzelle für grobkörnige Substanzen erweitert die Anwendungsmöglichkeiten auf praktisch alle Feststoffformen, von feinen Pulvern bis hin zu grobkörnigem Material wie Pellets und Flocken.



Iris für Fokussierung von kleinen Probengefäßen, Reflektionsstandard, verschiedener Vial oder eines Transflexionsgefäß im NIRS XDS RCA Analyzer, NIRS XDS MasterLab Analyzer und NIRS XDS MultiVial Analyzer



Für die Kalibrierung des Monochromators mit dem Probenmodul wird ein Reflektionsstandard benötigt.

Zur Fixierung des Kalibrierstandards wird eine Halterung genutzt, in die der Standard positioniert wird.

Ein Reflektionsstandard und die dazugehörige Halterung wird benötigt für:

- NIRS XDS MultiVial Analyzer (Bestellnummer: 29211210)
- NIRS XDS MasterLab Analyzer (Bestellnummer: 2.921.1310)



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.7402.200	Verschlussstopfen für 6.7402.110 123 Verschlussstopfen für Einwegvials 15 mm Reflektion.	
6.7402.210	Verschlussstopfen für 6.7402.120 225 Verschlussstopfen für Einwegvials 19 mm Reflektion.	
6.7402.220	Verschlussstopfen für 6.7402.130 172 Verschlussstopfen für Einwegvials 22 mm Reflektion.	
6.7402.230	Verschlussstopfen für 6.7402.140 216 Verschlussstopfen für Einwegvials 28 mm Reflektion.	

6.7402.110

Einwegvials, 15 mm, Reflexion

123 verschliessbare Einwegvials aus Glas mit einem Durchmesser von 15 mm für Analysen von Feststoffen in Reflexion. Geeignet für NIR-Feststoffanalyser der Produktfamilien XDS, DS2500 und OMNIS.



6.7402.120

Einwegvials, 19 mm, Reflexion

225 verschliessbare Einwegvials aus Glas mit einem Durchmesser von 19 mm für Analysen von Feststoffen in Reflexion. Geeignet für NIR-Feststoffanalyser der Produktfamilien XDS, DS2500 und OMNIS.



6.7402.130

Einwegvials, 22 mm, Reflexion

172 verschliessbare Einwegvials aus Glas mit einem Durchmesser von 22 mm für Analysen von Feststoffen in Reflexion. Geeignet für NIR-Feststoffanalyser der Produktfamilien XDS, DS2500 und OMNIS.



6.7402.140

Einwegvials, 28 mm, Reflexion

216 verschliessbare Einwegvials aus Glas mit einem Durchmesser von 28 mm für Analysen von Feststoffen in Reflexion. Geeignet für folgende Analyser:

- NIRS DS2500 Analyzer
- NIRS XDS RapidContent (Solid) Analyzer
- NIRS XDS MultiVial Analyzer
- NIRS XDS Masterlab Analyzer

