



NIRS XDS Transmission OptiProbe Module

2.921.0520

Robustes Messsystem für die Reaktionsüberwachung von Flüssigkeiten im Technikum und Pilotanlagen

Der NIRS XDS Transmission OptiProbe Analyzer ermöglicht die effiziente Bestimmung der Zusammensetzung von wässrigen Produkten, klaren Flüssigkeiten, Lösungsmitteln sowie viskosen Proben. Das Gerät eignet sich ebenso gut für den Einsatz im Technikum sowie für AtlineAnwendungen im Rahmen des Scale-ups von Produktionsprozessen. Für viskose Proben stehen NIRS Einwegvials aus Glas zur Verfügung, was den Reinigungsaufwand auf ein Minimum beschränkt. Der optional erhältliche NIRS VialHeater ermöglicht Analyse von Proben bis zu einer Temperatur von 200 °C.

Lieferumfang 2.921.0520

Qt.	Order no.	Beschreibung
-----	-----------	--------------

Robustes Messsystem für die Reaktionsüberwachung von Flüssigkeiten im Technikum und Pilotanlagen

Der NIRS XDS Transmission OptiProbe Analyzer ermöglicht die effiziente Bestimmung der Zusammensetzung von wässrigen Produkten, klaren Flüssigkeiten, Lösungsmitteln sowie viskosen Proben. Das Gerät eignet sich ebenso gut für den Einsatz im Technikum sowie für AtlineAnwendungen im Rahmen des Scale-ups von Produktionsprozessen. Für viskose Proben stehen NIRS Einwegvials aus Glas zur Verfügung, was den Reinigungsaufwand auf ein Minimum beschränkt. Der optional erhältliche NIRS VialHeater ermöglicht Analyse von Proben bis zu einer Temperatur von 200 °C.



NIRS Kalibriervorrichtung für Transmissionssonde

