



MIRA M-1 Advanced Package

2.923.0020

Die Metrohm Instant Raman Analyzer (MIRA) sind tragbare Hochleistungs-Raman-Spektrometer für die schnelle, zerstörungsfreie Analyse von chemischen und pharmazeutischen Proben, ob flüssig oder fest. Kaum grösser als ein Smartphone, arbeiten die MIRA-Spektrometer als einzige unter den derzeit am Markt erhältlichen mobilen Raman-Spektrometern nach dem Orbital-Raster-Scan-Prinzip (ORS). Mit dem Advanced Package können Pulver, Granulate oder Flüssigkeiten mit den Point-and-Shoot-Adaptern direkt in ihren Gebinden analysiert werden. Alternativ dazu können die Proben auch in kleinen Vials vorgelegt werden.

Lieferumfang 2.923.0020

Qt.	Order no.	Beschreibung
-----	-----------	--------------

Die Metrohm Instant Raman Analyzer (Mira) sind tragbare Hochleistungs-Raman-Spektrometer für die schnelle, zerstörungsfreie Analyse von chemischen und pharmazeutischen Proben, ob flüssig oder fest. Kaum grösser als ein Smartphone, arbeiten die Mira-Spektrometer als einzige unter den derzeit am Markt erhältlichen mobilen Raman-Spektrometern nach dem Orbital-Raster-Scan-Prinzip (ORS). Mit dem Advanced Package können Pulver, Granulate oder Flüssigkeiten mit den Point-and-Shoot-Adaptern direkt in ihren Gebinden analysiert werden. Alternativ dazu können die Proben auch in kleinen Vials vorgelegt werden.



For connecting USB instruments.



USB-Ladegerät für 946 Portable VA Analyzer.

Netzgerät zur Stromversorgung der 6.1115.100 Optrode falls kein USB-Anschluss an einem Metrohm-Gerät dafür zur Verfügung steht (wie z.B. bei älteren Geräten).



1,5 V Typ LR6. Satz à 4 Stück. Für 704 pH Meter, 773 pH/mV Simulator



1 STK

6.2151.110

Metrohm USB Mini B Kabel (OTG) - USB A, 1.8 m

Für den Anschluss von USB-Geräten.



1 STK

6.7430.060

Reinigungstuch aus Mikrofaser

Reinigungstuch für Bildschirme und Optiken.



1 STK

6.7502.000

Glas Vials zu Mira M-1 Basic und Advanced Package

Glas Vials geeignet für die Verwendung mit Mira M-1 Basic und Advanced Package.



1 STK

6.7502.100

Vial Halter zu Mira M-1 Advanced Package

Vial Halter zur Verwendung mit dem Mira M-1 Advanced Package.




1 STK

6.7520.000

Point-and-Shoot-Adapter (SWD) zum Mira M-1
Advanced Package

Point-and-Shoot-Adapter (SWD) zum Mira M-1 Advanced Package mit
einer Brennweite von 1.00 mm.



1 STK

6.7520.010

Point-and-Shoot-Adapter (LWD) zum Mira M-1
Advanced Package

Point-and-Shoot-Adapter (LWD) zum Mira M-1 Advanced Package mit
einer Brennweite von 7.6 mm.



1 STK

6.7550.000

ABS/TiO₂ Kalibrierstandard

ABS/TiO₂ Standard zur Kalibrierung der Wellenzahlenskale der Mira-
Spektrometer.



1 STK

6.7560.010

Laserschutzbrille für MIRA M-3/P/DS

Bei der Verwendung der Mira-Produkte sollten die erforderlichen
Lasersicherheitsvorkehrungen eingehalten werden. Mit dieser
Schutzbrille für die Anregungswellenlänge des Lasers von 785 nm wird
Schutz nach EN 207 geboten (auch für Brillenträger geeignet). Dank der
leichten Konstruktionsweise und des komfortablen Designs der
Laserschutzbrille können Sie mit dieser problemlos über längere
Zeiträume arbeiten.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.6071.000	Mira Cal Software Die benutzerfreundliche Mira Cal Software dient primär der Speicherung von Daten, dem Datentransfer sowie der Aktivierung/Deaktivierung von Spektrenbibliotheken. Mira Cal ist zudem ideal um vom «open library»-Prinzip Gebrauch zu machen. So können Bibliotheken erstellt werden, die an eine ganz spezielle Problemstellung angepasst sind. 
