



946 Portable VA Analyzer (SPE)

2.946.0020

Tragbarer Metallanalysator für die Bestimmung von Schwermetallen. Geräteversion für Dickfilmelektroden (*screen-printed electrodes*, SPE). Das System besteht aus Potentiostat und separatem Messstand mit eingebautem Rührer und austauschbarer Elektrode. Das Gerät wird mit der Portable VA Analyzer Software betrieben. Die Stromversorgung erfolgt über den USB-Anschluss und über die eingebaute wiederaufladbare Batterie. Das Gerät wird mit allem notwendigen Zubehör in einem Tragekoffer ausgeliefert. Dickfilmelektroden sind im Lieferumfang nicht eingeschlossen.

Lieferumfang 2.946.0020

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	1.946.0010	946 Portable VA Analyzer

Tragbares, batteriebetriebenes Messgerät mit eingebautem Potentiostaten für die Spurenbestimmung von Schwermetallen in Verbindung mit dem dazugehörigen Messstand. Das Gerät wird mit der Portable VA Analyzer Software betrieben.



1 STK

6.01204.000

Rührtip

Rührtip für 946 Portable VA Analyzer.



1 STK

6.01412.000

Probenbecher aus Kunststoff, 5 Stück

Probenbecher aus Kunststoff (Polypropylen, PP) 5 – 30 mL, graduiert
passend zu 946 Portable VA Analyzer, 5 Stück



1 STK

6.01562.000

Pipette 5 mL, PE, graduiert, Satz mit 2 Stück

Kunststoffpipette für Volumina von 0.5 mL, 1 mL, 2 mL, 3 mL, 4 mL, 5 mL



1 STK

6.01562.010

Mikropipette 100 μ L

Mini-Mikropipette mit 100 μ L Fixvolumen.



1 STK

6.01620.000

Flasche 30 mL, PP, Satz mit 2 Stück

Kunststoffflasche, Weithals, mit Schraubdeckel.



2 STK

6.01620.010

Flasche 125 mL, PP

Kunststoffflasche, Weithals, graduiert, mit Beschriftungsfläche und Schraubdeckel.



1 STK

6.02108.000

Kabel USB mini - USB A, 2 m, mit 2 Ferritkernen



1 STK

6.02117.000

USB-Netzgerät 5 V / 2.1 A

USB-Ladegerät für 946 Portable VA Analyzer.

Netzgerät zur Stromversorgung der 6.1115.100 Optrode falls kein USB-Anschluss an einem Metrohm-Gerät dafür zur Verfügung steht (wie z.B. bei älteren Geräten).



1 STK

6.02135.000

Kabel zum Messstand vom 946 Portable VA Analyzer



1 STK

6.02621.000

Gabelschlüssel 4 mm



1 STK

6.02707.010

Koffer zu 946 Portable VA Analyzer

Koffer für 946 Portable VA Analyzer und Zubehör.



1 STK

6.02813.000

Dummy-Zelle für 946 Portable VA Analyzer

Dummy-Zelle für die Geräteprüfung.



PC-Programm für den 946 Portable VA Analyzer. Der Funktionsumfang der Software beinhaltet Steuerung von Gerät und Messstand, Datenaufnahme und -auswertung, Ergebnisberechnung sowie Reporterstellung.




- Einfach zu bedienender Methodeneditor
- Methodenvorlagen für alle wichtigen Applikationen
- Anzeige von Mess- und Kalibrierkurven sowie Analysenresultat
- Dialogsprachen: Englisch, Chinesisch
- Auslieferung auf USB-Speicherstick

Messstand für Dickfilmelektroden (*screen-printed electrodes*, SPE), bestehend aus Grundplatte, transparentem Ring und Messkopf.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.01408.000	O-Ring 46 x 2.5 mm Für den Messstand des 946 Portable VA Analyzer. Set à 2 Stück.	
6.02135.010	Steuerleitungskabel für 946 Portable VA Analyzer	
6.1244.060	Silikondichtung für SPE-Elektrodenschaft (10 Stück) Dichtung aus Silikon für SPE-Elektrodenschaft 6.1241.090 und Messkopf (SPE) 6.01256.020, 10 Stück.	
6.01256.010	Messkopf (scTRACE Gold) für den Messstand des 946 Portable VA Analyzer Messkopf mit eingebautem Rührer für Messungen mit der scTRACE Gold.	

6.01256.020 Messkopf (SPE) für den Messstand des 946 Portable VA Analyzer

Messkopf mit eingebautem Rührer für Messungen mit Dickfilmelektroden (*screen-printed electrodes, SPE*).



6.02708.020 Grundplatte für den Messstand des 946 Portable VA Analyzer



6.02708.030 Transparenter Ring für den Messstand des 946 Portable VA Analyzer



6.1241.210 Stützscheibe für SPE-Elektrodenschaft

Stützscheibe aus PTFE für SPE-Elektrodenschaft 6.1241.090 und Messkopf (SPE) 6.01256.020.



6.1241.200

Mutter für SPE-Elektrodenschaft

Mutter für SPE-Elektrodenschaft 6.1241.090 und Messkopf (SPE)
6.01256.020.

