



Generatorelektrode mit Diaphragma

6.00348.100

Generatorelektrode mit Diaphragma für coulometrische Karl-Fischer-Titrationsen, Normschliff 29/22. Diese Elektrode hat einen nach oben abgewinkelten Kabelanschluss, welcher die Kabelführung und die Bedienung bei Verwendung mit dem OMNIS Sample Robot Oven vereinfacht.

Diese Generatorelektrode eignet sich speziell für:

- Proben mit sehr tiefen absoluten Wassergehalten 50 ppm
- Coulometrische Wassergehaltsbestimmung in Ölproben
- Anwendungen, bei denen Ketonreagenzien verwendet werden
- Anwendungen, bei denen schlecht leitende Reagenzien verwendet werden (Zusatz von Chloroform, Xylen >10%)

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
-----------	--------------

6.2104.120

Elektrodenkabel / 1 m / H

Mit Stecker H. Für die Verbindung Generatorelektrode - KF-Coulometer.



6.2104.620

Elektrodenkabel / 0.65 m / H

Mit Stecker H, für die Verbindung Generatorelektrode - Coulometer

