



Generatorelektrode ohne Diaphragma

6.00349.100

Generatorelektrode ohne Diaphragma für coulometrische Karl-Fischer-Titrationsen, Normschliff 29 /22. Diese Generatorelektrode eignet sich für die meisten Applikationen, bei denen sich die Probe gut in Alkohol löst.

Diese Elektrode hat einen nach oben abgewinkelten Kabelanschluss.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.2104.120	Elektrodenkabel / 1 m / H Mit Stecker H. Für die Verbindung Generatorelektrode - KF-Coulometer.



6.2104.620

Elektrodenkabel / 0.65 m / H

Mit Stecker H, für die Verbindung Generatorelektrode - Coulometer

