



Doppel Au-Ringelektrode

6.00353.100

Glasschaftelektrode mit zwei Goldringen, die für Redox titrationen polarisiert werden (bivoltammetrische Titration).

Diese Elektrode eignet sich hervorragend für die Vitamin-C-Bestimmung und lässt sich auch bei stark haftenden Proben einfach reinigen.

Lieferumfang 6.00353.100

Qt.	Order no.	Beschreibung
10 Stk	6.1236.050	Schliffhülse mit Normschliff NS 14/12 mm Schliffhülse mit Normschliff NS 14/12 mm aus Polyethylen.



Ergibt zusammen mit Halter 6.2008.050 eine Halterung für die Elektrode an 807 Dosing Units.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.2104.020	Elektrodenkabel / 1 m / F Für die Verbindung von Elektroden mit Metrohm-Steckkopf G an Metrohm-Geräte (Buchse F).	
6.02104.040	Elektrodenkabel Steckkopf G (Pol) / Stecker P, 0.55 m Kabel für Anschluss einer analogen polarisierbaren Elektrode (Steckkopf G) an analogem Messmodul von OMNIS.	
6.02104.050	Elektrodenkabel Steckkopf G (Pol) / Stecker P, 1.5 m Kabel für Anschluss einer analogen polarisierbaren Elektrode (Steckkopf G) an analogem Messmodul von OMNIS.	