



## dAg Titrode mit Ag<sub>2</sub>S-Überzug

6.00404.300S

Digitale, kombinierte Silberringelektrode für OMNIS mit einer pH-Glasmembran als Referenzelektrode. Der Silberring ist für eine erhöhte Empfindlichkeit und bessere Nachweisgrenze mit Sulfid (Ag<sub>2</sub>S) überzogen.

Diese wartungsfreie Elektrode eignet sich für Fällungstitrationsen bei konstant bleibendem pH-Wert (Titriermittel Silbernitrat) von z.B.

- Chlorid, Bromid, Iodid
- Sulfiden
- Schwefelwasserstoff
- Mercaptane
- Cyanide

Diese Elektrode wird in dest. Wasser aufbewahrt.

dTodes können an OMNIS Titratoren verwendet werden.

Lieferumfang 6.00404.300S

| Qt. | Order no. | Beschreibung |
|-----|-----------|--------------|
|-----|-----------|--------------|

100 Stk

6.1236.050

Schliffhülse mit Normschliff NS 14/12 mm

Schliffhülse mit Normschliff NS 14/12 mm aus Polyethylen.



---

100 Stk

6.2008.040

Aufbewahrungsgefäß

Ergibt zusammen mit Halter 6.2008.050 eine Halterung für die Elektrode an 807 Dosing Units.



## Optionales Zubehör

| Order no.   | Beschreibung                                                                                                                                |                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.02104.300 | Elektrodenkabel Steckkopf Q / Stecker P, 0.55 m<br><br>Kabel für den Anschluss einer dTrode (Steckkopf Q) am digitalen Messmodul von OMNIS. |  |
| 6.02104.310 | Elektrodenkabel Steckkopf Q / Stecker P, 1.5 m<br><br>Kabel für den Anschluss einer dTrode (Steckkopf Q) am digitalen Messmodul von OMNIS.  |  |