



## iAg-Titrode mit AgBr-Überzug

6.00470.300BR

Intelligente, kombinierte Silberringelektrode mit einer pH-Glasmembran als Referenzelektrode und integriertem Speicherchip für Sensordaten.

Der Silberring ist für eine erhöhte Empfindlichkeit und bessere Nachweisgrenze mit Bromid (AgBr) überzogen.

Diese wartungsfreie Elektrode eignet sich für Fällungstitrationsen bei konstant bleibendem pH-Wert (Titriermittel Silbernitrat) von z.B.:

- Chlorid, Bromid, Iodid
- Sulfiden
- Schwefelwasserstoff
- Mercaptane
- Cyanide

Diese Elektrode wird in dest. Wasser aufbewahrt.

iTodes können an Titrand, Ti-Touch oder den 913/914 Metern verwendet werden.

Lieferumfang 6.00470.300BR

| Qt.                                                                                 | Order no.  | Beschreibung                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 STK                                                                               | 6.1236.050 | Schliffhülse mit Normschliff NS 14/12 mm<br>Schliffhülse mit Normschliff NS 14/12 mm aus Polyethylen.             |
|  |            |                                                                                                                   |
| 1 STK                                                                               | 6.2008.040 | Aufbewahrungsgefäß<br>Ergibt zusammen mit Halter 6.2008.050 eine Halterung für die Elektrode an 807 Dosing Units. |
|  |            |                                                                                                                   |

# Optionales Zubehör

| Order no.  | Beschreibung                                                                                                                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.854.0010 | 854 iConnect<br><br>Der 854 iConnect - Elektrodenkabel und Messverstärker für intelligente Elektroden «iTrodes» (Kabellänge 150 cm). |



---