



Kombinierte F-ISE mit Pt1000

6.00500.600

Kombinierte fluoridselektive Elektrode mit Kristallmembran mit integriertem Pt1000 Temperatursensor.

Diese ISE eignet sich für:

- Ionenmessungen von F^- (10^{-6} mol/L bis sat.)
- Automatisierte Ionenmessungen
- Titrationen

Referenzelektrolyt: $c(KCl) = 3$ mol/L

Die Elektrode wird im Referenzelektrolyt gelagert.

Lieferumfang 6.00500.600

Qt.	Order no.	Beschreibung
-----	-----------	--------------

100 Stk

6.1236.050

Schliffhülse mit Normschliff NS 14/12 mm

Schliffhülse mit Normschliff NS 14/12 mm aus Polyethylen.



100 Stk


6.2008.040

Aufbewahrungsgefäß

Ergibt zusammen mit Halter 6.2008.050 eine Halterung für die Elektrode an 807 Dosing Units.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.2104.600	Elektrodenkabel für Steckkopf U/Stecker F 2x2 mm B, 1 m Für die Verbindung von Elektroden mit Metrohm-Steckkopf U an Metrohm-Geräte (Buchse F).	
6.2104.610	Elektrodenkabel für Steckkopf U/Stecker F + 2x2 mm B, 2 m Für die Verbindung von Elektroden mit Metrohm-Steckkopf U an Metrohm-Geräte (Buchse F).	
6.02104.600	Elektrodenkabel Steckkopf U / Stecker P, 0.55 m Kabel für den Anschluss einer Elektrode mit Steckkopf U an einem analogen Messmodul von OMNIS.	
6.02104.610	Elektrodenkabel Steckkopf U / Stecker P, 1.5 m Kabel für den Anschluss einer Elektrode mit Steckkopf U an einem analogen Messmodul von OMNIS.	

6.2308.020

Elektrolyt 3 mol/L KCl (250 mL)

Elektrolytlösung $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (für Ag/AgCl-Bezugssysteme)

