



Stabrührer Schliffhülse zu 6.01403.050

6.01201.000

Stabrührer-Schliffhülse für die Verwendung eines Stabrührers anstatt eines Homogenisierers im Titrierkopf 6.01403.050

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.01403.050	Titrierkopf für KFT mit verstärkten Spitzen (P&P) Titrierkopf für die Karl-Fischer-Titration in Pick&Place-Modulen des OMNIS Sample Robot Pick&Place. Der Titrierkopf bietet neben 2 verstärkten Antidiffusionsspitzen eine Öffnung für die Verwendung eines Homogenisierers (Polytron 1300D) oder Stabrührers.



6.01900.030

Rührpropeller 20 mm ETFE

Rührpropeller 20 mm mit verstellbarer Höhe für die Verwendung mit Rod
Stirrer "Titrator" oder Rod Stirrer "Sample Robot"

