



Messkopf (SPE) für den Messstand des 946 Portable VA Analyzer

6.01256.020

Messkopf mit eingebautem Rührer für Messungen mit Dickfilmelektroden (*screen-printed electrodes, SPE*).

Optionales Zubehör


Order no.	Beschreibung
6.01204.000	Rührtip

Rührtip für 946 Portable VA Analyzer.



6.01408.000 O-Ring 46 x 2.5 mm

Für den Messstand des 946 Portable VA Analyzer. Set à 2 Stück.



6.1241.200 Mutter für SPE-Elektrodenschaft

Mutter für SPE-Elektrodenschaft 6.1241.090 und Messkopf (SPE) 6.01256.020.



6.1241.210 Stützscheibe für SPE-Elektrodenschaft

Stützscheibe aus PTFE für SPE-Elektrodenschaft 6.1241.090 und Messkopf (SPE) 6.01256.020.



6.1244.060 Silikondichtung für SPE-Elektrodenschaft (10 Stück)

Dichtung aus Silikon für SPE-Elektrodenschaft 6.1241.090 und Messkopf (SPE) 6.01256.020, 10 Stück.



6.02621.000

Gabelschlüssel 4 mm

