



Titriergesäßoberteil Eco für die volumetrische Karl-Fischer-Titration

6.01405.050

Titriergesäßoberteil für die volumetrische Karl-Fischer-Titration mit einem Eco KF Titrator

Lieferumfang 6.01405.050

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.1454.130	Formdichtung aus FPM zu 61414xxx zu KF und VA Geräten



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.01408.010	Dichtungssatz zu Karl-Fischer-Titrierzelle Kompletter Dichtungssatz, passend zu 6.05609.000 und 6.05609.010.	
6.02709.010	Stopfen Stopfen aus Kunststoff, passend zu OMNIS Karl-Fischer Titrator 2.1001.4220.	
6.02709.020	Septumstopfen Septumstopfen aus Kunststoff, passend zu Titriergefäßoberteile 6014050X0.	
6.02709.030	Schraubnippel Schraubnippel aus Kunststoff, passend zu Titriergefäßoberteile 6014050X0.	

6.02709.040

Verschlussstopfen

Verschlussstopfen zu Titriergefäßoberteilen 6014050X0.



6.02711.000

Pastenlöffel

Geeignet zum Einsatz für Karl-Fischer-Wasserbestimmungen von pastösen Substanzen, wie z.B. Honig, Kosmetik, Fette oder verschiedene Milchprodukte.

Der Pastenlöffel erleichtert die Zugabe von viskosen Proben. Er wird so einfach, wie jeder andere Spatel gehandhabt und ermöglicht die bequeme, schnelle und verlustfreie Zugabe von Pasten in das Karl-Fischer-Titriergefäß.

Um viskose Proben schnell und komplett aufzulösen, empfehlen wir zudem die Verwendung eines Homogenisierers.

Passend zu Titriergefäßoberteilen 6014050X0.

