




Ablaufrinne für OMNIS Sample Robot M/L WSM

6.01804.460

Die Ablaufrinne wird hinter den Arbeitsstationen des OMNIS Sample Robot WSM M/L montiert und fängt im Fehlerfall überlaufende Lösung auf, um sie über einen Schlauch sicher und kontaktfrei in einen Abfallkanister zu führen.

Lieferumfang 6.01804.460

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.01803.000	Silikonschlauch 8/12 2.5 m

Silikonschlauch für den Anschluss an den Ablauf vom Pick&Place-Modul bzw. Pumpenmodul um ggf. überlaufende Lösung sicher in den Abfallkanister zu leiten.



1 STK

6.01808.010

Y-Schlauchverbinder, PP, 3 x 7-8 mm

Verbindungsstück für Abfallschläuche



1 STK

6.1602.115

Flaschenaufsatz / S 40 / grün

Für direktes Dosieren aus Reagenzflaschen mit Gewinde S 40 (Merck...).



1 STK

6.1624.000

Adapter NS 14 zum Adsorberrohr 6.1619.XXX

Adapter NS 14. Für das Adsorberrohr 6.1619.010 im Dilution Sample Processor.



1 STK

6.2023.020

Schliffklammer NS 14/15

Schliffklammer für NS 14/15.

