



Flasche PP, 50 mL, 12 Stück

6.02743.030

Die 50 mL Flaschen sind aus Polypropylen (PP) Kunststoff hergestellt und können für Proben, Standards, Checkstandards und Spüllösungen verwendet werden. Die Produktion und die Verpackung erfolgen unter Steril- und Reinraumbedingungen. Dies garantiert minimale Kontaminierungsgrade. Die Probengefäße werden stichprobenartig auf auslaugbare Anionen und Kationen überprüft.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.02743.100	Schraubkappe ohne Septum, ID 14.2 mm

Die Schraubkappe ohne Septum kann in Kombination mit der Flasche PP, 50 mL (6.02743.030) verwendet werden. Der Stopfen mit Perforation (6.2743.070) lässt sich in das Loch schieben und verschliesst die Flasche. Dies bietet eine perfekte Verschlussmöglichkeit, falls die Standardnadel (6.2846.010) am 858 Professional Sample Processor verwendet wird.



Die Schraubkappe mit Septum eignet sich perfekt, um Proben und Standards über einen längeren Zeitraum zu erhalten. Schraubkappe mit Septum für Flasche PP, 50 mL (6.02743.030); PE-Flasche, 125 mL (6.1627.000) und PE-Flasche, 50 mL (6.1608.100).

Beim 858 Professional Sample Processor muss die beschichtete Probenadel aus Stahl (6.2624.200) oder die Pick-up-Nadel (6.2624.100) montiert werden, um das Septum zu durchstechen.



Der Septumdrehverschluss ist aufgrund der vernachlässigbaren Kontamination durch das Septum ideal für die Spurenanalytik. Perfekt, um Standards über einen längeren Zeitraum zu erhalten. Septumdrehverschluss für PE-Flasche, 125 mL (6.1627.000) und PE-Flasche, 50 mL (6.1608.100).



Mehrreihiges Probenrack für 65 Proben in Probengefäßen à 11 mL (6.2743.050) und 25 Proben in Probengefäßen à 50 mL (6.02743.030)

