



Drehverschluss mit Septum

6.02743.090

Die Schraubkappe mit Septum eignet sich perfekt, um Proben und Standards über einen längeren Zeitraum zu erhalten. Schraubkappe mit Septum für Flasche PP, 50 mL (6.02743.030); PE-Flasche, 125 ml (6.1627.000) und PE-Flasche, 50 ml (6.1608.100).

Beim 858 Professional Sample Processor muss die beschichtete Probennadel aus Stahl (6.2624.200) oder die Pick-up-Nadel (6.2624.100) montiert werden, um das Septum zu durchstechen.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.1608.100	PE-Flasche 50 mL
	Flasche zum Extension Module Liquid Handling.



6.1627.000

PE-Flasche, 125 mL für IC

Diese Flasche wird in der vollautomatischen Verdünnung eingesetzt.



6.02743.030

Flasche PP, 50 mL, 12 Stück

Die 50 mL Flaschen sind aus Polypropylen (PP) Kunststoff hergestellt und können für Proben, Standards, Checkstandards und Spüllösungen verwendet werden. Die Produktion und die Verpackung erfolgen unter Steril- und Reinraumbedingungen. Dies garantiert minimale Kontaminierungsgrade. Die Probengefäße werden stichprobenartig auf auslaugbare Anionen und Kationen überprüft.



6.2624.200

Probennadel aus Stahl, beschichtet

Alternative zur Probennadel aus Zirkoniumoxid. Besonders geeignet für Septumgefäße. Metallfrei dank spezieller Beschichtung. Benötigt den Nadelhalter 1/16 in. (6.2833.010) zur Montage am Sample Processor.



6.2624.100

Pick-up-Nadel MF

Beschichtete Stahlnadel für den metallfreien Pick-up-Modus sowie für Eppendorf-Probengefäße.

