



Schraubkappe ohne Septum, ID 14.2 mm

6.02743.100

Die Schraubkappe ohne Septum kann in Kombination mit der Flasche PP, 50 mL (6.02743.030) verwendet werden. Der Stopfen mit Perforation (6.2743.070) lässt sich in das Loch schieben und verschliesst die Flasche. Dies bietet eine perfekte Verschlussmöglichkeit, falls die Standardnadel (6.2846.010) am 858 Professional Sample Processor verwendet wird.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.1608.100	PE-Flasche 50 mL

Flasche zum Extension Module Liquid Handling.



6.1627.000

PE-Flasche, 125 mL für IC

Diese Flasche wird in der vollautomatischen Verdünnung eingesetzt.



6.02743.030

Flasche PP, 50 mL, 12 Stück

Die 50 mL Flaschen sind aus Polypropylen (PP) Kunststoff hergestellt und können für Proben, Standards, Checkstandards und Spüllösungen verwendet werden. Die Produktion und die Verpackung erfolgen unter Steril- und Reinraumbedingungen. Dies garantiert minimale Kontaminierungsgrade. Die Probengefäße werden stichprobenartig auf auslaugbare Anionen und Kationen überprüft.



6.2743.070

Stopfen mit Perforation

2000 Stück. Für IC Sample Processors



6.2743.077

Stopfen mit Perforation

200 Stück. Für IC Sample Processors.

