




Getrennte Pt-Drahtelektrode

6.0301.100

Elektroden spitze aus Pt-Draht. Diese Elektrode wird als Hilfselektrode für die Differenzpotentiometrie verwendet.

Lieferumfang 6.0301.100

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.1236.050	Schliffhülse mit Normschliff NS 14/12 mm Schliffhülse mit Normschliff NS 14/12 mm aus Polyethylen.



Ergibt zusammen mit Halter 6.2008.050 eine Halterung für die Elektrode an 807 Dosing Units.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.2106.020	Kabellitze / 1 m / 2 x B Elektrodenkabel mit 2 x Stecker B (4 mm) für den Anschluss von Elektroden mit Steckkopf B	
6.2106.060	Kabellitze / 2 m / 2 x B Elektrodenkabel mit 2 x Stecker B (4 mm) für den Anschluss von Elektroden mit Steckkopf B	