



Zubehörset Pumpenmodul "Peristaltik" (2-Kanal)

6.05001.010

Das Zubehörset beinhaltet alle Komponenten, die für die Verschlauchung einer Spül- und einer Absaugpumpe am Pumpenmodul "Peristaltik" benötigt werden. Dazu gehören neben vorkonfektionierten Schläuchen mit Luer-Anschluss auch je zwei Anpressklammern und Pumpschläuche.

Lieferumfang 6.05001.010

Qt.	Order no.	Beschreibung
2 STK	6.01801.020	Pumpschlauch Pharm-A-line zu Pumpenmodul Peristaltik

Der Pumpschlauch ist bereits mit Adaptern versehen, die den direkten Einbau in die Peristaltikpumpe des Pumpenmoduls erlauben. Der Pharm-A-line Pumpschlauch ist für den Transport von wässrigen wie nicht-wässrigen Lösungen und muss in Verbindung mit der Anpressklammer weiss im Pumpenmodul betrieben werden.



1 STK

6.01805.100

PTFE-Schlauch mit Luer 60 cm

Schlauch für die Verbindung der Pumpenmodul Peristaltikpumpe 1 oder 3 mit dem Verteilstück (Spülen) am Pick&Place-Modul.



1 STK

6.01805.110

PTFE-Schlauch mit Luer 80 cm

Schlauch für die Verbindung der Pumpenmodul Peristaltikpumpe 2 oder 4 mit dem Verteilstück (Absaugen) am Pick&Place-Modul.



2 STK

6.01805.120

PTFE Schlauch mit Luer 2.5 m

Schlauch für die Verbindung der Peristaltikpumpe im Pumpenmodul mit dem Kanister.



1 STK

6.02621.030

Luer-Werkzeug

Dieses Werkzeug erleichtert die Anbringung und Demontage von Luerlock-Verbindungen. Es kann auf den Luerlock-Anschluss aufgesetzt werden und erleichtert durch seine Form das Anbringen der mit Luer-Anschlüssen versehenen Schläuche.



2 STK

6.02703.000

Anpressklammer weiss zu Pumpenmodul "Peristaltik"

Mittels der Anpressklammer wird der Pumpschlauch im Pumpenmodul "Peristaltik" fixiert und gesichert.



1 STK

6.02704.000

Schlauchclip zu Arbeitsstation (10 Stk)

Zur Fixierung von PVC- oder PTFE-Schläuchen, die zur Arbeitsstation führen.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.1828.000	PVDF-Anschlussnippel Für Kanister 6.1621.000.

