



Natriumselektive Glaselektrode

6.0501.100

Glaselektrode mit natriumselektivem Membranglas und Normschliff.

Diese ISE muss in Kombination mit einer Referenzelektrode verwendet werden und eignet sich für:

- Ionenmessungen von Na^+ (10^{-5} bis 1 mol/L)
- Titrationen

Diese Elektrode ist auch bei schwierigen Matrices wie Frucht-/Gemüsesäfte und Proben, die Chlorat oder Perchlorat enthalten, geeignet.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
-----------	--------------

6.2104.020

Elektrodenkabel / 1 m / F

Für die Verbindung von Elektroden mit Metrohm-Steckkopf G an Metrohm-Geräte (Buchse F).



6.0750.100

LL ISE Referenzelektrode

Silber/Silberchlorid-Referenzelektrode mit Double-Junction System.
Diese Referenzelektrode eignet sich hervorragend für:

- automatisierte Anwendungen
- Ionenmessungen
- Tensidtitrationen



Das gegenüber Verschmutzung unempfindliche Schliffdiaphragma liefert einen konstanten und reproduzierbaren Elektrolytaustritt. Zudem wird der Referenzelektrolyt für noch bessere Signalstabilität gelieert. Der Sensor wird mit $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ als Zwischenelektrolyt ausgeliefert, dieser kann aber je nach Verwendung frei gewählt und ausgetauscht werden.
