



Surfactode Refill

6.0507.140

Diese Tensidelektrode muss in Kombination mit einer Referenzelektrode verwendet werden und eignet sich für:

- Titrationen von ionischer Tensiden in nicht-wässrigen Matrices (nicht in Chloroform)
- zwei-Phasen Titrationen ($\text{pH} > 10$)

Dank der erneuerbaren Elektrodenfläche besitzt diese Elektrode eine praktisch unbeschränkte Lebensdauer und wird vor allem für Proben wie Waschmittel oder Seife verwendet.

Lieferumfang 6.0507.140

Qt.	Order no.	Beschreibung
-----	-----------	--------------

100 Stk

6.2008.040

Aufbewahrungsgefäß

Ergibt zusammen mit Halter 6.2008.050 eine Halterung für die Elektrode an 807 Dosing Units.



100 Stk

6.1236.020

Schliffhülse NS 14/12 mm

Schliffhülse mit Normschliff NS 14/12 mm und O-Ring.



100 Stk

6.2826.010

Stopfwerkzeug

Für die Tensid-Elektrode 6.0507.140



100 Stk

6.2319.000

Surfactode-Refill-Paste

Nachfüll-Paste für 6.0507.140 Surfactode Refill



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.0750.100	LL ISE Referenzelektrode Silber/Silberchlorid-Referenzelektrode mit Double-Junction System. Diese Referenzelektrode eignet sich hervorragend für: • automatisierte Anwendungen • Ionenmessungen • Tensidtitrationen Das gegenüber Verschmutzung unempfindliche Schliffdiaphragma liefert einen konstanten und reproduzierbaren Elektrolytausfluss. Zudem wird der Referenzelektrolyt für noch bessere Signalstabilität gelieert. Der Sensor wird mit $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ als Zwischenelektrolyt ausgeliefert, dieser kann aber je nach Verwendung frei gewählt und ausgetauscht werden.	
6.0726.100	Ag/AgCl-Referenzelektrode (Länge 12.5 cm) Silber/Silberchlorid-Referenzelektrode mit Double-Junction System, Einbaulänge 10 cm. Der Normschliff 14/15 ermöglicht eine einfache Montage, und das gegenüber Verschmutzung unempfindliche flexible Schliffdiaphragma kann jederzeit ersetzt werden. Der Referenz- und der Zwischenelektrolyt können je nach Verwendung frei gewählt werden und sind leicht auszutauschen. Dieser Sensor wird ohne Elektrolytfüllung ausgeliefert.	
6.2104.020	Elektrodenkabel / 1 m / F Für die Verbindung von Elektroden mit Metrohm-Steckkopf G an Metrohm-Geräte (Buchse F).	