




OMNIS IC-Ausr.: MIDT

Lieferumfang

Order Number	Beschreibung	Menge
6.02744.010	flanschlose Verschraubung M6, 1/8", 2 Stk.	5 PCS
		
6.01815.000	Spiralband, 3-15 mm, 0.5 m	1 PCS
		
6.05000.010	Zubehör-Kit: Flasche OMNIS IC, PP, 2 L OMNIS IC Zubehörset für die Anbringung der Reagenzienflasche am Reagent Organizer / Reagent Organizer Liquid Control.	1 PCS
		

6.2744.070

Druckschraube kurz

2 PCS

Kurze Ausführung. Mit UNF 10/32 Anschluss. 5 Stück. Für den Anschluss von PEEK-Kapillaren.



6.2744.320

PEEK-Kupplung M6 / UNF 10/32

2 PCS

Verbindet Transferschläuche (M6) mit Kapillaren (UNF 10/32)



6.1831.050

PEEK-Kapillare 0.5 mm i.D. / 40 cm

1 PCS

Zur Inline-Dialyse und für Probenwechsler. Für IC Dialysis Unit, IC Sample Processor, Compact IC Autosampler, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit, Compact VA Autosampler.



6.2744.200

Adapter UNF 10/32 aussen / M6 innen

2 PCS


Zur Verbindung von 1/16 in. PEEK-Kapillaren und Transferschlauch (M6).



6.01532.140

LQH-Transferschlauch, FEP, AD 1/8"


1 PCS



6.01532.130

Transferschlauch 5 mL, FEP, AD 1/8"


1 PCS



6.01805.400

FEP-Schlauch M6, 1/8" x 1.59 mm, 3 m


2 PCS



6.01831.230

PEEK-Kapillare, ID 0.75 mm, 100 cm

1 PCS



6.1831.180

PEEK-Kapillare 0.5 mm i.D. / 3 m

1 PCS



6.1903.000

Rührstäbchen / 8 x 3 mm

1 PCS

Rührstäbchen mit magnetischem Kern, Umhüllung aus PTFE, 8 mm lang und 3 mm Durchmesser.

