


OMNIS IC-Ausr.: AnCat Switch

Lieferumfang

Order Number	Beschreibung	Menge
6.02744.010	flanschlose Verschraubung M6, 1/8", 2 Stk.	2 PCS




6.01806.000	PEEK-Kapillare 0.18 mm i.D. / 2 m	1 PCS
-------------	--	-------



Zum Einsatz im Hochdruck-Flusspfad, z.B. als Vorwärmkapillare für Metrosep Carb 2 Säulen in 2-mm-Ausführung (6.01090.2x0).

6.05000.010	Zubehör-Kit: Flasche OMNIS IC, PP, 2 L	1 PCS
-------------	---	-------



OMNIS IC Zubehörset für die Anbringung der Reagenzienflasche am Reagent Organizer / Reagent Organizer Liquid Control.

6.2744.070

Druckschraube kurz

1 PCS


Kurze Ausführung. Mit UNF 10/32 Anschluss. 5 Stück. Für den Anschluss von PEEK-Kapillaren.



6.01831.170

PEEK-Kapillare INJ - COL, 540/0.18 mm

1 PCS



6.2744.040

Kupplung 2 x UNF 10/32

1 PCS

Für die Verbindung von 1/16 in. Kapillaren. Für IC-Geräte



6.2744.014

Druckschraube 2x

1 PCS


Mit UNF 10/32 Anschluss. Für den Anschluss von PEEK-Kapillaren.



6.01805.400

FEP-Schlauch M6, 1/8" x 1.59 mm, 3 m


2 PCS



6.02845.000

Vorwärmkartusche, ID 0.18 mm

1 PCS



6.1831.180

PEEK-Kapillare 0.5 mm i.D. / 3 m

1 PCS

